

# NOTICE D'UTILISATION

## CASQUETTE DE PHOTOTHERAPIE LED

### INTRODUCTION

Veillez lire attentivement le manuel et notamment les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil. Conservez ce manuel.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Veillez à ne pas utiliser l'appareil :

- Si vous êtes une femme enceinte, un enfant ou une personne malade.
- En cas de sensibilité de la peau.
- En cas de prise de médicaments pour la peau.
- En cas de maladies infectieuses ou inflammatoires de la peau.

### PRÉCAUTIONS A PRENDRE AVANT, PENDANT ET APRÈS L'UTILISATION DE VOTRE APPAREIL

- Ne regardez pas directement la source lumineuse sans protection adéquate pendant le fonctionnement de l'appareil. Portez toujours des lunettes de protection.
- Lorsque l'appareil est en service, il est interdit de l'utiliser proche d'une autre source de chaleur.
- Veillez à ce que de l'eau ne pénètre pas dans le dispositif. Le courant haute tension peut provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Ne touchez pas aux ampoules pendant le fonctionnement de l'appareil.
- Arrêtez immédiatement l'utilisation si vous ressentez une sensation de brûlure désagréable ou observez un gonflement dans la zone traitée.
- En cas de panne ou de dysfonctionnement, éteignez l'appareil immédiatement et débranchez-le. Contactez votre revendeur.

### RÈGLES DE RÉCLAMATION

La garantie ne s'applique pas :

- Si ce qui précède n'est pas respecté.
- S'il y a eu une intervention non autorisée sur l'appareil.
- Si l'appareil a été malmené, soumis à un traitement brutal ou à toute autre forme de dommage. Si des défauts sont apparus en raison de défaillances du système d'alimentation.

### DESCRIPTION DU PRODUIT

La casquette LED fonctionne sur le principe de la thérapie photodynamique. Elle est équipée de 84 doubles LED rouge (650nm + 630nm) et bleue (470nm) pour un total de 168 LED et est dotée de 5 moteurs de vibration à haute fréquence et de coussins chauffants.

Elle peut être utilisée pour la thérapie par compressions chaudes, le massage du cuir chevelu et la photothérapie LED. Elle permettra l'augmentation de la circulation sanguine, l'aide à l'absorption des nutriments par les cheveux et l'amélioration de l'environnement du cuir chevelu.

L'activation des cellules profondes permet d'améliorer le métabolisme du cuir chevelu, tandis que la technologie de la lumière rouge et bleue agit aux racines des cheveux pour nourrir les cheveux et le cuir chevelu.

Les longueurs d'ondes du rouge de 630 nm et 650nm sont reconnues comme « lumières biologiquement actives » qui peuvent améliorer l'activité cellulaire, accélérer le métabolisme, nourrir et renforcer les cheveux, mieux les protéger et favoriser leur croissance.

La longueur d'onde bleue de 470nm a un effet stérilisant et anti-inflammatoire. Elle peut détruire efficacement des bactéries telles que les Candida Albicans et les Trichophyton Rubra sans endommager les tissus cutanés. Elle agit sur des symptômes tels que le cuir chevelu gras et les démangeaisons.

**A utiliser une fois par jour le premier mois, et tous les deux jours à partir du deuxième mois.**

- Appuyer 3 secondes sur le bouton « Power/LED » (bouton de gauche) pour allumer le dispositif en mode 1.

Mode 1 : Lumière rouge en continue. Sans autre manipulation le dispositif restera sur ce mode 15 minutes et s'arrêtera automatiquement. Ce mode est utilisé pour renforcer la croissance de la chevelure et le bon l'état de cuir chevelu des personnes qui ont un cuir chevelu neutre (ni gras, ni sec).

- Une nouvelle pression sur le bouton « Power/LED » passera le dispositif en mode 2.

Mode 2 : Lumière rouge et lumière bleue par intermittence. Sans autre manipulation le dispositif restera sur ce mode 15 minutes et s'arrêtera automatiquement. Ce mode est utilisé pour renforcer la croissance de la chevelure et le bon état du cuir chevelu des personnes qui ont le cuir chevelu gras.

- Une nouvelle pression sur le bouton « Power/LED » passera le dispositif en mode 3.

Mode 3 : Lumière bleue en continue. Sans autre manipulation le dispositif restera sur ce mode 15 minutes et s'arrêtera automatiquement. Ce mode est utilisé pour renforcer la croissance de la chevelure et le bon l'état de cuir chevelu des personnes qui ont un cuir chevelu gras qui provoque de l'acné.

- Une nouvelle pression sur le bouton « Power/LED » passera le dispositif en mode 4.

Mode 4 : Lumière rouge en clignotante. Sans autre manipulation le dispositif restera sur ce mode 15 minutes et s'arrêtera automatiquement. Ce mode est utilisé pour renforcer la croissance de la chevelure et le bon état du cuir chevelu des personnes qui ont le cuir chevelu légèrement gras.

- Une nouvelle pression sur le bouton « Power/LED » repassera le dispositif en mode 1.

En plus de chaque mode ou seul vous pouvez utiliser le mode vibration en appuyant sur le bouton « vibration » (bouton du centre). En appuyant une fois vous obtiendrez le niveau 1 de vibration, en appuyant 2 fois le niveau 2, en appuyant 3 fois le niveau 3 et en appuyant 4 fois vous stoppez le mode vibration. Ce mode permet un meilleur drainage du cuir chevelu par le sang.

En plus de chaque mode vous pouvez aussi utiliser le mode chauffant en appuyant sur le bouton « chauffage » (bouton de droite). Ce mode permet d'apaiser votre cuir chevelu.

Il est à noter que ces 2 options d'augmenteront l'autonomie de votre batterie.

### **ÉLIMINATION DU PRODUIT**

Le produit usagé ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Conformément à la législation, le produit doit être éliminé de manière appropriée afin que les matériaux puissent être recyclés dans le respect de l'environnement. Pour plus d'informations, veuillez consulter les autorités locales compétentes ou l'entreprise d'élimination locale. Le produit est équipé du logo suivant :

