

NOTICE D'UTILISATION

LAMPE À LUMIÈRE INFRAROUGE + 3 COULEURS SANS CHALEUR

INTRODUCTION

Veillez lire attentivement le manuel et notamment les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil. Conservez ce manuel.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Veillez à ne pas utiliser l'appareil :

- Si vous êtes une femme enceinte, un enfant ou une personne malade.
- En cas de sensibilité de la peau.
- En cas de prise de médicaments pour la peau.
- En cas de maladies infectieuses ou inflammatoires de la peau.

PRÉCAUTIONS A PRENDRE AVANT, PENDANT ET APRÈS L'UTILISATION DE VOTRE APPAREIL

- Ne regardez pas directement la source lumineuse sans protection adéquate pendant le fonctionnement de l'appareil. Portez toujours des lunettes de protection.
- Lorsque l'appareil est en service, il est interdit de l'utiliser proche d'une autre source de chaleur.
- Veillez à ce que de l'eau ne pénètre pas dans le dispositif. Le courant haute tension peut provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Ne touchez pas aux ampoules pendant le fonctionnement de l'appareil.
- Arrêtez immédiatement l'utilisation si vous ressentez une sensation de brûlure désagréable ou observez un gonflement dans la zone traitée.
- En cas de panne ou de dysfonctionnement, éteignez l'appareil immédiatement et débranchez-le. Contactez votre revendeur.

RÈGLES DE RÉCLAMATION

La garantie ne s'applique pas :

- Si ce qui précède n'est pas respecté.
- S'il y a eu une intervention non autorisée sur l'appareil.
- Si l'appareil a été malmené, soumis à un traitement brutal ou à toute autre forme de dommage. Si des défauts sont apparus en raison de défaillances du système d'alimentation.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Bénéficiez de tous les effets puissants de la lumière LED (210 LED) grâce à cet appareil de soin de la peau et du corps. Profitez d'un traitement approuvé par la NASA, sans UV, sans chaleur dans le confort de votre foyer.

Les bienfaits de cette lampe de luminothérapie à lumière infrarouge + 3 couleurs :

Soins de la peau

Basées sur le principe photodynamique, les LED de différentes longueurs d'onde ont des effets optiques distincts sur le corps humain. La lumière pénètre profondément dans la peau et agit sur les pigments ou les cellules sous-cutanées pour réduire les taches pigmentaires. Parallèlement, les photons vont également stimuler la régénération du collagène et la réorganisation des cellules fibreuses. En favorisant la stimulation cellulaire, les photons vous ainsi permettre d'améliorer le métabolisme cutané et traiter divers problèmes de peau, des plus superficiels aux plus profonds. Technologie d'impulsion à haute fréquence (60-120KHz).

SOLVITAL LUMINOTHERAPIE - Groupe VENICOM - 5 rue de Lesseps - 75020 Paris

4 couleurs pour 4 effets

Cette lampe possède 4 types de spectre pour une utilisation en fonction de vos besoins :

La lumière rouge (660 nm) restaure la douceur et l'éclat de la peau, le bleu (415 nm) favorise le métabolisme et réduit l'acné, le jaune (590 nm) raffermi la peau, les infrarouge (850 nm) stimule la production de collagène et d'élastine et enclenche la régénération cellulaire en pénétrant dans la peau en profondeur

Précautions d'utilisation : veillez à ne pas utiliser cet appareil si vous êtes une femme enceinte, un enfant, une personne épileptique, si vous prenez des médicaments photosensibles ou si vous souffrez de maladies inflammatoires de la peau.

MODE D'EMPLOI :

Branchez l'appareil pour le recharger. Le temps de charge moyen est d'environ 2H.

Appuyez 2 secondes sur la touche ON/OFF pour allumer la lampe. Appuyez à nouveau 2 secondes pour l'éteindre.

Appuyez sur les touches + ou – pour définir le temps de minuterie désiré (par tranche de 5 minutes).

La touche M permet de choisir le mode d'utilisation souhaité :

Mode 1 : Rajeunissement de la peau (pour un éclat et une régénération quotidienne).

Mode 2 : Réduction de l'acné (pour améliorer les peaux à tendance acnéique).

Mode 3 : Hydratation de la peau (pour les peaux sèches afin de restaurer leur hydratation).

Mode 4 : Blanchiment de la peau (pour les personnes qui souhaitent blanchir leur peau).

Mode 5 : Contrôle du sébum (pour les peaux grasses présentant une sécrétion excessive).

Mode 6 : Antibactérien (pour les inflammations cutanées).

Mode 7 : Apaisant pour la peau (pour les peaux sensibles après une exposition au soleil).

Mode 8 : Réparation cutanée (pour la réparation des peaux à problèmes).

Mode 9 : Soins du cuir chevelu (pour les soins quotidiens des cheveux et du cuir chevelu).

Mode 10 : Soins du corps (amélioration de l'élasticité de la peau du corps).

Mode 11 : Soins intimes (pour la santé des femmes).

Mode 12 : Convient à un large éventail de types de peaux à problèmes.

TEMPS DE TRAITEMENT :

20/30 minutes par jour

DONNÉES TECHNIQUES :

- Origine de fabrication : Chine
- Éclairage : 210 LED
- Couleurs : 4 couleurs (rouge, bleu, jaune, infrarouge)
- Dimensions : 350 x 200 x 35 mm
- Poids : 1.15 kg
- Puissance : maximum 18W
- Entrée : 5V, 1A
- 12 modes de fonctionnement
- Avec lunettes de protection
- Minuterie de 5 à 30 minutes
- Batterie : 800 mAh
- Support réglable en hauteur sur 145°
- Technologie d'impulsion à haute fréquence (60-120KHz)
- Certification CE
- Garantie : 2 ans

- Code EAN : 0634065093068

ÉLIMINATION DU PRODUIT

Le produit usagé ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Conformément à la législation, le produit doit être éliminé de manière appropriée afin que les matériaux puissent être recyclés dans le respect de l'environnement. Pour plus d'informations, veuillez consulter les autorités locales compétentes ou l'entreprise d'élimination locale. Le produit est équipé du logo suivant :

