

NOTICE D'UTILISATION

DE LA LAMPE DE LUMINOTHÉRAPIE LED POUR LA PEAU

INTRODUCTION

Veillez lire attentivement le manuel et notamment les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil. Conservez ce manuel.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ ET GÉNÉRALITÉS

N'utilisez cet appareil que pour l'usage auquel il est destiné. Le fabricant n'est pas responsable des dommages résultant d'une utilisation ou d'une manipulation inappropriée. De plus, toute modification de l'appareil est interdite.

Veillez installer l'appareil dans une pièce bien ventilée, à l'abri de la lumière directe tout en respectant ces recommandations :

- Température recommandée pendant la mise en route : entre 0 et 26 °C
- Température recommandée pour le stockage : entre 0 et 35 °C
- Taux d'humidité : inférieur à 80 %

Placez toujours l'appareil sur une surface sèche, plane et stable à une bonne distance du bord de la table.

PRÉCAUTIONS POUR LES RISQUES ÉLECTRIQUES

Lorsque l'appareil est en service, il est interdit de l'utiliser proche d'une autre source de chaleur. Veillez à ce que de l'eau ne pénètre pas dans le dispositif. Le courant haute tension peut provoquer un incendie ou un choc électrique.

N'utilisez pas l'appareil si la fiche d'alimentation est endommagée. Débranchez la fiche d'alimentation lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une longue période.

Si le produit ou la fiche sont endommagés, le produit doit être vérifié et réparé par un réparateur agréé. Veuillez contacter le vendeur pour la réparation si le produit est encore sous garantie. Les dommages causés par l'acheteur ne bénéficieront pas des conditions de garantie.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Veillez à ne pas utiliser l'appareil :

- Si vous souffrez de maladies cardiaques, de troubles mentaux et d'hypertension.
- En cas de maladies infectieuses de la peau.
- En cas de maladies inflammatoires cutanées.
- En cas de grossesse, allaitement.
- En cas de prise de traitements photosensibilisants (par exemple certains traitements antibiotiques de la famille des tétracyclines ou des quinolones ou certains anti-inflammatoires).

RÈGLES DE RÉCLAMATION

La garantie ne s'applique pas :

- Si ce qui précède n'est pas respecté.
- S'il y a eu une intervention non autorisée sur l'appareil.
- Si l'appareil a été malmené, soumis à un traitement brutal ou à toute autre forme de dommage. Si des défauts sont apparus en raison de défaillances du système d'alimentation.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL



Appareil avec 3 parties
détachables



Lunettes de protection



Boîtier d'alimentation



Ventilation



LED



Bouton ON/OFF

INSTALLATION DE L'APPAREIL

- 1) Ouvrez l'emballage, sortez les éléments de l'appareil avec précaution. Assemblez les différentes parties et placez l'appareil sur une surface plane.
- 2) Retirez l'adaptateur d'alimentation, insérez la borne CC dans le connecteur CC de l'appareil et assurez-vous que la connexion de la borne soit stable.
- 3) Insérez la fiche CA de l'adaptateur d'alimentation dans la prise secteur. Lorsque l'alimentation est connectée, l'appareil émettra un "son" et entrera en état de veille.
- 4) Lorsque l'appareil n'est pas sous tension, l'écran de contrôle ne s'allume pas.

TEMPS DE TRAITEMENT

Le temps de traitement recommandé est de : 30 à 45 minutes

Le nombre de séances par jour : 1 à 2 fois par jour

Chaque séance ne doit pas dépasser 60 minutes.

Grâce à sa conception 3D, cet appareil vous permet de traiter différentes parties du corps selon les besoins, en allant du visage aux pieds. Vous pouvez utiliser l'appareil sur le dos, sur le côté, assis ou sur le ventre.

DESCRIPTION DE L'ÉCRAN DE CONTRÔLE ET FONCTIONNEMENT



Bouton power

Après la mise sous tension, appuyez sur ce bouton pour allumer l'appareil. Par défaut, un temps de traitement de 20 mn s'affiche. Appuyez à nouveau sur ce bouton pour éteindre l'appareil.



Augmentation du temps de traitement

Par défaut, le temps de traitement affiché est de 20 minutes. À chaque pression sur cette touche, le temps augmentera de 5 minutes, pour atteindre une durée maximale de 60 minutes.



Diminution du temps de traitement

Par défaut, le temps de traitement affiché est de 20 minutes. À chaque pression sur cette touche, le temps diminuera de 5 minutes, pour atteindre une durée minimale de 5 minutes.



Couleurs et enchaînement de couleurs

Appuyez sur la touche « Color ».

Une 2^{ème} pression sur cette même touche permet de programmer l'enchaînement de couleurs.

Une 3^{ème} pression permet d'obtenir la lumière rouge.

Une 4^{ème} pression permet d'obtenir la lumière rouge.

Une 5^{ème} pression permet d'obtenir la lumière verte.
Une 6^{ème} pression permet d'obtenir la lumière bleue.
Une 7^{ème} pression permet d'obtenir la lumière blanche et jaune/orangé.
Une 8^{ème} pression permet d'obtenir la lumière violette.
Une 9^{ème} pression permet d'obtenir la lumière bleue.
Une 10^{ème} pression permet d'obtenir la lumière blanche.
Une 11^{ème} pression permet d'obtenir la lumière blanche et jaune/orangé.



Accès rapide à la couleur rouge



Accès rapide à la couleur verte



Accès rapide à la couleur bleue



Option ventilation pour vous rafraîchir pendant le traitement

Les différentes couleurs de lumière et leurs bienfaits :

La lumière rouge (640 nm) permet la régénération des cellules en profondeur, répare la peau abîmée, lutte contre les rides ou ridules et favorise la production de collagène et d'élastine.

La lumière verte (532 nm) éclaircit les tâches d'hyperpigmentation et booste le teint.

La lumière bleue (423 nm) agit sur les problèmes d'acné et la régulation du sébum grâce à ses propriétés bactéricides.

La lumière jaune (583 nm) est utilisée pour calmer les rougeurs. Elle améliore la circulation sanguine et lymphatique.

La lumière orange (590 nm) allie les avantages des lumières jaune et rouge pour revitaliser la peau et fait ressortir l'éclat du teint.

La lumière violette (400 nm) : elle permet de traiter l'acné et les cicatrices de l'acné en profondeur. Pour un traitement efficace, la lumière violette émet des rayons UV en faible quantité, sans danger pour la peau.

La lumière laser (lumière blanche) : elle va pénétrer la peau en profondeur pour améliorer l'apparence des ridules et du relâchement cutané.

La lumière rose combine les bienfaits de la lumière blanche et rouge pour une action anti-âge et le traitement de la peau en profondeur.

PRÉCAUTIONS À PRENDRE PENDANT L'UTILISATION DE VOTRE APPAREIL

- 1) Il est interdit de regarder directement la lumière émise par l'appareil. En cas de traitement du visage, il est recommandé de porter les lunettes de protection fournies par le fabricant.
- 2) Les patients ayant une peau allergique doivent effectuer un test sur une petite partie de la peau avant utilisation de l'appareil.
- 3) Si vous ne vous sentez pas bien après avoir utilisé cet appareil, vous devez arrêter le traitement immédiatement. Lorsque vous utiliserez votre appareil de nouveau, vous devez choisir un niveau d'intensité faible sur une courte durée. Puis vous pourrez augmenter la durée du traitement progressivement jusqu'à ce que votre corps s'adapte à cette technique de soin par la lumière.
- 4) L'appareil doit être placé dans un endroit frais, sec et ventilé, où les enfants ne peuvent pas l'atteindre. Il est interdit de le placer dans un environnement exposé aux rayons directs du soleil, à l'humidité ou à des températures élevées.
- 5) Ne versez pas d'eau sur l'appareil, n'utilisez pas l'appareil avec des mains mouillées.
- 6) Maintenez une certaine distance avec les autres appareils électriques et tenez-vous à l'écart des fortes interférences magnétiques et des produits inflammables et explosifs.
- 7) Pour nettoyer l'appareil, utilisez un chiffon doux légèrement humide. N'utilisez pas de réactifs chimiques acides ou alcalins puissants. Les petites cavités peuvent être nettoyées avec une brosse douce.
- 8) Il est interdit de placer un objet quelconque sur l'appareil y compris un téléphone portable, une carte bancaire ou autre carte magnétique.
- 9) Il est interdit d'insérer des objets conducteurs tels que des vis et des fils dans l'appareil pour éviter les brûlures, les courts-circuits, les incendies et les chocs électriques.
- 10) Les mineurs et les personnes ne disposant pas d'une activité autonome, d'une capacité de perception et d'expression doivent utiliser l'appareil avec l'aide de personnes majeures ayant une activité et une capacité de perception normales ou un professionnel.
- 11) Il est interdit d'utiliser des accessoires ou bien de démonter la machine.

MAINTENANCE

Lors de l'entretien de l'appareil, coupez l'alimentation et enlevez le cordon d'alimentation.

1. Nettoyez l'écran de contrôle et l'appareil avec un chiffon doux légèrement humide.
2. Lorsque vous stockez le produit pendant une longue période, coupez l'alimentation et évitez de le placer dans un endroit humide.
3. Pour ranger l'appareil, démontez les 3 parties.

DONNÉES TECHNIQUES

Nom : Lampe de luminothérapie LED pour la peau

Puissance : 45 W

Entrée : DC12V 4A

Fréquence : 50HZ/60HZ

Dimensions : 455 × 220 × 315 (mm)

Poids : 1.6 kg

ÉLIMINATION DU PRODUIT

Le produit usagé ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Conformément à la législation, le produit doit être éliminé de manière appropriée afin que les matériaux puissent être recyclés dans le respect de l'environnement. Pour plus d'informations, veuillez consulter les autorités locales compétentes ou l'entreprise d'élimination locale. Le produit est équipé du logo suivant :

