

# NOTICE D'UTILISATION

## LAMPE À LUMIÈRE ROUGE PROCHE INFRAROUGE

### INTRODUCTION

Veillez lire attentivement le manuel et notamment les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil. Conservez ce manuel.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Veillez à ne pas utiliser l'appareil :

- Si vous êtes une femme enceinte, un enfant ou une personne malade.
- En cas de sensibilité de la peau.
- En cas de prise de médicaments pour la peau.
- En cas de maladies infectieuses ou inflammatoires de la peau.

### PRÉCAUTIONS A PRENDRE AVANT, PENDANT ET APRÈS L'UTILISATION DE VOTRE APPAREIL

- Ne regardez pas directement la source lumineuse sans protection adéquate pendant le fonctionnement de l'appareil. Portez toujours des lunettes de protection.
- Lorsque l'appareil est en service, il est interdit de l'utiliser proche d'une autre source de chaleur.
- Veillez à ce que de l'eau ne pénètre pas dans le dispositif. Le courant haute tension peut provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Ne touchez pas aux ampoules pendant le fonctionnement de l'appareil.
- Arrêtez immédiatement l'utilisation si vous ressentez une sensation de brûlure désagréable ou observez un gonflement dans la zone traitée.
- En cas de panne ou de dysfonctionnement, éteignez l'appareil immédiatement et débranchez-le. Contactez votre revendeur.

### RÈGLES DE RÉCLAMATION

La garantie ne s'applique pas :

- Si ce qui précède n'est pas respecté.
- S'il y a eu une intervention non autorisée sur l'appareil.
- Si l'appareil a été malmené, soumis à un traitement brutal ou à toute autre forme de dommage. Si des défauts sont apparus en raison de défaillances du système d'alimentation.

### DESCRIPTION DU PRODUIT

Bénéficiez de tous les effets puissants de la lumière LED (323 LED) grâce à cet appareil de soin de la peau et du corps. Profitez d'un traitement approuvé par la NASA, sans UV, dans le confort de votre foyer.

Les bienfaits de cette lampe de luminothérapie à lumière rouge proche infrarouge :

#### Soins de la peau

Basées sur le principe photodynamique, les LED de différentes longueurs d'onde ont des effets optiques distincts sur le corps humain. La lumière pénètre profondément dans la peau et agit sur les pigments ou les cellules sous-cutanées pour réduire les taches pigmentaires. Parallèlement, les photons vont également stimuler la régénération du collagène et la réorganisation des cellules fibreuses. En favorisant la stimulation cellulaire, les photons vous aident ainsi à améliorer le métabolisme cutané et à traiter divers problèmes de peau, des plus superficiels aux plus profonds.

### 7 couleurs pour 7 effets

Cette lampe possède 7 types de spectre pour une utilisation en fonction de vos besoins :

La lumière rouge (640 nm) restaure la douceur et l'éclat de la peau, le vert (523 nm) régénère les cellules de l'épiderme pour équilibrer et améliorer le grain de peau, le bleu cyan (490 nm) favorise le métabolisme, le jaune (583 nm) raffermi la peau, le bleu foncé (423 nm) réduit l'acné, la lumière laser blanche atténue les taches de vieillesse ainsi que les ridules et le violet (690 nm) est utilisé pour le soin du corps.

### Soins du corps

La lumière rouge a la capacité non seulement d'embellir le visage, mais également de soulager les douleurs ressenties dans tout le corps (épaules, dos, bras, jambes...) grâce à la lumière violette (une combinaison des lumières rouge et bleue). La lumière violette pénètre à travers la peau jusqu'aux zones sensibles pour un soulagement plus efficace de la douleur. Elle améliore également la circulation sanguine, favorise le sommeil profond et réduit l'anxiété.

### **MODE D'EMPLOI :**

Branchez l'appareil. Appuyez 3 secondes sur le bouton lumineux qui apparaît (pour éteindre l'appareil, réappuyez 3 secondes sur ce même bouton). Ce bouton vous permet également de choisir la couleur de la lumière. Le deuxième bouton vous sert à ajuster le niveau d'intensité allant de 1 à 9.

### **TEMPS DE TRAITEMENT :**

30 minutes par jour

### **DONNÉES TECHNIQUES**

Éclairage: 323 LED

Couleurs : 7 couleurs (rouge, bleu cyan, vert, jaune, bleu foncé, violet, laser blanc) pour 7 fonctions

Intensité de la lumière : modulable sur 9 niveaux

Dimensions : 305 x 220 x 40 mm

Poids : 1.35 kg

Puissance : maximum 36 W

Entrée : 12 V

Vendu avec le protège écran

Certification CE

Garantie : 2 ans

### **ÉLIMINATION DU PRODUIT**

Le produit usagé ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Conformément à la législation, le produit doit être éliminé de manière appropriée afin que les matériaux puissent être recyclés dans le respect de l'environnement. Pour plus d'informations, veuillez consulter les autorités locales compétentes ou l'entreprise d'élimination locale. Le produit est équipé du logo suivant :

