

G11 - Masque de luminothérapie LED 4D

Conception 4D à surface incurvée

Épouse la forme du visage et assure une couverture lumineuse uniforme.

Masque à faisceau lumineux ciblé + LED

Les longueurs d'onde du faisceau lumineux ciblé pénètrent plus profondément dans la peau et offrent une action renforcée.

Six modes intelligents

Réparation / rajeunissement / anti-âge / matin / acné / nuit. Changement par un bouton pour répondre précisément aux besoins de la peau.

Trois niveaux de luminosité

Faible, moyen et élevé, adaptés aux différents types de peau pour une utilisation plus douce et efficace.

Soin à domicile de niveau professionnel

Association de technologie et de soin de la peau pour une peau plus lumineuse et plus ferme.

Grande autonomie de batterie

Batterie haute capacité : une charge suffit pour une utilisation prolongée, où que vous soyez.

Caractéristiques du produit



Longueurs d'onde	415 / 590 / 630 / 850 / 1072 nm
Couleurs LED	Bleu / Jaune / Rouge / Infrarouge proche
Nombre de LED	147 pièces (90 visage + 57 cou)
Consommation	6 / 10 W
Dimensions	345 × 225 × 181 mm (visage) 492 × 149 × 6 mm (cou)
Irradiance	48,51 mW/cm²
USB	USB Type-C
Tension d'entrée	5 V - 2 A
Capacité batterie	4000 mAh (visage) / 5000 mAh (visage + cou)
Fonctions	6 modes de soin, réglage de luminosité, fonction pulsée

4 longueurs d'onde

415 nm

Lumière bleue



590 nm

Lumière jaune



630 nm

Lumière rouge profonde




850 nm

Proche infrarouge



1072 nm

Proche infrarouge



6 modes de soin

Mode 1 : Réparation

630 nm



10min

Mode 2 : Rajeunissement

590 nm

630 nm



10min

Mode 3 : Anti-âge

630 nm

850/1072 nm



10min

Mode 4 : Soin du matin

590 nm

630 nm

850/1072 nm



10min

Mode 5 : Anti-acné

415 nm



10min

Mode 6 : Soin du soir

590 nm

660 nm

850 nm

415 nm



590nm
2min

630+850/1072nm
5min

415nm
3min

Fonctions



Écran LCD

Affichage numérique LED,
contrôle intuitif des durées



Ultra-fin

Design indépendant,
fin et esthétique



Fonction pulsée

Lumière pulsée à 10 Hz,
réduit l'oxydation cellulaire et
améliore la réponse de la peau à la lumière




Réglage de luminosité

50 %, 75 % et 100 % :
trois niveaux de luminosité,
à ajuster selon vos besoins

Mode d'emploi



Contrôleur du produit



Commandes et indicateurs du contrôleur

