

Infinity

H3103

- EN USER MANUAL
- DE BEDIENUNGSANLEITUNG
- FR MODE D'EMPLOI
- NL GEBRUIKSAANWIJZING
- ES MANUAL DEL USUARIO
- PT MANUAL DO UTILIZADOR
- GR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ
- TR KULLANIM KILAVUZU
- IT MANUALE PER L'UTENTE
- NO BRUKSANVISNING
- SV ANVÄNDARHANDBOK
- DA BRUGERMANUAL



Silk'n Infinity




Table of contents

1. Warnings & contraindications.....	2
2. Signs and symbols	9
3. Safety with Silk'n Infinity	10
4. Get to know your Silk'n Infinity	11
5. Device controls and settings.....	12
6. What to expect with Silk'n Infinity	15
7. Possible side effects.....	15
8. Treatment plan.....	16
9. Get started!.....	18
10. Cleaning & maintenance	20
11. Connect your Silk'n Infinity to Bluetooth	20
12. Troubleshooting	21
13. Customer service.....	22
14. Warranty	22
15. Disposal	22
16. Specifications	23
17. Legal notice	24

1. Warnings & contraindications

EN



A statement or event that indicates a possible or impending danger, problem, or other unpleasant situation when using the device.



Electricity & safety warnings

The user manual is based on the standards and rules in force in the European Union. When abroad, you must also observe country-specific guidelines and laws. Please read all warnings and contraindications before use.

- ⦿ Always ensure that your hands are dry before connecting the adapter to the electricity supply.
- ⦿ Do not use the device while bathing or taking a shower.
- ⦿ Keep the device away from water! Do not place or store the device where it can fall, be pushed or placed into a tub, sink or any other vessel containing water.
- ⦿ Never immerse the device or any of its parts in water.

- ⦿ If the device has come into contact with water, disconnect it immediately from the electricity supply before touching it.
- ⦿ Never use the adapter if it has a damaged cable or plug, or isn't working properly, or has been submerged in water. If that happens, unplug the adapter immediately before touching it. Failure to unplug the adapter may result in an electric shock!
- ⦿ Do not operate the device in environments where there is a risk of explosion. Keep the device and all its parts away from open flames and hot surfaces.
- ⦿ Never leave the device unattended when connected to the electricity supply. Keep the adapter accessible at all times, so it can be removed from the electricity supply easily in case of emergency.
- ⦿ Always switch the device off and disconnect it from the electricity supply when you are not using the device, when you intend to clean it, or in the event of a fault.
- ⦿ Never pull the adapter out of the socket by the cable. Always remove it by taking hold of the adapter.
- ⦿ Place the adapter cable in such a way that it does not pose a tripping hazard.

- Do not kink the adapter cable and do not lay it over sharp edges.
- Keep the device away from the eyes. Possible hazardous optical radiation is emitted from this device. Do not look at the operating lamp. Eye injury may result.
- Changes or modifications to this device not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
- Do not use if the parts or accessories are not supplied by the manufacturer as defined in this manual, or if the device is damaged in any way, does not appear to be working properly, or if you see or smell smoke. In such cases, stop using the device and contact Customer Service.
- Only authorized personnel are permitted to perform repairs. Do not attempt to modify, open or repair the device. You may expose yourself to dangerous electrical components and may cause serious harm to yourself. It will also void the warranty.
- The manufacturer accepts no liability for damage or injuries caused by improper or incorrect use.
- Children must not play with the device or any of its parts.

- ⦿ Children must not play with the packaging. They may injure themselves with the packaging material, or swallow small parts and choke.
- ⦿ Do not dispose with household waste! The law requires that you dispose of this electrical device (including all accessories and parts) at a designated recycling collection point for electrical devices. For details see section 15. Disposal.



Contraindications

- ⦿ Silk'n Infinity must not be used by the following people: children, adults with limited physical, sensory or psychological capacities, or those lacking experience or knowledge in how to use the device.
- ⦿ Silk'n Infinity is not designed for everyone. Hair removal by lasers or intense pulsed light sources can cause increased hair growth in some individuals. Based upon currently available data, the highest risk groups for this response are females of Mediterranean, Middle Eastern and South Asian heritage treated on the face and neck.
- ⦿ Silk'n Infinity is not suitable for use on children or animals.

Do not use if you:

- ⦿ are pregnant or nursing.
- ⦿ have a history of keloidal scar formation.
- ⦿ have suffered or suffer from epilepsy.
- ⦿ have a disease related to photosensitivity, such as porphyria, polymorphic light eruption, solar urticaria, lupus, etc.
- ⦿ have a history of skin cancer or areas of potential skin malignancies.
- ⦿ have received radiation therapy or chemotherapy treatments within the past 3 months.
- ⦿ have received drugs from your physician for a skin condition within the past 6 months.
- ⦿ have any other condition which in your physician's opinion would make it unsafe for you to use the device.
- ⦿ cannot sense heat properly because of an illness, or other health related issue.

Do not use on these parts of the body:

- ⦿ On tanned skin. Refer to section 5.5 Exposure to the sun.
- ⦿ Around or near the eyes. Use below the cheekbones.






- On tattoos or permanent makeup, dark brown or black spots, (such as large freckles, moles, or warts), nipples, genitals, or lips.
- Areas with injected fillers or toxins.
- A part of the body that has a history of herpes outbreaks.
- Skin that has active eczema, psoriasis, lesions, open wounds or infections (cold sores), abnormal skin conditions caused by systemic or metabolic diseases (diabetes for example).
- Areas where you may want hair to grow later. The results are permanent.


Additional warnings

- Remove all jewellery before use.
- Never use flammable liquids such as alcohol (including perfumes, sanitizers, or other applications containing alcohol), or acetone to clean the skin before use.
- Select the energy setting carefully. When the energy intensity is increased, hair removal improves, but the risk of side effects and complications increases.
- Follow the hair and skin colour chart when selecting energy levels to avoid the risk of burns, blisters or changes in skin colour (see the chart at the front of the manual).

- Always do a spot test before you treat a specific part of your body.
- Do not treat the same area of skin more than once per hair removal session.
- Avoid overlapping pulses or gaps when you treat an area.
- Use a lower energy level if you experience mild discomfort.
- Do not expose treated areas to the sun, and do not use energy levels 2-5 on tanned skin or after recent sun exposure (including artificial tanning machines). Refer to section 5.5 Exposure to the sun.
- Stop use immediately if you see full redness of the skin, blistering or burns.
- Stop use immediately if you have any pain.
- Stop use immediately if the skin or the device becomes too hot.

2. Signs and symbols

	<p>Declaration of Conformity: Products labelled with this symbol meet all applicable provisions of the European Economic Area.</p> <p>Simplified Declaration of Conformity: In accordance with article 10(9) of the EU declaration of conformity, the radio equipment type Bluetooth LE is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://silkn.eu/media/downloads/EU-Declaration-of-Conformity-Infinity-Fast.pdf</p>
	<p>Class II. The adapter is protected against electric shock by means of double insulation.</p>
<p>IP30</p>	<p>The device is protected against the ingress of objects larger than 2.5mm diameter, such as fingers, to protect against electric shock.</p>
	<p>Do not use in wet environments.</p>
	<p>Do not dispose with household waste! The WEEE directive requires that you dispose of this electrical device (including all accessories and parts) at a designated recycling collection point for electrical devices.</p>
	<p>Conforms to technical regulations required by the Eurasian Customs Union.</p>

-  This device is not suitable for use in the presence of flammable anaesthetic mixture with air or with Oxygen or Nitrous Oxide.

3. Safety with Silk'n Infinity

EN

With Silk'n Infinity safety comes first. Enhanced Home Pulsed Light™ (eHPL) technology provides superior safety with lower energy levels.

eHPL™ is able to achieve long-term hair removal results at a fraction of the energy level used in other light-based hair removal equipment. The technology combines 2 energy sources: galvanic energy and optical energy. The galvanic energy enables better penetration of the optical energy to the hair shaft by temporarily widening the skin pores. The hair shaft absorbs the light, deactivates the hair follicle and hair growth is disabled.

The low energy used reduces its potential to cause harm or complications and contributes to your overall safety.

Silk'n Infinity protects your skin

Light-based hair removal is not suitable for tanned skin. Silk'n Infinity comes with a built-in skin colour sensor that is designed to measure the complexion of the applied surface and enables energy levels according to skin complexion.

Furthermore, the treatment surface, through which pulses of light are delivered, is recessed inside the device. This enables Silk'n Infinity to protect your skin by avoiding direct contact between the treatment surface and the skin.

Silk'n Infinity protects your eyes

Silk'n Infinity has a built-in safety feature for eye protection. It has been designed so that a light pulse cannot be emitted when the treatment surface is facing open air. The safety feature enables treatment only when the treatment surface is in contact with the skin.

4. Get to know your Silk'n Infinity

Silk'n Infinity is a powerful electrical device and should be used with special attention to safety. **Before use, it is important that you read and understand the instructions on how to use the device including after-use procedures, and follow them strictly.** We recommend you familiarise yourself with the instructions in this manual before each treatment session.

4.1 Package contents

Package contents vary according to the option purchased.

Infinity items

- Silk'n Infinity device
- Adapter
- User manual
- Warranty card
- Beauty case

4.2 Device description

Silk'n Infinity is a home-use device using eHPL™ technology for the removal of unwanted hair. The device has a treatment surface and a pulse button. It also has a pair of electrodes, base and touch, for creating and utilizing a galvanic treatment circulation. Refer to the diagram at the front of the manual to see the location of each feature.

1. Pulse button
2. Treatment surface
3. Skin colour sensor
4. Bluetooth indicator light
5. Energy level indicator lights
6. Control button
7. Ready/Skin tone warning indicator light
8. Base electrode
9. Touch electrode
10. Adapter socket

4.3 Intended use

Silk'n Infinity is intended for removal of unwanted hair. The device is also intended to effect long term or permanent hair reduction. Permanent hair reduction is defined as a long-term stable reduction in the number of hairs regrowing after a treatment regime. You may use the device to remove unwanted body hair. Ideal body areas include the underarms, bikini line, arms, legs, face (below the cheekbones), back, shoulders and chest.

Silk'n Infinity is not a medical appliance. It is intended exclusively for cosmetic treatments. The device is only intended for private use and is not suitable for commercial or therapeutic use.

Do not use for any purpose other than as described in this manual.

5. Device controls and settings

5.1 Device controls

Refer to the diagram at the front of the manual to see the location of each control.

Control	Action	Function / Mode
Control button (#6)	Short press	Each press increases the energy level. The default at start up is level 1. Cycle through the levels to get back to 1.
Pulse button (#1)	Short press	Triggers a light pulse.
Touch electrode (#9)	Short press	Triggers a light pulse when pressed together with the pulse button (#1).
Energy level indicator lights (green) (#5)	Constant	The number of lights indicates the energy level.
Ready/skin tone warning indicator light (green) (#7)	Constant	Device is ready for use.
	Blinks slowly	There is good contact with the skin.
	Blinks rapidly	Skin tone is too dark for safe use. No light pulses are emitted.
Bluetooth indicator light (blue) (#4)	Blinks	Bluetooth is active.

5.2 Skin colour sensor

Light-based hair removal on darker skin tones may result in adverse effects such as burns, blisters, and skin colour changes (hyper- or hypo-pigmentation). Silk'n Infinity has a skin colour sensor that detects the colour of your skin automatically. The skin colour sensor checks your skin colour at the start of, and occasionally during, each treatment.


- i** If you see no light pulse and the ready/skin tone warning indicator light (#7) blinks rapidly, this is an indication that your skin tone, measured by the skin colour sensor, is too dark for safe application. Try using the device on a different part of your body.

5.3 Energy levels

The energy level determines the intensity of the light pulse delivered to your skin. As the energy level increases, so do hair removal results, as well as the risk of possible side effects and complications.

- The device has 5 levels of energy from 1 (the lowest) to 5 (the highest), represented by 5 energy level indicator lights (#5).
- When the device is turned on, the energy level is set to level 1 automatically. Only one energy level indicator light (#5) will be on.
- To change the energy level, press the control button (#6) repeatedly to increase the energy level from 1 to 5. Once at level 5, press the control button (#6) again to reduce the energy level from 5 back to 1.

5.4 Pulsing and gliding



Pulsing is the best technique for treating specific spots or small areas.

- Press the treatment surface (#2) against your skin. Work in rows (either across or down as shown in the image). Start at one end of each row and progress to the other end.
- The treatment surface (#2) creates temporary pressure marks on the treated area so you can see areas you have treated.

- After each pulse, move the treatment surface (#2) to the next spot. Keep doing this pulsing action for the area you are treating.
- Avoid gaps or overlaps as you use the device.

Gliding is the best technique for treating larger parts of the body.

Press the treatment surface (#2) firmly against your skin and slowly glide over your skin (either across or down as shown in the image). Make sure that the treatment surface (#2) is always touching your skin.

- At lower energy levels, the device takes only 1-1.5 seconds to recharge between pulses. This generates a nonstop sequence of flashes.
- Glide at a speed so that you avoid gaps or overlaps.
- ⚠ Do not treat the same area of skin more than once per hair removal session.
- ⚠ Stop use immediately if you have any pain.

5.5 Exposure to the sun

- The lowest energy level (1) is designed for safe use even after sun exposure.
- If you use energy levels 2-5, avoid further exposure to the sun for **4 weeks before and 2 weeks after** your treatment. This is because higher quantities of melanin expose the skin to greater risk when using any method of light-based hair removal. This applies to all skin types, even those that don't seem to tan quickly.
- We don't advise it, but if you have to go out in the sun after a treatment, be sure to apply sunscreen SPF30 or higher to the treated area. Do this for **2 weeks after** a treatment.

5.6 Exposure of pulsed light to the eyes

- Although you can use the device to treat facial hair, take extra care to avoid contact with the eyes, and use only below the cheekbones.
- 📌 The device will only emit repeated pulses when it is in firm contact with your skin, and you keep moving it across your skin.

6. What to expect with Silk'n Infinity

During a Silk'n Infinity treatment session it is normal to experience and feel:

- **A fan noise:** The cooling fan makes a noise similar to that of a hair dryer.
 - **A pop sound with each pulse:** When a pulse of eHPL™ light is activated, it is normal to hear a subtle pop sound simultaneously with the flash of light.
 - **A sensation of warmth and tingling:** During each galvanic pulse sequence it is normal to feel a mild sensation of warmth and tingling from the galvanic and light energies.
 - **Some mild red or pink colour:** During and just after your treatment session it is not uncommon to see some very mild, pink-like colour of the skin. This is usually most noticeable around the hairs themselves.
- ⚠ Stop use immediately if you see full redness of the skin, blistering or burns.

7. Possible side effects

When used according to the instructions, side effects and complications associated with the use of Silk'n Infinity are uncommon. However, every cosmetic procedure, including those designed for home use, involves some degree of risk. Therefore, it is important that you understand and accept the risks and complications that can occur with pulsed light hair removal systems designed for home use.

Minor skin discomfort

Home pulsed light hair removal is generally well-tolerated. However, some users feel mild discomfort during use. This is best described as a mild stinging sensation on the treated skin areas. The stinging sensation may last during or after treatment.

This means that you should use the device at a lower energy level, and if that doesn't help, you should stop using the device.

Skin redness

Your skin may become red immediately after using the device or within 24 hours. Redness generally clears up within 24 hours.

See your doctor if redness does not go away within 2 to 3 days.

Make sure you use the energy level that is comfortable for you and suitable for your skin colour.

Increased sensitivity of the skin

The skin of the treated area is more sensitive so you may encounter dryness or flaking of the skin.

Pigment changes



The device targets the hair shaft, in particular the pigmented cells in the hair follicle and the hair follicle itself. Nevertheless there is a risk of temporary hyper-pigmentation (increased pigment or brown discolouration) or hypo-pigmentation (whitening) to the surrounding skin. Risk of changes in skin pigmentation is higher for people with darker skin tones or heavily tanned skin. Usually discolouration or changes to skin pigment are temporary, and permanent hyper-pigmentation or hypo-pigmentation are rare.

Excessive redness and swelling

In rare cases, treated skin may become very red and swollen. This is more common in sensitive areas of the body. The redness and swelling should subside within 2 to 7 days and should be treated with frequent applications of ice. Gentle cleansing is OK, but avoid exposure to the sun.

Blisters or burns

Cool the affected area and apply anti-burn cream. Wait until the area has healed completely before another treatment, and use a lower energy level. **If the skin does not return to normal within 3 days, consult your physician.**




-  Stop use immediately if any of these effects are more severe.
-  See your physician if the effects do not go away within 2 to 3 days.

8. Treatment plan

A typical full hair growth cycle may take 18-24 months. During this time multiple Silk'n Infinity treatment sessions may be required in order to achieve permanent hair removal.

The efficiency of hair removal varies from person to person according to body area, hair colour and how the device is used.

Typical treatment plan during a full hair growth cycle:

-  **Treatments 1-4:** Plan two weeks apart.
-  **Treatments 5-7:** Plan four weeks apart.
-  **Treatments 8 +:** Treat as needed, until desired results are achieved.

Expected treatment outcome for hair removal

Fitzpatrick skin type ¹	Hair colour	Light fluence [J/cm ²]	Area of the body ²	Average number of treatments ¹	% Hair reduction
I-IV	Dark blond to brown	2.5-4	Lower or upper legs	Session 10-12, approx. four weeks apart.	60%
			Arms		50%
			Bikini Line		60%
			Underarms		55%
I-IV	Brown to black	2.5-4	Lower or upper legs	Session 8-10, approx. four weeks apart.	70%
			Arms		60%
			Bikini Line		70%
			Underarms		65%

1. Individual response depends on hair type as well as biological factors that may affect hair growth patterns. Some users may respond quicker or slower than the average number of treatments.

2. One cannot expect permanent hair removal in a single or even double treatment sessions. The duration of the resting period for hair follicles also depends on the body area.

9. Get started!

9.1 Connect the device

1. Remove the device and other components from the box.
2. Place the adapter into the socket (#10) and connect to the electricity supply. All the energy level indicator lights (#5) will go on and off repeatedly in a circular motion.

9.2 Do a spot test

It's important to do a spot test on each part of the body you wish to treat. A spot test checks that the skin colour is suitable for treatment, and that you know which energy level is comfortable for the area you are treating. Both skin colour and energy level may vary depending on the target treatment area.

1. To do a spot test, follow steps 1-5 and 7-9 in the next section.
2. Continue testing at increased energy levels until you have reached the highest level that you feel comfortable with. If within one hour you experience no adverse effects, you can start your full treatment at that energy level.
3. Repeat the spot test for each area you wish to treat.


9.3 Treatment steps

1. Remove all jewellery before use.
2. Before treatment, the skin should be shaved, clean, dry and free of any powders, antiperspirants or deodorants. **Do not wax, pluck or tweeze the hair out.**
3. Be sure to cover up tattoos, moles, warts or other marks on the skin that should not be treated. Use a material that does not absorb the light such as a white cloth or white medical tape.
4. Press the control button (#6). The device will turn on, the level 1 energy level indicator light (#5) will be on, and a fan sound will start.
5. Approximately 1 second after pressing the control button, the ready/skin tone warning indicator light (#7) (green) will turn on. The device is now ready for you to trigger the first pulse at the lowest energy level. Always start at energy level 1 for your first treatment.
6. Select the energy level you are most comfortable with.

- Place the treatment surface (#2) on the skin and press the pulse button (#1) to deliver one pulse. Make sure your hand touches the base electrode together with the pulse button (#1).

 If you do not make hand contact with the base electrode (#8) no galvanic treatment circulation will be emitted.

- Press the pulse button (#1).
 - The device first determines the skin colour. If the skin colour is light enough for safe application, the device will activate the galvanic circulation. You might feel a slight tingling sensation. This is completely normal. The galvanic treatment works to enlarge your pores for a better application of the treatment.
 - Directly afterwards, the device will flash a pulse of light onto your skin, and the ready/skin tone warning indicator light (#7) will turn off. You will see a bright flash of light and simultaneously hear a popping sound, which is a normal noise for the device. You will feel a mild sensation of warmth and tingling. The device will immediately recharge for the next pulse.
 - After a few seconds, when the device is ready to flash again, the ready/skin tone warning indicator light (#7) will turn on. The indicator light will start blinking when pressed against the skin.
- Remove the treatment surface (#2) from the treated area of skin.
- Decide if you wish to treat the area by **Gliding** or **Pulsing** (see section 5.4 Pulsing and gliding).
 - If you are **Pulsing**, place the treatment surface (#2) on an adjacent part of your skin, and trigger a pulse.
 - If you are **Gliding**, hold the pulse button (#1) down continuously and slide the device smoothly along the treated area.
- Keep **Pulsing** or **Gliding** until you have covered the target area.

 Try to avoid gaps or overlaps.

 If your skin blisters or burns, stop use immediately.

- When you have completed your treatment, long press the control button (#6), to switch off the device. Remember the last energy setting you used because the device always starts up at energy level 1.
- Disconnect the adapter from the electricity supply, then clean the device and store safely (see section 10. Cleaning & maintenance).

14. After your treatment session we recommend you apply a body lotion to the treated area to help your skin recover from the treatment faster.

10. Cleaning & maintenance

- Unplug the device.
 - To clean the device including the treatment surface (#2), wipe with a clean, dry cloth. Never use acetone or other abrasive fluids, because they will damage your device.
 - After cleaning, we recommend you store the device in its original box and keep it away from water.
- ⚠ Never immerse the device or any of its parts in water.

11. Connect your Silk'n Infinity to Bluetooth

Download and connect to Silk'n hair removal app.

The free Silk'n Hair Removal application supports your every step with Silk'n hair removal devices, creates your personalized treatment plan, helps you make the safest and most informed choices, and makes sure you follow through the entire course of treatment for best results.

As a Silk'n Infinity owner you can also enjoy Bluetooth connectivity. Just download the application and follow the registration process and Bluetooth pairing steps.

For a free download of the Silk'n hair removal app, scan:



 **Bluetooth**

12. Troubleshooting

Only authorized personnel are permitted to perform repairs. Do not attempt to modify, open or repair the device. You may expose yourself to dangerous electrical components and may cause serious harm to yourself. It will also void the warranty.

Problem	Checks
My device does not start.	<p>Check that:</p> <ul style="list-style-type: none"> the adapter is properly connected to the device and that it is plugged into the electricity supply.
There is no galvanic pulse when I press the pulse button (#1).	<p>Check that your hand is touching the base electrode when you press the pulse button (#1).</p> <p>The galvanic treatment circulation requires closing the galvanic circuit by pressing the pulse button (#1) and the electrode (#9) at the same time, in order to effectively treat your skin.</p>
There is no light pulse when I press the pulse button (#1).	<p>Check that:</p> <ul style="list-style-type: none"> the green ready/skin tone warning indicator light (#7) is blinking slowly. This indicates that you have good contact with the skin. the treatment surface (#2) is evenly and firmly pressed to the skin. For your safety, the pulse button (#1) will activate a pulse only if the treatment surface (#2) is firmly pressed against the skin. <p>If the ready/skin tone warning indicator light (#7) blinks rapidly, this is an indication that your skin tone, measured by the skin colour sensor, is too dark for safe use. Try using the device on a different body part or contact Silk'n customer support.</p>
One or more lights are on constantly.	<p>The device has malfunctioned. Unplug the device and do a restart. If the problem persists, contact Customer Service.</p>
The device has stopped working and is in standby mode.	<p>Press the control button (#6) again to start the device.</p>

13. Customer service

For more information see our website www.silk'n.eu. This manual is also available as a PDF download from the website. Contact Silk'n Customer Service to report unexpected operations or events, or any other problem with your device. Our contact details are:

Country	Service number	Email
Belgium	0800-29316	serviceconsommateurbe@silk'n.eu
France	0891-655557	serviceconsommateurfr@silk'n.eu
Germany	089 51 23 44 23	kundenservicede@silk'n.eu
Italy	+31(0)180-330550	servizioclientiit@silk'n.eu
Netherlands	0900-2502217	klantenservicenl@silk'n.eu
Spain	900 823 302	servicioalcliente@silk'n.eu
UK	0906-2130009	customerareuk@silk'n.eu
Other countries	+31 (0)180-330 550	info@silk'n.eu

14. Warranty

Refer to your Silk'n warranty card.

15. Disposal



Sort the packaging before you dispose of it. Dispose of paperboard and cardboard with the recycled paper service and wrappings with the appropriate collection service.



(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems of recyclable materials). WEEE-Reg.Nr. DE 31619958. **Old appliances may not be disposed of in household waste!** Should the product no longer be capable of being used at some point in time, **dispose of it in accordance with the regulations in force in your city or county.** This ensures that old appliances are recycled in a professional manner and also rules out negative consequences for the environment. For this reason, electrical equipment is marked with the symbol shown here.

*Products labelled with Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead.

16. Specifications

Model	H3103
Galvanic	70-400 Microampere (μA)
Spot size	0.9cm x 3cm [2.7cm ²]
Technology	Enhanced Home Pulsed Light™
Max energy level	Max 4J/cm ²
Wavelength	520-1200nm
Pulse light duration	500-800 μs
Mode of operation	Continuous
Operation and safety	Skin tone sensor ensures use only on appropriate skin types
Repetition rate	1.0Hz maximum
System weight	225gr
Transport & storage between uses and storage condition	Temperature: -40° to +70°C Relative humidity: 10% - 90%rH Atmospheric pressure: 500 - 1060hPa
Operating condition	Temperature: 10° - 30°C Relative humidity: 30% - 75%rH Atmospheric pressure: 700 - 1060hPa
Time from minimum storage temperature between uses to minimum operating temperature with ambient temperature of 20°C	30 minutes
Time from maximum storage temperature between uses to maximum operating temperature with ambient temperature of 20°C	30 minutes
Protection against electric shock	Class II medical equipment type BF applied part
Adapter	KSA-60B-200300D5
	Input: 100-240V; 50-60Hz; 1.8A Output: 20Vdc; 3A

Pulse parameters (seconds)	Energy level 1: 0.5 Energy level 2: 0.7 Energy level 3: 0.9 Energy level 4: 1.0 Energy level 5: 1.3
Bluetooth LE Operating Frequency Transmitter Power	2,402 MHz ~ 2,480 MHz Below 3mW

17. Legal notice

Copyright 2023 © Silk'n Beauty Ltd. All rights reserved.

Home Skinovations Ltd. reserves the right to make changes to its products or specifications to improve performance, reliability, or manufacturability. Information furnished by Home Skinovations Ltd. is believed to be accurate and reliable at the time of publication. However, Home Skinovations Ltd. assumes no responsibility for its use. No license is granted by its implication or otherwise under any patent or patent rights of Home Skinovations Ltd. No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, for any purpose, without the express written permission of Home Skinovations Ltd. Data is subject to change without notification. Silk'n Beauty Ltd. has patents and pending patent applications, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights covering subject matter in this document. The furnishing of this document does not give you any license to these patents, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights except as expressly provided in any written agreement from Silk'n Beauty Ltd. Specifications are subject to change without notice. Silk'n and the Silk'n logo are registered trademarks of Silk'n Beauty Ltd., Invention Works B.V. Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, The Netherlands www.silkn.eu, info@silkn.eu.

Inhaltsverzeichnis

1. Warnungen & Gegenanzeigen.....	26
2. Zeichenerklärung	35
3. Sicherheit mit Silk'n Infinity	36
4. Lernen Sie Ihren Silk'n Infinity kennen	37
5. Bedientasten und Einstellungen	38
6. Was Sie von Silk'n Infinity erwarten können	41
7. Mögliche Nebenwirkungen.....	42
8. Behandlungsplan.....	43
9. Legen Sie los!.....	45
10. Reinigung und Wartung	47
11. Verbinden Sie Ihren Silk'n Infinity mit Bluetooth	48
12. Fehlerbehebung	48
13. Kundenservice.....	49
14. Garantie	50
15. Entsorgung	50
16. Spezifikationen	51
17. Rechtlicher Hinweis	52

1. Warnungen & Gegenanzeigen



Eine Erklärung oder ein Ereignis, das auf eine mögliche oder drohende Gefahr, ein Problem oder eine andere unangenehme Situation bei der Verwendung des Geräts hinweist.



Elektrizität und Sicherheitswarnungen

Diese Bedienungsanleitung basierend auf den in der Europäischen Union gültigen Standards und Regeln. Im Ausland sind auch die länderspezifischen Richtlinien und Gesetze zu beachten. Lesen Sie vor der Verwendung alle Warnungen und Gegenanzeigen.

- ⦿ Achten Sie immer darauf, dass Ihre Hände trocken sind, bevor Sie die den Adapter an die Stromversorgung anschließen.
- ⦿ Das Gerät darf nicht in der Badewanne oder unter der Dusche verwendet werden.
- ⦿ Das Gerät von Wasser fernhalten! Stellen bzw. bewahren Sie das Gerät nicht an Orten auf, an denen es in eine Wanne, ein Waschbecken oder einen anderen Behälter, der mit Wasser gefüllt ist, fallen oder gestoßen werden kann oder darin abgestellt werden kann.

- Tauchen Sie Ihr Gerät oder einzelne Geräteteile niemals in Wasser.
- Wenn das Gerät mit Wasser in Berührung kommt, ziehen Sie sofort den Netzstecker, bevor Sie das Gerät berühren.
- Verwenden Sie den Adapter niemals, wenn sein Anschlusskabel oder der Stecker beschädigt sind, wenn er nicht richtig funktioniert oder wenn er in Wasser getaucht wurde. Stecken Sie in diesem Fall sofort den Netzadapter aus, bevor Sie das Gerät berühren. Wenn Sie den Netzstecker des Netzadapters nicht ziehen, kann ein Stromschlag die Folge sein!
- Das Gerät nicht in Umgebungen verwenden, in denen Explosionsrisiko herrscht. Das Gerät und alle Geräteteile fern von offenen Flammen und heißen Oberflächen halten.
- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es an die Stromversorgung angeschlossen ist. Der Netzadapter muss jederzeit zugänglich sein, so dass er im Notfall schnell und einfach von der Stromversorgung getrennt werden kann.

- ⦿ Das Gerät immer ausschalten und von der Stromversorgung trennen, wenn es nicht verwendet wird, wenn Sie das Gerät reinigen möchten oder im Falle einer Fehlfunktion.
- ⦿ Nie am Kabel ziehen, um den Netzadapter von der Steckdose zu entfernen. Immer am Netzadapter selbst ziehen.
- ⦿ Das Adapterkabel so platzieren, dass keine Stolpergefahr besteht.
- ⦿ Das Adapterkabel nicht knicken und nicht über scharfe Kanten legen.
- ⦿ Das Gerät von den Augen fernhalten. Das Gerät gibt möglicherweise gefährliche optische Strahlung ab. Schauen Sie nicht direkt in die Betriebslampe. Augenverletzungen können die Folge sein.
- ⦿ Veränderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung dieser Bestimmungen zuständigen Stelle genehmigt werden, können bewirken, dass der Benutzer das Gerät nicht mehr verwenden darf.

- Das Gerät nicht verwenden, wenn die Teile oder das Zubehör nicht vom Hersteller stammen, der in dieser Bedienungsanleitung angegeben ist, wenn das Gerät auf irgendeine Weise beschädigt ist, nicht ordnungsgemäß funktioniert oder wenn Sie Rauch sehen oder riechen. Verwenden Sie in diesen Fällen das Gerät nicht weiter und nehmen Sie Kontakt zum Kundenservice auf.
- Die Reparaturarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Versuchen Sie nicht, Ihr Gerät zu modifizieren, zu öffnen oder zu reparieren. Sie könnten sich der Gefahr durch elektrische Einzelteile aussetzen und sich ernsthafte Schäden zufügen. Außerdem erlischt dadurch auch die Garantie.
- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verletzungen, die auf eine unsachgemäße oder falsche Verwendung zurückzuführen sind.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät oder mit Geräteteilen spielen.

- ⊙ Kinder dürfen nicht mit der Verpackung spielen. Sie können sich mit dem Verpackungsmaterial verletzen oder Kleinteile verschlucken und daran ersticken.
- ⊙ Nicht im Hausmüll entsorgen! Entsorgen Sie dieses elektrische Gerät (einschließlich Zubehör und Teile) gemäß den gesetzlichen Vorschriften an einem ausgewiesenen Recyclinghof für Elektrogeräte. Nähere Informationen finden Sie in Abschnitt 15. Entsorgung.



Gegenanzeigen

- ⊙ Die folgenden Personengruppen dürfen das Silk'n Infinity Gerät nicht verwenden: Kinder, Erwachsene mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten und Personen, die über keine ausreichende Erfahrung im Umgang mit dem Gerät verfügen.
- ⊙ Silk'n Infinity ist nicht zur Anwendung durch alle Personengruppen geeignet. Die Haarentfernung durch Laser- oder intensive Impulslichtquellen kann bei manchen Personen zu verstärktem Haarwuchs führen. Den momentan zur Verfügung stehenden Daten zufolge stellen Frauen

aus dem Mittelmeerraum und aus Ost- und Südasiens die Gruppe mit dem höchsten Risiko für eine solche Reaktion dar, wenn sie Behandlungen im Gesicht und am Hals durchführen.

- Silk'n Infinity ist nicht für die Verwendung an Kindern oder Tieren geeignet.

Nicht verwenden, wenn:

- Sie schwanger sind oder stillen.
- Eine Vorgeschichte einer überschießenden Narbenbildung besteht.
- Sie an Epilepsie leiden oder daran gelitten haben.
- Sie eine Erkrankung haben, die mit Fotosensibilität im Zusammenhang steht, wie zum Beispiel Porphyrie, polymorphe Lichtdermatose, Lichturtikaria, Lupus usw.
- Sie eine Vorgeschichte von Hautkrebs oder Körperstellen mit potenziellen bösartigen Hauttumoren haben.
- Sie eine Strahlen- oder Chemotherapie innerhalb der letzten drei Monate durchgeführt haben.
- Ihnen Ihr Arzt innerhalb der letzten 6 Monate Medikamente gegen eine Hauterkrankung verschrieben hat.

- ⊙ Sie eine andere Erkrankung haben, welche die Verwendung dieses Geräts aus Sicht Ihres Arztes unsicher machen würde.
- ⊙ Sie aufgrund von Krankheit oder anderen gesundheitlichen Problemen Hitze nicht richtig wahrnehmen können.

Diese Körperteile dürfen nicht behandelt werden:

- ⊙ Gebräunte Haut. Siehe Abschnitt 5.5. Sonnenbestrahlung.
- ⊙ An oder in der Nähe der Augen. Nur unterhalb der Wangenknochen anwenden.
- ⊙ Tätowierungen oder ein permanentes Make-Up, dunkelbraune oder schwarze Flecken (wie große Sommersprossen, Leberflecken oder Warzen), Brustwarzen, Genitalien oder Lippen dürfen nicht behandelt werden.
- ⊙ Bereiche mit Injektionsfüllungen oder Injektionstoxinen.
- ⊙ Ein Teil des Körpers hat eine Vorgeschichte von Herpesausbrüchen.
- ⊙ Aktive Hautausschläge, Schuppenflechte, Läsionen, offene Wunden oder Infektionen (Fieberbläschen) und krankhafte Hautzustände durch systemische Erkrankungen oder Stoffwechsel-erkrankungen

(zum Beispiel Diabetes) dürfen nicht behandelt werden.

- ⦿ Bereiche, in denen Sie das Haar später wachsen lassen möchten. Die Ergebnisse sind dauerhaft.

Zusätzliche Warnungen

- ⦿ Nehmen Sie vor der Behandlung jeglichen Schmuck ab.
- ⦿ Reinigen Sie die Haut vor der Anwendung nie mit entflammenden Flüssigkeiten wie Alkohol (einschließlich Parfüms, Desinfektionsmitteln oder anderen alkohol-haltigen Substanzen) oder Aceton.
- ⦿ Wählen Sie die Energieeinstellung sorgfältig aus. Sobald die Energiestufe erhöht wird, verbessern sich die Resultate der Haarentfernung, aber das Risiko von Nebenwirkungen und Komplikationen erhöht sich.
- ⦿ Befolgen Sie bei der Auswahl der Energiestufen das Hautfarbendiagramm, um Verbrennungen, Blasenbildung oder Änderungen der Hautfarbe vorzubeugen (siehe das Diagramm auf der Vorderseite der Bedienungsanleitung).
- ⦿ Testen Sie immer einen kleinen Bereich, bevor Sie einen bestimmten Körperteil behandeln.

- ⦿ Behandeln Sie dieselbe Hautfläche nicht mehr als einmal pro Sitzung.
- ⦿ Vermeiden Sie sich überschneidende Impulse oder Lücken, wenn Sie einen Bereich behandeln.
- ⦿ Verwenden Sie eine niedrigere Energiestufe, falls leichte Beschwerden auftreten.
- ⦿ Setzen Sie die behandelten Hautflächen nicht der Sonne aus und verwenden Sie die Energiestufen 2-5 nicht auf gebräunter Haut oder direkt nach dem Sonnenbad (auch bei Sonnenbänken und Sonnenstudios). Siehe Abschnitt 5.5. Sonnenbestrahlung.
- ⦿ Brechen Sie die Anwendung sofort ab, wenn Sie eine richtige Hautrötung erkennen oder wenn Ihre Haut Bläschen bildet oder brennt.
- ⦿ Brechen Sie die Anwendung sofort ab, wenn Sie Schmerzen haben.
- ⦿ Brechen Sie die Anwendung sofort ab, wenn die Haut oder das Gerät zu heiß werden.

2. Zeichenerklärung

	<p>Konformitätserklärung: Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte entsprechen allen anwendbaren Richtlinien des Europäischen Wirtschaftsraums.</p> <p>Vereinfachte Konformitätserklärung: In Übereinstimmung mit Artikel 10(9) der EU-Konformitätserklärung, das Funkgerät des Typs Bluetooth LE ist konform mit EU-Richtlinie 2014/53/EU. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Adresse verfügbar: https://silkn.eu/media/downloads/EU-Declaration-of-Conformity-Infinity-Fast.pdf</p>
	<p>Klasse II. Der Netzadapter ist durch eine doppelte Isolierung gegen Stromschlag geschützt.</p>
IP30	<p>Das Gerät ist gegen das Eindringen von Gegenständen mit einem Durchmesser von mehr als 2,5 mm (wie beispielsweise Finger) geschützt, um einen Stromschlag zu verhindern.</p>
	<p>Nicht in feuchter Umgebung verwenden.</p>
	<p>Nicht im Hausmüll entsorgen! Die EEAG-Richtlinie sieht vor, dass dieses elektrische Gerät (einschließlich allem Zubehör und Teilen) an einem ausgewiesenen Recyclinghof für Elektrogeräte entsorgt werden muss.</p>
	<p>Konform mit den technischen Richtlinien, die von der Eurasischen Zollunion vorgeschrieben sind.</p>

-  Dieses Gerät darf nicht in Gegenwart von entzündlichen Narkosegasgemischen oder mit Luft, Sauerstoff oder Stickstoff eingesetzt werden.

3. Sicherheit mit Silk'n Infinity

Bei Silk'n Infinity steht Sicherheit an erster Stelle. Die Enhanced Home Pulsed Light™ (HPL)-Technologie sorgt für optimale Sicherheit bei niedrigeren Energiestufen.

eHPL™ erzielt langfristige Ergebnisse bei der Haarentfernung bei einem Bruchteil der Energiestufe, die bei anderen auf Licht basierenden Geräten zur Haarentfernung zum Einsatz kommt. Die Technologie kombiniert 2 Energiequellen: galvanische Energie und optische Energie. Die galvanische Energie ermöglicht ein besseres Eindringen der optischen Energie in den Haarschaft, indem die Hautporen vorübergehend geweitet werden. Der Haarschaft absorbiert das Licht, deaktiviert den Haarfollikel und das Haarwachstum wird unterbunden.

Die niedrige Energie senkt das Risiko möglicher Schäden und Komplikationen und trägt zu Ihrer allgemeinen Sicherheit bei.

Silk'n Infinity schützt Ihre Haut

Lichtbasierte Haarentfernung ist für gebräunte Haut nicht geeignet. Silk'n Infinity hat einen integrierten Hautfarbensensor, der den Hautton der Behandlungsfläche misst und die Energiestufen gemäß dem Hautton aktiviert.

Die Behandlungsfläche, durch welche Lichtimpulse gesendet werden, wird innerhalb des Geräts ausgespart. Dadurch schützt Silk'n Infinity Ihre Haut, indem kein direkter Kontakt zwischen der Behandlungsfläche und der Haut besteht.

Silk'n Infinity schützt Ihre Augen

Silk'n Infinity verfügt über eine integrierte Sicherheitsfunktion zum Schutz der Augen. Das Gerät wurde so entworfen, dass der Lichtimpuls nicht ausgestoßen werden kann, wenn die Behandlungsfläche Luft ausgesetzt ist. Dank dieser Sicherheitsfunktion ist eine Behandlung nur möglich, wenn die Behandlungsfläche direkten Kontakt mit der Haut hat.

4. Lernen Sie Ihren Silk'n Infinity kennen

Silk'n Infinity es handelt sich um ein leistungsstarkes Elektrogerät, bei dessen Verwendung besonderes Augenmerk auf die Sicherheit gelegt werden sollte. **Es ist sehr wichtig, dass Sie die Bedienungsanleitung einschließlich Informationen zur Folgebehandlungen vor der Verwendung lesen und verstehen und sich streng danach richten.** Wir empfehlen Ihnen, sich vor jeder Behandlung noch einmal mit der Bedienungsanleitung vertraut zu machen.

DE

4.1. Packungsinhalt

Der Packungsinhalt variiert je nach gewählter Option.

Infinity-Artikel

- Silk'n Infinity Gerät
- Netzadapter
- Bedienungsanleitung
- Garantiekarte
- Aufbewahrungsetui

4.2. Gerätebeschreibung

Silk'n Infinity ist ein Gerät zur Haarentfernung mit eHPL™-Technologie für die Heimanwendung. Das Gerät verfügt über eine Behandlungsfläche und einen Impulsauslöser. Außerdem verfügt das Gerät über ein Elektrodenpaar, Basis und Touch für den Einsatz des galvanischen Stroms. Sehen Sie sich das Schaubild auf der Vorderseite der Bedienungsanleitung an, um die Position sämtlicher Bestandteile zu sehen.

1. Impulsauslöser
2. Behandlungsfläche
3. Hautfarbensensor
4. Bluetooth-Anzeigeleuchte
5. Anzeige der Energiestufe
6. Kontrolltaste
7. Bereit/Hautfarben-Warnanzeige
8. Basiselektrode
9. Touch-Elektrode
10. Netzadaptersockel

4.3. Anwendungszweck

Silk'n Infinity dient der Entfernung unerwünschter Haare. Das Gerät sorgt für eine langfristige oder dauerhafte Haarreduktion. Dauerhafte Haarreduktion ist als langfristige, stabile Reduktion der nach einem Behandlungsregime nachwachsenden Anzahl an Haaren definiert. Sie können das Gerät zur Entfernung unerwünschter Körperbehaarung verwenden. Für die Verwendung stellen Achseln, Bikinizone, Arme, Beine, Gesicht (unterhalb der Wangenknochen), Rücken, Schultern und Brust die idealen Körperstellen dar.

Silk'n Infinity ist kein medizinisches Gerät. Es ist ausschließlich für kosmetische Behandlungen bestimmt. Das Gerät ist nur für den privaten Gebrauch und nicht für kommerzielle oder therapeutische Zwecke geeignet.

Jede andere Verwendung als die in dieser Bedienungsanleitung beschriebene ist nicht zulässig.

5. Bedientasten und Einstellungen

5.1. Bedientasten

Sehen Sie sich das Schaubild auf der Vorderseite der Bedienungsanleitung an, um die Position sämtlicher Bestandteile zu sehen.

Taste	Aktion	Funktion / Modus
Kontrolltaste (#6)	Kurz drücken	Bei jedem Drücken wird die Energiestufe erhöht. Das Gerät startet standardmäßig bei Stufe 1. Durchlaufen Sie die Stufen, um zurück zu Stufe 1 zu gelangen.
Impulsauslöser (#1)	Kurz drücken	Löst einen Lichtimpuls aus.
Touch-Elektrode (#9)	Kurz drücken	Löst bei gleichzeitigem Drücken mit dem Impulsauslöser (#1) einen Lichtimpuls aus.
Anzeige der Energiestufe (grün) (#5)	Dauerhaft	Die Anzahl der Lichter verweist auf die Energiestufe.
Bereit/Hautfarben- Warnanzeige (grün) (#7)	Dauerhaft	Gerät ist betriebsbereit.
	Blinkt langsam	Es besteht guter Kontakt zur Haut.
	Blinkt schnell	Hautfarbe zu dunkel für eine sichere Verwendung. Es werden keine Impulse ausgelöst.

Taste	Aktion	Funktion / Modus
Bluetooth-Anzeigeleuchte (blau) (#4)	Blinkt	Bluetooth ist aktiv.

5.2. Hautfarbensensor

Eine auf Licht basierende Haarentfernung kann bei dunkleren Hauttypen zu Nebenwirkungen wie Verbrennungen, Blasen und zu einer Änderung der Hautfarbe (Hyper- oder Hypopigmentation) führen. Silk'n Infinity verfügt über einen Hautfarbensensor, der Ihre Hautfarbe automatisch erkennt. Der Hautfarbensensor prüft Ihre Hautfarbe zu Beginn und gelegentlich auch während der Behandlung.


i Wenn Sie keinen Lichtimpuls sehen und die Bereit/Hautfarben-Warnanzeige (#7) schnell blinkt, weist dies darauf hin, dass Ihr Hautton wie vom Hautfarbensensor gemessen für eine sichere Verwendung zu dunkel ist. Versuchen Sie das Gerät an einem anderen Körperbereich zu verwenden.

5.3. Energiestufen

Die Energiestufe bestimmt die Intensität des auf Ihre Haut abgegebenen Lichtimpulses. Mit einer höheren Energiestufe werden auch die Ergebnisse der Haarentfernung besser, es steigt jedoch auch die Gefahr möglicher Nebenwirkungen und Komplikationen.

- Das Gerät bietet 5 Energiestufen von 1 (niedrigste Energiestufe) bis 5 (höchste Energiestufe), die durch 5 Anzeige der Energiestufe (#5) dargestellt werden.
- Wird das Gerät eingeschaltet, so ist automatisch die Energiestufe 1 eingestellt. Nur eine Energiestufenanzeige (#5) leuchtet auf.
- Um die Energiestufe zu wechseln, drücken Sie mehrmals hintereinander die Kontrolltaste (#6). Dadurch erhöht sich die Energiestufe von 1 auf 5. Sobald Sie Stufe 5 erreicht haben, drücken Sie erneut die Kontrolltaste (#6), um die Energiestufe von 5 auf 1 zu reduzieren.

5.4. Pulsen und Gleiten



Pulsen ist die beste Technik, um bestimmte Stellen oder kleine Bereiche zu behandeln.

- Drücken Sie die Behandlungsfläche (#2) an Ihre Haut. Bearbeiten Sie eine Reihe nach der anderen (entweder waagrecht oder senkrecht, wie im Bild gezeigt). Beginnen Sie an einem Ende einer Reihe und machen Sie bis zum anderen Ende weiter.
- Die Behandlungsfläche (#2) erzeugt temporäre Druckstellen auf behandelten Stellen. Dadurch können Sie die Stellen sehen, die Sie bereits behandelt haben.
- Nach jedem Impuls die Behandlungsfläche (#2) an die nächste Stelle verschieben. Bearbeiten (Pulsen) Sie so Stück für Stück den zu behandelnden Bereich.
- Vermeiden Sie Lücken oder Überschneidungen bei der Anwendung des Geräts.

Gleiten ist die beste Technik, um größere Körperbereiche zu behandeln.

Drücken Sie die Behandlungsfläche (#2) fest an Ihre Haut und gleiten Sie langsam über Ihre Haut (entweder waagrecht oder senkrecht wie im Bild gezeigt). Achten Sie darauf, dass die Behandlungsfläche (#2) gleichmäßig und fest auf die Haut gedrückt wird.

- Bei niedrigeren Energiestufen benötigt das Gerät nur 1–1,5 Sekunden, um sich zwischen zwei Impulsen wieder aufzuladen. Dies erzeugt eine pausenlose Serie von Lichtblitzen.
- Führen Sie den Gleitvorgang bei einer Geschwindigkeit durch, die es Ihnen erlaubt, Lücken und Überschneidungen zu vermeiden.
- ⚠ Behandeln Sie dieselbe Hautfläche nicht mehr als einmal pro Sitzung.
- ⚠ Brechen Sie die Anwendung sofort ab, wenn Sie Schmerzen haben.

5.5. Sonnenbestrahlung

- Die niedrigste Energiestufe (1) wurde für eine sichere Verwendung selbst nach einem Sonnenbad entwickelt.
- Falls Sie die Energiestufen 2-5 verwenden, sollten Sie über einen Zeitraum von **4 Wochen vor und 2 Wochen nach** Ihrer Behandlung auf weitere Sonnenbäder verzichten, denn größere Menge an Melanin setzen die Haut einem höheren Risiko aus, wenn Sie eine auf Licht basierende Haarentfernungsmethode verwenden. Dies gilt für sämtliche Hauttypen, auch für diejenigen, die anscheinend nicht schnell braun werden.
- Wir empfehlen nach der Anwendung kein Sonnenbad. Sollten Sie nach der Anwendung dennoch in die Sonne gehen, sollten Sie einen Sonnenschutz SPF30 oder höher auf den behandelten Bereich auftragen. Schützen Sie den behandelten Bereich **2 Wochen** lang durch einen hohen Sonnenschutz.

5.6. Bestrahlung der Augen mit Impulslicht

- Auch wenn das Gerät zur Behandlung von Gesichtshaar verwendet werden kann, sollten Sie besonders vorsichtig vorgehen, um Augenkontakt zu vermeiden und das Gerät nur unterhalb der Wangenknochen verwenden.
- Das Gerät gibt wiederholte Impulse nur dann ab, wenn es engen Hautkontakt hat und Sie das Gerät über die Haut bewegen.

6. Was Sie von Silk'n Infinity erwarten können

Folgende Punkte sind normal oder können während der Behandlung mit Silk'n Infinity auftreten:

- **Gebälsegeräusch:** Das Kühlgebläse erzeugt ein Geräusch, das dem eines Haartrockners ähnelt.
- **Plopp-Ton bei jedem Impuls:** Wenn ein Impuls von eHPL™-Licht ausgelöst wird, ist es normal, dass gleichzeitig mit dem Lichtblitz ein unterschwelliger Plopp-Ton zu hören ist.
- **Wärmegefühl und Kribbeln:** Bei jeder galvanischen Impulssequenz ist es normal, dass Sie ein leichtes Wärmegefühl und Kribbeln von der galvanischen Energie und Lichtenergie fühlen.
- **Leicht rote oder rosa Hautfarbe:** Während oder direkt nach der Behandlung ist es nicht ungewöhnlich, eine sehr leichte rosa Hautfärbung zu sehen. Dies ist für gewöhnlich besonders in der direkten Umgebung der Haare auffällig.



Brechen Sie die Anwendung sofort ab, wenn Sie eine richtige Hautrötung erkennen oder wenn Ihre Haut Bläschen bildet oder brennt.

7. Mögliche Nebenwirkungen

Wenn Silk'n Infinity gemäß dieser Anleitung verwendet wird, sind Komplikationen und Nebenwirkungen sehr unwahrscheinlich. Jedoch stellt jede kosmetische Behandlung, einschließlich derjenigen für den Einsatz zu Hause, ein gewisses Risiko dar. Deshalb ist es wichtig, dass Sie die Risiken und Komplikationen verstehen und akzeptieren, die bei Haarentfernungssystemen auf Impulslichtbasis für den häuslichen Gebrauch auftreten können.

Leichte Hautbeschwerden

Die Haarentfernung durch Impulslicht (Home Pulsed Light) ist allgemein gut verträglich. Dennoch können bei manchen Nutzern während der Anwendung leichtere Beschwerden auftreten. Diese lassen sich am ehesten als leicht brennendes Gefühl auf den behandelten Hautstellen beschreiben. Das brennende Gefühl kann während oder bis nach der Behandlung anhalten.

Das heißt, Sie sollten das Gerät auf einer niedrigeren Energiestufe verwenden. Wenn auch das nicht hilft, stellen Sie die Verwendung des Geräts ein.

Rötung der Haut

Direkt oder innerhalb von 24 Stunden nach Verwendung des Geräts können Hautrötungen auftreten. Normalerweise klingen die Rötungen innerhalb von 24 Stunden wieder ab.

Gehen Sie zu Ihrem Hausarzt, falls die Rötungen nicht innerhalb von 2 bis 3 Tagen abklingen sollten.

Stellen Sie sicher, dass Sie die Energiestufe verwenden, bei der Sie sich wohl fühlen und die für Ihre Hautfarbe geeignet ist.

Erhöhte Hautempfindlichkeit

Die Haut der behandelten Fläche ist empfindlicher, sodass Trockenheit oder Abschuppung der Haut auftreten kann.

Pigmentänderungen



Das Gerät wirkt auf den Haarschaft, insb. auf die pigmentierten Zellen im Haarfollikel und auf den Haarfollikel selbst. Dennoch besteht das Risiko einer vorübergehenden Hyperpigmentierung (vermehrte Pigmente oder braune Verfärbung) oder Hypopigmentierung (Aufhellung) der umgebenden Hautareale. Bei Personen mit dunklerem Hauttyp oder stark gebräunter Haut besteht ein erhöhtes Risiko für Änderungen der Hautpigmentierung. Normalerweise treten Verfärbungen oder Änderungen der Hautpigmentierung nur temporär auf, dauerhafte Hyper- oder Hypopigmentierung kommt selten vor.

Übermäßige Rötung und Schwellung

In seltenen Fällen kann es zu sehr starken Hautrötungen und Schwellungen kommen. Dies kommt eher an empfindlichen Körperstellen vor. Die Rötung und die Schwellungen sollten innerhalb von 2 bis 7 Tagen abklingen und mit häufigen Eisanwendungen behandelt werden. Eine schonende Reinigung ist ok, verzichten Sie jedoch auf Sonnenbäder.

Bläschen oder Verbrennungen

Kühlen Sie die betroffene Stelle und tragen Sie eine Verbrennungssalbe auf. Warten Sie vor einer weiteren Anwendung, bis die Haut komplett verheilt ist, und verwenden Sie eine niedrigere Energiestufe. **Wenden Sie sich an Ihren Hausarzt, wenn der Normalzustand der Haut nach 3 Tagen noch nicht wiederhergestellt ist.**




-  Beenden Sie die Anwendung sofort, wenn diese Nebenwirkungen schwerer sind.
-  Suchen Sie Ihren Arzt auf, falls die Nebenwirkungen nicht innerhalb von 2 bis 3 Tagen abgeklungen sind.

8. Behandlungsplan

Ein normaler, vollständiger Haarwuchszyklus kann 18–24 Monate dauern. Währenddessen sind möglicherweise mehrfache Behandlungseinheiten mit Silk'n Infinity erforderlich, um eine dauerhafte Haarentfernung zu erreichen.

Die Wirksamkeit der Haarentfernung variiert von Mensch zu Mensch je nach Körperfläche, Haarfarbe und Verwendungsart des Geräts.

Normaler Haarentfernungsplan während eines vollständigen Haarwuchszyklus:

-  **Behandlungen 1-4:** Planen Sie zwei Wochen Pause zwischen den Behandlungen ein.
-  **Behandlungen 5-7:** Planen Sie vier Wochen Pause zwischen den Behandlungen ein.
-  **Behandlungen 8 +:** Führen Sie die Behandlung wie erforderlich durch, bis die gewünschten Resultate erreicht werden.

Zu erwartende Behandlungsergebnisse bei der Haarentfernung

Fitzpatrick Hauttyp ¹	Haarfarbe	Lichtfluenz [J/cm ²]	Körperbereich ² Körperbereich ²	Durchschnittliche Anzahl an Behandlungen ¹	% Haarreduktion
I-IV	Dunkel blond bis braun	2,5–4	Ober- oder Unterschenkel	Sitzungen 10-12, ca. vier Wochen Abstand	60%
			Arme		50%
			Bikinizone		60%
			Achselhöhle		55%
I-IV	Braun bis schwarz	2,5–4	Ober- oder Unterschenkel	Sitzungen 8-10, ca. vier Wochen Abstand	70%
			Arme		60%
			Bikinizone		70%
			Achselhöhle		65%

1. Die individuellen Resultate hängen vom Haartyp und von biologischen Faktoren ab, die evtl. Einfluss auf den Haarwuchs haben. Einige Anwender sprechen evtl. schneller oder langsamer als nach der im Durchschnitt notwendigen Anzahl an Behandlungen auf die Behandlung an.

2. Eine dauerhafte Haarentfernung kann bei einer einzelnen oder zwei Sitzungen nicht erwartet werden. Die Dauer der Ruhephase der Haarfollikel hängt auch vom Körperbereich ab.

9. Legen Sie los!

9.1. Gerät anschließen

1. Entnehmen Sie das Gerät und die anderen Komponenten der Verpackung.
2. Stecken Sie den Netzadapter in dem Netzadaptersockel (#10) und verbinden Sie ihn mit der Stromversorgung. Alle Anzeigen der Energiestufe (#5) gehen wiederholt an und aus.

9.2. Einen kleinen Bereich testen

Es ist wichtig, für jeden Körperbereich, den Sie behandeln möchten, einen Test durchzuführen. Bei diesem Test wird überprüft, ob die Hautfarbe für die Behandlung geeignet ist und Sie können herausfinden, welche Energiestufe für den Behandlungsbereich für Sie die richtige ist. Die Hautfarbe und die Energiestufe können sich abhängig vom Behandlungsbereich unterscheiden.

1. Um einen Bereichstest durchzuführen, befolgen Sie die Schritte 1-5 und 7-9 im nächsten Abschnitt.
2. Fahren Sie mit dem Testen bei erhöhten Energiestufen fort, bis Sie die höchste Stufe erreicht haben, die Ihnen noch angenehm erscheint. Falls innerhalb von einer Stunde keine Nebenwirkungen auftreten sollten, können Sie mit der gesamten Behandlung bei dieser Energiestufe beginnen.
3. Wiederholen Sie den Bereichstest für jeden Bereich, den Sie behandeln möchten.

9.3. Behandlungsschritte

1. Nehmen Sie vor der Behandlung jeglichen Schmuck ab.
2. Vor der Behandlung sollte die Haut rasiert, sauber, trocken und frei von jeglichen Pudern, Antiperspirantien oder Deodorants sein. **Die Haare dürfen nicht mit Wachs entfernt, herausgerissen oder mit einer Pinzette herausgezupft werden.**
3. Decken Sie Tätowierungen, Muttermale, Warzen und andere Flecken auf der Haut ab, die nicht behandelt werden sollten. Verwenden Sie dazu ein Material, das kein Licht aufnimmt, wie beispielsweise ein weißes Tuch oder ein weißes Pflaster.

4. Drücken Sie die Kontrolltaste (#6). Das Gerät schaltet sich ein, die Energieanzeige für die Energiestufe 1 (#5) leuchtet auf und ein Gebläseton ertönt.
5. Ungefähr 1 Sekunde nach dem Drücken der Kontrolltaste leuchtet die Bereit/Hautfarben-Warnanzeige (#7) (grün). Das Gerät ist jetzt auf der niedrigsten Energiestufe betriebsbereit und der erste Lichtimpuls kann ausgelöst werden. Beginnen Sie die erste Behandlung immer bei Energiestufe 1.
6. Wählen Sie die Energiestufe, die für Sie angenehm ist.
7. Stellen Sie die Behandlungsfläche (#2) auf der Haut ab und drücken Sie den Impulsauslöser (#1), um den Impuls zu übertragen. Stellen Sie sicher, dass Ihre Hand die Basiselektrode zusammen mit dem Impulsauslöser (#1) berührt.

i Wenn Ihre Hand keinen Kontakt zur Basiselektrode (#8) hat, wird kein galvanischer Strom übertragen.
8. Drücken Sie den Impulsauslöser (#1).
 - Das Gerät bestimmt zuerst Ihre Hautfarbe. Wenn die Haut hell genug für eine sichere Anwendung ist, aktiviert das Gerät den galvanischen Strom. Sie können ein leichtes Kribbeln verspüren. Das ist vollkommen normal. Durch die galvanische Behandlung werden die Poren geweitet, wodurch bessere Ergebnisse erzielt werden.
 - Gleich anschließend stößt das Gerät einen Impuls auf die Haut aus und die Bereit/Hautfarben-Warnanzeige (#7) schaltet aus. Sie sehen ein helles Blitzlicht und hören gleichzeitig einen Plopp-Ton, der für das Gerät vollkommen normal ist. Sie werden eine sanfte Wärme und ein leichtes Kribbeln fühlen. Das Gerät lädt sich für den nächsten Impuls sofort selbst wieder auf.
 - Nach ein paar Sekunden, sobald das Gerät bereit ist erneut zu blinken, schaltet sich die Bereit/Hautfarben-Warnanzeige (#7) ein. Die Anzeigeleuchte beginnt zu blinken, wenn sie an die Haut gedrückt wird.
9. Entfernen Sie die Behandlungsfläche (#2) vom behandelten Hautbereich.
10. Treffen Sie die Wahl, ob Sie den zu behandelnden Bereich durch **Gleiten** oder durch **Pulsen** behandeln möchten (siehe Abschnitt 5.4. Pulsen und Gleiten).
 - Wenn Sie sich für **Pulsen** entschieden haben, platzieren Sie die Behandlungsfläche (#2) nacheinander auf einem angrenzenden Hautbereich und lösen Sie einen Impuls aus.

- Wenn Sie sich für **Gleiten** entschieden haben, halten Sie den Impulsauslöser (**#1**) durchgehend auf der Haut und lassen Sie das Gerät langsam über den Behandlungsbereich gleiten.

11. Wiederholen Sie das **Pulsen** oder **Gleiten**, bis Sie den gesamten gewünschten Bereich behandelt haben.



Versuchen Sie Lücken oder Überschneidungen zu vermeiden.



Brechen Sie die Anwendung sofort ab, falls Ihre Haut Bläschen bildet oder brennt.

12. Sobald die Behandlung abgeschlossen ist, halten Sie die Kontrolltaste (**#6**) lange gedrückt, um das Gerät auszuschalten. Merken Sie sich die letzte Energiestufe, die Sie verwendet haben, da das Gerät immer bei Energiestufe 1 startet.
13. Trennen Sie den Netzadapter von der Stromversorgung, reinigen Sie das Gerät und lagern Sie es an einem sicheren Ort (siehe Abschnitt 10. Reinigung und Wartung).
14. Es wird empfohlen, nach der Behandlung eine Körperlotion auf den behandelten Bereich aufzutragen, damit sich die Haut schneller erholt.

10. Reinigung und Wartung



Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung.



Zur Reinigung das Gerät einschließlich der Behandlungsfläche (**#2**) mit einem sauberen, trockenen Tuch abwischen. Verwenden Sie niemals Aceton oder andere Scheuermittel, denn diese könnten Ihr Gerät beschädigen.



Wir empfehlen, das Gerät nach der Reinigung in der Originalverpackung und fern von Wasser aufzubewahren.



Tauchen Sie Ihr Gerät oder einzelne Geräteteile niemals in Wasser.

11. Verbinden Sie Ihren Silk'n Infinity mit Bluetooth

Silk'n Haarentfernungs-App herunterladen

Die kostenlose Silk'n-App für die Haarentfernung unterstützt Sie bei jedem Schritt mit Ihren Silk'n-Haarentfernungsgeräten, erstellt Ihren persönlichen Behandlungsplan, hilft Ihnen bei der Auswahl der sichersten und besten Anwendung und stellt sicher, dass Sie den gesamten Behandlungsplan befolgen, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

Als Eigentümer eines Silk'n Infinity steht Ihnen auch eine Bluetooth-Verbindung zur Verfügung. Laden Sie die App herunter und befolgen Sie die Anweisungen für die Registrierung und die Kopplung mit Bluetooth.

Für den kostenlosen Download der Silk'n-Haarentfernungs-App, scannen Sie:



12. Fehlerbehebung

Die Reparaturarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Versuchen Sie nicht, Ihr Gerät zu modifizieren, zu öffnen oder zu reparieren. Sie könnten sich der Gefahr durch elektrische Einzelteile aussetzen und sich ernsthafte Schäden zufügen. Außerdem erlischt dadurch auch die Garantie.

Problem	Überprüfungen
Mein Gerät lässt sich nicht einschalten.	Überprüfen Sie Folgendes: <ul style="list-style-type: none">• Der Netzadapter ist sachgemäß mit dem Gerät verbunden und ist an eine Stromversorgung angeschlossen.
Beim Drücken des Impulsauslösers (#1) wird kein galvanischer Impuls ausgelöst.	Stellen Sie sicher, dass Ihre Hand die Basiselektrode berührt, wenn Sie den Impulsauslöser (#1) drücken. Damit galvanischer Strom fließen kann, muss der galvanische Stromkreis durch gleichzeitiges Drücken des Impulsauslösers (#1) und der Elektrode (#9) geschlossen werden, damit Ihre Haut effizient behandelt wird.

Problem	Überprüfungen
Beim Drücken des Impulsauslösers (#1) wird kein Lichtimpuls ausgelöst.	<p>Überprüfen Sie Folgendes:</p> <ul style="list-style-type: none"> Die grüne Bereit/Hautfarben-Warnanzeige (#7) blinkt langsam. Dies weist darauf hin, dass guter Kontakt zur Haut besteht. Die Behandlungsfläche (#2) wird gleichmäßig und fest auf die Haut gedrückt. Aus Sicherheitsgründen löst der Impulsauslöser (#1) nur dann einen Impuls aus, wenn die Behandlungsfläche (#2) fest auf die Haut gedrückt wird. <p>Wenn die Bereit/Hautfarben-Warnanzeige (#7) schnell blinkt, weist dies darauf hin, dass Ihr Hautton wie vom Hautfarbensensor gemessen für eine sichere Verwendung zu dunkel ist. Versuchen Sie das Gerät an einem anderen Körperbereich zu verwenden oder kontaktieren Sie den Silk'n-Kundenservice.</p>
Eines oder mehrere Anzeigen leuchten dauerhaft.	Das Gerät hat nicht richtig funktioniert. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung und machen Sie einen Neustart. Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie den Kundenservice.
Das Gerät arbeitet nicht mehr und ist im Standby-Modus.	Betätigen Sie die Kontrolltaste (#6) erneut, um das Gerät zu starten.

13. Kundenservice

Auf unserer Internetseite finden Sie weitere Informationen: www.silkn.eu. Sie können diese Bedienungsanleitung auch als PDF von unserer Internetseite herunterladen. Kontaktieren Sie den Kundenservice von Silk'n um unvorhergesehenes Verhalten oder Ereignisse oder andere Probleme mit Ihrem Gerät zu melden. Unsere Kontaktdaten:

Land	Servicenummer	E-Mail
Belgien	0800-29316	serviceconsommateurbe@silkn.eu
Frankreich	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Deutschland	089 51 23 44 23	kundenservicede@silkn.eu
Italien	+31(0)180-330550	servizioclientiit@silkn.eu
Niederlande	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Spanien	900823302	servicioalcliente@silkn.eu

Land	Servicenummer	E-Mail
UK	0906-2130009	customercareuk@silkn.eu
Andere Länder	+31 (0)180-330 550	info@silkn.eu

14. Garantie

Sehen Sie auf Ihrer Silk'n- Garantiekarte nach.

15. Entsorgung



Vor dem Entsorgen die Verpackung nach Materialien trennen. Kartonage und Karton mit recyceltem Papier und das Verpackungsmaterial mit dem geeigneten Sammeldienst entsorgen.



(Gültig für die Europäische Union und andere europäische Länder mit getrennten Sammelsystemen für recycelbare Materialien.) WEEE-Nr. DE 31619958. **Alte Geräte dürfen nicht im Haushaltsmüll entsorgt werden!** Sollte das Gerät irgendwann nicht mehr funktionieren, **entsorgen Sie das Gerät gemäß den Vorschriften in Ihrer Stadt oder Ihrem Land.** Dadurch wird sichergestellt, dass alte Geräte auf professionelle Weise recycelt werden und keine negativen Konsequenzen für die Umwelt entstehen. Aus diesem Grund sind elektrische Geräte mit dem hier abgebildeten Symbol versehen.

*Produkte, die mit Cd = Kadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei gekennzeichnet sind.

16. Spezifikationen

Modell	H3103
Galvanisch	70-400 Mikroampere (μA)
Feldgröße	0,9 cm x 3 cm [2,7 cm ²]
Technologie	Enhanced Home Pulsed Light™
Maximale Energiestufe	Max 4 J/cm ²
Wellenlänge	520-1200 nm
Impulslicht-Dauer	500-800 μs
Betriebsmodus	Dauerbetrieb
Betrieb und Sicherheit	Der Hauttensensor gewährleistet eine sichere Verwendung nur auf hierfür geeigneten Hauttypen
Wiederholungsfrequenz:	1,0 Hz maximal
Systemgewicht	225gr
Transport und Lagerung zwischen den Nutzungen und Lagerbedingungen	Temperatur: - 40 ° bis +70 °C Relative Feuchtigkeit: 10% bis 90% Atmosphärischer Druck: 500 - 1060 hPa
Betriebsbedingungen	Temperatur: 10° - 30°C Relative Feuchtigkeit: 30% bis 75% Atmosphärischer Druck: 700 - 1060 hPa
Zeit von Mindest-Lagerungstemperatur zwischen Anwendungen bis zur Mindest-Betriebstemperatur bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C.	30 Minuten
Zeit von maximaler Lagerungstemperatur zwischen Anwendungen bis zur maximalen Betriebstemperatur bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C.	30 Minuten
Schutz vor Stromschlag	Klasse II medizinisches Gerät Anwendungsteil vom Typ BF
Netzadapter	KSA-60B-200300D5
	Eingang: 100-240 V; 50-60 Hz; 1,8 A Ausgang: 20 Vdc; 3 A

Impulsparameter (Sekunden)	Energiestufe 1: 0,5
	Energiestufe 2: 0,7
	Energiestufe 3: 0,9
	Energiestufe 4: 1,0
	Energiestufe 5: 1,3
Bluetooth LE	
Betriebsfrequenz:	2.402 MHz ~ 2.480 MHz
Transmitterleistung:	Unter 3 mW

17. Rechtlicher Hinweis

Copyright 2023 © Silk'n Beauty Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

Home Skinovations Ltd behält sich das Recht vor, Änderungen an seinen Produkten oder Spezifikationen zur Verbesserung von Leistung, Betriebssicherheit oder Herstellbarkeit vorzunehmen. Durch Home Skinovations Ltd. bereitgestellte Informationen werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung als korrekt und verlässlich angesehen. Die Home Skinovations Ltd übernimmt allerdings keine Verantwortung für deren Verwendung. Es wird weder stillschweigend noch anderweitig unter einem Patent oder unter Patentrechten der Home Skinovations Ltd eine Lizenz eingeräumt. Kein Teil dieses Dokuments darf in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen elektronischen oder mechanischen Mitteln für irgendwelche Zwecke ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der Home Skinovations Ltd reproduziert oder übertragen werden. Änderungen der Daten ohne Vorankündigung sind vorbehalten. Silk'n Beauty Ltd. verfügt über Patente sowie anhängige Patentanmeldungen, Handelsmarken, Urheberrechte oder sonstige Rechte geistigen Eigentums an Dingen, welche Gegenstand dieses Dokumentes sind. Die Bereitstellung dieses Dokumentes gibt Ihnen keinerlei Lizenzrechte für diese Patente, Handelsmarken, Urheberrechte oder sonstigen Rechte geistigen Eigentums, sofern dies nicht ausdrücklich in einer schriftlichen Vereinbarung von Silk'n Beauty Ltd geregelt ist. Änderung der Spezifikationen ohne Vorankündigung vorbehalten. Silk'n und das Silk'n-Logo sind eingetragene Warenzeichen von Silk'n Beauty Ltd., Invention Works B.V. Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, Niederlande www.silkn.eu, info@silkn.eu.

Table des matières

1. Mises en garde et contre-indications	54
2. Signes et symboles	63
3. Sécurité avec Silk'n Infinity	64
4. En savoir plus sur votre Silk'n Infinity	65
5. Paramètres et contrôles de l'appareil	66
6. À quoi faut-il s'attendre avec le Silk'n Infinity	69
7. Effets secondaires possibles.....	70
8. Protocole d'utilisation	71
9. Commencez !	73
10. Nettoyage et entretien	75
11. Connexion de votre Silk'n Infinity au Bluetooth	76
12. Dépannage	76
13. Service à la clientèle	77
14. Garantie	78
15. Élimination	78
16. Caractéristiques techniques	79
17. Mentions légales	80

1. Mises en garde et contre-indications



Déclaration ou événement indiquant un danger, un problème ou toute autre situation néfaste, potentiels ou imminents, lors de l'utilisation de l'appareil.



Mises en garde concernant l'électricité et la sécurité

Le mode d'emploi est basé sur les normes et règles en vigueur dans l'Union européenne. À l'étranger, vous devrez observer également les directives et lois propres à chaque pays. Veuillez prendre connaissance de tous les avertissements et contre-indications avant utilisation.

- Veillez à systématiquement avoir les mains sèches avant de brancher l'adaptateur à l'alimentation électrique.
- N'utilisez pas l'appareil lorsque vous prenez un bain ou une douche.
- Évitez que l'appareil n'entre en contact avec de l'eau ! Ne placez pas l'appareil à un endroit où celui-ci est susceptible de tomber ou d'être poussé, et ne le mettez pas dans une baignoire, un évier ou tout autre récipient contenant de l'eau.

- N'immergez jamais l'appareil ou l'un de ses composants dans l'eau.
- Si l'appareil est entré en contact avec de l'eau, débranchez-le immédiatement de l'alimentation électrique avant de le toucher.
- N'utilisez jamais l'adaptateur si le câble d'alimentation ou la prise sont endommagés, s'il fonctionne anormalement, ou s'il a été immergé dans l'eau. Le cas échéant, débranchez immédiatement l'adaptateur avant de toucher celui-ci. Le fait de ne pas débrancher l'adaptateur peut entraîner un choc électrique !
- N'utilisez pas l'appareil dans des environnements assujettis à un risque d'explosion. Gardez l'appareil et toutes ses pièces hors de portée des flammes et des surfaces chaudes.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché à l'alimentation électrique. Veillez à ce que l'adaptateur soit accessible à tout moment, afin qu'il puisse être facilement retiré de l'alimentation électrique en cas d'urgence.
- Mettez toujours l'appareil hors tension et débranchez-le de l'alimentation électrique lorsque vous ne l'utilisez pas, quand vous avez l'intention de le nettoyer, ou en cas de problème.

- Veillez à ne pas retirer l'adaptateur de la prise en le tirant par le câble. Pour retirer l'adaptateur, veillez à toujours le tenir à pleine main.
- Positionnez le câble de l'adaptateur de telle manière qu'il ne pose pas de risque pour qui que ce soit de trébucher.
- Veillez à ne pas plier le câble de l'adaptateur et à ne pas le poser sur des surfaces comportant des arêtes vives.
- Veillez à tenir l'appareil à distance des yeux. L'appareil est susceptible d'émettre des rayonnements optiques dangereux. Ne fixez pas directement avec les yeux la lampe de l'appareil. Un risque de lésion oculaire pourrait en résulter.
- Les modifications apportées à cet appareil non expressément approuvées par la partie responsable de la conformité sont susceptibles d'entraîner la révocation de l'autorisation d'utilisation de l'appareil.

- N'utilisez pas l'appareil si les pièces ou accessoires ne proviennent pas du fabricant conformément aux instructions de ce mode d'emploi, ou si l'appareil est endommagé de quelque manière que ce soit, ne semble pas fonctionner correctement, ou si vous voyez ou sentez de la fumée. Les cas échéants, arrêtez d'utiliser l'appareil et contactez le service à la clientèle.
- Seul le personnel autorisé est habilité à effectuer des réparations. N'essayez pas de modifier, d'ouvrir, ni de réparer l'appareil. Vous pouvez vous exposer à des composants électriques dangereux ou vous blesser gravement. Cela annulera également votre garantie.
- Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages ou blessures causés par une utilisation impropre ou incorrecte.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil ou avec l'un de ses composants quel qu'il soit.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'emballage. Ils pourraient se blesser avec le matériau d'emballage ou avaler des pièces de petite taille et s'étouffer.

- FR
- Ne jetez pas l'appareil avec les déchets ménagers ! La loi exige que vous mettiez cet appareil électrique au rebut (y compris l'ensemble des accessoires et des pièces) dans un centre de collecte prévu pour le recyclage des appareils électriques. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la rubrique 15. Élimination.



Contre-indications

- Silk'n Infinity ne doit pas être utilisé par les personnes suivantes : les enfants, les adultes ayant des déficiences physiques, sensorielles ou psychologiques, ou les personnes manquant d'expérience ou de connaissances sur la façon d'utiliser l'appareil.
- Silk'n Infinity ne convient pas à tout le monde. L'épilation par des lasers ou des sources de lumière intense pulsée peut entraîner une augmentation de la croissance des poils chez certains individus. Sur la base des données actuellement disponibles, les groupes à risque le plus élevé pour cette réponse sont les femmes de la Méditerranée, du Moyen-Orient et de l'héritage sud-asiatique lorsqu'il est utilisé sur le visage et le cou.

- ⦿ Silk'n Infinity ne convient pas à l'utilisation sur les enfants ou les animaux.

Ne pas utiliser si vous :

- ⦿ êtes enceinte ou allaitez.
- ⦿ avez des antécédents de formation de chéloïdes.
- ⦿ avez souffert par le passé ou souffrez d'épilepsie.
- ⦿ avez une pathologie liée à la photosensibilité, comme la porphyrie, l'éruption polymorphe à la lumière, urticaire solaire, lupus, etc.
- ⦿ avez des antécédents de cancer de la peau ou zones sujettes à des malignités dermiques.
- ⦿ avez subi une radiothérapie ou chimiothérapie au cours des 3 derniers mois.
- ⦿ avez pris des médicaments prescrits par un médecin suite à une infection cutanée au cours des 6 derniers mois ;
- ⦿ souffrez de toute autre affection qui de l'avis de votre médecin rendrait l'utilisation de l'appareil potentiellement dangereuse pour vous.

- ⦿ ne pouvez décemment déceler les sensations de chaleur en raison d'une maladie, ou d'autres problèmes liés à la santé ;

Ne pas utiliser sur les parties du corps suivantes :

- ⦿ Sur une peau bronzée. Reportez-vous à la rubrique 5.5. Exposition au soleil.
- ⦿ Autour ou près des yeux. Utiliser en dessous des pommettes.
- ⦿ Sur des tatouages, du maquillage permanent, des taches marron foncé ou noires (comme de grandes taches de rousseur, des grains de beauté ou des verrues), le bout des seins, les organes génitaux et les lèvres.
- ⦿ Des zones avec des produits de comblements ou toxines injectés.
- ⦿ Une partie du corps avec des antécédents de poussées d'herpès.
- ⦿ Une peau assujettie à de l'eczéma, du psoriasis, des lésions, des plaies ouvertes ou des infections actives (comme un bouton de fièvre), un état anormal de la peau causé par des maladies systémiques ou métaboliques (comme le diabète).






- Les zones où vous pourriez un jour vouloir une pilosité. Les résultats sont permanents.


Avertissements supplémentaires

- Enlevez toujours tout bijou avant utilisation.
- N'utilisez jamais de liquides inflammables, tels que l'alcool (y compris les parfums, les désinfectants ou tout autre produit contenant de l'alcool) ou de l'acétone pour nettoyer la peau avant l'utilisation.
- Sélectionnez le niveau d'énergie avec soin. Lorsque vous augmentez le niveau d'énergie, les résultats de l'épilation s'améliorent en conséquence, mais également les risques de complications ou d'effets indésirables.
- Lors du choix des niveaux d'énergie, consultez le tableau de couleur de peau et couleur des poils pour éviter les risques de brûlures, de cloques ou des changements de couleur de peau (voir le graphique au début du manuel).
- Avant de traiter une partie spécifique du corps, effectuez un point de test.
- Ne pas appliquer dans la même zone plus d'une fois par séance d'épilation.

- Veillez à ne pas oublier d'endroit à traiter lorsque vous traitez une zone ou de ne pas faire se chevaucher les impulsions sur une même zone.
- Utilisez un niveau d'énergie plus faible si vous ressentez un léger inconfort.
- N'exposez pas les zones traitées au soleil, et n'appliquez pas les niveaux de puissance de 2 à 5 sur une peau bronzée ou après une exposition récente au soleil (y compris après l'utilisation de matériel de bronzage artificiel). Reportez-vous à la rubrique 5.5. Exposition au soleil.
- Arrêtez l'utilisation immédiatement si vous constatez plein de rougeurs sur la peau, ou si votre peau se couvre d'ampoules ou de brûlures.
- Cessez immédiatement d'utiliser l'appareil en cas de douleur.
- Arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil si la peau ou l'appareil devient trop chaud.

2. Signes et symboles

	<p>Déclaration de conformité : les produits avec une étiquette comportant ce symbole répondent à toutes les dispositions applicables dans l'Espace économique européen.</p> <p>Déclaration de conformité simplifiée : conformément à l'article 10(9) de la déclaration de conformité de l'UE, l'équipement radio de type Bluetooth LE est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte de la déclaration de conformité de l'UE est disponible dans son intégralité à l'adresse Internet suivante : https://silkn.eu/media/downloads/EU-Declaration-of-Conformity-Infinity-Fast.pdf</p>
	<p>Classe II. L'adaptateur est protégé contre les chocs électriques grâce à une double isolation.</p>
IP30	<p>L'appareil est protégé contre la pénétration d'objets de plus de 2,5 mm de diamètre, des doigts par exemple, pour protéger contre les chocs électriques.</p>
	<p>Ne pas utiliser dans des environnements humides.</p>
	<p>Ne jetez pas l'appareil avec les déchets ménagers ! La directive DEEE exige que vous mettiez cet appareil électrique au rebut (y compris l'ensemble des accessoires et des pièces) dans un centre de collecte prévu pour le recyclage des appareils électriques.</p>
	<p>Conforme à la réglementation technique requise par l'Union douanière de l'Union eurasiatique.</p>

 Ce appareil ne convient pas à l'utilisation en présence de mélange anesthésique inflammable à l'air, avec de l'oxygène ou du protoxyde d'azote.

3. Sécurité avec Silk'n Infinity

Avec Silk'n Infinity, la sécurité est au premier plan. La technologie Enhanced Home Pulsed Light™ (eHPL) permet de bénéficier d'un meilleur niveau de sécurité avec des niveaux d'énergie plus bas.

eHPL™ permet d'obtenir des résultats à long terme sur l'élimination des poils avec une fraction du niveau d'énergie utilisé dans d'autres équipements de photoépilation. Cette technologie combine 2 sources d'énergie : l'énergie galvanique et l'énergie optique. L'énergie galvanique permet une meilleure pénétration de l'énergie optique sur la racine du poil en élargissant temporairement les pores de la peau. La racine du poil absorbe la lumière, neutralise le follicule pileux et la repousse des poils.

La faible énergie utilisée réduit les probabilités de blessures ou de complications et contribue à votre sécurité dans son ensemble.

Silk'n Infinity protège votre peau

La photoépilation ne convient pas aux peaux bronzées. Silk'n Infinity intègre un analyseur de couleur de peau qui est conçu pour mesurer le teint au niveau de la surface d'application et activer les niveaux d'énergie en fonction du teint de la peau.

En outre, la surface de traitement, à travers laquelle l'appareil délivre les impulsions lumineuses, est encastrée à l'intérieur de l'appareil. Cela permet Silk'n Infinity de protéger votre peau en évitant un contact direct entre la surface de traitement et la peau.

Silk'n Infinity protège vos yeux

Silk'n Infinity est équipé d'un dispositif de sécurité intégré pour protéger les yeux de l'utilisateur. Il a été conçu de telle sorte qu'une impulsion lumineuse ne peut être émise lorsque la surface de traitement est confrontée à l'air libre. Grâce à ce dispositif de sécurité, les séances sont possibles uniquement lorsque la surface de traitement est en contact avec la peau.

4. En savoir plus sur votre Silk'n Infinity

Silk'n Infinity c'est un appareil puissant qui doit être utilisé avec précautions pour des raisons de sécurité. **Avant utilisation, il est important que vous lisiez et compreniez les instructions sur l'utilisation de cet appareil, y compris les procédures post-utilisation, et que vous les respectiez scrupuleusement.** Nous vous recommandons de vous familiariser à nouveau avec les instructions dans ce mode d'emploi avant chaque séance.

4.1. Contenu de l'emballage

Le contenu de l'emballage varie en fonction de l'option achetée.

Éléments de l'Infinity

- L'appareil Silk'n Infinity
- Adaptateur
- Mode d'emploi
- Carte de garantie
- Trousse de rangement

4.2. Description de l'appareil

Silk'n Infinity est un appareil destiné à une utilisation à domicile et qui utilise la technologie eHPL™ pour éliminer les poils indésirables. L'appareil dispose d'une surface de traitement et d'un déclencheur de flash. Il dispose également d'une paire de pastilles métalliques, Base et Touch permettant de bénéficier d'une séance base d'énergie galvanique. Veuillez vous reporter au diagramme situé au début de ce mode d'emploi pour voir l'emplacement de chaque fonction.

1. Déclencheur de flash
2. Surface de traitement
3. Analyseur de couleur de peau
4. Voyant lumineux Bluetooth
5. Voyants lumineux indicateurs de puissance
6. Bouton de commande
7. Diode indicatrice Prêt à l'emploi/avertissement couleur de peau
8. Pastille métallique de base
9. Pastille métallique Touch
10. Prise de l'adaptateur

4.3. Usage prévu

Silk'n Infinity est conçu pour éliminer les poils indésirables. L'appareil est aussi conçu pour réduire la pilosité à long terme ou définitivement. La réduction permanente est définie comme une réduction stable et à long terme du nombre de poils repoussant après une séance. Vous pouvez utiliser l'appareil pour éliminer les poils indésirables du corps. Les zones d'application couvrent les aisselles, le maillot, les bras, les jambes, le visage (sous les pommettes), le dos, les épaules et le torse.

Silk'n Infinity n'est pas un appareil médical. Il est destiné exclusivement à des fins cosmétiques. L'appareil est uniquement destiné à un usage privé et n'est pas adapté à des fins commerciales ou à un usage thérapeutique.

Ne l'utilisez pas à des fins autres que celles décrites dans ce mode d'emploi.

5. Paramètres et contrôles de l'appareil

5.1. Commandes de l'appareil

Veillez vous reporter à diagramme placé sur l'avant de ce mode d'emploi pour voir l'emplacement de chaque élément de commande.

Commande	Action	Fonction/Mode
Bouton de commande (#6)	Appui bref	Chaque appui sur le bouton augmente le niveau d'énergie. Par défaut, l'appareil démarre au niveau 1. Pour revenir au niveau 1, passez d'un niveau à l'autre.
Déclencheur de flash (#1)	Appui bref	Déclenche une impulsion lumineuse.
Pastille métallique Touch (#9)	Appui bref	Déclenche une impulsion lumineuse, lorsqu'enfoncée simultanément avec le déclencheur de flash (#1).
Diodes indicatrices de puissance (vertes) (#5)	Constant	Le nombre de diodes indique le niveau d'énergie.
Voyant lumineux prêt à l'emploi/avertissement couleur de peau (vert) (#7)	Constant	L'appareil est prêt à être utilisé.
	Clignote lentement	Le contact avec la peau est adéquat.
	Clignote rapidement	Le teint de peau est trop foncé pour une utilisation sans danger. Aucune impulsion lumineuse n'est émise.

Commande	Action	Fonction/Mode
Voyant Bluetooth (bleu) (#4)	Clignote	Le Bluetooth est activé.

5.2. Analyseur de couleur de peau

L'épilation à la lumière ne convient pas aux peaux naturellement foncées et comporte des risques d'effets secondaires, notamment des risques de brûlures, de cloques et de changements de la couleur de la peau (hyper ou hypopigmentation). Silk'n Infinity dispose d'un analyseur de couleur de peau qui détecte la couleur de votre peau automatiquement. L'analyseur de couleur de peau vérifie votre couleur de peau au début de, et parfois pendant, chaque séance.


- i** Si vous ne constatez la présence d'aucune impulsion lumineuse et le voyant lumineux prêt à l'emploi/avertissement couleur de peau (#7) clignote rapidement, ceci indique que votre peau, mesurée par l'analyseur de couleur de peau, est trop sombre pour garantir une application en toute sécurité. Essayez d'utiliser l'appareil sur une autre partie du corps.

5.3. Niveaux d'énergie

Le niveau d'énergie détermine l'intensité de l'impulsion lumineuse délivrée à votre peau. Plus le niveau d'énergie est élevé, plus les résultats de l'épilation sont meilleurs, et plus les risques de complications ou d'effets indésirables sont élevés.

- L'appareil dispose de 5 niveaux d'énergie allant de 1 (le plus faible) à 5 (le plus élevé), représentés par 5 voyants lumineux de niveau d'énergie (#5).
- Lorsque l'appareil est allumé, le niveau d'énergie est réglé au niveau 1 automatiquement. Seul un voyant lumineux du niveau d'énergie (#5) s'allume.
- Pour changer le niveau d'énergie, appuyez sur le bouton de commande (#6) de manière répétée pour augmenter le niveau d'énergie de 1 à 5. Une fois au niveau 5, appuyez à nouveau sur le bouton de commande (#6) pour diminuer le niveau d'énergie de 5 à 1.

5.4. Flashage ciblé ou continu



Le **flashage ciblé** est la meilleure technique pour traiter des endroits spécifiques du corps ou des petites zones.

- Pressez la surface de traitement (**#2**) contre la peau. Travaillez en lignes (soit en travers soit vers le bas comme représenté sur l'image). Commencez à une extrémité de chaque ligne et progressez vers l'autre extrémité.
- La surface de traitement (**#2**) crée des marques de pression temporaires sur la zone traitée si bien que vous pouvez voir les zones que vous avez traitées.
- Après chaque impulsion, déplacez la surface de traitement (**#2**) sur la zone suivante à traiter. Continuez le flashage ciblé sur la zone que vous traitez.
- Veuillez éviter les écarts ou les chevauchements lors de l'utilisation de l'appareil.

Le flashage continu est la meilleure technique pour travailler à des niveaux d'énergie plus faibles.

Pressez fermement la surface de traitement (**#2**) contre la peau et faites glisser lentement sur la peau (soit en travers soit vers le bas, comme indiqué sur l'image). Veillez à ce que la surface de traitement (**#2**) reste en contact avec la peau.

- À des niveaux d'énergie bas, l'appareil n'a besoin que de 1 à 1,5 seconde pour se recharger entre les impulsions. Cela délivre une série continue d'impulsions.
- Faites glisser à une certaine vitesse de manière à éviter les creux ou chevauchements.
- ⚠ Ne pas appliquer dans la même zone plus d'une fois par séance d'épilation.
- ⚠ Cessez immédiatement d'utiliser l'appareil en cas de douleur.

5.5. Exposition au soleil

- Le niveau d'énergie le plus bas (1) est conçu spécialement pour une utilisation en toute sécurité après vous être exposé au soleil.
- Si vous utilisez des niveaux d'énergie 2-5, évitez toute exposition au soleil **4 semaines avant et 2 semaines après** votre séance. Ceci parce que de plus grandes quantités de mélanine exposent la peau à un plus grand risque lors de l'utilisation d'une méthode de photoépilation. Cette règle s'applique à tous les types de peau, même celles qui ne semblent pas bronzer rapidement.
- Nous ne le recommandons pas, mais si vous devez vous exposer au soleil à la suite d'une séance, assurez-vous de bien appliquer un écran solaire ayant un FPS de 30 ou plus sur la zone traitée. Ceci est valable pendant les **2 semaines suivant** une séance.

5.6. Exposition de lumière pulsée aux yeux

- Bien qu'il soit possible d'appliquer l'appareil pour le traitement des poils faciaux, nous vous recommandons d'éviter tout contact avec les yeux, et de ne l'utiliser que sur les zones situées en-dessous des pommettes.
- i** L'appareil n'émet d'impulsions répétées que lorsqu'il est fermement en contact avec votre peau et que vous continuez à le faire glisser sur votre peau.

6. À quoi faut-il s'attendre avec le Silk'n Infinity

Voici ce qu'il est normal de voir, d'entendre et de sentir durant une séance :

- **Un bruit de ventilateur :** le ventilateur de refroidissement fait un bruit similaire à celui d'un sèche-cheveux.
- **Un claquement avec chaque impulsion :** au cours d'une impulsion lumineuse du eHPL™, il est normal d'entendre un bref claquement en même temps que le flash de lumière.
- **Une sensation de chaleur et des picotements :** durant chaque séquence d'impulsions d'énergie galvanique, il est normal que vous ressentiez une légère sensation de chaleur et de picotement provenant des énergies galvaniques et lumineuses.
- **Un léger rougissement ou teinte rosée de la peau :** pendant et juste après votre séance, il n'est pas rare de voir la peau prendre une teinte très légèrement rosée. Cela est généralement plus visible autour des poils eux-mêmes.



Arrêtez l'utilisation immédiatement si vous constatez plein de rougeurs sur la peau, ou si votre peau se couvre d'ampoules ou de brûlures.

7. Effets secondaires possibles

Lorsque l'appareil est utilisé selon les instructions, les effets secondaires et complications associés à l'utilisation du Silk'n Infinity sont rares. Cependant, tout traitement esthétique, même ceux conçus pour une utilisation à domicile, comporte un certain risque. C'est pourquoi il est important de comprendre et d'accepter les risques et les complications éventuels lorsque vous utilisez un système d'épilation à la lumière pulsée conçu pour un usage domestique.

Léger inconfort de la peau

L'épilation Home pulsed light est généralement bien tolérée. Toutefois, certains utilisateurs sentent un léger inconfort pendant l'utilisation. Ceci est décrit comme une sensation de brûlure légère sur les zones de peau traitées. La sensation de picotement peut durer pendant ou après la séance.

Ceci implique que vous devez utiliser l'appareil à un niveau de puissance plus bas, et que si cela n'aide pas, vous devrez cesser l'utilisation de l'appareil.

Rougeur cutanée

Votre peau peut devenir rouge immédiatement après avoir utilisé l'appareil ou dans les 24 heures. La rougeur disparaît généralement dans les 24 heures.

Consultez votre médecin si elle persiste au-delà de 2 à 3 jours.

Assurez-vous d'utiliser le niveau d'énergie qui est confortable pour vous et adapté à votre couleur de peau.

Hypersensibilité de la peau

Dans la zone traitée, la peau est plus sensible et elle pourrait s'assécher ou peler.

Changements de la pigmentation

L'appareil vise la racine du poil, plus particulièrement les cellules pigmentées du bulbe et le bulbe du poil lui-même. Néanmoins, il existe un risque d'hyperpigmentation temporaire (augmentation de pigment ou une décoloration marron) ou d'hypopigmentation (blanchiment) sur la peau environnante. Les risques de changements de pigmentation de la peau sont plus élevés pour les personnes ayant des teints plus foncés ou une peau très bronzée. Généralement, la décoloration ou les changements de pigmentation sont temporaires. Les cas d'hyperpigmentation ou d'hypopigmentation permanente sont rares.



Rougeur excessive de la peau et enflure

Dans de rares cas, la peau traitée peut devenir très rouge et enflée. Ceci est plus fréquent sur les zones sensibles du corps. La rougeur et l'enflure devraient disparaître en 2 à 7 jours pendant lesquels vous appliquerez de la glace régulièrement. Un nettoyage doux est OK, mais il faut éviter l'exposition au soleil.

Boursoufflures ou brûlures

Refroidissez la zone touchée et appliquez une crème anti-brûlure. Attendez que la zone ait complètement guéri avant une autre séance et utilisez un niveau d'énergie plus faible.

Si la peau ne revient pas à la normale dans les 3 jours, consultez votre médecin.

-  Cessez immédiatement l'utilisation de l'appareil si n'importe lequel de ces effets est plus grave.
-  Consultez votre médecin si les effets persistent au-delà de 2 à 3 jours.

8. Protocole d'utilisation

Un cycle pileaire complet peut prendre de 18 à 24 mois. Pendant cette période, plusieurs Silk'n Infinity séances peuvent être nécessaires pour éliminer complètement les poils.

L'efficacité de l'épilation varie d'une personne à l'autre en fonction de la zone traitée, de la couleur du poil et de la manière dont l'appareil est utilisé.

Protocole d'utilisation classique pendant un cycle pileaire complet :

- **Séances 1-4 :** planifier en espaçant de deux semaines.
- **Séances 5-7 :** planifier en espaçant de quatre semaines.
- **Séance + 8 :** appliquer selon les besoins, jusqu'à l'obtention du résultat désiré.

Résultats attendus des séances en termes d'épilation

Fitzpatrick type de peau ¹	Couleur du poil	Fluence de la lumière [J/cm ²]	Zone du corps ²	Nombre moyen de séances ¹	% de pilosité réduction
I-IV	Châtain clair à brun	2,5-4	Mollets ou cuisses	Séances 10-12, espacées d'environ quatre semaines.	60 %
			Bras		50 %
			Maillot		60 %
			Aisselles		55 %
I-IV	Brun à noir	2,5-4	Mollets ou cuisses	Séances 8-10, espacées d'environ quatre semaines.	70 %
			Bras		60 %
			Maillot		70 %
			Aisselles		65 %

1. Le résultat varie d'une personne à l'autre et dépend du type de poil ainsi que de facteurs biologiques pouvant affecter les cycles de croissance du poil. Certains utilisateurs obtiendront des résultats plus rapidement ou moins rapidement que le nombre moyen de séances.

2. Il n'est pas possible d'espérer obtenir une épilation permanente avec une seule, voire deux séances. La durée de la période de repos des follicules pileux dépend également de la zone du corps.

9. Commencez !

9.1. Branchement de l'appareil

1. Sortez l'appareil et les autres composants de la boîte.
2. Insérez l'adaptateur dans la prise (#10) et connectez-le à l'alimentation électrique. Tous les voyants lumineux de niveau d'énergie (#5) s'allument et s'éteignent de manière répétée, en suivant un mouvement circulaire.


9.2. Exécution d'un point de test



Il est important d'effectuer un point de test pour chaque partie du corps que vous souhaitez traiter. Le point de test vous permet de vérifier que la couleur de la peau est appropriée pour la séance, et de connaître le niveau d'énergie adéquat pour la zone que vous traitez. Tant la couleur de la peau que le niveau d'énergie peuvent varier en fonction de la zone d'application ciblée.

1. Pour effectuer un point de test, suivez les étapes 1-5 et 7-9 de la rubrique suivante.
2. Poursuivez les essais en augmentant les niveaux d'énergie jusqu'à atteindre le niveau le plus élevé avec lequel vous vous sentez confortable. Si, sur une période d'une heure, vous ne ressentez aucun effet indésirable, vous pouvez commencer votre séance complète à ce niveau d'énergie.
3. Répétez le point de test pour chaque zone que vous souhaitez traiter.





9.3. Étapes de la séance

1. Enlevez toujours tout bijou avant utilisation.
2. Avant la séance, la peau doit être rasée, propre, sèche et sans résidus de poudre, d'antisudorifiques ou de désodorisants. **Ne pas épiler à la cire, ni arracher les poils.**
3. Assurez-vous de couvrir les tatouages, les grains de beauté, les verrues ou d'autres marques sur la peau qui ne doivent pas être traitées. Utilisez un matériau qui n'absorbe pas la lumière comme un chiffon blanc ou une bande de sparadrap blanche.
4. Appuyez sur le bouton de commande (#6). L'appareil se met en marche. Le voyant lumineux de niveau d'énergie 1 (#5) s'allume et un bruit de ventilation se fait entendre.

5. Approximativement 1 seconde après que le bouton de commande a été enfoncé, le voyant lumineux prêt à l'emploi/avertissement couleur de peau (#7) (vert) s'allume. L'appareil est désormais prêt à l'emploi et vous pouvez déclencher la première impulsion au niveau d'énergie le plus bas. Pour votre première séance, commencez toujours au niveau d'énergie 1.
6. Choisissez le niveau d'énergie avec lequel vous êtes le plus confortable.
7. Placez la surface de traitement (#2) sur la peau et appuyez sur le déclencheur de flash (#1) pour émettre une impulsion. Veillez à toucher en même temps avec la main, la pastille métallique de base et le déclencheur de flash (#1).
 Si la main n'est pas en contact avec la pastille métallique de base (#8), aucune séance à base d'énergie galvanique n'est émise.
8. Appuyez sur le déclencheur de flash (#1).
 - L'appareil détermine d'abord la couleur de peau. Si la couleur de peau est suffisamment claire pour garantir une application en toute sécurité, l'appareil active l'application de l'énergie galvanique. Vous devriez ressentir une légère sensation de picotement. Ceci est parfaitement normal. Dans une séance à base d'énergie galvanique, l'appareil se charge d'agrandir les pores de la peau en vue d'une meilleure application du traitement.
 - Juste après, l'appareil émet, sur la peau, une impulsion lumineuse et le voyant lumineux prêt à l'emploi/avertissement couleur de peau (#7) s'éteint. Vous devriez alors voir un flash de lumière brillant et entendre un claquement, ce qui est normal pour l'appareil. Vous devriez ressentir une légère sensation de chaleur et de picotement. L'appareil se recharge immédiatement pour la prochaine impulsion.
 - Après quelques secondes, lorsque l'appareil est prêt à émettre à nouveau une impulsion, le voyant lumineux prêt à l'emploi/avertissement couleur de peau (#7) s'allume. Le voyant lumineux commence à clignoter dès lors que vous pressez l'appareil contre la peau.
9. Retirez la surface de traitement (#2) de la zone de peau traitée.
10. Choisissez si vous souhaitez traiter la zone par **Flashage continu** ou **Flashage ciblé** (consulter la rubrique 5.4. Flashage ciblé ou continu).
 - Si vous utilisez le mode **Flashage ciblé**, placez la surface de traitement (#2) sur une zone adjacente de la peau, et déclenchez une impulsion.
 - Si vous utilisez le mode **Flashage continu**, maintenez le déclencheur de flash enfoncé et faites (#1) et faites glisser l'appareil sans à-coups sur la zone traitée.

11. Continuez avec le Flashage ciblé ou le Flashage continu jusqu'à ce que vous ayez couvert la zone ciblée.
-  Faites en sorte de ne pas oublier de zones à traiter ou de ne pas faire se chevaucher les zones que vous traitez.
-  Arrêtez immédiatement l'utilisation si votre peau présente des boursouflures ou des brûlures.
12. La séance terminée, effectuez un appui long sur le bouton de commande (#6) pour éteindre l'appareil. Veillez à mémoriser le dernier niveau d'énergie utilisé, car l'appareil démarre toujours au niveau d'énergie 1.
13. Débranchez l'adaptateur de l'alimentation électrique, puis nettoyez l'appareil et rangez-le (consulter la rubrique [10. Nettoyage et entretien](#)).
14. Après votre séance, nous vous recommandons l'application d'une Body Lotion sur la surface traitée pour aider votre peau à récupérer plus rapidement.

10. Nettoyage et entretien

-  Débranchez l'appareil.
-  Pour nettoyer l'appareil, dont la surface de traitement (#2), utilisez un chiffon sec et propre. N'utilisez jamais d'acétone ou autres liquides abrasifs, car ils endommageraient l'appareil.
-  Après le nettoyage, nous vous recommandons de stocker l'appareil dans sa boîte d'origine et de ne pas exposer celui-ci à l'eau.
-  N'immergez jamais l'appareil ou l'un de ses composants dans l'eau.

11. Connexion de votre Silk'n Infinity au Bluetooth

Téléchargez et connectez-vous à l'application d'épilation Silk'n.

L'application d'épilation Silk'n vous accompagne durant toutes les étapes de l'utilisation de vos appareils d'épilation Silk'n. Elle vous permet de créer votre propre protocole d'utilisation personnalisé, vous aide à faire les choix les plus judicieux et les plus sécurisés en termes d'utilisation, et garantit que vous suivez toutes les étapes nécessaires au cours des séances, et ce pour obtenir les meilleurs résultats.

En tant que détenteur du Silk'n Infinity, vous pouvez également profiter de la connectivité Bluetooth. Il suffit de télécharger l'application et de suivre le processus d'inscription et les étapes d'appairage Bluetooth.

Pour un téléchargement gratuit de l'application d'épilation Silk'n, scannez :



 **Bluetooth**

12. Dépannage

Seul le personnel autorisé est habilité à effectuer des réparations. N'essayez pas de modifier, d'ouvrir, ni de réparer l'appareil. Vous pouvez vous exposer à des composants électriques dangereux ou vous blesser gravement. Cela annulera également votre garantie.

Problème	Contrôles
Mon appareil ne démarre pas.	<p>Veillez vérifier que :</p> <ul style="list-style-type: none">• l'adaptateur est bien connecté à l'appareil et branché à l'alimentation électrique.
L'appareil n'émet aucune impulsion galvanique lorsque j'appuie sur le déclencheur de flash (#1).	<p>Assurez-vous de bien toucher avec la main la pastille métallique de base lorsque vous appuyez sur le déclencheur de flash (#1).</p> <p>L'application de l'énergie galvanique nécessite la fermeture du circuit et pour cela, il vous faut appuyer à la fois sur le déclencheur de flash (#1) et la pastille métallique (#9), pour traiter efficacement votre peau.</p>

Problème	Contrôles
L'appareil n'émet aucune impulsion lumineuse lorsque j'appuie sur le déclencheur de flash (#1).	<p>Veuillez vérifier que :</p> <ul style="list-style-type: none"> le voyant lumineux prêt à l'emploi/avertissement couleur de peau (#7) vert clignote lentement. Ceci indique que le contact avec la peau est adéquat. la surface de traitement (#2) est en contact uniforme et ferme avec la peau. Pour votre sécurité, le déclencheur de flash (#1) de flash émet une impulsion uniquement si la surface de traitement (#2) est pressée fermement contre la peau. <p>Si le voyant lumineux prêt à l'emploi/avertissement couleur de peau (#7) clignote rapidement, ceci indique que votre peau, mesurée par l'analyseur de couleur de peau, est trop sombre pour garantir une utilisation en toute sécurité. Essayez d'utiliser l'appareil sur une autre partie du corps ou contactez le service client Silk'n.</p>
Un ou plusieurs voyants lumineux sont allumés en permanence.	L'appareil a mal fonctionné. Veuillez débrancher l'appareil et le redémarrer. Si le problème persiste, veuillez contacter le service à la clientèle.
L'appareil a cessé de fonctionner et est en mode veille.	Appuyez de nouveau sur le bouton de commande (#6) pour démarrer l'appareil.

13. Service à la clientèle

Pour plus d'informations, consultez notre site web à l'adresse www.silkn.eu. Ce mode d'emploi est également à votre disposition en version PDF, téléchargeable à partir du site Web. Veuillez contacter le service à la clientèle pour signaler une opération ou un événement inattendu, ou tout autre problème lié à votre appareil. Nos coordonnées sont les suivantes :

Pays	Numéro du service à la clientèle	E-mail
Belgique	0800-29316	serviceconsommateurbe@silkn.eu
France	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Allemagne	089 51 23 44 23	kundenservicede@silkn.eu
Italie	+31(0)180-330550	servizioclientiit@silkn.eu
Pays-Bas	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu

Pays	Numéro du service à la clientèle	E-mail
Espagne	900823302	servicioalcliente@silk'n.eu
Royaume-Uni	0906-2130009	customerareuk@silk'n.eu
Autres pays	+31 (0)180-330 550	info@silk'n.eu

14. Garantie

FR
 Veuillez vous reporter à votre carte de garantie Silk'n.

15. Élimination



Veillez à trier les éléments d'emballage avant de mettre celui-ci au rebut. Jetez le papier cartonné et le carton avec le service de papier recyclé et les emballages avec le service de ramassage approprié.



(Applicable dans l'Union européenne et dans d'autres pays européens dotés de systèmes de collecte distincts pour les matériaux recyclables). Inscription au registre DEEE DE 31619958. **Les appareils usagés ne doivent pas être mis au rebut avec les ordures ménagères! Si le produit venait à ne plus pouvoir être utilisé à un moment donné, mettez celui-ci au rebut conformément à la réglementation en vigueur dans votre ville ou pays.** Cela garantit que les anciens appareils sont recyclés par des professionnels et exclut les conséquences négatives pour l'environnement. Pour cette raison, le matériel électrique est marqué du symbole affiché ici.

*Produits étiquetés avec Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb.

16. Caractéristiques techniques

Modèle	H3103
Galvanique	70-400 Microampère (µA)
Dimension du spot	0,9 cm x 3 cm [2,7 cm ²]
Technologie	Enhanced Home Pulsed Light™
Niveau d'énergie maximum	Max 4J/cm ²
Longueur d'onde	520-1200nm
Durée de l'impulsion	500-800µs
Mode de fonctionnement	Continu
Fonctionnement et sécurité	L'analyseur de couleur de peau garantit une utilisation uniquement sur les types de peau appropriés
Taux de répétition	1,0 Hz maximum
Poids du système	225gr
Transport et stockage entre les utilisations et conditions de stockage	Température: - 40 ° à +70 °C Humidité relative : 10 % - 90 % HR Pression atmosphérique : 500 à 1 060 hPa
Conditions de fonctionnement	Température : 10° à 30°C Humidité relative : 30 à 75 % Pression atmosphérique : 700 à 1 060 hPa
Temps pour passer de la température minimale de stockage entre les utilisations à la température minimale de fonctionnement à une température ambiante de 20 °C	30 minutes
Temps pour passer de la température maximale de stockage entre les utilisations à la température maximale de fonctionnement à une température ambiante de 20 °C	30 minutes
Protection contre les chocs électriques	Classe II Type matériel médical partie appliquée type BF

Adaptateur	KSA-60B-200300D5
	Entrée : 100-240 V ; 50-60 Hz ; 1,8 A Sortie : 20 Vcc ; 3 A
Paramètres des impulsions (secondes)	Niveau d'énergie 1 : 0,5 Niveau d'énergie 2 : 0,7 Niveau d'énergie 3 : 0,9 Niveau d'énergie 4 : 1,0 Niveau d'énergie 5 : 1,3
Bluetooth BLE	
Fréquence de fonctionnement	2 402 MHz ~ 2 480 MHz
Puissance d'émission	Inférieure à 3 mW

17. Mentions légales

Copyright 2023 © Silk'n Beauty Ltd. Tous droits réservés.

Home Skinovations Ltd se réserve le droit d'apporter des changements à ses produits ou aux spécifications de ses produits afin d'en améliorer la performance, la fiabilité ou la productibilité. Tous les renseignements fournis par Home Skinovations Ltd au moment de leur publication ont été établis de bonne foi et sont exacts et fiables. Home Skinovations Ltd décline néanmoins toute responsabilité au regard leur utilisation. Aucune licence n'est accordée implicitement ou autrement en vertu de tout brevet ou droit de brevet de Home Skinovations Ltd. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite ni transmise sous quelque forme que ce soit, par quelque procédé électronique ou mécanique que ce soit et à quelque fin que ce soit sans la permission écrite expresse de Home Skinovations Ltd. Les données sont modifiables sans préavis. Silk'n Beauty Ltd. détient les brevets et les brevets en instance, la marque de commerce, les droits réservés ou d'autres droits de propriété intellectuelle afférents au sujet de ce document. La délivrance de ce document ne vous confère aucune licence sur ces brevets, marques commerciales, droits d'auteur ou autres droits de propriété intellectuelle hormis ceux expressément accordés par contrat écrit avec Silk'n Beauty Ltd. Les caractéristiques techniques sont sujettes à changement sans préavis. Silk'n et le logo Silk'n sont des marques déposées de Silk'n Beauty Ltd., Invention Works B.V. Galileïstraat 17, 3029 AL Rotterdam, Pays-Bas www.silkn.eu, info@silkn.eu.

Inhoudsopgave

1. Waarschuwingen en contra-indicaties	82
2. Tekens en symbolen	90
3. Veiligheid met Silk'n Infinity	91
4. Maak kennis met Silk'n Infinity.....	92
5. Bedieningselementen en instellingen	93
6. Wat kunt u van Silk'n Infinity verwachten?	96
7. Mogelijke bijwerkingen	97
8. Behandelingsschema	98
9. Aan de slag!	99
10. Reiniging en onderhoud	102
11. Uw Silk'n Infinity koppelen via Bluetooth	102
12. Problemen oplossen.....	103
13. Klantenservice.....	104
14. Garantie	104
15. Verwijdering.....	104
16. Specificaties	105
17. Juridische kennisgeving.....	106

1. Waarschuwingen en contra-indicaties



Een verklaring of gebeurtenis die op een mogelijk of dreigend gevaar of probleem of op een andere onprettige situatie duidt wanneer het apparaat wordt gebruikt.



Waarschuwingen voor elektriciteit en veiligheid

De gebruiksaanwijzing is gebaseerd op de normen en regels die in de Europese Unie van kracht zijn. U dient in het buitenland ook de richtlijnen en wetten van specifieke landen na te leven. Lees a.u.b. voor gebruik alle waarschuwingen en contra-indicaties.

- ⦿ Zorg altijd dat uw handen droog zijn voordat u de adapter op het stopcontact aansluit.
- ⦿ Gebruik het apparaat niet wanneer u in bad of onder de douche gaat.
- ⦿ Houd het apparaat uit de buurt van water! Plaats het apparaat niet op een locatie waar het kan vallen of waar er tegenaan kan worden geduwd. Plaats het apparaat ook niet in een badkuip, wasbak of andere omgeving met water.
- ⦿ Dompel het apparaat of onderdelen daarvan nooit onder in water.

- Mocht het apparaat in contact komen met water, dan dient u het direct los te koppelen van het lichtnet voordat u het aanraakt.
- Gebruik de adapter nooit als deze een beschadigde kabel of stekker heeft, niet naar behoren functioneert of werd ondergedompeld in water. Verwijder de adapter in dat geval direct uit het stopcontact voordat u deze aanraakt. Als de adapter niet uit het stopcontact wordt verwijderd, kan er een elektrische schok optreden!
- Bedien het apparaat niet in omgevingen waarin sprake is van explosiegevaar. Houd het apparaat en alle onderdelen uit de buurt van open vuur en hete oppervlakken.
- Laat het apparaat nooit onbewaakt achter als het op het lichtnet is aangesloten. Zorg dat u altijd bij de adapter kunt, zodat deze in geval van nood gemakkelijk van het stopcontact kan worden ontkoppeld.
- Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel het van het stopcontact als u het niet gebruikt, als u het wilt schoonmaken of als er sprake is van een storing.
- Trek de adapter nooit aan de kabel uit het stopcontact. Houd altijd de adapter vast tijdens het verwijderen.

- Plaats de kabel van de adapter op zo'n manier dat er geen struikelgevaar ontstaat.
- Knik de kabel van de adapter niet en leg deze niet over scherpe randen.
- Houd het apparaat uit de buurt van ogen. Dit apparaat kan mogelijk optische straling afgeven. Kijk niet in de lamp als die aanstaat. Hierdoor kan letsel aan het oog ontstaan.
- Wijzigingen of aanpassingen aan dit apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving kunnen ertoe leiden dat de gebruiker niet langer is bevoegd om de apparatuur te gebruiken.
- Gebruik het apparaat niet als de onderdelen of accessoires niet afkomstig zijn van de producent die in deze gebruiksaanwijzing is genoemd, als het apparaat is beschadigd, niet goed lijkt te werken of als u rook ziet of ruikt. Gebruik het apparaat in die gevallen niet langer en neem contact op met de klantenservice.
- Alleen bevoegde medewerkers mogen reparaties uitvoeren. Probeer het apparaat niet aan te passen, te openen of te repareren. Mogelijk stelt u zichzelf bloot aan gevaarlijke elektrische onderdelen en veroorzaakt u ernstig letsel. Ook vervalt dan de garantie.

- ⦿ De producent aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of letsel als gevolg van ongepast of onjuist gebruik.
- ⦿ Kinderen mogen niet met het apparaat of onderdelen daarvan spelen.
- ⦿ Kinderen mogen niet met de verpakking spelen. Ze kunnen zichzelf mogelijk verwonden met het verpakkingsmateriaal of kleine onderdelen inslikken en daardoor stikken.
- ⦿ Voer het product niet af met het huishoudelijk afval! De wet vereist dat u dit elektrische apparaat (inclusief alle accessoires en onderdelen) afvoert naar een speciaal inzamelingspunt voor de recycling van elektrische apparaten. Raadpleeg het hoofdstuk 15. Verwijdering voor meer informatie.



Contra-indicaties

- ⦿ Silk'n Infinity mag niet gebruikt worden door de volgende groepen: kinderen, volwassenen met fysieke, zintuiglijke of geestelijke beperkingen, of volwassenen die geen ervaring hebben met het gebruik van het apparaat of niet weten hoe het apparaat gebruikt dient te worden.

- ⊙ Silk'n Infinity is niet voor iedereen geschikt. Ontharing met behulp van lasers of intens gepulseerd licht-bronnen kan bij sommige personen tot een toename van haargroei leiden. Op basis van de huidige gegevens, is de hoogste risicogroep voor deze reactie vrouwen van Mediterrane, Midden-Oosterse of Zuid-Aziatische afkomst, bij gebruik op gezicht en nek.
- ⊙ Silk'n Infinity is niet geschikt voor gebruik bij kinderen of dieren.

Gebruik niet indien u:

- ⊙ zwanger bent of borstvoeding geeft.
- ⊙ een voorgeschiedenis hebt van keloidale littekens.
- ⊙ last hebt (gehad) van epilepsie.
- ⊙ een fotosensitiviteitsaandoening hebt, zoals porfyrie, polymorfe lichterrupties, urticaria solaris, lupus, etc.
- ⊙ een voorgeschiedenis hebt van huidkanker of gebieden met mogelijke huidmaligniteiten.
- ⊙ u in de afgelopen 3 maanden bestralingen of chemotherapie hebt ondergaan;
- ⊙ in de afgelopen 6 maanden van uw arts medicijnen hebt ontvangen voor een huidaandoening.

- ⊙ een andere aandoening hebt waardoor het volgens uw arts niet veilig is om het apparaat te gebruiken.
- ⊙ niet goed hitte kunt voelen vanwege een ziekte of andere gezondheidsaandoening.

Gebruik dit product niet op de volgende lichaamsdelen:

- ⊙ Op zongebruinde huid. Raadpleeg hoofdstuk 5.5. Blootstelling aan de zon.
- ⊙ Rond of in de buurt van de ogen. Gebruik het onder de jukbeenderen.
- ⊙ Op tatoeages of permanente make-up, donkerbruine of zwarte vlekken (zoals grote sproeten, moedervlekken of wratten), tepels, geslachtsdelen of lippen.
- ⊙ Lichaamsdelen waar vullingen fillers of giftige stoffen zijn ingespoten.
- ⊙ Op een lichaamsdeel waarop in het verleden sprake was van herpes.
- ⊙ Huid met actief eczeem, psoriasis, beschadigingen, open wonden of infecties (herpes), ongewone huid-aandoeningen door systemische en metabole ziekten (zoals diabetes).
- ⊙ Gebieden waarop u in de toekomst mogelijk haar wilt laten groeien. De resultaten zijn blijvend.


Aanvullende waarschuwingen

- ⦿ Verwijder alle sieraden voorafgaand aan gebruik.
- ⦿ Gebruik nooit brandbare vloeistoffen, zoals alcohol (inclusief parfums, ontsmettingsvloeistof of andere alcoholbevattende middelen) of aceton voor het reinigen van de huid voorafgaand aan gebruik.
- ⦿ Selecteer de energie-instelling zorgvuldig. Als de energie-intensiteit wordt verhoogd, verbetert de verwijdering van haar maar neemt het risico op bijwerkingen en complicaties toe.
- ⦿ Volg tijdens het selecteren van het energieniveau de tabel voor haar- en huidskleuren om het risico op brandwonden, blaren of veranderingen in huidskleur te vermijden (verwijs naar het diagram aan het begin van deze gebruiksaanwijzing).
- ⦿ Voer altijd een test uit op een klein deel van de huid voordat u een specifiek lichaamsdeel behandelt.
- ⦿ Behandel dezelfde huidzone niet meer dan één keer per ontharingsbehandeling.

- ⦿ Vermijd overlappende pulsen en sla geen delen over wanneer u een gebied behandelt.
- ⦿ Gebruik een lager energieniveau als u een mild ongemak ervaart.
- ⦿ Houd behandelde gebieden uit de zon en gebruik energieniveaus 2-5 niet op zongebruinde huid of na recente blootstelling aan zonnestralen (inclusief zonnebanken). Raadpleeg hoofdstuk 5.5. Blootstelling aan de zon.
- ⦿ Stop het gebruik meteen als u ziet dat de huid helemaal rood wordt of als er blaren of brandwonden ontstaan.
- ⦿ Stop het gebruik meteen als u pijn ervaart.
- ⦿ Stop het gebruik meteen als de huid of het apparaat opwarmt.

2. Tekens en symbolen

	<p>Verklaring van overeenstemming: Producten die dit symbool bevatten, voldoen aan alle toepasselijke bepalingen in de Europese Economische Ruimte.</p> <p>Versimpelde Conformiteitsverklaring: In overeenstemming met artikel 10(9) van de verklaring van overeenstemming van de EU, voldoet de radioapparatuur van het type Bluetooth LE aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de Europese conformiteitsverklaring is te vinden op het volgende internetadres: https://silkn.eu/media/downloads/EU-Declaration-of-Conformity-Infinity-Fast.pdf</p>
	<p>Klasse II - De adapter is beschermd tegen rechtstreekse elektrische schokken door middel van een dubbele isolatie.</p>
IP30	<p>Het apparaat is beschermd tegen de toegang van voorwerpen met een diameter groter dan 2,5mm, zoals vingers, om bescherming te bieden tegen elektrische schokken.</p>
	<p>Niet gebruiken in een natte omgeving.</p>
	<p>Voer het product niet af met het huishoudelijk afval! De AEEA-richtlijn vereist dat u dit elektrische apparaat (inclusief alle accessoires en onderdelen) afvoert naar een speciaal afvalinzamelpunt voor de recycling van elektrische apparaten.</p>
	<p>Voldoet aan de technische voorschriften van de Euraziatische Douane-unie.</p>

 Dit apparaat is niet geschikt om te worden gebruikt in de aanwezigheid van een ontvlambaar anesthesiemengsel, of van lucht, zuurstof of distikstofmonoxide (lachgas).

3. Veiligheid met Silk'n Infinity

Bij Silk'n Infinity staat de veiligheid voorop. De Enhanced Home Pulsed Light™-technologie (eHPL) biedt een superieure veiligheid met lagere energieniveaus.

eHPL™ zorgt voor langdurige ontharingsresultaten op een fractie van het energieniveau dat gebruikt wordt bij andere op licht gebaseerde ontharingsapparatuur. De technologie combineert 2 energiebronnen: galvanische energie en optische energie. De galvanische energie zorgt dat de optische energie beter in de haarschacht kan doordringen doordat de huidporiën tijdelijk wijder worden gemaakt. De haarschacht absorbeert het licht en deactiveert de haarfollikel waardoor de haargroei wordt uitgeschakeld.

Het lage energieniveau dat wordt gebruikt, verkleint het risico op beschadiging of complicaties en draagt bij aan uw algehele veiligheid.

Silk'n Infinity beschermt uw huid

Haarverwijdering op basis van licht is niet geschikt voor een zongebruinde huid. Silk'n Infinity wordt geleverd met een ingebouwde huidskleursensor die is ontworpen om de teint van het oppervlak te meten en het energieniveau aan de huidteint aan te passen.

Bovendien is het behandeloppervlak, waardoor lichtpulsen worden geleverd, in het apparaat verzonken. Hierdoor kan de Silk'n Infinity uw huid beschermen door direct contact tussen het behandeloppervlak en de huid te vermijden.

Silk'n Infinity beschermt uw ogen

Silk'n Infinity heeft een ingebouwde veiligheidsfunctie om ogen te beschermen. Het is zo ontworpen dat er geen lichtpuls kan worden afgegeven als het behandeloppervlak nergens op is gericht. Dankzij de veiligheidsfunctie is alleen een behandeling mogelijk als het behandeloppervlak in contact is met de huid.

4. Maak kennis met Silk'n Infinity

Silk'n Infinity is een krachtig elektronisch apparaat. Daarom dient het op een veilige manier gebruikt te worden. **Voorafgaand aan het gebruik, Het is belangrijk dat u de instructies over het gebruik van het apparaat, inclusief procedures voor na het gebruik, leest, begrijpt en strikt opvolgt voordat u het apparaat gebruikt.** We raden u aan om uzelf vertrouwd te maken met de instructies in deze gebruiksaanwijzing vóór elke behandeling.

4.1. Inhoud van de verpakking

Inhoud van de verpakking verschilt per gekochte optie.

Infinity-artikelen

- Silk'n Infinity-apparaat
- Adapter
- Gebruiksaanwijzing
- Garantiekaart
- Beautycase

4.2. Beschrijving van het apparaat

Silk'n Infinity is een apparaat voor thuisgebruik dat gebruikmaakt van de eHPL™-technologie om ongewenst haar te verwijderen. Het apparaat heeft een behandeloppervlak en een pulsknop. Daarnaast heeft het een paar elektroden – een basiselektrode en aanraakelektrode – waarmee een galvanische behandelcirculatie kan worden gecreëerd en gebruikt. Raadpleeg het diagram voorin deze handleiding voor de locatie van elke functie.

1. Pulsknop
2. Behandeloppervlak
3. Huidkleursensor
4. Controlelampje voor Bluetooth
5. Energieniveau-controlelampjes
6. Bedieningsknop
7. Controlelampje 'Gereed'/waarschuwing voor huidskleur
8. Basiselektrode
9. Aanraakelektrode
10. Adapter aansluiting

4.3. Beoogd gebruik

Silk'n Infinity is bedoeld om ongewenst haar te verwijderen. Het apparaat is ook bedoeld om langdurige of permanente haarvermindering te stimuleren. Permanente haarvermindering wordt gedefinieerd als een langdurige, stabiele vermindering van het aantal haren dat weer aangroeit na een reeks behandelingen. U kunt het apparaat gebruiken om ongewenst lichaamshaar te verwijderen. Ideale lichaamsgebieden zijn de oksels, bikinilijn, armen, benen, gezicht (onder de jukbeenderen), rug, schouders en borst.

Silk'n Infinity is geen medisch apparaat. Het is uitsluitend bedoeld voor cosmetische behandelingen. Het apparaat is alleen bedoeld voor particulier gebruik en niet geschikt voor commercieel of therapeutisch gebruik.

Gebruik het niet voor een ander doel dan het doel dat in deze gebruiksaanwijzing wordt beschreven.

5. Bedieningselementen en instellingen

5.1. Apparaatbesturingen

Raadpleeg het diagram aan het begin van deze gebruiksaanwijzing om de locatie te bekijken van elk onderdeel.

Bediening	Handeling	Functie / modus
Bedieningsknop (#6)	Kort indrukken	Het energieniveau neemt elke keer als u op de knop drukt toe. Het apparaat begint standaard bij niveau 1. Doorloop de verschillende niveaus om terug te keren naar niveau 1.
Pulsknop (#1)	Kort indrukken	Activeert een lichtpuls.
Aanraakelektrode (#9)	Kort indrukken	Activeert een lichtpuls als deze tegelijkertijd met de pulsknop (#1) wordt ingedrukt.
Controlelampjes voor energieniveau (groen) (#5)	Constant	Het aantal lampjes geeft het energieniveau aan.
Controlelampje 'Gereed/ waarschuwing voor huidskleur' (groen) (#7)	Constant	Het apparaat is klaar voor gebruik.
	Knippert snel	De huidskleur is te donker voor veilig gebruik. Er worden geen lichtpulsen afgegeven.
	Knippert langzaam	Er is goed contact met de huid.

Bediening	Handeling	Functie / modus
Controlelampje voor Bluetooth (blauw) (#4)	Knippert	Bluetooth is actief.

5.2. Huidskleursor

Het gebruik van een ontharingsmethode op basis van licht op een donkere huid kan bijwerkingen, zoals brandwonden, blaren en huidskleurveranderingen (hyper- of hypopigmentatie), veroorzaken. Silk'n Infinity heeft een huidskleursor die automatisch de kleur van uw huid detecteert. De huidskleursor controleert de kleur van uw huid voorafgaand aan, en soms ook tijdens een behandeling.


- i** Als u geen lichtpuls ziet en het controlelampje 'Gereed/waarschuwing voor huidskleur' (#7) snel knippert, geeft dit aan dat de huidskleursor heeft gemeten dat uw huid te donker is voor veilig gebruik. Probeer het apparaat op een ander lichaamsdeel te gebruiken.

5.3. Energieniveaus

Het energieniveau bepaalt de intensiteit van de lichtpuls die aan de huid wordt afgegeven. Naarmate het energieniveau stijgt, verbeteren de ontharingsresultaten, maar neemt tegelijkertijd het risico op mogelijke bijwerkingen en complicaties toe.

- Het apparaat heeft 5 energieniveaus: 1 (het laagste) t/m 5 (het hoogste). Deze niveaus worden aangeduid door 5 controlelampjes voor het energieniveau (#5).
- Wanneer het apparaat ingeschakeld is, staat het automatisch ingesteld op energieniveau 1. Slechts één energieniveau-indicatielampje (#5) zal branden.
- Druk herhaaldelijk op de bedieningsknop (#6) om het energieniveau te verhogen van 1 tot 5 om het energieniveau te wijzigen. Wanneer energieniveau 5 is bereikt, drukt u op de bedieningsknop (#6) om het energieniveau terug te brengen van 5 naar 1.

5.4. Pulsen en glijden



Pulsen is de beste techniek om specifieke plekken of kleine oppervlakken te behandelen.

- Druk het behandeloppervlak (#2) tegen uw huid. Werk in rijen (zijwaarts of naar beneden, zoals weergegeven in de afbeelding). Begin aan het ene uiteinde van de rij en werk richting het andere uiteinde.
- Het behandeloppervlak (#2) creëert tijdelijke drukplekken op de behandelde zone, zodat u kunt zien welke zones u al hebt behandeld.
- Na elke puls verplaatst u het behandeloppervlak (#2) naar de volgende plek. Herhaal deze pulsende bewegingen in de hele zone die u aan het behandelen bent.
- Voorkom het overslaan of overlappen van delen bij gebruik van het apparaat.

'Glijden' is de beste techniek voor het behandelen van grotere delen van het lichaam.

Druk het behandeloppervlak (#2) stevig tegen uw huid en laat het langzaam over uw huid glijden (zijwaarts of naar beneden, zoals weergegeven in de afbeelding). Zorg dat het behandeloppervlak (#2) altijd stevig op de huid wordt gedrukt.

- Op lagere energieniveaus heeft het apparaat slechts 1-1,5 seconde nodig om te herladen tussen pulsen. Hierdoor wordt een continue reeks flitsen gegenereerd.
- Glijd met een snelheid waarbij wordt voorkomen dat er gaten of overlappingen ontstaan.
- ⚠ Behandel dezelfde huidzone niet meer dan één keer per ontharingsbehandeling.
- ⚠ Stop het gebruik meteen als u pijn ervaart.

5.5. Blootstelling aan de zon

- Het laagste energieniveau (1) is speciaal ontwikkeld voor veilig gebruik, zelfs na blootstelling aan de zon.
- Als u de energieniveaus 2-5 gebruikt, moet verdere blootstelling aan de zon worden vermeden in de **4 weken vóór en 2 weken na** uw behandeling. Door de toename van melanine loopt de huid namelijk een groter risico bij het gebruik van een ontharingsmethode op basis van licht. Dit geldt voor alle huidtypes, inclusief huid die niet zo snel bruin wordt.
- We raden dit niet aan, maar als u toch de zon in gaat na de behandeling moet u ervoor zorgen dat u het behandelde gebied insmeert met een zonnebrandcrème met SPF30 of hoger. Blijf dit tot **2 weken** na behandeling doen.

NL

5.6. Blootstelling van de ogen aan lichtpuls

- Hoewel u het apparaat kunt gebruiken voor het behandelen van gezichtshaar, moet u er goed op letten dat het niet met de ogen in aanraking komt en het alleen gebruiken onder de jukbeenderen.
- i** Dit apparaat geeft alleen herhaalde pulsen af als het goed in contact is met uw huid en u het blijft verplaatsen.

6. Wat kunt u van Silk'n Infinity verwachten?

Het is normaal dat u tijdens een behandelsessie met Silk'n Infinity het volgende ervaart en voelt:

- **Geluid van een ventilator:** De koelventilator produceert een vergelijkbaar geluid als een föhn.
- **Er klinkt bij elke puls een 'plopgeluidje':** Het is normaal dat u een subtiel plopgeluidje hoort terwijl u de lichtflits ziet als er een eHPL™-lichtpuls wordt geactiveerd.
- **Een warm en tintelend gevoel:** het is normaal dat u tijdens elke galvanische pulscyclus een matig warm en tintelend gevoel van de galvanische energie en lichtenergie ervaart.
- **Een milde rode of rozige kleur:** Het is niet ongewoon dat u tijdens of net na uw behandelsessie een zeer milde, rozige kleur op de huid waarneemt. Dit is het best zichtbaar rondom de haren zelf.

- ⚠** Stop het gebruik meteen als u ziet dat de huid helemaal rood wordt of als er blaren of brandwonden ontstaan.

7. Mogelijke bijwerkingen

Wanneer de Silk'n Infinity volgens de instructies wordt gebruikt, zijn bijwerkingen en complicaties als gevolg van het gebruik onwaarschijnlijk. Niettemin brengen alle cosmeticaproducten, inclusief producten die zijn ontwikkeld voor thuisgebruik, een zekere mate van risico's met zich mee. Daarom is het belangrijk dat u de risico's en de mogelijke complicaties bij het gebruik van Pulsed Light-ontharingsystemen voor thuisgebruik, begrijpt en aanvaardt.

Lichte huidklachten

Home Pulsed Light-ontharing wordt over het algemeen goed verdragen. Toch kunnen sommige gebruikers tijdens het gebruik een mild ongemak ervaren. Dit kan het beste worden beschreven als een mild prikkend gevoel rondom de behandelde huid. Het brandende gevoel kan zich voordoen tijdens of na de behandeling.

Dit betekent dat u het apparaat op een lager energieniveau moet gebruiken. Als dit niet helpt, moet u het gebruik van het apparaat stopzetten.

Roodheid van de huid

Uw huid kan meteen of binnen 24 uur na het gebruik van het apparaat rood worden. Deze roodheid verdwijnt meestal binnen 24 uur.

Raadpleeg uw arts als de roodheid niet binnen 2 tot 3 dagen verdwijnt.

Zorg dat u het energieniveau gebruikt dat comfortabel is voor u en geschikt is voor uw huidtype.

Toegenomen gevoeligheid van de huid

De huid van de behandelde zone is gevoeliger, waardoor u last kunt krijgen van een droge huid of huidschilfers.

Pigmentveranderingen


Het apparaat richt zich op de haarschacht – met name op de gepigmenteerde cellen in de haarfollikel en de haarfollikel zelf. Desondanks bestaat het risico op tijdelijke hyperpigmentatie (toename van pigment of bruine verkleuring) of hypopigmentatie (verbleking) van de omliggende huid. Het risico op veranderingen in huidpigmentatie is groter bij mensen met een donkere huidskleur of met een zeer zongebruinde huid. Gewoonlijk is verkleuring of veranderingen in huidpigmentatie tijdelijk. Permanente hyperpigmentatie of hypopigmentatie is zeldzaam.

Overmatige roodheid en zwelling

In zeldzame gevallen kan de behandelde huid erg rood worden en zwellen. Dit komt meestal voor bij gevoelige lichaamszones. De roodheid en zwelling zou binnen 2 tot 7 dagen moeten afnemen en moet frequent gekoeld worden met ijs. Voorzichtig reinigen is geen probleem, maar vermijd blootstelling aan de zon.

Blaren of brandwonden

Koel de aangetaste zone en smeer deze in met brandwondenzalf. Wacht totdat de huidzone volledig is geheeld voordat u een nieuwe behandeling start en gebruik een lager energieniveau. **Raadpleeg uw huisarts als de huid niet binnen 3 dagen weer normaal is.**

-  Stop onmiddellijk met de behandeling indien één van deze effecten ernstig is of wordt.
-  Raadpleeg uw arts als de effecten niet binnen 2 tot 3 dagen verdwijnen.

8. Behandelingsschema

Een volledige haargroeicyclus duurt gewoonlijk 18 tot 24 maanden. Tijdens deze periode zijn er mogelijk meerdere behandelsessies met Silk'n Infinity vereist om permanente ontharing te realiseren.

De effectiviteit van de ontharing verschilt per persoon en is afhankelijk van de lichaamszone, de haarkleur en hoe het apparaat gebruikt wordt.

Normaal behandelingsschema voor een volledige haargroeicyclus:

- **Behandelingen 1-4:** Inplannen met tussenperioden van twee weken.
- **Behandelingen 5-7:** Inplannen met tussenperioden van vier weken.
- **Behandelingen 8+:** Behandelen indien nodig, totdat de gewenste resultaten zijn bereikt.

Verwachte behandelresultaten voor ontharing

Fitzpatrick huidtype ¹	Haarkleur	Licht-intensiteit [J/cm ²]	Deel van het lichaam ²	Gemiddeld aantal behandelingen ¹	% haarvermindering
I-IV	Donker blond tot bruin	2,5-4	Onder- of bovenbenen	Sessie 10-12, met tussenpozen van ca. 4 weken.	60%
			Armen		50%
			Bikinilijn		60%
			Oksels		55%
I-IV	Bruin tot zwart	2,5-4	Onder- of bovenbenen	Sessie 8-10, met tussenpozen van ca. 4 weken.	70%
			Armen		60%
			Bikinilijn		70%
			Oksels		65%

1. Individuele response hangt zowel af van het haartype als van biologische factoren die invloed hebben op haargroei patronen. Sommige gebruikers reageren sneller of langzamer dan het gemiddelde aantal behandelingen.

2. Men kan geen permanente ontharing tijdens een enkele of dubbele behandelsessie verwachten. De duur van de rustperiode voor haarfollikels is tevens afhankelijk van het lichaamsdeel.

9. Aan de slag!

9.1. Verbinding met apparaat maken

1. Haal het apparaat en de overige onderdelen uit de doos;
2. Steek de adapter in het adapter aansluiting (#10) en sluit hem aan op het elektriciteitsnet. Alle controlelampjes voor het energieniveau (#5) gaan in een cirkelvormige beweging herhaaldelijk aan en uit.

9.2. Een test uitvoeren op een klein deel van de huid

Het is belangrijk om een test uit te voeren op een klein deel van de huid voor elk lichaamsdeel dat u wilt behandelen. Een test op een klein deel van de huid controleert of de huidskleur geschikt is voor behandeling en is tegelijk bedoeld om vast te stellen welk energieniveau comfortabel is voor dat deel dat u behandelt. Zowel de huidskleur als het energieniveau kunnen per behandeloppervlak verschillen.

1. Volg de stappen 1-5 en 7-9 in het volgende hoofdstuk om een test op een klein deel van de huid uit te voeren.
2. Vervolg de test met hogere energieniveaus totdat u het hoogste niveau hebt bereikt dat u als comfortabel ervaart. Als u niet binnen één uur bijwerkingen ervaart, kunt u de volledige behandeling op dat energieniveau starten.
3. Herhaal de test voor elk oppervlak dat u wilt behandelen.

9.3. Behandelstappen

1. Verwijder alle sieraden voorafgaand aan gebruik.
2. De huid moet voorafgaand aan de behandeling geschoren, schoon en droog zijn en geen poeder, antiperspirant of deodorant bevatten. **Het haar niet waxen, uittrekken of met een pincet verwijderen.**
3. Zorg dat u tatoeages, moedervlekken, wratjes of andere oneffenheden op de huid die niet hoeven te worden behandeld, afdekt. Gebruik een materiaal dat het licht niet absorbeert, zoals een witte doek of witte medische tape.
4. Druk op de bedieningsknop (#6). Het apparaat wordt ingeschakeld, het controlelampje voor het energieniveau (#5) gaat branden en u hoort een blazend geluid.
5. Ongeveer 1 seconde nadat u op de bedieningsknop hebt gedrukt, gaat het controlelampje 'Gereed/waarschuwing voor huidskleur' (#7) (groen) branden. Het apparaat is nu klaar en u kunt de eerste puls op het laagste energieniveau activeren. Begin bij uw eerste behandeling altijd met energieniveau 1.
6. Selecteer het energieniveau dat u het prettigst vindt.
7. Plaats het behandeloppervlak (#2) op de huid en druk op de pulsknop (#1) om een puls af te geven. Zorg dat uw hand de basiselektrode en de pulsknop (#1) aanraakt.

 Als uw hand geen contact met de basiselektrode (#8) maakt, wordt er geen galvanische behandelcirculatie afgegeven.

8. Druk op de pulsknop (#1).

- Het apparaat stelt eerst de huidskleur vast. Het apparaat zal de galvanische circulatie activeren als de huidskleur licht genoeg is voor veilig gebruik. Mogelijk voelt u een lichte tinteling. Dit is heel normaal. De galvanische behandeling is bedoeld om uw poriën te vergroten, zodat de behandeling beter kan worden uitgevoerd.
- Het apparaat zal direct daarna een lichtpuls op uw huid afgeven, waarna het controlelampje 'Gereed/waarschuwing voor huidskleur' (#7) uitschakelt. U ziet een heldere lichtflits en hoort tegelijkertijd een ploppend geluid. Dit is normaal geluid voor het apparaat. U voelt een warm en tintelend gevoel. Het apparaat zal onmiddellijk herladen voor de volgende puls.
- Na een paar seconden, als het apparaat weer klaar is om te flitsen, zal het controlelampje 'Gereed/waarschuwing voor huidskleur' (#7) weer gaan branden. Het lampje knippert langzaam als het apparaat tegen de huid wordt gedrukt. Het controlelampje zal knipperen wanneer het tegen de huid wordt gedrukt.


9. Verwijder het behandeloppervlak (#2) van het behandelde lichaamsdeel.

10. Kies of u de zone wilt behandelen door te **glijden** of **pulseren** (zie hoofdstuk 5.4. Pulsen en glijden).

- Als u de **pulseermethode** gebruikt, moet u het behandeloppervlak (#2) op een aangrenzend deel van uw huid plaatsen en een puls activeren.
- Als u de **glijmethode** gebruikt, moet u de pulsknop (#1) continu ingedrukt houden en het apparaat over het behandelde oppervlak laten glijden.

11. Blijf **pulseren** of **glijden** totdat u het doelgebied helemaal hebt gehad.

 Probeer gaten of overlappingen te vermijden.

 Stop het gebruik meteen wanneer er blaren ontstaan of uw huid branderig aanvoelt.

12. Druk lang op de bedieningsknop (#6) om het apparaat uit te schakelen als u uw behandeling helemaal hebt afgerond. Onthoud de laatste energie-instelling die u hebt gebruikt, want het apparaat wordt altijd ingeschakeld bij energieniveau 1.

13. Verwijder de adapter uit het stopcontact, maak het apparaat schoon en berg het veilig op (zie hoofdstuk 10. Reiniging en onderhoud).
14. We adviseren u na uw behandelsessie een bodylotion op het behandelde oppervlak aan te brengen om uw huid te helpen sneller van de behandeling te herstellen.

10. Reiniging en onderhoud

- Koppel het apparaat los.
 - Het apparaat en het behandeloppervlak (#2) kunnen worden gereinigd door deze af te vegen met een schoon, droog doekje. Gebruik nooit aceton of andere schurende vloeistoffen: hierdoor wordt uw apparaat beschadigd
 - Wij raden u aan het apparaat na het schoonmaken in de originele verpakking op te bergen en uit de buurt van water te bewaren.
- ⚠ Dompel het apparaat of onderdelen daarvan nooit onder in water.

11. Uw Silk'n Infinity koppelen via Bluetooth

Download de Silk'n Hair Removal-app en maak verbinding.

De gratis Silk'n Hair Removal-app ondersteunt u tijdens elke stap in het gebruik van Silk'n-ontharingsapparaten, maakt uw persoonlijke behandelingsschema, helpt u om de veiligste en best geïnformeerde keuzes te maken en zorgt dat u het hele behandelplan volgt voor de beste resultaten.

Als eigenaar van een Silk'n Infinity kunt u uw voordeel doen met Bluetooth-connectiviteit. Download gewoon de app en volg het registratieproces en de stappen om te koppelen via Bluetooth.

Scan de volgende code om de Silk'n Hair Removal-app gratis te downloaden:



12. Problemen oplossen

Alleen bevoegde medewerkers mogen reparaties uitvoeren. Probeer het apparaat niet aan te passen, te openen of te repareren. Mogelijk stelt u zichzelf bloot aan gevaarlijke elektrische onderdelen en veroorzaakt u ernstig letsel. Ook vervalt dan de garantie.

Probleem	Controle
Het apparaat start niet.	Controleer of: <ul style="list-style-type: none">• de adapter goed met het apparaat is verbonden en of deze op het lichtnet is aangesloten.
Er is geen galvanische puls als ik op de pulsknop druk (#1).	Controleer of uw hand contact heeft met de basiselektrode als u op de pulsknop drukt. De galvanische behandelcirculatie vereist dat u het galvanische circuit sluit door tegelijk op de pulsknop (#1) en elektrode (#9) te drukken, zodat uw huid effectief wordt behandeld.
Er is geen lichtpuls als ik op de pulsknop druk (#1).	Controleer of: <ul style="list-style-type: none">• het groene controlelampje 'Gereed/waarschuwing voor huidskleur' (#7) knippert langzaam. Dit geeft aan dat u goed contact hebt met de huid.• het behandeloppervlak (#2) gelijkmatig en stevig tegen de huid gedrukt is. De pulsknop (#1) zal veiligheidshalve alleen een puls activeren als het behandeloppervlak (#2) stevig tegen de huid wordt gedrukt. Als het controlelampje 'Gereed/waarschuwing voor huidskleur' (#7) snel knippert, geeft dit aan dat de huidskleursor heeft gemeten dat uw huid te donker is voor veilig gebruik. Probeer het apparaat op een ander lichaamsdeel te gebruiken of neem contact op met de klantenservice van Silk'n.
Er brandt minimaal één lampje continu.	Er is een storing opgetreden in het apparaat. Koppel het apparaat los en start het opnieuw. Indien het probleem aanhoudt, moet u contact opnemen met de klantenservice.
Het apparaat is gestopt met werken en staat in standby-modus.	Druk nogmaals op de bedieningsknop (#6) om het apparaat in te schakelen.

13. Klantenservice

Kijk voor meer informatie op onze website, www.silkn.eu. Deze gebruiksaanwijzing kan ook als pdf-bestand worden gedownload op de website. Neem contact op met de klantenservice van Silk'n om onverwachte activiteiten of gebeurtenissen en eventuele andere problemen met uw apparaat te melden. Onze contactgegevens:

Land	Servicenummer	E-mailadres
België	0800-29316	serviceconsommateurbe@silkn.eu
Frankrijk	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Duitsland	089 51 23 44 23	kundenservicede@silkn.eu
Italië	+31 (0)180- 330550	servizioclientiit@silkn.eu
Nederland	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Spanje	900 823 302	servicioalcliente@silkn.eu
Verenigd Koninkrijk	0906-2130009	customercareuk@silkn.eu
Overige landen	+31 (0)180-330 550	info@silkn.eu

14. Garantie

Raadpleeg uw 'Silk'n-garantiebewijs.

15. Verwijdering



Scheid de verpakking voordat u deze verwijderd. Voer papier en karton af via de oudpapierinzameling en verpakkingsmaterialen via de relevante afvalinzameling.



(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden inzamelingsystemen voor recyclebare materialen.) AEEA-registratienr. DE 31619958. **Oude apparaten kunnen mogelijk niet worden afgevoerd via het gewone huishoudelijke afval! Wanneer het product op enig moment niet langer kan worden gebruikt, moet het worden weggegooid overeenkomstig de geldende regelgeving in uw land of de stad.** Dit garandeert dat oude apparatuur op een professionele manier wordt gerecycled en voorkomt een negatieve gevolgen voor het milieu. Daarom is elektrische apparatuur voorzien van het symbool dat hiernaast wordt aangegeven

*Producten met de aanduiding Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood.

16. Specificaties

Model:	H3103
Galvanisch	70-400 microampère (μA)
Grootte behandelde plaats	0,9cm x 3cm [2,7cm ²]
Technologie	Enhanced Home Pulsed Light™
Max. energieniveau	Max. 4J/cm ²
Golflengte	520- 1200 nm
Duur van pulslucht	500-800 μs
Gebruiksmodus	Continu
Bediening en veiligheid	De huidskleursor sensor verzekert u ervan dat het apparaat uitsluitend op geschikte huidtypes gebruikt wordt
Herhalingsfrequentie	max. 1,0Hz
Gewicht	225 g
Vervoer en opslag tussen gebruik en opslagomstandigheden	Temperatuur: - 40 ° tot +70 °C Relatieve luchtvochtigheid: 10% - 90% rH Atmosferische druk: 500 - 1060hPa
Gebruiksomstandigheden	Temperatuur: 10 °C - 30°C Relatieve luchtvochtigheid: 30% - 75% rH Atmosferische druk: 700 - 1060hPa
Tijdsduur van minimale opslagtemperatuur tussen sessies tot minimale werkingstemperatuur bij omgevingstemperatuur van 20°C	30 minuten
Tijdsduur van maximale opslagtemperatuur tussen sessies tot maximale werkingstemperatuur bij omgevingstemperatuur van 20°C	30 minuten
Bescherming tegen elektrische schokken	Medisch apparaat uit klasse 2 Toegepast onderdeel van het type BF
Adapter	KSA-60B-200300D5
	Ingang: 100-240 V; 50-60 Hz; 1,8 A Uitgangsspanning: 20 Vdc; 3 A

Pulsparameters (seconden)	Ergieniveau 1: 0,5
	Ergieniveau 2: 0,7
	Ergieniveau 3: 0,9
	Ergieniveau 4: 1,0
	Ergieniveau 5: 1,3
Bluetooth LE	
Bedrijfsfrequentie	2.402 MHz ~ 2.480 MHz
Zendervermogen	Minder dan 3 mW

17. Juridische kennisgeving

NL

Copyright 2023 © Silk'n Beauty Ltd. Alle rechten voorbehouden.

Home Skinovations behoudt zich het recht voor om wijzigingen door te voeren aan haar producten of specificaties teneinde de prestaties, de betrouwbaarheid en/of de produceerbaarheid te verbeteren. De informatie verschaft door Home Skinovations Ltd. wordt op het moment van publicatie geacht accuraat en betrouwbaar te zijn. Echter, Home Skinovations aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik ervan. Er wordt geen licentie verleend bij implicatie of anderzijds, op grond van welk patent of patentrecht van Home Skinovations Ltd dan ook. Niets van dit document mag verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, elektronisch of mechanisch, voor welk doeleinde dan ook, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Home Skinovations Ltd. De gegevens kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Silk'n Beauty Ltd. is eigenaar van octrooien, octrooiaanvragen, handelsmerken, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten voor de inhoud van dit document. Het verkrijgen van dit document geeft u geen enkele licentie voor het gebruik van deze patenten, handelsmerken, auteursrechten of welke andere intellectuele eigendomsrechten dan ook, tenzij expliciet vermeld in een schriftelijke toestemming van Silk'n Beauty Ltd. De specificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Silk'n en het logo van Silk'n logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Silk'n Beauty Ltd., Invention Works B.V. Galileïstraat 17, 3029 AL Rotterdam, Nederland www.silkn.eu, info@silkn.eu.

Índice

1. Advertencias y contraindicaciones	108
2. Signos y símbolos	115
3. Seguridad con el Silk'n Infinity	116
4. Conozca su Silk'n Infinity	117
5. Controles y ajustes del dispositivo	118
6. Qué esperar de Silk'n Infinity.....	121
7. Posibles efectos secundarios	122
8. Plan de tratamiento	123
9. ¡Empiece!	125
10. Limpieza y mantenimiento	127
11. Conectar su Silk'n Infinity a Bluetooth	128
12. Resolución de problemas	128
13. Servicio al Cliente	129
14. Garantía	130
15. Eliminación	130
16. Especificaciones	130
17. Aviso legal	132

1. Advertencias y contraindicaciones



Una declaración o evento que indica un peligro posible o inminente, problema u otra situación desagradable cuando se utiliza el dispositivo.



Electricidad y advertencias de seguridad

El manual del usuario se basa en los estándares y normativas en vigor en la Unión Europea. Cuando esté en el extranjero, debe seguir las directrices y leyes específicas del país en el que se encuentre. Por favor, lea todas las advertencias y contraindicaciones antes de su uso.

- ⦿ Asegúrese siempre de que sus manos están secas antes de conectar el adaptador al suministro eléctrico.
- ⦿ No utilice el dispositivo mientras se baña o se ducha.
- ⦿ ¡Mantenga el dispositivo alejado del agua! No coloque o guarde el dispositivo donde pueda caerse, empujarse o donde esté cerca de una bañera, lavabo o cualquier otro recipiente que contenga agua.
- ⦿ Nunca sumerja su dispositivo o ninguna de sus partes en agua.

- Desconéctelo inmediatamente si el dispositivo entra en contacto con el agua.
- No utilice nunca el adaptador si están dañados el cable o la clavija, si este no funciona correctamente o si se ha sumergido en agua. Si eso sucede, desenchufe el adaptador de inmediato antes de tocarlo. ¡Si no desenchufa el adaptador, podría producirse una descarga eléctrica!
- No utilice el dispositivo en entornos donde haya un riesgo de explosión. Mantenga el dispositivo y todas sus piezas lejos de llamas abiertas y superficies calientes.
- Nunca deje el dispositivo desatendido si está conectado al suministro eléctrico. Mantenga el adaptador accesible en todo momento para que pueda ser retirado del suministro eléctrico fácilmente en caso de emergencia.
- Siempre apague el dispositivo y desconéctelo del suministro eléctrico cuando no lo esté utilizando, cuando vaya a limpiarlo, o en caso de avería.
- Nunca tire del cable del adaptador para desenchufarlo. Desenchúfelo siempre sujetando el adaptador.
- Coloque el cable del adaptador de forma que no pueda tropezar con él.

- ⦿ No retuerza el cable del adaptador y no lo deje sobre bordes afilados.
- ⦿ Mantenga el dispositivo alejado de los ojos. El dispositivo emite una radiación óptica potencialmente peligrosa. No mire directamente a la lámpara en funcionamiento. Puede dañar los ojos.
- ⦿ Los cambios o modificaciones a este dispositivo no aprobados expresamente por la parte responsable de la conformidad, podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.
- ⦿ No utilice el dispositivo si las piezas o accesorios no han sido suministrados por el fabricante como se define en este manual, o si el dispositivo está dañado, no parece funcionar adecuadamente, o si ve o huele humo. En dichos casos, deje de usar el dispositivo y póngase en contacto con Atención al cliente.
- ⦿ Solo puede reparar el dispositivo el personal autorizado. No intente modificar, abrir ni reparar el dispositivo. Puede verse expuesto a componentes eléctricos peligrosos y podría sufrir lesiones graves. Además, la garantía quedaría anulada.
- ⦿ El fabricante no se hará responsable de ningún daño o lesión causada por el uso inadecuado o incorrecto.

- Los niños no deben jugar con el dispositivo ni con ninguna de sus piezas.
- No deje que los niños jueguen con el embalaje. Pueden hacerse daño con el material de embalaje o ingerir piezas pequeñas y ahogarse.
- ¡No eliminar con su basura doméstica! La ley requiere que deseche este dispositivo eléctrico (incluyendo todos sus accesorios y piezas) en un punto de reciclado designado para dispositivos eléctricos. Para obtener más información, consulte la sección 15. Eliminación.



Contraindicaciones

- Silk'n Infinity no se deberá utilizar en las siguientes personas: niños, adultos con capacidad física, sensorial o psicológica limitada, o que no tengan experiencia o conocimiento sobre cómo usar el dispositivo.
- Silk'n Infinity no está diseñado para todo el mundo. La depilación por medio de láser o luz pulsada intensa puede causar un aumento del crecimiento del vello en algunas personas. En base a los datos disponibles en la actualidad, los mayores grupos de riesgo de esta respuesta son las

mujeres con procedencia del Mediterráneo, de Oriente Medio y del sur de Asia, cuando se utiliza en el rostro o el cuello.

- Silk'n Infinity no es adecuado para su uso en niños o animales.

No utilice si:

- está embarazada o en período de lactancia.
- tiene antecedentes de formación de cicatrices queloides.
- ha sufrido o sufre epilepsia.
- tiene una enfermedad relacionada con la fotosensibilidad, como la porfiria, la erupción lumínica polimórfica, urticaria solar, lupus, etc.
- un historial de cáncer de piel o áreas con potencial de tumores malignos cutáneos.
- si durante los últimos 3 meses ha recibido tratamientos de radioterapia o quimioterapia.
- ha recibido medicamentos recetados por su médico para una afección de la piel en los últimos seis meses.
- tiene cualquier otra afección que, en opinión de su médico, haría que el uso del dispositivo sea arriesgado para usted.

- ⦿ no puede sentir el calor adecuadamente debido a una enfermedad u otro problema de salud.

No utilizar en estas partes del cuerpo:




- ⦿ En piel bronceada. Consulte la sección 5.5. Exposición al sol.
- ⦿ Alrededor o cerca de los ojos. Usar por debajo de los pómulos.
- ⦿ Tatuajes o maquillaje permanente, manchas marrón oscuro o negras (como grandes pecas, marcas de nacimiento, lunares o verrugas), pezones, genitales o labios.
- ⦿ Zonas en las que se han inyectado sustancias de relleno o toxinas.
- ⦿ Una parte del cuerpo que tenga antecedentes de brotes de herpes.
- ⦿ La piel tiene eccema activo, psoriasis, lesiones, heridas abiertas o infecciones (herpes), enfermedades de la piel causadas por enfermedades sistémicas o metabólicas (por ejemplo: diabetes).
- ⦿ Zonas donde desea que el vello crezca más adelante. Los resultados son permanentes.

Advertencias adicionales

- Debe quitarse todas las joyas antes de usar el dispositivo.
- Nunca utilice líquidos inflamables como el alcohol (incluyendo perfumes, desinfectantes, u otras aplicaciones que contengan alcohol) o acetona para limpiar la piel antes del uso.
- Seleccione el ajuste de energía cuidadosamente. Cuando la intensidad de energía aumenta, la eliminación del vello mejora, pero el riesgo de efectos secundarios y complicaciones aumenta.
- Siga el gráfico de color de vello y piel cuando seleccione los niveles de energía para evitar el riesgo de quemaduras, ampollas, cambios en el color de la piel (consulte el gráfico en la parte frontal de este manual).
- Siempre realice una prueba antes de tratar una zona específica de su cuerpo.
- No trate la misma área de piel más de una vez por sesión de depilación.
- Evite impulsos superpuestos o huecos cuando trate una zona.
- Emplee un nivel de energía más bajo si experimenta alguna molestia.

- No exponga las áreas tratadas al sol, y no utilice los niveles de energía 2 a 5 en piel bronceada o tras una reciente exposición al sol (incluyendo máquinas de bronceado artificial). Consulte la sección 5.5. Exposición al sol.
- Detenga el uso inmediatamente si observa un enrojecimiento total de la piel, ampollas o quemaduras.
- Detenga el uso inmediatamente si nota dolor.
- Detenga el uso inmediatamente si la piel o el dispositivo se calienta demasiado.

2. Signos y símbolos

	<p>Declaración de conformidad: Los productos etiquetados con este símbolo cumplen con las provisiones de la Zona Económica Europea.</p> <p>Declaración de conformidad simplificada: De acuerdo con el artículo 10(9) de la Declaración de conformidad de la UE, el tipo de equipo de radio Bluetooth LE cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la siguiente dirección de Internet: https://silkn.eu/media/downloads/EU-Declaration-of-Conformity-Infinity-Fast.pdf</p>
	<p>Clase II. El adaptador está protegido contra descargas eléctricas mediante doble aislamiento.</p>
<p>IP30</p>	<p>El dispositivo está protegido contra la penetración de objetos de más de 2,5 mm de diámetro, por ejemplo, los dedos, como protección contra descargas eléctricas.</p>
	<p>No utilizar en ambientes húmedos.</p>



¡No eliminar con su basura doméstica! La directiva WEEE requiere que deseche este dispositivo eléctrico (incluyendo todos sus accesorios y piezas) en un punto de reciclado designado para dispositivos eléctricos.



Conforme a las normas técnicas requeridas por la Unión Aduanera Euroasiática.



Este dispositivo no es adecuado para su uso en presencia de mezclas anestésicas inflamables, con aire o con oxígeno u óxido nítrico.

3. Seguridad con el Silk'n Infinity

Con Silk'n Infinity la seguridad es primordial. La tecnología Enhanced Home Pulsed Light™ (eHPL) proporciona una seguridad superior con niveles de energía más bajos.

eHPL™ alcanza resultados de depilación a largo plazo a una fracción del nivel de energía utilizado en otros equipos de depilación. La tecnología combina dos fuentes de energía: energía galvánica y energía óptica. La energía galvánica permite una mejor penetración de la energía óptica al tallo del vello al dilatar temporalmente los poros de la piel. El tallo del vello absorbe la luz, desactiva el folículo del vello y se deshabilita el crecimiento del vello.

La baja energía utilizada reduce su potencial para causar daños o complicaciones y contribuye a su seguridad general.

Silk'n Infinity protege su piel

La eliminación de vello basada en luz no es adecuada para la piel bronceada. Silk'n Infinity cuenta con un sensor del color de piel integrado que está diseñado para medir la complejión de la superficie aplicada y activa los niveles de energía de acuerdo con la complejión de la piel.

Además, la superficie de tratamiento, a través de la cual se aplican los impulsos de luz, está empotrada dentro del dispositivo. Esto permite a Silk'n Infinity proteger su piel al evitar el contacto directo entre la superficie de tratamiento y la piel.

Silk'n Infinity protege sus ojos

Silk'n Infinity tiene una función de seguridad integrada para la protección ocular. Ha sido diseñada de forma que el impulso de luz no pueda emitirse cuando la superficie de tratamiento no esté dirigida hacia la piel. La función de seguridad permite el tratamiento solo cuando la superficie de tratamiento esté en contacto con la piel.

4. Conozca su Silk'n Infinity

Silk'n Infinity es un potente aparato eléctrico y debe usarse poniendo especial atención en los temas de seguridad. **Antes de usar el dispositivo, es importante que lea y comprenda las instrucciones sobre cómo usar el dispositivo, incluyendo los procedimientos sobre el uso, y seguirlos estrictamente.** Le recomendamos que se familiarice con las instrucciones en este manual antes de cada sesión del tratamiento.

4.1. Contenido del paquete

El contenido del paquete varía según el modelo adquirido.

Elementos de Infinity

- Dispositivo Silk'n Infinity
- Adaptador
- Manual del usuario
- Tarjeta de garantía
- Funda Beauty

4.2. Descripción del dispositivo

Silk'n Infinity es un dispositivo para uso en el hogar que utiliza la tecnología eHPL™ para eliminar el vello no deseado. El dispositivo tiene una superficie de tratamiento y un activador de impulsos. También tiene un par de electrodos, base y contacto, para crear y utilizar una circulación de tratamiento galvánica. Consulte el diagrama al comienzo de este manual para ver la ubicación de cada función.

1. Activador de impulsos
2. Superficie de Tratamiento
3. Sensor del color de piel
4. Luz indicadora de Bluetooth
5. Luces indicadoras del nivel de energía
6. Botón de control
7. Luz indicadora de advertencia Listo/Tono de piel
8. Electrodo base
9. Electrodo de contacto
10. Enchufe adaptador

4.3. Uso previsto

Silk'n Infinity está previsto para la eliminación del vello no deseado. El dispositivo también está previsto para conseguir una reducción del vello a largo plazo o permanente. La reducción permanente de vello se define como una reducción estable a largo plazo del número de vellos que vuelven a crecer después del régimen de tratamiento. Puede utilizar el dispositivo para eliminar vello corporal no deseado. Las áreas corporales ideales para su uso incluyen las axilas, línea de bikini, brazos, piernas, rostro (bajo las mejillas), espalda, hombros y pecho.

Silk'n Infinity no es un dispositivo médico. Su uso previsto es exclusivamente para tratamientos cosméticos. El dispositivo está previsto solo para uso privado y no es adecuado para uso comercial o terapéutico.

No utilice el dispositivo para ningún otro fin que no esté descrito en este manual.

5. Controles y ajustes del dispositivo

5.1. Controles del dispositivo

Consulte el diagrama al comienzo de este manual para ver la ubicación de cada control.

Control	Acción	Función/Modo
Botón de control (#6)	Pulsación corta	Cada pulsación aumenta el nivel de energía. El nivel predeterminado al inicio es 1. Vaya a través de los niveles para volver a 1.
Botón de impulsos (#1)	Pulsación corta	Activa un impulso de luz.
Electrodo de contacto (#9)	Pulsación corta	Activa un impulso de luz cuando se presiona junto con el activador de impulsos (#1).
Luces indicadoras del nivel de energía (verde) (#5)	Constante	El número de luces indica el nivel de energía.
Luz indicadora de dispositivo preparado/ luz indicadora de advertencia tono de piel (verde) (#7)	Constante	El dispositivo está listo para su uso.
	Parpadea lentamente	Hay un contacto adecuado con la piel.
	Parpadea rápidamente	El tono de la piel es demasiado oscuro para un uso seguro. No se emiten impulsos de luz.

Control	Acción	Función/Modo
Luz indicadora de Bluetooth (azul) (#4)	Parpadea	El Bluetooth está activo.

5.2. Sensor del color de piel

La depilación a base de luz en complejiones más oscuras puede resultar en efectos adversos tales como quemaduras, ampollas, y cambios de color de la piel (híper o hipopigmentación). Silk'n Infinity Silk'n Infinity tiene un sensor de color de la piel que detecta el color de su piel automáticamente. El sensor de color de piel comprueba el color de su piel al inicio, y ocasionalmente, durante cada tratamiento.


- i** Si no ve ningún impulso de luz y la luz indicadora de advertencia Listo/Tono de piel (#7) parpadea rápidamente, esto indica que su tono de piel, medido por el sensor de color de piel, es demasiado oscura para un uso seguro del dispositivo. Pruebe a usar el dispositivo en una parte diferente de su cuerpo.

5.3. Niveles de energía

El nivel de energía determina la intensidad del pulso de luz que se transmite a la piel. A medida que aumenta el nivel de energía también lo hacen los resultados de la depilación, así como el riesgo de posibles efectos secundarios y complicaciones.

- El dispositivo tiene 5 niveles de energía, desde el 1 (el más bajo) hasta el 5 (el más alto), representados por 5 luces indicadoras del nivel de energía (#5).
- Cuando se enciende el dispositivo, el nivel de energía se configura al nivel 1 automáticamente. Solo habrá una luz indicadora del nivel de energía (#5) conectada.
- Para cambiar el nivel de energía, pulse el botón de control (#6) repetidamente para aumentar el nivel de energía del 1 al 5. Una vez en el nivel 5, pulse el botón de control (#6) de nuevo para reducir el nivel de energía del 5 al 1.

5.4. Pulsación y deslizamiento



La pulsación es la mejor técnica para tratar puntos específicos o zonas pequeñas.

- Presione la superficie de tratamiento (#2) contra su piel. Trabaje en filas (tanto entre las filas o hacia abajo, como se muestra en la imagen). Empiece en un extremo de cada fila y avance hasta el otro extremo.
- La superficie de tratamiento (#2) crea marcas de presión temporales sobre la zona tratada para que pueda ver qué zonas se han tratado.
- Después de cada impulso, mueva la superficie de tratamiento (#2) al siguiente punto. Continúe ejerciendo esta acción pulsada sobre el área que está tratando.
- Evite huecos o solapamientos cuando use el dispositivo.

El deslizamiento es la mejor técnica para tratar zonas más grandes del cuerpo.

Presione la superficie de tratamiento (#2) firmemente contra su piel y deslícela lentamente sobre su piel (tanto entre las filas como hacia abajo, como se muestra en la imagen). Asegúrese de que la superficie de tratamiento (#2) esté siempre en contacto con su piel.

- En los niveles de energía inferiores, el dispositivo necesita únicamente de 1 a 1,5 segundos para recargarse entre pulsos. Esto genera una secuencia de pulsos ininterrumpida.
- Deslícelo a una velocidad a la que evite los espacios y las superposiciones.
- ⚠ No trate la misma área de piel más de una vez por sesión de depilación.
- ⚠ Detenga el uso inmediatamente si nota dolor.

5.5. Exposición al sol

- El nivel de energía más bajo (1) está diseñado para un uso seguro, incluso tras la exposición al sol.
- Si emplea niveles de energía de 2 a 5, evite la exposición al sol durante las **4 semanas anteriores y 2 semanas posteriores** al tratamiento. Esto se debe a que cantidades más altas de melanina exponen la piel a un mayor riesgo cuando se utiliza todo método de depilación a base de luz. Esto se aplica a todos los tipos de piel, incluso las que aparentemente no se broncean rápido.
- No lo aconsejamos, pero si tiene que salir al sol tras el tratamiento, asegúrese de aplicar protector solar de factor SPF30 o más alto en la zona tratada. Haga esto durante **dos semanas tras** el tratamiento.

5.6. Exposición de la luz pulsada en los ojos

- Aunque puede usar el dispositivo para eliminar el vello facial, tenga cuidado de evitar el contacto para los ojos, y utilícelo solo bajo las mejillas.
- i** El dispositivo solo emitirá impulsos repetidos cuando esté en firme contacto con su piel y lo mantenga en movimiento por la piel.

6. Qué esperar de Silk'n Infinity

Durante una sesión del tratamiento Silk'n Infinity, es normal experimentar o notar lo siguiente:

- **Un ruido tipo ventilador:** El ventilador de refrigeración hace un ruido similar al de un secador de pelo.
- **Un sonido de chispa con cada impulso:** Cuando se activa un impulso de luz eHPL™, es normal oír un suave sonido de chasquido simultáneamente con el destello de luz.
- **Una sensación de calor y cosquilleo:** Durante cada secuencia de impulso galvánico, es normal sentir una suave sensación de calor y cosquilleo de las energías galvánica y de luz.
- **Cierto color rojo suave o rosado:** Durante y justo después de su sesión de tratamiento, no es raro ver cierto color rosado muy suave de la piel. Esto es normalmente más notable alrededor de los mismos vellos.

⚠ Detenga el uso inmediatamente si observa un enrojecimiento total de la piel, ampollas o quemaduras.

7. Posibles efectos secundarios

Cuando se utiliza siguiendo las instrucciones, los efectos secundarios y las complicaciones asociadas con el uso de Silk'n Infinity son infrecuentes. Sin embargo, todos los procedimientos cosméticos, inclusive los que están diseñados para uso doméstico, conllevan ciertos riesgos. Por lo tanto, es importante que comprenda y acepte los riesgos y las complicaciones que pueden surgir con los sistemas de depilación por luz pulsada diseñados para uso doméstico.

Leve molestia en la piel

La depilación por luz pulsada (Home Pulsed Light) suele ser fácil de tolerar. Sin embargo, algunos usuarios experimentan molestias leves durante su uso. Dichas molestias se describen como una sensación de leve escozor en las áreas de la piel tratadas. La sensación de escozor podría prolongarse durante o después del tratamiento.

Esto significa que debería usar el dispositivo a un nivel de energía más bajo y si eso no ayuda, debería dejar de usar el dispositivo.

Enrojecimiento de la piel

Su piel podría enrojecerse inmediatamente después del uso del dispositivo o en las 24 horas siguientes. El enrojecimiento generalmente desaparece en 24 horas.

Consulte con su médico si el enrojecimiento no desaparece en 2 o 3 días.

Asegúrese de emplear el nivel de energía que le resulte cómodo y adecuado para su color de piel.

Aumento de la sensibilidad de la piel

El área de piel tratada es más sensible, por lo cual podría aparecer sequedad o descamación de la piel.

Cambios de pigmentación



El dispositivo tiene como objetivo el tallo del vello, en particular las células pigmentadas en el folículo del vello y el folículo del vello mismo. Sin embargo, existe el riesgo de hiperpigmentación temporal (aumento de pigmento o coloración marrón) o hipopigmentación (blanqueamiento) en la piel circundante. El riesgo de cambios en la pigmentación de la piel es mayor en personas con tono de piel más oscuro o con piel más bronceada. Por lo general, la decoloración o los cambios de pigmentación de la piel son temporales y es raro que ocurra hiperpigmentación o hipopigmentación permanentes.

Enrojecimiento e inflamación excesivos

En casos raros, la piel tratada puede tornarse muy roja e inflamada. Lo mencionado es más común en las áreas sensibles del cuerpo. El enrojecimiento y la inflamación deben desaparecer en 2 a 7 días y deben ser tratadas con la frecuente aplicación de hielo. Se puede limpiar con suavidad, pero se debe evitar la exposición al sol.

Ampollas o quemaduras

Enfríe el área afectada y aplique crema anti-quemaduras. Espere hasta que el área se haya curado completamente antes de tratarla de nuevo, y emplee un nivel de energía más bajo. **Si la piel no vuelve a la normalidad en 3 días, consulte con su médico.**




-  Deje de usar el dispositivo de inmediato si algunos de estos efectos son más graves.
-  Consulte con su médico los efectos no desaparecen en 2 o 3 días.

8. Plan de tratamiento

Un ciclo típico de crecimiento de vello puede llevar 18-24 meses. Durante este tiempo, podrían requerirse varias sesiones de tratamiento Silk'n Infinity para lograr una depilación permanente.

La eficacia de la depilación varía de una persona a otra de acuerdo con el área del cuerpo, el color del pelo, y la manera en que se utiliza el dispositivo.

Plan de tratamiento típico durante un ciclo de crecimiento completo del vello:

-  **Tratamientos 1-4:** Programar los tratamientos cada dos semanas.
-  **Tratamientos 5-7:** Programar los tratamientos cada cuatro semanas.
-  **Tratamientos 8 +:** Tratar según sea necesario, hasta lograr los resultados deseados.

Resultados esperados del tratamiento para la eliminación del vello

Fitzpatrick Tipo de piel ¹	Color del vello	Fluencia de luz [J/cm ²]	Área del cuerpo ²	Número medio de tratamientos ¹	% de reducción
Luz	Rubio oscuro a castaño	2,5-4	Piernas o muslos	Sesión 10-12, con un intervalo aproximado entre ellas de cuatro semanas.	60%
			Brazos		50 %
			Línea de bikini		60%
			Axilas		55 %
Luz	Marrón a negro	2,5-4	Piernas o muslos	Sesión 8-10, con un intervalo aproximado entre ellas de cuatro semanas.	70%
			Brazos		60%
			Línea de bikini		70%
			Axilas		65 %

1. La respuesta individual depende del tipo de vello, así como de factores biológicos que pueden afectar patrones de crecimiento del vello. Algunos usuarios pueden responder más o menos rápido que el número promedio de tratamientos.

2. No se puede esperar una eliminación permanente del vello en una sesión de tratamiento única e incluso doble. La duración del periodo de descanso para los folículos del vello depende de la zona del cuerpo.

9. ¡Empiece!

9.1. Conecte el dispositivo

1. Extraiga el dispositivo y el resto de componentes de la caja.
2. Inserte el adaptador en el enchufe (#10) y conéctelo a la fuente de alimentación. Todas las luces indicadoras del nivel de energía se encenderán (#5) y apagarán repetidamente con movimientos circulares.

9.2. Realice una prueba

Es importante hacer una prueba en cada parte del cuerpo que desea tratar. La prueba comprueba que el color de la piel es adecuado para el tratamiento, y que usted sabe qué nivel de energía es cómodo para la zona que está tratando. Tanto el color de la piel como el nivel de energía varían dependiendo de la zona de tratamiento.

1. Para hacer una prueba, siga los pasos 1 a 5 y 7 a 9 en la siguiente sección.
2. Continúe probando a niveles de energía más elevados hasta que alcance el nivel más alto con el que se siente cómodo/a. Si no experimenta ningún efecto adverso en el plazo de una hora, puede comenzar su tratamiento completo a ese nivel de energía.
3. Repita la prueba para cada área que desea tratar.



9.3. Pasos de tratamiento

1. Debe quitarse todas las joyas antes de usar el dispositivo.
2. Antes del tratamiento, la piel debe estar rasurada, limpia, seca y libre de polvos, antitranspirantes o desodorantes. **No depilar con cera, ni sacar el pelo con pinzas.**
3. Asegúrese de tapar tatuajes, lunares, verrugas y otras marcas de la piel que no deberían ser tratadas. Utilice un material que no absorba la luz como un paño blanco o cinta médica blanca.
4. Pulse el botón de control (#6). El dispositivo se encenderá, la luz indicadora del nivel de energía 1 (#5) se encenderá y se empezará a oír el ruido del ventilador.





5. Aproximadamente 1 segundo tras pulsar el botón de control, la luz indicadora de advertencia Listo/Tono de piel (#7) (verde) se encenderá. El dispositivo está ahora listo para que active el primer impulso al nivel de energía más bajo. Siempre comience en el nivel de energía 1 para su primer tratamiento.
6. Seleccione el nivel de energía con el que se sienta más cómodo/a.
7. Coloque la superficie de tratamiento (#2) sobre su piel y pulse el botón de impulsos (#1) para administrar un impulso. Asegúrese de que su mano toca el electrodo base junto con el botón de impulso (#1).

i Si no realiza un contacto con la mano con el electrodo base (#8), no se emitirá circulación de tratamiento galvánica.

8. Pulse el botón de impulsos (#1).
 - Primero, el dispositivo determinará el color de la piel. Si el color de la piel es lo suficientemente claro para una aplicación segura, el dispositivo activará la circulación galvánica. Puede sentir una sensación ligera de cosquilleo. Esto es completamente normal. El tratamiento galvánico funciona para dilatar sus poros para una mejor aplicación del tratamiento.
 - Directamente después, el dispositivo emitirá un impulso de luz sobre su piel, y la luz indicadora de preparado/advertencia tono de piel (#7) se apagará. Verá un destello brillante de luz y simultáneamente escuchará un sonido de chasquidos, que es el sonido normal del dispositivo. Notará una sensación suave de calor y cosquilleo. El dispositivo se recargará inmediatamente para el próximo pulso.
 - Al cabo de unos segundos, cuando el dispositivo esté listo para parpadear de nuevo, la luz indicadora de advertencia Listo/Tono de piel (#7) se encenderá. La luz indicadora de advertencia comenzará a parpadear cuando se presiona contra la piel.
9. Levante la superficie de tratamiento (#2) de la zona tratada de la piel.
10. Decida si desea tratar el área por **Deslizamiento** o **Pulsación**. (consulte la sección 5.4. Pulsación y deslizamiento).
 - Si elige **Pulsación**, coloque la superficie de tratamiento (#2) sobre una parte adyacente de su piel, y active un impulso.
 - Si elige **Deslizamiento**, mantenga pulsado el activador de impulsos (#1) continuamente y deslice el dispositivo suavemente por la zona tratada.

11. Mantenga el **Impulso** o el **Deslizamiento** hasta que haya cubierto la zona objetivo.
-  Intente evitar espacios o solapes.
-  Detenga su uso inmediatamente, si su piel se ampolla o se quema.
12. Cuando haya completado su tratamiento, pulse durante un par de segundos el botón de control (**#6**) para apagar el dispositivo. Recuerde el último ajuste de energía que utilizó porque el dispositivo siempre se inicia en el nivel de energía 1.
 13. Desconecte el adaptador del suministro eléctrico, luego limpie el dispositivo y guárdelo correctamente (consulte la sección 10. Limpieza y mantenimiento).
 14. Tras su sesión de tratamiento, recomendamos que aplique un loción corporal sobre la zona tratada para ayudar a su piel a recuperarse más rápido del tratamiento.

10. Limpieza y mantenimiento

-  Desconecte el dispositivo.
 -  Para limpiar el dispositivo, incluyendo la superficie de tratamiento (**#2**), utilice un paño limpio y seco. Nunca use acetona ni otros fluidos abrasivos, ya que dañarán su dispositivo.
 -  Tras la limpieza, recomendamos que guarde el dispositivo en su caja original y lo mantenga alejado del agua.
-  Nunca sumerja su dispositivo o ninguna de sus partes en agua.

11. Conectar su Silk'n Infinity a Bluetooth

Descargar y conectarse a la aplicación Hair Removal de Silk'n.

La aplicación Hair Removal de Silk'n le ayudará a cada paso con los dispositivos de depilación de Silk'n, crea su plan de tratamiento personalizado, le ayuda a elegir las opciones más seguras e informadas, y asegura que sigue todo el curso del tratamiento para obtener los mejores resultados.

Como propietario/a de Silk'n Infinity puede también disfrutar de conexión Bluetooth. Simplemente descargue la aplicación y siga el proceso de registro y los pasos de emparejamiento de Bluetooth.

Para descargar de forma gratuita la aplicación Hair Removal de Silk'n, escanee:



12. Resolución de problemas

Solo puede reparar el dispositivo el personal autorizado. No intente modificar, abrir ni reparar el dispositivo. Puede verse expuesto a componentes eléctricos peligrosos y podría sufrir lesiones graves. Además, la garantía quedaría anulada.

Problema	Comprobaciones
Mi dispositivo no se enciende.	Compruebe que: <ul style="list-style-type: none">• el adaptador está conectado correctamente con el dispositivo y que está enchufado al suministro de electricidad.
No se produce impulso galvánico cuando pulso el botón de impulsos (#1).	Compruebe que su mano está tocando el electrodo base cuando pulsa el activador de impulsos (#1). La circulación del tratamiento galvánico requiere cerrar el circuito galvánico pulsando el botón de impulsos (#1) y el electrodo (#9) al mismo tiempo, para tratar su piel de forma efectiva.

Problema	Comprobaciones
No se produce impulso de luz cuando pulso el botón de impulsos (#1).	<p>Compruebe que:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la luz indicadora de preparado/advertencia de tono de piel (#7) verde está parpadeando lentamente. Esto indica que el contacto con la piel es adecuado. • la superficie de tratamiento (#2) sea uniforme y esté firmemente presionada contra la piel. Por su seguridad, el botón de impulsos (#1) activará un impulso solo si la superficie de tratamiento (#2) está presionada firmemente contra la piel. <p>Si la luz indicadora de advertencia de tono de piel (#7) parpadea rápidamente, es una indicación de que su tono de piel, medido por el sensor de color de piel, es demasiado oscuro para un uso seguro del dispositivo. Pruebe a utilizar el dispositivo sobre una parte del cuerpo diferente o póngase en contacto con asistencia al cliente de Silk'n.</p>
Una o más luces están encendidas de forma constante.	El dispositivo ha funcionado incorrectamente. Desenchufe el dispositivo y reinicie. Si el problema persiste, póngase en contacto con Atención al Cliente.
El dispositivo ha dejado de funcionar y está en modo standby.	Pulse el botón de control (#6) de nuevo para iniciar el dispositivo.

13. Servicio al Cliente

Para obtener más información, visite nuestro sitio web www.silkn.eu. Este manual también puede descargarlo en formato PDF en nuestro sitio web. Contacte con el Servicio al Cliente de Silk'n para informar de las operaciones o eventos inesperados, o cualquier otro problema con el dispositivo. Nuestros datos de contacto son:

País	Número de servicio	Correo electrónico
Bélgica	0800-29316	serviceconsommateurbe@silkn.eu
Francia	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Alemania	089 51 23 44 23	kundenservicede@silkn.eu
Italia	+31(0)180-330550	servizioclientiit@silkn.eu
Países Bajos	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
España	900 823 302	servicioalcliente@silkn.eu

País	Número de servicio	Correo electrónico
Reino Unido	0906-2130009	customerareuk@silk'n.eu
Otros países	+31 (0)180-330 550	info@silk'n.eu

14. Garantía

Consulte su tarjeta de garantía de Silk'n.

15. Eliminación



Clasifique el embalaje antes de desecharlo. Deseche el papel y el cartón mediante un servicio de papel reciclado y el envoltorio de plástico mediante el servicio de recogida apropiado.



(Aplicable en la Unión Europea y en otros países europeos con sistemas de recogida independientes de materiales reciclables). WEEE-Reg.Nr. DE 31619958. **Los aparatos antiguos no deben desecharse con la basura doméstica común. Si el producto no puede utilizarse en ningún momento, deséchelo de acuerdo con las regulaciones en vigor en su ciudad o país.** Esto garantiza que los aparatos antiguos se reciclan de forma profesional y también elimina las consecuencias negativas para el medioambiente. Por este motivo, los equipos eléctricos están marcados con el símbolo que se muestra aquí.

* Productos etiquetados con Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = plomo.

16. Especificaciones

Modelo	H3103
Galvánico	70-400 Microamperios (μA)
Tamaño del foco	0,9 cm x 3 cm [2,7 cm ²]
Tecnología	Enhanced Home Pulsed Light™
Nivel máximo de energía	Máx 4J/cm ²
Longitud de onda	520-1200nm
Duración del impulso de luz	500-800 μs

Modo de operación	Continuo
Funcionamiento y seguridad	El Sensor de Color de Piel garantiza que se utiliza únicamente en los tipos de piel adecuados
Velocidad de repetición	1,0Hz máximo
Peso del conjunto	225gr
Transporte y almacenamiento entre usos y condiciones de almacenamiento	Temperatura: - 40 ° a +70 °C Humedad relativa: 10% a 90% Presión atmosférica: 500 a 1060 hPa
Condiciones de funcionamiento	Temperatura: 10° a 30°C Humedad relativa: 30% a 75% Presión atmosférica: 700 a 1060 hPa
Tiempo desde la temperatura mínima de almacenamiento entre usos hasta alcanzar la temperatura mínima de funcionamiento a una temperatura ambiente de 20 °C	30 minutos
Tiempo desde la temperatura mínima de almacenamiento entre usos hasta alcanzar la temperatura mínima de funcionamiento a una temperatura ambiente de 20 °C	30 minutos
Protección contra descargas eléctricas	Parte aplicada tipo BF, equipo médico de clase II
Adaptador	KSA-60B-200300D5
	Entrada: 100-240V; 50-60Hz; 1,8A Salida: 20Vdc; 3A
Parámetros de impulso (segundos)	Nivel de energía 1: 0,5 Nivel de energía 2: 0,7 Nivel de energía 3: 0,9 Nivel de energía 4: 1,0 Nivel de energía 5: 1,3
Bluetooth LE Frecuencia operativa Potencia del transmisor	2402 MHz ~ 2480 MHz Por debajo de 3 mW

17. Aviso legal

Copyright 2023 © Silk'n Beauty Ltd. Todos los derechos reservados.

Home Skinovations Ltd se reserva el derecho a hacer cambios en sus productos o en las especificaciones para mejorar su rendimiento, fiabilidad o fabricación. La información facilitada por Home Skinovations Ltd. se considera exacta y fiable en el momento de su publicación. No obstante, Home Skinovations Ltd no asumirá ninguna responsabilidad por su uso. Dicha información no implica que se otorgue ninguna licencia en modo alguno, bajo ninguna patente o derechos de patente de Home Skinovations Ltd. No está permitido reproducir o transmitir ninguna parte del presente documento en forma o medio alguno, ya sea electrónico o mecánico, para cualquier propósito, sin el permiso escrito y explícito de Home Skinovations Ltd. Los datos están sujetos a cambios sin notificación previa. Silk'n Beauty Ltd cuenta con patentes y solicitudes de patente pendientes, marcas comerciales, derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual que amparan la materia tratada en este documento. La posesión de este documento no le otorga licencia alguna sobre dichas patentes, marcas comerciales, derechos de autor ni otros derechos de propiedad intelectual, excepto lo expresamente provisto en cualquier contrato por escrito con Silk'n Beauty Ltd. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Silk'n y el logotipo de Silk'n son marcas registradas de Silk'n Beauty Ltd., Invention Works B.V., Galileïstraat 17, 3029 AL Rotterdam, Países Bajos www.silkn.eu, info@silkn.eu.

Índice

1. Advertências e contraindicações.....	134
2. Sinais e símbolos.....	141
3. Segurança com o Silk'n Infinity	142
4. Conheça o seu Silk'n Infinity	143
5. Controlos e definições do dispositivo	144
6. O que esperar com Silk'n Infinity.....	147
7. Possíveis efeitos colaterais.....	148
8. Plano de tratamento.....	149
9. Começar a utilizar!	151
10. Limpeza e manutenção	153
11. Ligue o seu Silk'n Infinity ao Bluetooth	153
12. Resolução de problemas	154
13. Serviço de apoio ao cliente	155
14. Garantia	155
15. Descarte.....	155
16. Especificações	156
17. Aviso legal	157

1. Advertências e contraindicações



Uma declaração ou evento que indica um perigo ou problema possível ou iminente, ou outra situação desagradável ao usar o dispositivo.



Eletricidade e alertas de segurança

O manual do utilizador é baseado nas normas e regras em vigor na União Europeia. Quando estiver no estrangeiro, deve também observar as diretrizes e leis específicas do país. Leia todas as advertências e contraindicações antes de utilizar.

- ⦿ Certifique-se sempre de que as suas mãos estão secas antes de ligar o adaptador à tomada elétrica.
- ⦿ Não use o dispositivo enquanto toma banho ou duche.
- ⦿ Mantenha o dispositivo afastado da água! Não coloque nem armazene o dispositivo onde possa cair, ser empurrado ou colocado perto de água ou de qualquer outro recipiente com líquido.
- ⦿ Não imersa o dispositivo nem nenhuma das suas peças na água.

- Se o dispositivo tiver entrado em contacto com água, desligue-o imediatamente da corrente antes de lhe tocar.
- Nunca utilize o adaptador se tiver um cabo ou ficha danificada, se não estiver a funcionar corretamente ou se tiver sido submerso em água. Se tal ocorrer, desligue o adaptador de imediato antes de lhe tocar. Se não conseguir desligar o adaptador poderá sofrer um choque elétrico!
- Não opere o dispositivo em ambientes onde exista risco de explosão. Mantenha o dispositivo e todas as suas peças afastadas de chamas e superfícies quentes.
- Nunca deixe o dispositivo sem vigilância quando ligado do fornecimento de electricidade. Mantenha o adaptador sempre acessível, para que possa ser retirado facilmente da tomada em caso de emergência.
- Desligue sempre o dispositivo e retire-o da tomada quando não estiver a utilizá-lo, quando o tencionar limpar ou caso haja uma avaria.
- Nunca puxe o adaptador da tomada pelo cabo. Remova-o sempre segurando no adaptador.

- Coloque o cabo do adaptador de forma a que não haja perigo de tropeçamento.
- Não torça o cabo adaptador e não o coloque sobre bordas afiadas.
- Mantenha o dispositivo afastado dos olhos. É emitida uma radiação ótica possivelmente perigosa a partir deste dispositivo. Não olhe para a lâmpada de funcionamento. Podem resultar danos nos olhos.
- As alterações ou modificações a este dispositivo não aprovadas expressamente pela parte responsável pela conformidade podem inibir o direito do utilizador de usar este equipamento.
- Não use se as peças ou acessórios não forem fornecidos pelo fabricante, conforme definido neste manual, ou se o dispositivo estiver danificado ou se parecer não estar a funcionar corretamente, ou se vir ou cheirar fumo. Nesses casos, pare de usar o dispositivo e contacte o Serviço de apoio ao cliente.
- Apenas pessoal autorizado pode efetuar reparações. Não tente alterar, abrir ou reparar o dispositivo. Poderá expor-se a componentes elétricos perigosos e poderá causar sérios danos a si próprio. Também anulará a sua garantia.

- ⦿ O fabricante não se responsabiliza por danos físicos ou materiais causados por utilização inadequada ou incorreta.
- ⦿ As crianças não devem brincar com o dispositivo nem com nenhuma das suas partes.
- ⦿ As crianças não devem brincar com a embalagem. Podem ferir-se com o material da embalagem ou engolir peças pequenas e sufocar.
- ⦿ Não elimine juntamente com o seu lixo doméstico! A lei exige que elimine este dispositivo elétrico (incluindo todos os acessórios e peças) num ponto de recolha para reciclagem, específico para dispositivos elétricos. Para mais detalhes, consulte a secção 15. Descarte.

PT



Contraindicações

- ⦿ Silk'n Infinity não deverá ser usado pelas seguintes pessoas: crianças, adultos com capacidades física, sensorial ou psicológicas limitadas, ou aqueles a quem falte experiência ou conhecimento sobre como usar o equipamento.

- O Silk'n Infinity não foi concebido para todas as pessoas. A remoção de pelo por lasers ou fontes de luz pulsada intensa podem causar o aumento de crescimento do pelo em alguns indivíduos. Com base nos dados disponíveis atualmente, os maiores grupos de risco para esta reação são mulheres com hereditariedade do Mediterrâneo, Médio Oriente e Sul Asiática quando usada no rosto e pescoço.
- Silk'n Infinity não é adequado para crianças ou animais.

Não utilize se:

- estiver grávida ou a amamentar.
- tiver um historial de formação de cicatrizes queloides.
- sofrer ou tiver sofrido de epilepsia.
- tiver uma doença relacionada com fotossensibilidade como porfíria, erupção de luz polimórfica, urticária solar, lúpus, etc.
- um histórico de cancro de pele ou áreas de potenciais malignidades dérmicas.
- recebido tratamento de radio ou quimioterapia nos últimos 3 meses.
- o seu médico lhe tiver prescrito medicação para um problema de pele nos últimos 6 meses.

- tiver qualquer outra doença que, na opinião do seu médico, poderá não ser segura para utilizar o dispositivo.
- não puder sentir calor adequadamente por causa de uma doença, ou outra questão relacionada com saúde.

Não utilize nestas partes do corpo:

- Numa pele bronzeada. Consulte a secção 5.5. Exposição ao Sol.
- À volta ou perto dos olhos. Utilize abaixo das maçãs do rosto.
- Em tatuagens ou em maquilhagem permanente, sinais pretos ou castanho escuros (como por exemplo sardas grandes, tecidos moles ou verrugas), mamilos, genitais ou lábios.
- Áreas com preenchimentos injetados ou toxinas.
- Uma parte do corpo que tenha um historial de surto de herpes.
- Pele com eczemas ativos, psoríase, lesões, feridas abertas ou infeções (herpes), doenças da pele anormais causadas por doenças metabólicas ou sistémicas (diabetes por exemplo).





- Áreas em que deseja que o pêlo cresça posteriormente. Os resultados são permanentes.

Avisos adicionais

- Remova todas as joias antes de utilizar.
- Nunca utilize líquidos inflamáveis como álcool (incluindo perfumes, antissépticos ou outras aplicações com álcool) ou acetona para limpar a pele antes de utilizar.
- Selecione a definição de energia com cuidado. Quando aumenta a intensidade de energia, a depilação melhora, mas aumenta o risco de efeitos colaterais e complicações.
- Acompanhe o gráfico de cor do pelo e da pele ao selecionar os níveis de energia para evitar o risco de queimaduras, bolhas ou alterações na cor da pele (consulte o gráfico na parte frontal do manual).
- Faça sempre um teste no local antes de tratar uma parte específica do seu corpo.
- Não trate a mesma área de pele mais de uma vez por sessão de remoção de pelos.
- Evite a sobreposição de pulsos ou lacunas quando trata uma área.
- Use um nível de energia mais baixo se experimentar desconforto ligeiro.

- ⦿ Não exponha as áreas tratadas à luz solar, e não utilize os níveis de energia 2-5 em pele bronzeada ou após uma exposição solar recente (incluindo solários). Consulte a secção 5.5. Exposição ao Sol.
- ⦿ Pare imediatamente a utilização se vir uma vermelhidão completa da pele, bolhas ou queimaduras.
- ⦿ Pare imediatamente caso sinta alguma dor.
- ⦿ Pare de usar imediatamente se a pele ou o dispositivo ficarem muito quentes.

2. Sinais e símbolos

	<p>Declaração de conformidade: os produtos rotulados com este símbolo satisfazem todas as disposições aplicáveis da Área Económica Europeia.</p> <p>Declaração de Conformidade Simplificada: em conformidade com o artigo 10(9) da declaração UE de conformidade, o equipamento de rádio tipo Bluetooth LE encontra-se em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da Declaração de conformidade da UE encontra-se disponível no seguinte endereço de internet: https://silkn.eu/media/downloads/EU-Declaration-of-Conformity-Infinity-Fast.pdf</p>
	<p>Classe II. O adaptador está protegido contra electrocussão através de um isolamento duplo.</p>
<p>IP30</p>	<p>O dispositivo está protegido contra a entrada de objetos superiores a 2,5 mm de diâmetro, nomeadamente dedos, para os proteger de choques elétricos.</p>
	<p>Não use em ambientes húmidos.</p>
	<p>Não elimine juntamente com o seu lixo doméstico! A diretiva REEE exige que elimine este dispositivo elétrico (incluindo todos os acessórios e peças) num ponto de recolha para reciclagem, específico para dispositivos elétricos.</p>



Em conformidade com os regulamentos técnicos exigidos pela União Aduaneira da Eurásia.



Este dispositivo não é adequado para uso na presença de mistura anestésica inflamável com ar ou com Oxigénio ou Óxido Nitroso.

3. Segurança com o Silk'n Infinity

Com Silk'n Infinity a segurança está em primeiro lugar. A tecnologia Enhanced Home Pulsed Light™ (eHPL) proporciona uma segurança superior com níveis de energia mais baixos.

A eHPL™ obtém resultados de remoção de pelo a longo prazo a uma fração do nível de energia usada noutro equipamento de remoção de pelo baseado em luz. A tecnologia combina 2 fontes de energia: energia galvânica e energia óptica. A energia galvânica permite uma melhor penetração da energia óptica na base do pelo, expandindo temporariamente os poros cutâneos. A base do pelo absorve a luz, desativando o folículo do pelo e o crescimento do pelo é desativado.

A baixa energia usada reduz o potencial de risco de lesões ou complicações, e contribui para a sua segurança total.

Silk'n Infinity protege a sua pele

A remoção de pelo baseado em luz não é adequado para pele bronzeada. Silk'n Infinity é fornecido com um sensor de cor de pele incorporado que foi concebido para medir a tez da superfície aplicada e ativa níveis de energia de acordo com a tez da pele.

Além disso, a superfície de tratamento, através da qual a luz pulsada é fornecida, está embutida dentro do dispositivo. Isto permite ao Silk'n Infinity proteger a sua pele evitando o contacto direto entre a superfície de tratamento e a pele.

Silk'n Infinity protege os seus olhos

Silk'n Infinity possui uma função de segurança para proteção dos olhos. Foi concebido para que uma luz pulsada não possa ser emitida quando a superfície de tratamento está virada para uma área aberta. A função de segurança permite o tratamento apenas quando a superfície de tratamento está em contacto com a pele.

4. Conheça o seu Silk'n Infinity

Silk'n Infinity é um aparelho eficaz e, como tal, deve ser utilizado prestando especial atenção à segurança. **Antes da utilização, é importante que leia e compreenda as instruções relativas ao modo de utilização do dispositivo, incluindo os procedimentos pós-utilização, e siga-os estritamente.** Recomendamos que se familiarize com as instruções deste manual antes de cada tratamento.

4.1. Conteúdo da embalagem

O pacote varia em conformidade com a opção adquirida.

Itens Infinity

- Dispositivo Silk'n Infinity
- Adaptador
- Manual do utilizador
- Cartão de garantia
- Estojo de beleza

4.2. Descrição do dispositivo

Silk'n Infinity é um dispositivo doméstico que utiliza a tecnologia eHPL™ para a remoção de pelos indesejados. O dispositivo possui uma superfície de tratamento e um acionador de pulsos. Possui ainda um par de eletrodos, base e de toque, para criar e utilizar uma circulação de tratamento galvânico. Consulte o esquema na parte da frente do manual para ver a localização de cada funcionalidade.

1. Acionador de pulsos
2. Superfície de tratamento
3. Sensor da cor de pele
4. Luz indicadora Bluetooth
5. Luzes de indicador do nível de energia
6. Botão de controlo
7. Luz indicadora de aviso de Pronto/Cor de pele
8. Eléctrodo base
9. Electrodo de toque
10. Soquete do adaptador

4.3. Utilização prevista

Silk'n Infinity destina-se à remoção de pelos indesejados. O dispositivo também se destina ao efeito de redução de pêlos longo prazo ou permanente. A redução permanente de pelos é definida como uma redução estável a longo prazo na quantidade de pelo que volta a crescer depois de um regime de tratamento. Poderá utilizar o dispositivo para remover pelos do corpo indesejados. As zonas ideais do corpo incluem as axilas, as virilhas, os braços, pernas, rosto (sob as maçãs do rosto), costas, ombros e pescoço.

Silk'n Infinity não é um dispositivo médico. Destina-se exclusivamente a tratamentos cosméticos. O dispositivo destina-se apenas à utilização privada e não se adequa à utilização terapêutica e comercial.

Não utilizar para qualquer finalidade exceto conforme descrito neste manual.

5. Controlos e definições do dispositivo

5.1. Controlos do dispositivo

Consulte o esquema na parte da frente deste manual para ver a localização de cada funcionalidade.

Controlo	Ação	Função/modo
Botão de controlo (#6)	Premir brevemente	Sempre que premir está a aumentar o nível de energia. A predefinição no arranque está no nível 1. Percorra todos os níveis para voltar para 1.
Botão de disparo (#1)	Premir brevemente	Aciona um pulso de luz.
Electrodo de toque (#9)	Premir brevemente	Aciona uma luz pulsada quando pressionado em conjunto com o acionador de pulsos (#1).
Indicadores luminosos dos níveis de energia (#5)	Constante	O número de luzes indica o nível de energia.
Indicador luminoso de aviso de Pronto/Tom de pele (verde) (#7)	Constante	O dispositivo está pronto para utilização.
	Pisca lentamente	Há um bom contacto com a pele.
	Pisca de forma rápida	O tom da pele é demasiado escuro para uma utilização segura. Não são emitidas luzes pulsadas.

Controlo	Ação	Função/modo
Indicador luminoso Bluetooth (azul) (#4)	Fica intermitente	O Bluetooth está ativo.

5.2. Sensor da cor de pele

A remoção de pelos baseada na luz pode provocar efeitos adversos em tons de pele mais escuros, tais como queimaduras, bolhas e alterações na cor da pele (hiper- ou hipo- pigmentação). Silk'n Infinity tem um sensor da cor de pele que deteta a cor da sua pele automaticamente. O sensor de cor da pele verifica a sua cor de pele no início de, e ocasionalmente durante, cada tratamento.


- i** Se não vir a luz pulsada e o indicador luminoso de aviso de Pronto/Tom de pele (#7) piscar rapidamente, isto é uma indicação de que o seu tom de pele, medido pelo sensor de cor de pele, é demasiado escuro para uma aplicação segura. Tente usar o dispositivo numa parte diferente do seu corpo.

5.3. Níveis de energia

O nível de energia determina a intensidade do pulso de luz aplicado na pele. À medida que o nível de energia aumenta, o mesmo sucede aos resultados da depilação, bem como o risco de possíveis efeitos secundários e complicações.

- O dispositivo tem 5 níveis de energia desde o 1 (mais baixo) até ao 5 (mais alto), representados por 5 luzes de indicador do nível de energia (# 5).
- Quando o equipamento está ligado, a energia está configurada automaticamente para o nível 1. Apenas um indicador luminoso do nível de energia (#5) estará aceso.
- Para alterar o nível de energia, prima o botão de controlo (#6) repetidamente para aumentar o nível de energia de 1 a 5. Uma vez no nível 5, prima o botão de controlo (#6) novamente para reduzir novamente o nível de energia de 5 para 1.

5.4. Pulsação e deslizamento



A **pulsação é a melhor técnica para tratar pontos específicos ou pequenas áreas.**

- Pressione a superfície de tratamento (**#2**) contra a sua pele. Trabalhe em filas (cruzadas ou para baixo como demonstrado na imagem). Comece numa extremidade de cada fila e progrida para a outra extremidade.
- A superfície de tratamento (**#2**) cria marcas de pressão temporárias na área tratada para que possa ver as áreas que tratou.
- Após cada pulso, mova a superfície de tratamento (**#2**) para o próximo ponto. Continue a efetuar a pulsação na área que está a tratar.
- Evite espaços ou sobreposições enquanto utiliza o dispositivo.

Deslizamento é a melhor técnica para tratar partes maiores do corpo.

Pressione a superfície de tratamento (**#2**) firmemente contra a sua pele e deslize lentamente sobre a sua pele (quer cruzada ou para baixo como demonstrado na imagem). Certifique-se de que a superfície da tratamento (**#2**) está sempre em contacto com a sua pele.

- A níveis de energia inferiores, o dispositivo demora apenas 1-1,5 segundos para recarregar entre disparos. Isto produz uma sequência ininterrupta de disparos.
- Deslize a uma velocidade à qual você possa evitar espaços e sobreposições.
- ⚠ Não trate a mesma área de pele mais de uma vez por sessão de remoção de pelos.
- ⚠ Pare imediatamente caso sinta alguma dor.

5.5. Exposição ao Sol

- O nível de energia mais baixo (1) foi concebido para uma utilização segura mesmo após uma exposição solar.
- Se usar os níveis de energia 2-5, evite uma posterior exposição ao sol **4 semanas antes e 2 semanas depois** do seu tratamento. Isto porque grandes quantidades de melanina expõem a pele a um maior risco ao utilizar qualquer método de remoção de pelos com base em luz. Aplique-se a todos os tipos de pele, mesmo aqueles que não parecem bronzear rapidamente.
- Nós não aconselhamos, mas se tem que sair ao sol após um tratamento, certifique-se de que aplica protetor solar SPF30 ou superior para a área tratada. Implemente este procedimento **2 semanas após** um tratamento.

5.6. Exposição dos olhos à luz pulsada

- Apesar de poder usar o equipamento para tratar pelo facial, tenha um cuidado adicional para evitar o contacto com os olhos e utilize apenas sob as maçãs do rosto.
- i** O dispositivo apenas emite disparos repetidos quando está em contacto firme com a sua pele e se o continuar a deslocar através da sua pele.

6. O que esperar com Silk'n Infinity

Durante Silk'n Infinity uma sessão de tratamento é normal experienciar e sentir:

- **Um ruído de ventoinha:** a ventoinha de arrefecimento faz um barulho parecido com o som de um secador de cabelo.
 - **Um som em cada pulso:** quando a luz pulsada eHPL™ é ativada, é normal ouvir um som subtil em simultâneo com o clarão da luz.
 - **Uma sensação de calor e formigueiro:** durante cada sequência galvânica pulsada é normal sentir uma ligeira sensação de calor e formigueiro devido às energias galvânicas e de luz.
 - **Um tom vermelho ligeiro ou rosado:** durante e imediatamente após a sua sessão de tratamento, não é anormal ver a pele com uma cor ligeiramente rosada. Isto é normalmente mais visível à volta dos próprios pelos.
- !** Pare imediatamente a utilização se vir uma vermelhidão completa da pele, bolhas ou queimaduras.

7. Possíveis efeitos colaterais

Quando utilizado de acordo com as instruções, os efeitos secundários e as complicações associados à utilização do Silk'n Infinity são raros. Contudo, todos os procedimentos cosméticos, incluindo os idealizados para utilização em casa, contêm algum grau de risco. Como tal, é importante que compreenda e aceite os riscos e as complicações que podem ocorrer com sistemas por remoção de pelos à base de energia idealizados para uma utilização em casa.

Desconforto cutâneo ligeiro

Regra geral, a remoção de pelos em casa por luz pulsada (Home Pulsed Light™) é bem tolerada. No entanto, alguns utilizadores sentem um ligeiro desconforto durante a utilização. É melhor descrito como uma sensação de ligeiras picadas nas áreas da pele tratada. A sensação de picadas poderá durar durante ou depois do tratamento.

Isso significa que deve usar o aparelho num nível de energia mais baixo, e se isso não ajudar, deve parar de usar o dispositivo.

Vermelhidão da pele

A sua pele poderá ficar vermelha imediatamente após o uso do dispositivo ou nas 24 horas seguintes. A vermelhidão normalmente desaparece nas 24 horas seguintes.

Consulte o seu médico se a vermelhidão não desaparecer nos 2 ou 3 dias seguintes.

Certifique-se de que usa o nível de energia que é confortável para si e adequado ao tom da sua pele.

Sensibilidade aumentada da pele

A pele da área tratada fica mais sensível e como tal poderá ocorrer secura ou escamação da pele.

Alterações de Pigmento



O dispositivo tem como alvo a base do pelo, em particular células pigmentadas no folículo do pelo e no próprio folículo. No entanto, existe o risco de hiperpigmentação temporária (pigmento aumentado ou descoloração acastanhada) ou hipopigmentação (branqueamento) na pele circundante. O risco de alterações na pigmentação da pele é superior para pessoas com tons de pele mais escuros ou pele excessivamente bronzeada. Normalmente, a descoloração ou as alterações de pigmento da pele são temporárias e a hiperpigmentação ou hipopigmentação permanente ocorrem muito raramente.

Vermelhidão Excessiva e Inchaço

Em casos raros, a pele tratada pode ficar muito vermelha e inchada. Isto é mais normal em áreas sensíveis do corpo. A vermelhidão e o inchaço devem durar 2 a 7 dias, e devem ser tratados com frequentes aplicações de gelo. Pode ser feita uma limpeza suave, mas deve ser evitada a exposição solar.

Bolhas ou Queimaduras

Arrefeça a área afetada e aplique creme anti-queimaduras. Espere até que a área cure completamente antes de realizar outro tratamento e utilize um nível de energia mais baixo. **Se a pele não regressar ao normal em 3 dias, consulte o seu médico.**




-  Pare imediatamente de utilizar se algum desses efeitos for mais grave.
-  Consulte o seu médico caso os efeitos não desapareçam no prazo de 2 a 3 dias.

8. Plano de tratamento

Um ciclo completo de crescimento de pelos normal pode demorar entre 18 a 24 meses. Durante este tempo, podem ser necessárias várias sessões com o Silk'n Infinity para conseguir uma remoção de pelos permanente.

A eficácia da remoção de pelos varia de pessoa para pessoa, de acordo com a área do corpo, a cor do pêlo, e a forma como o dispositivo é utilizado.

Plano de tratamento típico durante um ciclo completo de crescimento do pelo:

-  **Tratamentos 1-4:** planejar com duas semanas de intervalo.
-  **Tratamentos 5-7:** planejar com quatro semanas de intervalo.
-  **Tratamentos 8 +:** tratar quando necessário, até que os resultados desejados sejam atingidos.

Resultado de tratamento esperado para a remoção de pelos

Fitzpatrick tipo de pele ¹	Cor do pelo	Fluência de Luz [J/cm ²]	Área do corpo ²	Número médio de tratamentos ¹	% de pelo redução
I-IV	Escuro louro a castanho	2.5-4	Parte inferior ou superior das pernas	Sessões 10-12, aproximadamente quatro semanas de intervalo.	60%
			Braços		50%
			Virilhas		60%
			Axilas		55%
I-IV	Castanho a preto	2.5-4	Parte inferior ou superior das pernas	Sessões 8-10, aproximadamente quatro semanas de intervalo.	70%
			Braços		60%
			Virilhas		70%
			Axilas		65%

1. A reação individual depende do tipo de pelos, bem como de fatores biológicos que possam afetar os padrões de crescimento. Alguns utilizadores podem reagir mais rápido ou mais devagar que o número médio de tratamentos.

2. Não podemos esperar uma remoção permanente dos pelos numa única sessão de tratamento, nem em duas sessões. A duração da período de repouso dos folículos do pelo também depende da área do corpo.

9. Começar a utilizar!

9.1. Ligar o dispositivo

1. Retire o equipamento e outros componentes da caixa.
2. Insira o adaptador no soquete (#10) e conecte-o à fonte de alimentação. Todos os indicadores luminosos do nível de energia (#5) acendem e apagam repetidamente num movimento circular.

9.2. Efetuar um teste local

É importante efetuar um teste local para cada parte do corpo que deseja tratar. Um teste local verifica se a cor da pele é apropriada para tratamento e permite-lhe saber qual nível de energia é confortável para a área que está a tratar. A cor de pele e o nível de energia podem variar dependendo da área de tratamento alvo.

1. Para efetuar um teste local, sigas os passos 1-5 e 7-9 na secção seguinte.
2. Continue a testar níveis de energia mais elevados até alcançar o nível mais alto que é confortável para si. Se não experienciar quaisquer efeitos adversos dentro de uma hora, pode começar o tratamento completo nesse nível de energia.
3. Repita o teste local para cada área que pretende tratar.

9.3. Etapas de tratamento

1. Remova todas as joias antes de utilizar.
2. Antes do tratamento, a pele deverá ser rapada, limpa, seca e deve estar livre de pós ou desodorizantes. **Não faça a depilação com cera, com pinça nem arranque os pelos.**
3. Certifique-se de que tapa tatuagens, sinais, verrugas ou outras marcas cutâneas que não devem ser tratadas. Utilize um material que não absorva a luz, como um pano branco ou adesivo branco.
4. Prima o botão de controlo (#6). O dispositivo irá ligar-se, o indicador do nível de energia (#5) 1 acende-se e começa a ouvir-se o som de uma ventoinha.
5. Aproximadamente 1 segundo depois de premir o botão de controlo, o indicador luminoso de aviso de Pronto/Tom de pele (# 7) (verde) acende-se. O dispositivo está pronto para aplicar o primeiro pulso de luz no nível de energia mais baixo. Comece sempre no nível de energia 1 no seu primeiro tratamento.

6. Selecione o nível de energia mais confortável para si.
7. Posicione a superfície de tratamento (#2) sobre a pele e prima o acionador de pulsos (#1) para aplicar um pulso. Certifique-se de que a sua mão toca no eletrodo base juntamente com o acionador de pulsos (#1).

 Se a sua mão não estiver em contacto com o eletrodo base (#8) será emitida uma circulação de tratamento galvânica.

8. Prima o acionador de pulsos (#1).
 - Primeiro o dispositivo determina a cor da pele. Se a cor da pele for suficientemente clara para uma aplicação segura, o dispositivo ativará a circulação galvânica. Poderá sentir um ligeiro formigueiro. Isto é completamente normal. O tratamento galvânico trabalha para ampliar os seus poros para uma melhor aplicação do tratamento.
 - Logo de imediato, o dispositivo pisca num pulso de luz na sua pele, e o indicador luminoso de aviso Pronto/Tom de pele (#7) irá desligar-se. Irá ver um flash de luz brilhante e, simultaneamente, ouvirá um estalido, que é um ruído normal para o dispositivo. Irá sentir uma leve sensação de calor e formigueiro. O dispositivo irá recarregar imediatamente para o próximo disparo.
 - Após alguns segundos, quando o dispositivo estiver novamente pronto a piscar, o indicador luminoso de aviso de Pronto/Tom de pele (#7) irá acender-se. O indicador luminoso irá começar a piscar quando pressionado contra a pele.
9. Retire a superfície de tratamento (#2) da área de pele tratada.
10. Decida se pretende tratar a área por **Deslize** ou **Pulsação** (consulte a secção 5.6. Exposição dos olhos à luz pulsada).
 - Se optar pela **Pulsação**, coloque a superfície de tratamento (#2) numa parte adjacente da sua pele e acione um impulso.
 - Se optar pelo **Deslizamento**, mantenha o acionador de pulsos (#1) virado para baixo continuamente e faça deslizar o dispositivo suavemente ao longo da área tratada.
11. Mantenha a **Pulsação** ou **Deslize** até que tenha coberto a área alvo.

 Tente evitar lacunas ou sobreposições.

 Pare de usar imediatamente se a sua pele ficar com bolhas ou queimada.

- Quando tiver concluído o seu tratamento, prima demoradamente o botão de controlo (#6) para desligar o dispositivo. Lembre-se da última configuração de energia que usou porque o dispositivo arranca sempre no nível de energia 1.
- Desligue o adaptador da tomada elétrica e, em seguida, limpe o dispositivo e guarde-o em segurança (consulte a secção 10. Limpeza e manutenção).
- Após a sua sessão de tratamento, recomendamos que aplique uma loção corporal na área tratada para ajudar a sua pele a recuperar do tratamento mais rapidamente.

10. Limpeza e manutenção

- Desligue o dispositivo.
 - Para limpar o dispositivo, incluindo a superfície do tratamento (#2), limpe com um pano limpo e seco. Nunca utilize acetona ou outros líquidos abrasivos, pois irão danificar o seu dispositivo.
 - Após a limpeza, recomendamos que guarde o seu equipamento na sua caixa original.
- ⚠ Não imersa o dispositivo nem nenhuma das suas peças na água.

11. Ligue o seu Silk'n Infinity ao Bluetooth

Descarregue e ligue a aplicação de depilação Silk'n.

A aplicação gratuita Silk'n Hair Removal suporta todos os seus passos com os dispositivos de depilação Silk'n, cria o seu plano de tratamento personalizado, ajuda-o a tomar as escolhas mais seguras e mais informadas e assegura-se de que segue todo o curso de tratamento para obter melhores resultados.

Como proprietário Silk'n Infinity, pode também desfrutar a conectividade Bluetooth. Basta descarregar a aplicação e seguir o processo de registo e as etapas de sincronização de Bluetooth.

Para um download gratuito da aplicação de depilação Silk'n, digitalize:



12. Resolução de problemas

Apenas pessoal autorizado pode efetuar reparações. Não tente alterar, abrir ou reparar o dispositivo. Poderá expor-se a componentes elétricos perigosos e poderá causar sérios danos a si próprio. Também anulará a sua garantia.

Problema	Verificações
Não consigo ligar o dispositivo.	Verifique se: <ul style="list-style-type: none">o adaptador está ligado adequadamente ao dispositivo e de que está ligado a uma tomada elétrica na parede.
Não existe impulso galvânico quando primo o acionador de pulsos (#1).	Verifique se a sua mão está a tocar o eléctrodo base quando prime o acionador de pulsos (#1). A circulação de tratamento galvânico requer fechar o circuito galvânico premindo o acionador de pulsos (#1) e o eléctrodo (#9) ao mesmo tempo para tratar efetivamente a sua pele.
Não existe luz pulsada quando primo o acionador de pulsos (#1).	Verifique se: <ul style="list-style-type: none">o indicador luminoso de aviso de Pronto/Tom de pele (#7) verde pisca lentamente. Isto indica que há um bom contacto com a pele.a superfície de tratamento (#2) encontra-se em pleno contacto com a pele. Para sua segurança, o acionador de pulsos (#1) irá ativar um impulso apenas se a superfície do tratamento estiver em pleno contacto com a pele. Se o indicador luminoso de aviso de Pronto/Tom de pele (#7) piscar rapidamente, isto é uma indicação de que o seu tom de pele, medido pelo sensor de cor de pele, é demasiado escuro para uma utilização segura. Tente usar o dispositivo numa parte diferente do corpo ou entre em contacto com o suporte ao cliente Silk'n.
Uma ou mais luzes estão acesas constantemente.	O dispositivo tem defeito. Desligue o dispositivo e reinicie. Se o problema persistir, contacte o Serviço ao cliente.
O dispositivo parou de funcionar e está em modo de suspensão.	Prima o botão de controlo (#6) novamente para iniciar o dispositivo.

13. Serviço de apoio ao cliente

Para mais informações, consulte o nosso website www.silkn.eu. Este manual também está disponível em PDF para download a partir do website. Contacte o Serviço de Apoio ao Cliente Silk'n para comunicar um funcionamento inesperado ou qualquer outro problema com o seu dispositivo. Os nossos detalhes de contacto são:

País	Número da assistência técnica	Email
Bélgica	0800-29316	serviceconsommateurbe@silkn.eu
França	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Alemanha	089 51 23 44 23	kundenservicede@silkn.eu
Itália	+31(0)180-330550	servizioclientiit@silkn.eu
Países Baixos	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Espanha	900 823 302	servicioalcliente@silkn.eu
Reino Unido	0906-2130009	customercareuk@silkn.eu
Outros países	+31 (0)180-330 550	info@silkn.eu

14. Garantia

Consulte o seu cartão de garantia Silk'n.

15. Descarte



Separe a embalagem antes de a descartar. Descarte o papelão e o cartão junto de um serviço de reciclagem de papel e os invólucros junto de um serviço de recolha apropriado.



(Aplicável na União Europeia e em outros países europeus com sistemas de recolha seletiva de materiais recicláveis). N.º Reg. REEE DE 31619958. **Os eletrodomésticos velhos não devem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico! Se a determinada altura o produto já não estiver em condições de ser utilizado, elimine-o de acordo com os regulamentos em vigor na sua cidade ou país.** Desta forma, os eletrodomésticos antigos são reciclados de forma profissional e evitam-se igualmente consequências negativas para o ambiente. Por este motivo, o equipamento elétrico está marcado com o símbolo aqui apresentado.

* Produtos etiquetados com Cd = cádmio, Hg = mercúrio, Pb = chumbo.

16. Especificações

Modelo	H3103
Galvânico	70-400 Microamperes (μA)
Tamanho do ponto	0,9 cm x 3 cm [2,7 cm ²]
Tecnologia	Enhanced Home Pulsed Light™
Nível de energia máx.	Max 4J/cm ²
Comprimento de onda	520-1200 nm
Duração da luz pulsada	500-800 μs
Modo de funcionamento	Contínuo
Funcionamento e segurança	O sensor do tom de pele garante a utilização apenas nos tipos de pele adequados
Taxa de repetição	1.0 Hz máximo
Sistema de peso	225 g
Transporte e conservação entre utilizações e condições de conservação	Temperatura: - 40 ° a +70 °C Humidade relativa: 10% - 90% HR Pressão atmosférica: 500 - 1060 hPa
Condições de funcionamento	Temperatura: 10 ° - 30°C Humidade relativa: 30% - 75% HR Pressão atmosférica: 700 - 1060 hPa
Período a partir da temperatura de armazenamento mínima entre utilizações a temperatura de funcionamento mínima com temperatura ambiente de 20°C	30 minutos
Período a partir da temperatura de armazenamento máxima entre utilizações a temperatura de funcionamento máxima com temperatura ambiente de 20°C	30 minutos
Proteção contra choques elétricos	Parte aplicada tipo BF equipamento médico de classe II
Adaptador	KSA-60B-200300D5 Entrada: 100-240 V; 50-60 Hz; 1,8 A Saída: 20Vdc; 3A

Parâmetros do impulso (segundos)	Nível de energia 1: 0.5 Nível de energia 2: 0.7 Nível de energia 3: 0.9 Nível de energia 4: 1.0 Nível de energia 5: 1.3
Bluetooth LE Frequência de funcionamento Potência de emissão	2.402 MHz ~ 2.480 MHz Abaixo de 3 mW

17. Aviso legal

Copyright 2023 © Silk'n Beauty Ltd. Todos os direitos reservados.

A Home Skinovations Ltd reserva-se o direito a efetuar alterações aos seus produtos ou especificações, para melhorar o desempenho, a fiabilidade ou a comercialização. Acredita-se que as informações fornecidas pela Home Skinovations Ltd. sejam exatas e fiáveis no momento da sua publicação. Contudo, a Home Skinovations Ltd não assume qualquer responsabilidade pela sua utilização. Não é concedida qualquer licença pela sua implicação ou não segundo sob qualquer patente ou direitos de patente da Home Skinovations Ltd. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida ou transmitida sob qualquer forma ou sob quaisquer meios, eletrónicos ou mecânicos, para qualquer fim, sem a autorização expressa por escrito da Home Skinovations Ltd. O conteúdo deste manual está sujeito a alterações sem aviso prévio. A Silk'n Beauty Ltd. possui patentes e aplicações de patentes pendentes, marcas comerciais, direitos de autor ou outros direitos de propriedade intelectual que abrangem o objeto deste documento. A disponibilização deste documento não lhe dá direito a qualquer licença destas patentes, direitos comerciais, direitos de autor ou outros direitos de propriedade intelectual, exceto conforme o expressamente declarado em qualquer acordo por escrito por parte da Silk'n Beauty Ltd. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A Silk'n e os logótipos da Silk'n são marcas registadas da Silk'n Beauty Ltd., Invention Works B.V. Galileïstraat 17, 3029 AL Roterdão, Países Baixos www.silkn.eu, info@silkn.eu.

Πίνακας περιεχομένων

1. Προειδοποιήσεις και αντενδείξεις.....	159
2. Σήματα και σύμβολα.....	168
3. Ασφαλής χρήση του Silk'n Infinity	169
4. Γνωρίστε το Silk'n Infinity	170
5. Στοιχεία ελέγχου και ρυθμίσεις της συσκευής	171
6. Τι να αναμένετε κατά τη χρήση του Silk'n Infinity.....	175
7. Πιθανές παρενέργειες.....	175
8. Πρόγραμμα θεραπείας	177
9. Έναρξη!.....	178
10. Καθαρισμός και συντήρηση.....	181
11. Σύνδεση του Silk'n Infinity με Bluetooth	181
12. Αντιμέτωπιση προβλημάτων	182
13. Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών	183
14. Εγγύηση.....	183
15. Απόρριψη	184
16. Προδιαγραφές.....	184
17. Νομική σημείωση.....	186

1. Προειδοποιήσεις και αντενδείξεις



Μια δήλωση ή ένα συμβάν που υποδεικνύει έναν πιθανό ή επικείμενο κίνδυνο, πρόβλημα ή άλλη δυσάρεστη κατάσταση κατά τη χρήση της συσκευής.



Προειδοποιήσεις ηλεκτρικής λειτουργίας & ασφάλειας

Αυτό το εγχειρίδιο χρήστη βασίζεται στα πρότυπα και τους κανόνες που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν βρίσκεστε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να συμμορφώνεστε επίσης με τις κατευθυντήριες οδηγίες και τη νομοθεσία που ισχύουν στη χώρα σας. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις προειδοποιήσεις και τις αντενδείξεις πριν τη χρήση.

- Φροντίστε να είναι τα χέρια σας πάντα στεγνά προτού συνδέσετε τον προσαρμογέα στην τροφοδοσία ρεύματος.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ενώ κάνετε μπάνιο ή ντους.

- Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από το νερό! Μην τοποθετείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε οποιοδήποτε σημείο από το οποίο θα μπορούσε να πέσει, να παρασυρθεί ή να βρεθεί κάτω από βρύση, μέσα σε νιπτήρα ή σε άλλο δοχείο που περιέχει νερό.
- Ποτέ μη βυθίζετε τη συσκευή ή κάποιο από τα εξαρτήματά της σε νερό.
- Εάν η συσκευή έχει έρθει σε επαφή με νερό, αποσυνδέστε την αμέσως από την ηλεκτρική τροφοδοσία πριν την αγγίξετε.
- Μη χρησιμοποιείτε τον προσαρμογέα αν το καλώδιο ή το βύσμα του έχει υποστεί ζημιά, αν δεν λειτουργεί σωστά ή αν έχει βυθιστεί σε νερό. Σε αυτές τις περιπτώσεις, αποσυνδέστε αμέσως τον προσαρμογέα από την πρίζα πριν το αγγίξετε. Εάν δεν αποσυνδέσετε τον προσαρμογέα από την πρίζα μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία!
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιβάλλον όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Προστατεύστε τη συσκευή και όλα τα εξαρτήματά της από γυμνή φλόγα και θερμές επιφάνειες.

- Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν είναι συνδεδεμένη στην τροφοδοσία ρεύματος. Φροντίστε να έχετε πάντα άμεση πρόσβαση στον προσαρμογέα, ώστε να τον αποσυνδέσετε εύκολα από την τροφοδοσία ρεύματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
- Θα πρέπει να απενεργοποιείτε και να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την παροχή ρεύματος, όταν δεν την χρησιμοποιείτε, όταν σκοπεύετε να την καθαρίσετε ή σε περίπτωση βλάβης.
- Μην τραβάτε ποτέ τον προσαρμογέα από το καλώδιο για να τον αποσυνδέσετε από την πρίζα. Κρατήστε τον προσαρμογέα στο χέρι σας και αφαιρέστε τον από την πρίζα.
- Τοποθετείτε το καλώδιο του προσαρμογέα κατά τρόπο που δεν ενέχει τον κίνδυνο να σκοντάψει κάποιος επάνω του.
- Μην τυλίγετε το καλώδιο του προσαρμογέα και μην το αφήνετε επάνω σε αιχμηρά άκρα.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά στα μάτια. Η συσκευή αποτελεί πηγή δυνητικά επικίνδυνης οπτικής ακτινοβολίας. Μην κοιτάζετε απευθείας στη λυχνία λειτουργίας. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα μάτια σας.

- Οι αλλαγές ή οι τροποποιήσεις σε αυτήν τη συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση του υπεύθυνου συμμόρφωσης ενδέχεται να ακυρώσουν την άδεια λειτουργίας της συσκευής από το χρήστη.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με εξαρτήματα ή αξεσουάρ που δεν ανήκουν στον κατασκευαστή, όπως ορίζεται στο παρόν εγχειρίδιο, ή εάν η συσκευή παρουσιάζει οποιαδήποτε ζημιά, δεν λειτουργεί σωστά ή εάν δείτε ή μυρίσετε καπνό στη διάρκεια της χρήσης της. Σε αυτές τις περιπτώσεις, διακόψτε τη χρήση της συσκευής και επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.
- Μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό έχει την άδεια να εκτελεί επισκευές στη συσκευή. Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε, να τροποποιήσετε ή να επισκευάσετε τη συσκευή. Μπορεί να εκτεθείτε σε επικίνδυνα ηλεκτρικά εξαρτήματα που ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για την ασφαλεία σας. Επίσης, σε αυτήν την περίπτωση, θα ακυρωθεί η εγγύηση του προϊόντος.
- Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές ή τραυματισμούς που προκαλούνται λόγω ακατάλληλης ή εσφαλμένης χρήσης της συσκευής.

- Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή ή οποιαδήποτε εξαρτήματά της.
- Επίσης, τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευασία. Το υλικό συσκευασίας ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμούς, ενώ τα μικρά εξαρτήματα ενέχουν τον κίνδυνο πνιγμού σε περίπτωση κατάποσης.
- Μην απορρίπτετε τη συσκευή μαζί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, αυτή η ηλεκτρική συσκευή (συμπεριλαμβανομένων όλων των εξαρτημάτων και των αξεσουάρ της) πρέπει να απορρίπτεται στα κατάλληλα σημεία συλλογής και ανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα 15. Απόρριψη.



Αντενδείξεις

- Το Silk'n Infinity δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από τα εξής άτομα: παιδιά, ενήλικες με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων σχετικά με τη χρήση του.

- Το Silk'n Infinity δεν σχεδιάστηκε για όλους. Η αποτρίχωση με λέιζερ ή πηγές έντονου παλμικού φωτός μπορεί να προκαλέσει αυξημένη τριχοφυΐα σε ορισμένα άτομα. Με βάση τα δεδομένα που διατίθενται επί του παρόντος, οι ομάδες υψηλότερου κινδύνου για αυτή την απόκριση είναι οι γυναίκες με καταγωγή από τη Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και την Νότια Ασία όταν γίνεται χρήση στο πρόσωπο και το λαιμό.
- Το Silk'n Infinity δεν είναι κατάλληλο για χρήση σε παιδιά ή ζώα.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή, αν:

- είστε έγκυος ή θηλάζετε.
- έχετε ιστορικό σχηματισμού χηλοειδών ουλών.
- υποφέρατε στο παρελθόν ή υποφέρετε από επιληψία.
- πάσχετε από κάποια ασθένεια που σχετίζεται με φωτοευαισθησία, όπως πορφυρία, πολύμορφο εξάνθημα εκ φωτός, ηλιακή κνίδωση, λύκο κ.λπ.
- έχετε ιστορικό καρκίνου του δέρματος ή περιοχές με πιθανές δερματικές κακοήθειες.
- έχετε υποβληθεί σε ακτινοθεραπεία ή χημειοθεραπεία τους 3 τελευταίους μήνες.
- έχετε λάβει συνταγογραφούμενη φαρ-

μακευτική αγωγή για την αντιμετώπιση δερματικών προβλημάτων τους τελευταίους 6 μήνες.

- έχετε οποιαδήποτε άλλη πάθηση η οποία, κατά την κρίση του γιατρού σας, θα θέσει σε κίνδυνο την ασφάλειά σας σε περίπτωση χρήσης της συσκευής.
- δεν έχετε καλή αίσθηση της θερμότητας λόγω ασθένειας ή άλλου προβλήματος υγείας.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή στα εξής σημεία του σώματος:

- σε μαυρισμένη επιδερμίδα. Ανατρέξτε στην ενότητα 5.5. Έκθεση στον ήλιο.
- γύρω ή κοντά στην περιοχή των ματιών. Χρησιμοποιήστε την κάτω από τα ζυγωματικά.
- σε τατουάζ ή μόνιμο μακιγιάζ, σκούρες καφέ ή μαύρες κηλίδες (όπως μεγάλες φακίδες, σπίλους ή κρεατοελιές), στις ρώγες, τα γεννητικά όργανα ή τα χείλη.
- Σε περιοχές στις οποίες έχει γίνει έγχυση πληρωτικών ή τοξινών.
- σε περιοχές του σώματος με ιστορικό εξάρσεων έρπητα.

- ⦿ σε ενεργό έκζεμα, ψωρίαση, αλλοιώσεις, ανοιχτές πληγές ή λοιμώξεις (επιχειλίτις έρπητας), ανώμαλες δερματικές καταστάσεις που έχουν προκληθεί από συστηματικές ή μεταβολικές παθήσεις (π.χ. διαβήτη).
- ⦿ σε περιοχές όπου θα επιθυμούσατε την ανάπτυξη τριχοφυΐας αργότερα. Τα αποτελέσματα είναι μόνιμα.

Πρόσθετες προειδοποιήσεις

- ⦿ Αφαιρείτε όλα τα κοσμήματα πριν από τη χρήση.
- ⦿ Ποτέ μη χρησιμοποιείτε εύφλεκτα υγρά όπως οινόπνευμα (συμπεριλαμβανομένων αρωμάτων, αντισηπτικών ή άλλων παρασκευασμάτων που περιέχουν οινόπνευμα) ή ακετόνη για να καθαρίσετε το δέρμα πριν τη χρήση.
- ⦿ Επιλέξτε προσεκτικά τη ρύθμιση του επιπέδου ενέργειας. Όσο αυξάνεται η ένταση ενέργειας, τόσο αποτελεσματικότερη είναι η αποτρίχωση, ωστόσο αυξάνεται ταυτόχρονα ο κίνδυνος εμφάνισης παρενεργειών και επιπλοκών.

- Κατά την επιλογή των επιπέδων ενέργειας, συμβουλευτείτε το διάγραμμα σχετικά με το χρώμα των μαλλιών και του δέρματος, για να αποφύγετε τυχόν εγκαύματα, φουσκάλες ή χρωματικές αλλαγές του δέρματος (ανατρέξτε στο διάγραμμα στην αρχή του εγχειριδίου).
- Πριν την εφαρμογή θεραπείας σε ένα συγκεκριμένο σημείο του σώματος για πρώτη φορά, κάντε μια δοκιμή σε μια μικρή περιοχή του δέρματος.
- Μην εφαρμόζετε θεραπεία στην ίδια περιοχή δέρματος περισσότερες από μία φορές σε κάθε συνεδρία.
- Όταν εφαρμόζετε θεραπεία σε μια περιοχή, αποφύγετε τα κενά ή τις αλληλεπικαλύψεις του ίδιου σημείου.
- Εάν νιώσετε οποιαδήποτε ενόχληση, επιλέξτε ένα χαμηλότερο επίπεδο ενέργειας.
- Μην εκθέτετε τις περιοχές θεραπείας στον ήλιο και μη χρησιμοποιείτε τα επίπεδα ενέργειας 2 – 5 σε μαυρισμένο δέρμα ή μετά από πρόσφατη έκθεση στον ήλιο (συμπεριλαμβανομένων και μηχανών τεχνητού μαυρίσματος). Ανατρέξτε στην ενότητα 5.5. Έκθεση στον ήλιο.

- ⦿ Διακόψτε αμέσως τη χρήση, εάν το δέρμα σας κοκκινίσει τελείως ή παρουσιαστούν φλύκταινες ή εγκαύματα.
- ⦿ Σταματήστε τη χρήση αμέσως, εάν νιώσετε πόνο.
- ⦿ Επίσης, σταματήστε αμέσως τη χρήση σε περίπτωση υπερθέρμανσης της συσκευής ή της επιδερμίδας.

2. Σήματα και σύμβολα

	<p>Δήλωση συμμόρφωσης: Τα προϊόντα που φέρουν ετικέτα με αυτό το σύμβολο πληρούν όλες τις ισχύουσες διατάξεις του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.</p> <p>Απλουστευμένη δήλωση συμμόρφωσης: Σύμφωνα με το άρθρο 10(9) της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ, ο τύπος ραδιοεξοπλισμού Bluetooth LE συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της Δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: https://silkn.eu/media/downloads/EU-Declaration-of-Conformity-Infinity-Fast.pdf</p>
	<p>Κλάση II. Ο προσαρμογέας προστατεύεται έναντι ηλεκτροπληξίας μέσω διπλής μόνωσης.</p>
<p>IP30</p>	<p>Η συσκευή προστατεύεται έναντι διείσδυσης αντικειμένων διαμέτρου μεγαλύτερης από 2,5 mm, όπως δακτύλων, με σκοπό την προστασία από ηλεκτροπληξία.</p>
	<p>Να μη χρησιμοποιείται σε υγρά περιβάλλοντα.</p>
	<p>Μην απορρίπτετε τη συσκευή μαζί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Σύμφωνα με την Οδηγία 2002/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), αυτή η ηλεκτρική συσκευή (συμπεριλαμβανομένων όλων των εξαρτημάτων και των αξεσουάρ της) πρέπει να απορρίπτεται στα κατάλληλα σημεία συλλογής και ανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών.</p>



Συμμορφώνεται με τις τεχνολογικές απαιτήσεις που ορίζονται στο πλαίσιο της Ευρασιατικής Τελωνειακής Ένωσης.



Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση παρουσία εύφλεκτου αναισθητικού μίγματος με αέρα ή με οξυγόνο ή οξείδιο του αζώτου.

3. Ασφαλής χρήση του Silk'n Infinity

Με το Silk'n Infinity η ασφάλεια έρχεται πρώτη. Η τεχνολογία Enhanced Home Pulsed Light™ (eHPL) προσφέρει υπερέχουσα ασφάλεια με χαμηλότερα επίπεδα ενέργειας.

Με την τεχνολογία eHPL™ επιτυγχάνονται μακροχρόνια αποτριχωτικά αποτελέσματα χρησιμοποιώντας αισθητά χαμηλότερο επίπεδο ενέργειας σε σχέση με τις άλλες συσκευές αποτρίχωσης με βάση το φως. Η τεχνολογία συνδυάζει 2 πηγές ενέργειας: την γαλβανική και την οπτική ενέργεια. Η γαλβανική ενέργεια επιτρέπει την καλύτερη διείσδυση της οπτικής ενέργειας στο στέλεχος της τρίχας διευρύνοντας προσωρινά τους πόρους του δέρματος. Το φως απορροφάται από το στέλεχος και απενεργοποιεί στους θύλακες των τριχών, εμποδίζοντας την περαιτέρω ανάπτυξη της τριχοφυΐας.

Η χαμηλή ενέργεια που χρησιμοποιείται περιορίζει τον κίνδυνο πρόκλησης τραυματισμού ή επιπλοκών και συμβάλλει στη συνολική σας ασφάλεια.

To Silk'n Infinity προστατεύει το δέρμα σας

Οι μέθοδοι αποτρίχωσης με βάση το φως δεν είναι κατάλληλες για μαυρισμένο δέρμα. Το Silk'n Infinity διαθέτει έναν ενσωματωμένο αισθητήρα χρώματος δέρματος, ο οποίος έχει σχεδιαστεί για να υπολογίζει την απόχρωση της επιφάνειας εφαρμογής και να ενεργοποιεί τα κατάλληλα επίπεδα ενέργειας ανάλογα με την απόχρωση του δέρματος.

Επιπλέον, η επιφάνεια θεραπείας, από την οποία εκπέμπονται οι παλμοί φωτός, βρίσκεται στο εσωτερικό της συσκευής. Αυτό επιτρέπει στο Silk'n Infinity να προστατεύει το δέρμα σας, αποτρέποντας την άμεση επαφή του με την επιφάνεια θεραπείας.

To Silk'n Infinity προστατεύει τα μάτια σας

Το Silk'n Infinity διαθέτει ενσωματωμένη λειτουργία ασφαλείας για την προστασία των ματιών. Έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην εκπέμπεται κανένας παλμός φωτός όταν η επιφάνεια θεραπείας είναι στραμμένη στο κενό. Η λειτουργία ασφαλείας ενεργοποιεί τη θεραπεία μόνο όταν η επιφάνεια θεραπείας βρίσκεται σε επαφή με το δέρμα.

4. Γνωρίστε το Silk'n Infinity

Το Silk'n Infinity είναι μια ισχυρή ηλεκτρική συσκευή και θα πρέπει να χρησιμοποιείται με ιδιαίτερη προσοχή για την ασφάλειά σας. **Πριν τη χρήση, είναι πολύ σημαντικό να διαβάσετε και να κατανοήσετε τις οδηγίες χρήσης της συσκευής, καθώς και όλες τις διαδικασίες μετά τη χρήση της, και να τις εφαρμόζετε αυστηρά.** Σας συνιστούμε να συμβουλευέστε τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου πριν από κάθε θεραπεία.

4.1. Περιεχόμενο συσκευασίας

Το περιεχόμενο της συσκευασίας διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο του προϊόντος.

Είδη Infinity

- Συσκευή Silk'n Infinity
- Προσαρμογέας
- Εγχειρίδιο χρήστη
- Κάρτα εγγύησης
- Νεσεσέρ

4.2. Περιγραφή συσκευής

Το Silk'n Infinity είναι μια συσκευή οικιακής χρήσης με τεχνολογία eHPL™ για την αφαίρεση της ανεπιθύμητης τριχοφυΐας. Η συσκευή διαθέτει μια επιφάνεια θεραπείας και ένα διακόπτη παλμών. Περιλαμβάνει επίσης δύο ηλεκτρόδια, ένα ηλεκτρόδιο βάσης και ένα επαφής, για τη δημιουργία και χρήση της κυκλοφορίας γαλβανικής θεραπείας. Ανατρέξτε στο διάγραμμα στην αρχή αυτού του εγχειριδίου για να δείτε τη θέση κάθε στοιχείου.

1. Κουμπί παλμού
2. Επιφάνεια θεραπείας
3. Αισθητήρας χρώματος δέρματος
4. Ενδεικτική λυχνία Bluetooth
5. Ενδεικτικές λυχνίες επιπέδου ενέργειας
6. Κουμπί ελέγχου
7. Ενδεικτική λυχνία προειδοποίησης ετοιμότητας/απόχρωσης δέρματος
8. Ηλεκτρόδιο βάσης
9. Ηλεκτρόδιο επαφής
10. Υποδοχή προσαρμογέα

4.3. Προοριζόμενη χρήση

Το Silk'n Infinity έχει σχεδιαστεί για την αφαίρεση της ανεπιθύμητης τριχοφυΐας. Η συσκευή ενδείκνυται, επίσης, για μακροπρόθεσμα αποτελέσματα ή μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας. Η μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας ορίζεται ως μακροχρόνια, σταθερή μείωση του αριθμού των τριχών που επανεμφανίζονται μετά από ένα κύκλο θεραπείας. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αφαίρεση της ανεπιθύμητης τριχοφυΐας του σώματος. Οι ιδανικές περιοχές του σώματος περιλαμβάνουν τις μασχάλες, τη γραμμή του μπικίνι, τα χέρια, τα πόδια, το πρόσωπο (πίσω από τα ζυγωματικά), την πλάτη, τους ώμους και το στήθος.

Το Silk'n Infinity δεν είναι ιατρική συσκευή. Προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για θεραπείες αισθητικής. Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για οικιακή χρήση και δεν ενδείκνυται για εμπορικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς.

Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για οποιονδήποτε άλλο σκοπό που δεν αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο.

5. Στοιχεία ελέγχου και ρυθμίσεις της συσκευής

5.1. Στοιχεία ελέγχου της συσκευής

Ανατρέξτε στο διάγραμμα στην αρχή αυτού του εγχειριδίου για να δείτε τη θέση των διαφορετικών στοιχείων ελέγχου.

Στοιχείο ελέγχου	Ενέργεια	Λειτουργία / Κατάσταση
Κουμπί ελέγχου (#6)	Πατήστε σύντομα	Πατώντας διαδοχικά αυξάνετε το επίπεδο ενέργειας. Το προεπιλεγμένο επίπεδο κατά την έναρξη λειτουργίας της συσκευής είναι το επίπεδο 1. Μετακινηθείτε ανάμεσα στα διάφορα επίπεδα για να επιστρέψετε στο 1.
Διακόπτης παλμών (#1)	Πατήστε σύντομα	Ενεργοποιεί την εκπομπή ενός παλμού φωτός.
Ηλεκτρόδιο επαφής (#9)	Πατήστε σύντομα	Ενεργοποιεί την εκπομπή ενός παλμού φωτός, όταν πιέζεται ταυτόχρονα με τον διακόπτη παλμών (#1).
Ενδεικτικές λυχνίες επιπέδου ενέργειας (πράσινες) (#5)	Συνεχής	Ο αριθμός των λυχνιών υποδεικνύει το επίπεδο ενέργειας.

Στοιχείο ελέγχου	Ενέργεια	Λειτουργία / Κατάσταση
Ενδεικτική λυχνία προειδοποίησης ετοιμότητας/χρώματος δέρματος (πράσινη) (#7)	Συνεχής	Η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση.
	Αναβοσβήνει αργά	Υπάρχει καλή επαφή με το δέρμα.
	Αναβοσβήνει γρήγορα	Το δέρμα είναι υπερβολικά σκουρόχρωμο για ασφαλή χρήση. Δεν εκπέμπονται παλμοί φωτός.
Ενδεικτική λυχνία Bluetooth (μπλε) (#4)	Αναβοσβήνει	Η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη.

5.2. Αισθητήρας χρώματος δέρματος

Οι μέθοδοι αποτρίχωσης με βάση το φως σε πιο σκουρόχρωμα δέρματα ενδέχεται να προκαλέσουν παρενέργειες, όπως εγκαύματα, φουσκάλες και χρωματικές αλλαγές του δέρματος (υπερμελάγχρωση ή υπομελάγχρωση). Το Silk'n Infinity διαθέτει έναν αισθητήρα χρώματος δέρματος, ο οποίος εντοπίζει αυτόματα την απόχρωση του δέρματός σας. Ο αισθητήρας χρώματος δέρματος ελέγχει το χρώμα του δέρματός σας στην αρχή και κάποιες φορές στη διάρκεια της θεραπείας.



Εάν δεν βλέπετε κανένα παλμό φωτός και η ενδεικτική λυχνία προειδοποίησης ετοιμότητας/απόχρωσης δέρματος (#7) αναβοσβήνει γρήγορα, αυτό σημαίνει ότι το δέρμα σας, όπως υπολογίστηκε από τον αισθητήρα χρώματος δέρματος, είναι υπερβολικά σκουρόχρωμο για ασφαλή εφαρμογή. Προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σε ένα διαφορετικό σημείο του σώματος.

GR


5.3. Επίπεδα ενέργειας

Το επίπεδο ενέργειας καθορίζει την ένταση του παλμού φωτός που θα χορηγηθεί στο δέρμα σας. Όσο αυξάνεται το επίπεδο ενέργειας, τόσο αυξάνονται και τα αποτελέσματα αποτρίχωσης, καθώς και ο κίνδυνος πιθανών παρενεργειών και επιπλοκών.

- Η συσκευή διαθέτει 5 επίπεδα ενέργειας από το 1 (χαμηλότερο) έως το 5 (υψηλότερο), τα οποία υποδεικνύονται από 5 ενδεικτικές λυχνίες επιπέδου ενέργειας (#5).
- Κατά την ενεργοποίηση της συσκευής, το επίπεδο ενέργειας ρυθμίζεται αυτόματα στο 1. Μόνο μία ενδεικτική λυχνία επιπέδου ενέργειας (#5) θα είναι αναμμένη.

- Για να αλλάξετε το επίπεδο ενέργειας, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί ελέγχου (#6) για να αυξήσετε το επίπεδο ενέργειας από το 1 στο 5. Όταν φτάσετε στο επίπεδο 5, πατήστε ξανά το κουμπί ελέγχου (#6) για να μειώσετε το επίπεδο ενέργειας από το 5 πίσω στο 1.

5.4. Παλμοί και ολίσθηση



Οι παλμοί είναι η ιδανική τεχνική για τη θεραπεία συγκεκριμένων σημείων ή μικρών περιοχών.

- Πιέστε την επιφάνεια θεραπείας (#2) επάνω στο δέρμα σας. Εφαρμόστε σε σειρές (είτε οριζόντια είτε κάθετα, όπως φαίνεται στην εικόνα). Ξεκινήστε από τη μια άκρη κάθε σειράς και προχωρήστε προς την άλλη άκρη.
- Η επιφάνεια θεραπείας (#2) δημιουργεί προσωρινά αποτυπώματα στο δέρμα όπου εφαρμόζεται η θεραπεία, για να μπορείτε να δείτε τις περιοχές που έχετε καλύψει.
- Μετά από κάθε παλμό, μετακινήστε την επιφάνεια θεραπείας (#2) στην επόμενη θέση. Συνεχίστε την εφαρμογή των παλμών στην περιοχή θεραπείας.
- Αποφύγετε κενά ή αλληλεπικαλύψεις κατά τη χρήση της συσκευής.

Η ολίσθηση είναι η ιδανική τεχνική για τη θεραπεία μεγαλύτερων τμημάτων του σώματος.

Πιέστε την επιφάνεια θεραπείας (#2) σταθερά στο δέρμα σας και σύρετε αργά τη συσκευή (είτε κάθετα είτε προς τα κάτω, όπως φαίνεται στην εικόνα). Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια θεραπείας (#2) εφάπτεται πάντοτε στο δέρμα σας.

- Σε χαμηλότερα επίπεδα ενέργειας, η συσκευή χρειάζεται μόνο 1 έως 1,5 δευτερόλεπτα για να επαναφορτιστεί μεταξύ των παλμών. Αυτό παράγει μια συνεχή σειρά αναλαμπών.
- Ολισθήστε με ταχύτητα τέτοια ώστε να αποφύγετε τα κενά ή τις αλληλεπικαλύψεις του ίδιου σημείου.

⚠ Μην εφαρμόζετε θεραπεία στην ίδια περιοχή δέρματος περισσότερες από μία φορές σε κάθε συνεδρία.

⚠ Σταματήστε τη χρήση αμέσως, εάν νιώσετε πόνο.

5.5. Έκθεση στον ήλιο

- Το χαμηλότερο επίπεδο ενέργειας (1) σχεδιάστηκε για ασφαλή χρήση ακόμα και μετά την έκθεση στον ήλιο.
- Αν χρησιμοποιήσετε τα επίπεδα ενέργειας 2 έως 5, θα πρέπει να αποφύγετε την περαιτέρω έκθεση στον ήλιο για **4 εβδομάδες πριν και 2 εβδομάδες μετά** τη θεραπεία σας. Αυτό είναι απαραίτητο, διότι μεγαλύτερες ποσότητες μελανίνης εκθέτουν το δέρμα σε αυξημένο κίνδυνο κατά τη χρήση οποιωνδήποτε μεθόδων αποτρίχωσης που βασίζονται στο φως. Αυτό ισχύει για κάθε τύπο δέρματος, συμπεριλαμβανομένων όσων δεν φαίνεται να μαυρίζουν γρήγορα.
- Δεν το συνιστούμε, αλλά εάν πρέπει να βγείτε στον ήλιο μετά από μια εφαρμογή, φροντίστε να χρησιμοποιήσετε αντηλιακό με δείκτη προστασίας SPF30 ή υψηλότερο στην περιοχή εφαρμογής. Φροντίστε να το κάνετε για **2 εβδομάδες μετά** από μια θεραπεία.

5.6. Έκθεση των ματιών στο παλμικό φως

- Παρόλο που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για την αντιμετώπιση της τριχοφυΐας στο πρόσωπο, φροντίζετε ιδιαίτερα να αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια και τοποθετήστε την μόνο κάτω από τα ζυγωματικά.
- i** Η συσκευή εκπέμπει επαναλαμβανόμενους παλμούς μόνον όταν βρίσκεται σε σταθερή επαφή με το δέρμα σας και συνεχίζετε να την κινείτε στην επιφάνειά του.

6. Τι να αναμένετε κατά τη χρήση του Silk'n Infinity

Στη διάρκεια μιας Silk'n Infinity συνεδρίας, θεραπείας είναι φυσιολογικό να αισθανθείτε ή να βιώσετε τα εξής:

- **Έναν ήχο ανεμιστήρα:** Ο ανεμιστήρας ψύξης κάνει θόρυβο παρόμοιο με το σεσουάρ μαλλιών.
- **Έναν χαρακτηριστικό ήχο με κάθε παλμό:** Όταν εκπέμπεται ένας παλμός φωτός eHPL™, είναι φυσιολογικό να ακούγεται ένας διακριτικός ήχος ταυτόχρονα με την εμφάνιση μιας λάμψης φωτός.
- **Μια αίσθηση θερμότητας και μουδιάσματος:** Στη διάρκεια κάθε ακολουθίας ηλεκτρικών παλμών είναι φυσιολογικό να νιώσετε μια ήπια αίσθηση θερμότητας και μουδιάσματος που οφείλεται στην ηλεκτροχημική και φωτεινή ενέργεια.
- **Ροζ χρωματισμός ή ήπιο κοκκίνισμα:** Στη διάρκεια της συνεδρίας, θεραπείας και αμέσως μετά, είναι σύνηθες να εμφανιστεί ένα ελαφρύ κοκκίνισμα ή ροζ χρωματισμός του δέρματος. Αυτό είναι συνήθως πιο εμφανές γύρω από τις τρίχες.

⚠ Διακόψτε αμέσως τη χρήση, εάν το δέρμα σας κοκκινίσει τελείως ή παρουσιαστούν φλύκταινες ή εγκαύματα.

7. Πιθανές παρενέργειες

Όταν το Silk'n Infinity χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες, οι παρενέργειες και οι επιπλοκές που σχετίζονται με τη χρήση του δεν είναι συχνές. Ωστόσο, κάθε διαδικασία αισθητικής, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών που έχουν σχεδιαστεί για οικιακή χρήση, ενέχουν κάποιο βαθμό κινδύνου. Επομένως, είναι σημαντικό να κατανοήσετε και να αποδεχθείτε τους κινδύνους και τις επιπλοκές που μπορεί να προκύψουν με συστήματα αποτρίχωσης που βασίζονται στο παλμικό φως και έχουν σχεδιαστεί για οικιακή χρήση.

Μικρή δερματική ενόχληση

Η κατ'οίκον αποτρίχωση με παλμικό φως (Home Pulsed Light) είναι γενικά καλά ανεκτή. Ωστόσο, μερικοί χρήστες νιώθουν μια μικρή ενόχληση κατά τη χρήση. Αυτή περιγράφεται καλύτερα ως μια ήπια αίσθηση τσιμπήματος στις περιοχές του δέρματος όπου εφαρμόστηκε η θεραπεία. Η αίσθηση τσιμπήματος μπορεί να διαρκέσει για το χρόνο της εφαρμογής ή και μετά τη θεραπεία.

Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χαμηλότερο επίπεδο ενέργειας και, σε περίπτωση που αυτό δεν βοηθάει, θα πρέπει να σταματήσετε τη χρήση της.

Κοκκίνισμα δέρματος

Το δέρμα σας μπορεί να κοκκινίσει αμέσως μετά τη χρήση της συσκευής ή μέσα σε 24 ώρες. Το κοκκίνισμα συνήθως εξαφανίζεται μέσα σε 24 ώρες.

Αν δεν υποχωρήσει μετά από 2 έως 3 ημέρες, επισκεφθείτε τον γιατρό σας.

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το επίπεδο ενέργειας με το οποίο νιώθετε άνετα και το οποίο είναι κατάλληλο για το χρώμα του δέρματος σας.

Αυξημένη ευαισθησία του δέρματος

Το δέρμα της περιοχής όπου εφαρμόστηκε θεραπεία είναι περισσότερο ευαίσθητο, οπότε ενδέχεται να αντιμετωπίσετε ξηρότητα ή απολέπιση του δέρματος.

Χρωματικές μεταβολές

Η συσκευή στοχεύει στο στέλεχος της τρίχας, και συγκεκριμένα στα χρωματισμένα κύτταρα μέσα στον θύλακα της τρίχας, και στον ίδιο τον θύλακα της τρίχας. Ωστόσο, υπάρχει κίνδυνος προσωρινής υπερμελάγχρωσης (αυξημένες χρωστικές ουσίες ή καφέ δυσχρωμία) ή υπομελάγχρωσης (λευκάνση) στο περιβάλλον δέρμα. Ο κίνδυνος μεταβολών στο χρώμα του δέρματος είναι μεγαλύτερος στα άτομα με πιο σκουρόχρωμα δέρματα ή με πολύ μαυρισμένο δέρμα. Συνήθως, η δυσχρωμία ή οι μεταβολές των χρωστικών του δέρματος είναι προσωρινό φαινόμενο, ενώ η μόνιμη υπερμελάγχρωση ή υπομελάγχρωση συμβαίνουν σπανίως.

Υπερβολικό κοκκίνισμα και πρήξιμο

Σε σπάνιες περιπτώσεις, το δέρμα που έχει υποβληθεί σε θεραπεία ενδέχεται να κοκκινίσει υπερβολικά και να πρηστεί. Αυτό είναι πιο σύνηθες σε ευαίσθητες περιοχές του δέρματος. Το κοκκίνισμα και το πρήξιμο θα πρέπει να υποχωρήσουν μέσα σε 2 έως 7 ημέρες και θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με συχνές εφαρμογές πάγου. Ο απαλός καθαρισμός επιτρέπεται, αλλά θα πρέπει να αποφεύγεται η έκθεση στον ήλιο.

Φλύκταινες ή εγκαύματα

Δροσίστε την προσβεβλημένη περιοχή και εφαρμόστε κρέμα για εγκαύματα. Περιμένετε μέχρι να επουλωθεί πλήρως η περιοχή πριν την επόμενη θεραπεία και χρησιμοποιήστε χαμηλότερο επίπεδο ενέργειας. **Αν το δέρμα σας δεν επανέλθει στο φυσιολογικό μέσα 3 ημέρες, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.**



Σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή αμέσως, αν αυτές οι αντιδράσεις είναι ακόμα πιο έντονες.



Αν δεν υποχωρήσουν μέσα σε 2 έως 3 ημέρες, επισκεφθείτε τον γιατρό σας.

8. Πρόγραμμα Θεραπείας

Ένας συνηθισμένος, πλήρης κύκλος ανάπτυξης της τρίχας διαρκεί 18-24 μήνες. Μέσα σε αυτό το διάστημα, θα χρειαστούν πολλαπλές συνεδρίες θεραπείας με το Silk'n Infinity προκειμένου να επιτευχθεί μόνιμη αποτρίχωση.

Η αποτελεσματικότητα της αποτρίχωσης διαφέρει από άτομο σε άτομο και εξαρτάται από την περιοχή του σώματος, το χρώμα της τρίχας και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται η συσκευή.

Τυπικό πρόγραμμα θεραπείας στη διάρκεια ενός πλήρους κύκλου ανάπτυξης των τριχών:

- **Θεραπείες 1 έως 4:** Προγραμματίστε τις θεραπείες με διάστημα δύο εβδομάδων μεταξύ τους.
- **Θεραπείες 5 έως 7:** Προγραμματίστε τις θεραπείες με διάστημα τεσσάρων εβδομάδων μεταξύ τους.
- **+8 Θεραπείες:** Εφαρμόστε όποτε χρειάζεται μέχρι την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος.

Αναμενόμενο αποτέλεσμα Θεραπείας αποτρίχωσης

Fitzpatrick τύπος δέρματος ¹	Χρώμα μαλλιών	Ροή φωτός [J/cm ²]	Περιοχή σώματος ²	Μέσος αριθμός εφαρμογών θεραπείας ¹	% μείωσης τριχοφυΐας
I-IV	Σκούρο ξανθό έως καστανό	2,5-4	Γάμπες και μηροί	10-12 συνεδρίες, ανά περίπου τέσσερις εβδομάδες.	60%
			Βραχίονες		50%
			Γραμμή μπικίνι		60%
			Μασχάλες		55%
I-IV	Καστανό προς μαύρο	2,5-4	Γάμπες και μηροί	8-10 συνεδρίες, ανά περίπου τέσσερις εβδομάδες.	70%
			Βραχίονες		60%
			Γραμμή μπικίνι		70%
			Μασχάλες		65%

1. Η ανταπόκριση του κάθε ατόμου εξαρτάται από τον τύπο της τρίχας, καθώς και από βιολογικούς παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάζουν τον κύκλο ανάπτυξης της τρίχας. Κάποιοι χρήστες μπορεί να χρειάζονται περισσότερες ή λιγότερες θεραπείες από τον μέσο όρο.

2. Δεν είναι δυνατή η επίτευξη μόνιμης αποτρίχωσης μόνο με μία ή δύο συνεδρίες θεραπείας. Η διάρκεια αδρανοποίησης των θυλάκων διαφέρει επίσης ανάλογα με την περιοχή του σώματος.

9. Έναρξη!

9.1. Σύνδεση της συσκευής

1. Βγάλτε τη συσκευή και τα υπόλοιπα περιεχόμενα από τη συσκευασία.
2. Εισαγάγετε τον προσαρμογέα στην πρίζα (#10) και συνδέστε τον στο τροφοδοτικό. Όλες οι ενδεικτικές λυχνίες επιπέδου ενέργειας (#5) θα ανάψουν και θα σβήσουν επανειλημμένα και διαδοχικά.
3. υποδοχή προσαρμογέα

9.2. Κάντε μια δοκιμή

Είναι σημαντικό να κάνετε μια δοκιμή σε κάθε περιοχή του σώματος που πρόκειται να αποτρίχώσετε. Με αυτήν τη δοκιμή ελέγχετε εάν το χρώμα του δέρματος ενδείκνυται για την εφαρμογή θεραπείας και καθορίζετε το επίπεδο ενέργειας που είναι κατάλληλο για κάθε περιοχή θεραπείας. Το χρώμα του δέρματος και το επίπεδο ενέργειας ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την εκάστοτε περιοχή θεραπείας.

1. Για να κάνετε μια δοκιμή σε ένα συγκεκριμένο σημείο, ακολουθήστε τα βήματα 1-5 και 7-9 που αναφέρονται στην επόμενη ενότητα.
2. Συνεχίστε τη δοκιμή αυξάνοντας τα επίπεδα ενέργειας μέχρι να φτάσετε στο υψηλότερο επίπεδο με το οποίο αισθάνεστε άνετα. Εάν δεν παρουσιάσετε παρενέργειες μέσα σε μία ώρα, μπορείτε να ξεκινήσετε κανονικά την εφαρμογή θεραπείας στο επιλεγμένο επίπεδο ενέργειας.
3. Επαναλάβετε τη δοκιμή για κάθε νέα περιοχή θεραπείας.

9.3. Βήματα θεραπείας

1. Αφαιρείτε όλα τα κοσμήματα πριν από τη χρήση.
2. Πριν τη θεραπεία, το δέρμα θα πρέπει να είναι ξυρισμένο, καθαρό, στεγνό και χωρίς πούδρα, αντιιδρωτικά ή αποσμητικά προϊόντα. **Μην αφαιρείτε τις τρίχες με κεριά, με τσιμπιδάκι ή τραβώντας τες με το χέρι.**
3. Φροντίστε να καλύψετε ελίες, μυρμηγκιές και άλλα σημάδια στο δέρμα που δεν πρέπει να υποβληθούν σε εφαρμογή. Χρησιμοποιήστε ένα υλικό που δεν απορροφά το φως, όπως ένα λευκό κομμάτι υφάσματος ή μια λευκή ιατρική ταινία.
4. Πατήστε το κουμπί ελέγχου (#6). Η συσκευή θα ενεργοποιηθεί, η ενδεικτική λυχνία επιπέδου ενέργειας (#5) θα ανάψει στο επίπεδο 1 και θα ακουστεί ένας ήχος ανεμιστήρα.
5. Περίπου μετά από 1 δευτερόλεπτο αφού πατήσετε το κουμπί ελέγχου, θα ανάψει η ενδεικτική λυχνία προειδοποίησης ετοιμότητας/απόχρωσης δέρματος (#7) (πράσινη). Η συσκευή είναι έτοιμη για την εκπομπή του πρώτου παλμού στο χαμηλότερο επίπεδο ενέργειας. Πριν την πρώτη θεραπεία, επιλέγεται πάντα το επίπεδο ενέργειας 1.
6. Επιλέξτε το επίπεδο ενέργειας με το οποίο αισθάνεστε πιο άνετα.
7. Τοποθετήστε την επιφάνεια θεραπείας (#2) επάνω στο δέρμα και πατήστε τον διακόπτη παλμών (#1) για την εκπομπή ενός παλμού. Βεβαιωθείτε ότι το χέρι σας αγγίζει το ηλεκτρόδιο βάσης ταυτόχρονα με το διακόπτη παλμών (#1).
i Εάν δεν ακουμπάτε με το χέρι σας το ηλεκτρόδιο βάσης (#8) δεν θα είναι δυνατή η εκπομπή γαλβανικής ενέργειας για θεραπεία.
8. Πατήστε τον διακόπτη παλμών (#1).
 - Η συσκευή αρχικά ελέγχει το χρώμα του δέρματος. Εάν το δέρμα είναι αρκετά ανοιχτόχρωμο για ασφαλή εφαρμογή, η συσκευή θα ενεργοποιήσει την ηλεκτροχημική κυκλοφορία. Ίσως αισθανθείτε ένα ελαφρύ μούδιασμα. Αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό. Η ηλεκτροχημική ενέργεια λειτουργεί διευρύνοντας τους πόρους του δέρματος για την καλύτερη εφαρμογή της θεραπείας.
 - Αμέσως μετά, η συσκευή θα εκπέμψει έναν φωτεινό παλμό στο δέρμα και η ενδεικτική λυχνία ετοιμότητας/χρώματος δέρματος (#7) θα σβήσει. Θα δείτε μια έντονη λάμψη ενώ ταυτόχρονα θα ακούσετε ένα χαρακτηριστικό ήχο, που αποτελεί τον κανονικό θόρυβο λειτουργίας της συσκευής. Επίσης, θα νιώσετε μια ελαφριά αίσθηση θερμότητας και μουδιάσματος. Η συσκευή θα επαναφορτιστεί αμέσως για τον επόμενο παλμό.

- Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, όταν η συσκευή είναι έτοιμη να εκπέμψει φως και πάλι, η ενδεικτική λυχνία ετοιμότητας/προειδοποίησης απόχρωσης δέρματος (#7) θα ανάψει. Η ενδεικτική λυχνία θα αρχίσει να αναβοσβήνει μόλις ακουμπήσετε τη συσκευή επάνω στο δέρμα.
9. Απομακρύνετε την επιφάνεια θεραπείας (#2) από την περιοχή του δέρματος όπου την είχατε τοποθετήσει προηγουμένως.
 10. Αποφασίστε αν θέλετε να εφαρμόσετε θεραπεία στην περιοχή με **ολίσθηση** ή **παλμούς** (βλ. ενότητα 5.4. Παλμοί και ολίσθηση).
 - Εάν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία **παλμών**, τοποθετήστε την επιφάνεια θεραπείας (#2) σε ένα διπλανό σημείο του δέρματος και ενεργοποιήστε την εκπομπή ενός παλμού.
 - Εάν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία **ολίσθησης**, κρατήστε πατημένο τον διακόπτη παλμών (#1) και περάστε απαλά τη συσκευή σε όλη την επιφάνεια της περιοχής θεραπείας.
 11. Συνεχίστε με τη λειτουργία **παλμών** ή **ολίσθησης** μέχρι να καλύψετε όλη την περιοχή θεραπείας.



Προσπαθήστε να αποφύγετε τα κενά ή τις αλληλεπικαλύψεις των ίδιων σημείων.



Διακόψτε αμέσως τη χρήση σε περίπτωση που εμφανιστούν φλύκταινες ή εγκαύματα στο δέρμα σας.

12. Όταν ολοκληρώσετε τη θεραπεία, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ελέγχου (#6), για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Φροντίστε να θυμάστε την τελευταία ρύθμιση του επιπέδου ενέργειας που χρησιμοποιήσατε, καθώς η συσκευή θα ξεκινήσει από το επίπεδο ενέργειας 1, όταν την ενεργοποιήσετε ξανά.
13. Αποσυνδέστε τον προσαρμογέα από την ηλεκτρική τροφοδοσία, καθαρίστε τη συσκευή και φυλάξτε την σε ασφαλές μέρος (βλ. ενότητα 10. Καθαρισμός και συντήρηση).
14. Μετά από κάθε συνεδρία θεραπείας, σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε ένα γαλάκτωμα σώματος στην περιοχή θεραπείας, ώστε να βοηθήσετε το δέρμα σας να ανακάμψει πιο γρήγορα.

10. Καθαρισμός και συντήρηση

- Βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα.
 - Για να καθαρίσετε τη συσκευή, συμπεριλαμβανομένης της επιφάνειας θεραπείας (#2), σκουπίστε με ένα καθαρό, στεγνό πανί. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ ακετόνη ή άλλα διαβρωτικά υγρά, καθώς μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή σας.
 - Μετά τον καθαρισμό, σας συνιστούμε να αποθηκεύετε τη συσκευή στην αρχική συσκευασία της και μακριά από νερό.
- ⚠ Ποτέ μη βυθίζετε τη συσκευή ή κάποιο από τα εξαρτήματά της σε νερό.

11. Σύνδεση του Silk'n Infinity με Bluetooth

Πραγματοποιήστε λήψη της εφαρμογής Silk'n Hair Removal και συνδεθείτε.

Με τη δωρεάν εφαρμογή Silk'n Hair Removal μπορείτε να έχετε βοήθεια σε κάθε βήμα με τις συσκευές αποτρίχωσης Silk'n, να δημιουργείτε εξατομικευμένα προγράμματα θεραπείας, να λαμβάνετε τις πιο ασφαλείς και εμπειριστωμένες αποφάσεις και να ακολουθείτε σωστά κάθε κύκλο θεραπειών για βέλτιστα αποτελέσματα.

Το Silk'n Infinity διαθέτει επίσης δυνατότητα σύνδεσης με Bluetooth. Απλώς πραγματοποιήστε λήψη της εφαρμογής και ακολουθήστε τη διαδικασία εγγραφής και τα βήματα σύζευξης μέσω Bluetooth.

Για δωρεάν λήψη της εφαρμογής Silk'n Hair Removal, σαρώστε το εξής:



 **Bluetooth**

12. Αντιμετώπιση προβλημάτων

Μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό έχει την άδεια να εκτελεί επισκευές στη συσκευή. Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε, να τροποποιήσετε ή να επισκευάσετε τη συσκευή. Μπορεί να εκτεθείτε σε επικίνδυνα ηλεκτρικά εξαρτήματα που ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλειά σας. Επίσης, σε αυτήν την περίπτωση, θα ακυρωθεί η εγγύηση του προϊόντος.

Πρόβλημα	Έλεγχοι
Η συσκευή μου δεν ενεργοποιείται.	Ελέγξτε ότι: <ul style="list-style-type: none">• ο προσαρμογέας είναι συνδεδεμένος σωστά στη συσκευή και στην τροφοδοσία ρεύματος.
Δεν δημιουργείται ηλεκτροχημικός παλμός όταν πατάω το διακόπτη παλμών (#1).	Βεβαιωθείτε ότι αγγίζετε με το χέρι σας το ηλεκτρόδιο βάσης καθώς πατάτε το διακόπτη παλμών (#1). Για την κυκλοφορία γαλβανικής θεραπείας απαιτείται το κλείσιμο του γαλβανικού κυκλώματος πατώντας ταυτόχρονα το διακόπτη (#1) και το ηλεκτρόδιο (#9) ταυτόχρονα, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική εφαρμογή θεραπείας στο δέρμα.
Δεν εκπέμπεται παλμός φωτός, όταν πατάω τον διακόπτη παλμών (#1).	Ελέγξτε ότι: <ul style="list-style-type: none">• η πράσινη ενδεικτική λυχνία ετοιμότητας/χρώματος δέρματος (#7) αναβοσβήνει αργά υποδεικνύοντας ότι η συσκευή έχει καλή επαφή με το δέρμα. Αυτό υποδεικνύει ότι υπάρχει καλή επαφή με το δέρμα.• η επιφάνεια θεραπείας (#2) πιέζεται ομοιόμορφα και σταθερά επάνω στο δέρμα. Για την ασφάλειά σας, ο διακόπτης παλμών (#1) ενεργοποιεί την εκπομπή παλμού μόνο όταν η επιφάνεια θεραπείας (#2) πιέζεται σταθερά επάνω στο δέρμα. <p>Εάν η ενδεικτική λυχνία προειδοποίησης ετοιμότητας/απόχρωσης δέρματος (#7) αναβοσβήνει γρήγορα, αυτό σημαίνει ότι το δέρμα σας, όπως υπολογίστηκε από τον αισθητήρα χρώματος δέρματος, είναι υπερβολικά σκουρόχρωμο για ασφαλή χρήση. Προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σε ένα διαφορετικό σημείο του σώματος ή επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Silk'η.</p>
Μία ή περισσότερες λυχνίες παραμένουν σταθερά αναμμένες.	Έχει προκύψει δυσλειτουργία της συσκευής. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και κάντε επανεκκίνηση. Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί, επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.

Πρόβλημα	Έλεγχοι
Η συσκευή σταμάτησε να λειτουργεί και βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.	Πατήστε ξανά το κουμπί ελέγχου (#6) για εκκίνηση της συσκευής.

13. Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας στη διεύθυνση www.silkn.eu. Αυτό το εγχειρίδιο διατίθεται επίσης σε PDF από τον ιστότοπό μας. Επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Silk'n για να αναφέρετε μη αναμενόμενη λειτουργία, περιστατικά ή άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζετε με τη συσκευή σας. Τα στοιχεία επικοινωνίας μας είναι τα εξής:

Χώρα	Τηλεφωνικός αριθμός σέρβις	Email
Βέλγιο	0800-29316	serviceconsommateurbe@silkn.eu
Γαλλία	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Γερμανία	089 51 23 44 23	kundenservicede@silkn.eu
Ιταλία	+31(0)180-330550	servizioclientiit@silkn.eu
Ολλανδία	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Ισπανία	900 823 302	servicioalcliente@silkn.eu
Ηνωμένο Βασίλειο	0906-2130009	customercareuk@silkn.eu
Άλλες χώρες	+31 (0)180-330 550	info@silkn.eu

14. Εγγύηση

Ανατρέξτε στην κάρτα εγγύησης της Silk'n που διαθέτετε.

15. Απόρριψη



Χωρίστε κατάλληλα τα υλικά συσκευασίας πριν τα απορρίψετε. Απορρίψτε το χαρτόνι και το χαρτοκιβώτιο μέσω της υπηρεσίας ανακυκλώσιμου χαρτιού και τη μεμβράνη μέσω της κατάλληλης υπηρεσίας συλλογής.



(Αυτή η ενότητα ισχύει για την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών.) Αρ. εγγρ. ΑΗΗΕ DE 31619958. **Μην απορρίπτετε παλιές συσκευές με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα! Αν το προϊόν δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί κάποια στιγμή, απορρίψτε το σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς που ισχύουν στην πόλη ή στον νομό σας.** Αυτό διασφαλίζει ότι οι παλιές συσκευές ανακυκλώνονται με επαγγελματικό τρόπο και εξαλείφει επίσης τις αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον. Για τον σκοπό αυτό, ο ηλεκτρικός εξοπλισμός φέρει ειδική σήμανση με το σύμβολο που εμφανίζεται εδώ.

*Προϊόντα που φέρουν ετικέτα με τα εξής συστατικά: Cd = κάδμιο, Hg = υδράργυρος, Pb = μόλυβδος.

16. Προδιαγραφές

Μοντέλο	H3103
Ηλεκτροχημική λειτουργία	70-400 Microampere (μΑ)
Μέγεθος φωτεινής κηλίδας	0,9 cm x 3 cm [2,7 cm ²]
Τεχνολογία	Enhanced Home Pulsed Light™
Μέγιστο επίπεδο ενέργειας	4 J/cm ² το μέγιστο
Μήκος κύματος	520-1200nm
Διάρκεια φωτεινού παλμού	500-800 μs
Τρόπος λειτουργίας	Συνεχής
Χειρισμός και ασφάλεια	Ο αισθητήρας χρώματος δέρματος εξασφαλίζει τη χρήση μόνο στους κατάλληλους τύπους χρώματος
Ρυθμός επανάληψης	1,0 Hz το μέγιστο
Βάρος συστήματος	225gr

Μεταφορά και αποθήκευση μεταξύ των χρήσεων και συνθήκες αποθήκευσης	Θερμοκρασία: - 40 ° με +70 °C Σχετική υγρασία: 10% - 90% rH Ατμοσφαιρική πίεση: 500 - 1060 hPa
Συνθήκες λειτουργίας	Θερμοκρασία: 10 ° - 30 °C Σχετική υγρασία: 30% - 75% rH Ατμοσφαιρική πίεση: 700 - 1060 hPa
Χρόνος από την ελάχιστη θερμοκρασία φύλαξης μεταξύ χρήσεων έως την ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας με θερμοκρασία περιβάλλοντος 20 °C	30 λεπτά
Χρόνος από τη μέγιστη θερμοκρασία φύλαξης μεταξύ χρήσεων έως τη μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας με θερμοκρασία περιβάλλοντος 20 °C	30 λεπτά
Προστασία από ηλεκτροπληξία	Ιατρική συσκευή κατηγορίας II με εφαρμοζόμενο μέρος τύπου BF
Προσαρμογέας	KSA-60B-200300D5
	Είσοδος: 100-240 V, 50-60 Hz, 1,8 A Έξοδος: 20 Vdc, 3 A
Παράμετροι παλμών (δευτερόλεπτα)	Ενεργειακό επίπεδο 1: 0,5 Ενεργειακό επίπεδο 2: 0,7 Ενεργειακό επίπεδο 3: 0,9 Ενεργειακό επίπεδο 4: 1,0 Ενεργειακό επίπεδο 5: 1,3
Bluetooth LE Συχνότητα λειτουργίας: Ισχύς πομπού:	2.402 MHz ~ 2.480 MHz Κάτω από 3 mW

17. Νομική σημείωση

Πνευματικά δικαιώματα 2023 © Silk'n Beauty Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Η Home Skinovations Ltd διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στα προϊόντα της ή στις προδιαγραφές αυτών με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης, αξιοπιστίας ή κατασκευής. Οι πληροφορίες που παρέχονται από την Home Skinovations Ltd. θεωρούνται ακριβείς και αξιόπιστες κατά το χρόνο της δημοσίευσης. Ωστόσο, η Home Skinovations Ltd δεν αναλαμβάνει ευθύνη για τη χρήση τους. Καμία άδεια δεν παραχωρείται, σιωπηρώς ή ρητώς, επί οποιωνδήποτε ευρεσιτεχνιών ή δικαιωμάτων ευρεσιτεχνιών της Home Skinovations Ltd. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή αναδημοσίευση του παρόντος εγγράφου ή μέρους του, σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό ή μηχανικό, για οποιονδήποτε σκοπό, χωρίς την προηγούμενη ρητή γραπτή άδεια της Home Skinovations Ltd. Τα δεδομένα ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. Η Silk'n Beauty Ltd. κατέχει ευρεσιτεχνίες και αιτήσεις ευρεσιτεχνιών που εκκρεμούν, εμπορικά σήματα, πνευματικά δικαιώματα και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τα οποία καλύπτονται θεματικά στο παρόν έγγραφο. Η χορήγηση του παρόντος εγγράφου δεν παραχωρεί σε εσάς οποιαδήποτε άδεια επί αυτών των ευρεσιτεχνιών, εμπορικών σημάτων, πνευματικών δικαιωμάτων ή οποιονδήποτε άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που παραχωρούνται ρητώς με οποιαδήποτε έγγραφη συμφωνία της Silk'n Beauty Ltd. Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. Το Silk'n και το λογότυπο Silk'n αποτελούν καταχωρισμένα εμπορικά σήματα της Silk'n Beauty Ltd., Invention Works B.V. Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, Ολλανδία www.silkn.eu, info@silkn.eu.

İçindekiler Tablosu

1. Uyarılar ve kontrendikasyonlar	188
2. İşaretler ve semboller	195
3. Güvenlik İpucu Silk'n Infinity	196
4. Cihazınızı tanıyın: Silk'n Infinity	197
5. Cihaz kontrol ve ayarları.....	198
6. Silk'n Infinity ile beklenebilecekler	201
7. Olası yan etkiler	201
8. Uygulama planı	203
9. Başlayın!	204
10. Temizlik ve bakım	206
11. Silk'n Infinity cihazınızı Bluetooth'a bağlama	206
12. Sorun giderme	207
13. Müşteri hizmetleri.....	208
14. Garanti	208
15. Bertaraf etme!	208
16. Teknik özellikler	209
17. Yasal uyarı.....	210

1. Uyarılar ve kontrendikasyonlar



Cihaz kullanılırken olası veya yaklaşan bir tehlike, sorun veya diğer olumsuz durumları bildiren bir ifade veya olay.



Elektrik ve güvenlik uyarıları

Kullanım kılavuzunda Avrupa Birliği içinde yürürlükte olan standart ve kurallar esas alınmıştır. Avrupa Birliği dışındayken, ilgili ülkedeki özel kılavuzlara ve yasalara da uymanız gerekir. Kullanmadan önce lütfen tüm uyarıları ve kontrendikasyonları okuyun.

- Adaptörü elektrik kaynağına bağlamadan önce mutlaka ellerinizin kuru olduğundan emin olun.
- Cihazı banyo yaparken veya duş alırken kullanmayın.
- Cihazı sudan uzak tutun! Cihazı suya veya su içeren başka bir kabın içine düşebileceği, itilebileceği veya yerleştirilebileceği yerlere koymayın ve böyle yerlerde muhafaza etmeyin.
- Cihazı veya hiçbir parçasını kesinlikle suya sokmayın.

- Cihaz suya temas ettiyse, dokunmadan cihazı hemen elektrik kaynağından ayırın.
- Kablosu ya da fişi zarar görmüş, düzgün çalışmayan ya da suya batırılmış adaptörü kullanmayın. Böyle bir durumda, dokunmadan önce hemen adaptörün fişini prizden çekin. Adaptörü prizden çekmezseniz elektrik akımına kapılabilirsiniz!
- Cihazı patlama riski olan yerlerde kullanmayın. Cihazı ve tüm parçalarını açık alevlerden ve sıcak yüzeylerden uzak tutun.
- Cihazı hiçbir zaman elektrik kaynağına bağlıyken gözetimsiz bırakmayın. Adaptörü, acil durumlarda elektrik kaynağından kolayca çıkarılabilecek şekilde, her zaman erişilebilir olarak saklayın.
- Cihazı kullanmadığınızda, temizlemek istediğinizde veya bir arıza durumunda mutlaka cihazı kapatın ve elektrik kaynağıyla bağlantısını kesin.
- Adaptörü prizden hiçbir zaman kablo-sundan çekerek çıkarmayın. Mutlaka adaptörü tutarak çıkarın.
- Adaptör kablosunu takılma tehlikesi oluşturmayacak şekilde yerleştirin.

- Adaptör kablosunu bükme ve keskin kenarlar üzerine koymayın.
- Cihazı gözlerden uzak tutun. Bu cihazdan olası tehlikeli optik radyasyonun yayılma olasılığı vardır. Çalışma lambasına doğrudan bakmayın. Gözler zarar görebilir.
- Uyumluluk açısından sorumlu tarafça açıkça onaylanmamış, bu cihazda yapılacak değişiklik veya modifikasyonlar kullanıcının cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.
- Bu kılavuzda tanımlandığı üzere üretici tarafından temin edilmeyen parça veya aksesuarları kullanmayın veya cihaz herhangi bir şekilde hasarlıysa, düzgün çalışmadığı görülüyorsa veya duman görüyor veya kokusunu alıyorsanız cihazı kullanmayın. Bu tip durumlarda, cihazı kullanmayı bırakın ve Müşteri Hizmetleriyle iletişim kurun.
- Tamir işlemleri sadece yetkili personel tarafından gerçekleştirilebilir. Cihazın içini açmaya, değiştirmeye veya tamir etmeye çalışmayın. Kendinizi tehlikeli elektrikli parçalara maruz bırakabilir ve kendinize ciddi zararlar verebilirsiniz. Bu durumda garantiniz de geçersiz kalır.
- Üretici, uygunsuz veya hatalı kullanımdan kaynaklanan hasar veya yaralanmalardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

- Çocuklar cihaz veya herhangi bir parçası ile oynamamalıdır.
- Çocukların ambalaj ile oynamasına izin verilmemelidir. Çocuklar ambalaj malzemesiyle kendine zarar verebilir veya küçük parçaları yutup boğulabilirler.
- Cihaz evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır! Yasalar uyarınca, bu elektrikli cihazı (tüm aksesuar ve parçalarıyla birlikte) elektrikli cihazlar için belirlenmiş bir geri dönüşüm toplama noktasına göndermeniz gerekmektedir. Ayrıntılar için bkz. bölüm 15. Bertaraf etme!.



Kontrendikasyonlar

- Silk'n Infinity çocuklar, fiziksel, duyuşsal veya psikolojik beceri ve kapasiteleri sınırlı olan yetişkinler ve cihazın kullanımıyla ilgili yeterli bilgi ve deneyim sahibi olmayan kişiler tarafından kullanılmamalıdır.
- Silk'n Infinity herkes için tasarlanmamıştır. Lazerle veya yoğun atımlı ışık kaynaklarıyla tüylerin alınması bazı kişilerde tüylerin daha fazla büyümesine neden olabilir. Mevcut verilere dayanarak, bu tür bir tepki için en yüksek risk grupları yüz ve boyunda uygulama yapan Akdeniz, Orta Doęu ve Güney Asya kökenli kadınlardır.

- Silk'n Infinity çocuklar veya hayvanlar üzerinde kullanıma uygun değildir.

Şu durumlarda kullanmayın:

- hamileyseniz veya emziriyorsanız.
- keloid yara izi geçmişiniz varsa.
- geçmişte veya halihazırda epilepsi rahatsızlığınız varsa.
- porfiria, polimorfik ışık eripsiyonu, solar ürtiker, lupus vb. fotosensitiviteyle ilişkili bir hastalığınız varsa.
- cilt kanseri geçmişiniz veya potansiyel cildinizde malignite gelişme olasılığı olan bölgeler varsa.
- son 3 ay içinde ışın tedavisi veya kemoterapi tedavisi gördüyseniz.
- geçen 6 ay içinde bir cilt rahatsızlığı için hekiminizden ilaçlar aldıysanız.
- doktorunuzun bu cihazı kullanmanızı güvenli bulmamasına neden olacak başka herhangi bir durumunuz varsa.
- bir hastalık veya sağlıkla ilgili diğer bir sorun nedeniyle ısıyı gerektiği gibi algılamıyorsanız.

Vücutun şu bölümleri üzerinde kullanmayın:

- Bronz cilt üzerinde. Lütfen 5.5. Güneş Maruz Kalma bölümüne başvurun.
- Gözlerin çevresinde veya yakınında. Elmacık kemiklerinin altında kullanın.
- Dövme, kalıcı makyaj, koyu kahverengi veya siyah benekler (büyük çiller, ben veya sigil gibi), meme uçları, genital bölge veya dudaklar üzerinde.
- Dolgu maddesi veya toksin enjeksiyonu uygulanmış olan bölgeler.
- Geçmişte uçuk çıkmış olan vücut bölgeleri.
- Aktif egzama, sedef hastalığı, lezyon, açık yaralar veya enfeksiyon (uçuk), sistemik ya da metabolik hastalıkların (örneğin diyabet) neden olduğu anormal cilt.
- Daha sonra tüy çıkmasını isteyebileceğiniz bölgeler. Sonuçlar kalıcıdır.





Ek uyarıları

- Kullanımdan önce tüm takıları çıkarın.
- Kullanımdan önce cildi temizlemek için kesinlikle alkol (parfümler, antiseptikler veya alkol içeren diğer uygulamalar dahil) veya aseton gibi yanıcı sıvılar kullanmayın.

- Enerji ayarını dikkatlice seçin. Enerji yoğunluğu artırıldığında, tüy giderme süreci olumlu etkilenir, ancak yan etki ve komplikasyon riski artar.
- Cildinizde yanık, su toplaması veya cilt renginizdeki değişiklik risklerinden kaçınmak için enerji seviyelerini seçerken tüy ve cilt rengi tablosuna uyun (kılavuzun önündeki tabloya bakınız).
- Vücudunuzun belirli bir bölgesine uygulama yapmadan önce mutlaka bir nokta testi yapın.
- Bir tüy giderme seansında aynı cilt bölümüne bir defadan fazla uygulama yapmayın.
- Bir bölgeye uygulama yaparken atımların örtüşmesinden veya boşluklardan kaçınin.
- Hafif rahatsızlık hissederseniz daha düşük bir enerji seviyesi kullanın.
- Uygulama yapmayın bölgeleri güneşe maruz bırakmayın ve 2-5 arası enerji seviyelerini bronzlaşmış cilt üzerinde veya güneşe maruz kaldıktan hemen sonra (yapay bronzlaşma makineleri de dahil) kullanmayın. Lütfen 5.5. Güneşe Maruz Kalma bölümüne başvurun.

- ⦿ Ciltte aşırı kızarıklık, su toplaması veya yanıklar görürseniz cihazı kullanmayı hemen bırakın.
- ⦿ Ağrı hissederseniz kullanmayı hemen bırakın.
- ⦿ Cilt veya cihaz çok ısınırsa kullanmayı hemen bırakın.

2. İşaretler ve semboller

	<p>Uygunluk Bildirimi: Bu sembol ile etiketlenmiş ürünler Avrupa Ekonomik Bölgesinin tüm geçerli hükümlerini yerine getirir</p> <p>Sadeleştirilmiş Uygunluk Beyanı: AB uygunluk beyanının 10 (9) maddesi uyarınca, Bluetooth LE tipi radyo ekipmanı 2014/53/ EU Direktifine uygundur. AB uygunluk beyanının tam metni şu internet adresinde mevcuttur: https://silkn.eu/media/downloads/EU-Declaration-of-Conformity-Infinity-Fast.pdf</p>
	<p>Sınıf II. Adaptör, çift yalıtımla elektrik şokuna karşı korunmaktadır.</p>
<p>IP30</p>	<p>Cihaz, çapı 2,5 mm'den büyük olan cisimlerin (örneğin elektrik çarpmasına karşı koruma için parmakların) girmesini önlemek için gerekli korumaya sahiptir.</p>
	<p>Islak ortamlarda kullanmayın.</p>
	<p>Cihaz evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır! WEEE direktifi uyarınca, bu elektrikli cihazı (tüm aksesuar ve parçalarıyla birlikte) elektrikli cihazlar için belirlenmiş bir geri dönüşüm toplama noktasına göndermeniz gerekmektedir.</p>
	<p>Avrasya Gümrük Birliğinin zorunlu tuttuğu teknik düzenlemelere uygundur.</p>

 Bu cihaz, tutuşabilir anestezi maddelerinin hava veya Oksijenle ya da Diazot Monoksit ile karışımı durumunda kullanıma uygun değildir.

3. Güvenlik İpucu Silk'n Infinity

Silk'n Infinity ile güvenlik önce gelir. Enhanced Home Pulsed Light™ (eHPL) teknolojisi, daha düşük enerji düzeyleriyle üstün güvenlik sağlar.

eHPL™ teknolojisi ile diğer ışık bazlı tüy giderme cihazları tarafından kullanılanın çok altında bir enerji düzeyiyle uzun süreli tüy giderme sonuçları elde edilir. Teknoloji 2 enerji kaynağını bir araya getirir: galvanik enerji ve optik enerji. Galvanik enerji cilt gözeneklerini geçici olarak genişleterek kıl gövdesine optik enerjinin daha iyi nüfuz edebilmesini sağlar. Kıl gövdesi ışığı emer, kıl kökünü etkisiz hale getirir ve kılın büyümesi engellenir.

Düşük enerji kullanımı yaralanma veya komplikasyonlara neden olma olasılığını azaltır ve genel güvenliğinize katkıda bulunur.

Silk'n Infinity cildinizi korur.

Işık bazlı tüy giderme, bronzlaşmış cilt için uygundur. Silk'n Infinity uygulama yapılan yüzeyin ten rengini ölçmek için tasarlanmış entegre bir ten renk sensörü ile birlikte temin edilir ve enerji seviyelerini ten rengine göre uygular.

Ayrıca, ışık atımlarının iletildiği uygulama yüzeyi cihazın içine girintilidir. Bu özellik Silk'n Infinity uygulama yüzeyi ile cilt arasında doğrudan teması önleyerek cildinizi koruyabilmenizi sağlar.

Silk'n Infinity gözlerinizi korur

Silk'n Infinity gözlerin korunması için entegre bir güvenlik özelliğine sahiptir. Uygulama yüzeyi açık havaya dönükken ışık atımı yayılmasını önleyecek şekilde tasarlanmıştır. Güvenlik özelliği sadece uygulama yüzeyi cilt ile temas halindeyken uygulamaya izin verir.

4. Cihazınızı tanıyın: Silk'n Infinity

Silk'n Infinity güçlü bir elektrikli cihazdır. Bu nedenle güvenliğe özel dikkat gösterilerek kullanılmalıdır. **Kullanımdan önce, kullanım sonrası işlemler dahil olmak üzere cihazın nasıl kullanılması gerektiğiyle ilgili talimatları okuyup anlamanız ve harfiyen uygulamanız önemlidir.** Her uygulamadan önce bu kılavuzdaki talimatları incelemeniz tavsiye edilir.

4.1. Paket içerikleri

Paket içerikleri satın alınan seçeneğe göre değişir.

Infinity bileşenleri

- Silk'n Infinity cihazı
- Adaptör
- Kullanım kılavuzu
- Garanti kartı
- Bakım çantası

4.2. Cihazın tanımı

Silk'n Infinity istenmeyen tüylerin giderilmesi için eHPL™ teknolojisinin kullanıldığı bir evde kullanım tipi cihazdır. Cihaz bir uygulama yüzeyi ve bir atım tetiğine sahiptir. Ayrıca bir galvanik uygulama sirkülasyonu oluşturmak ve kullanmak için bir çift elektrot, taban ve dokunma elektrotuna sahiptir. Cihazdaki özelliklerin yerleri için bu kullanma kılavuzunun başında verilen çizime bakınız.

1. Atım düğmesi
2. Uygulama yüzeyi
3. Ten rengi sensörü
4. Bluetooth gösterge ışığı
5. Enerji düzeyi gösterge ışıkları
6. Kontrol düğmesi
7. Hazır/ten rengi uyarı gösterge ışığı
8. Taban elektrotu
9. Dokunma elektrotu
10. Adaptör soketini

4.3. Kullanım amacı

Silk'n Infinity istenmeyen tüylerin giderilmesi için tasarlanmıştır. Cihaz aynı zamanda uzun süreli veya kalıcı tüy azaltma için tasarlanmıştır. Kalıcı tüy azaltma, bir uygulamaya yüzeyinde uygulamadan sonra çıkan tüylerin sayısında uzun vadeli sabit bir azalma olarak tanımlanmaktadır. Cihazı vücudunuzdaki istenmeyen tüyleri gidermek için kullanabilirsiniz. Cihazın kullanımı için ideal vücut bölümleri koltuk altı, bikini bölgesi, kollar, bacaklar, yüz (elmacık kemiklerinin altı), sırt, omuzlar ve göğüştür.

Silk'n Infinity tıbbi bir cihaz değildir. Özel olarak kozmetik uygulamalar için tasarlanmıştır. Cihaz sadece özel kullanım için tasarlanmıştır ve ticari veya tedavi amaçlı kullanıma uygun değildir.

Bu kılavuzda açıklanan amaçlar dışında başka bir amaçla kullanmayın.

5. Cihaz kontrol ve ayarları

5.1. Cihaz kontrolleri

Cihazdaki özelliklerin yerleri için bu kullanma kılavuzunun başında verilen çizime bakınız.

Kontrol	İşlem	Fonksiyon / Mod
Kontrol düğmesi (#6)	Kısa süreli basma	Her basıldığında enerji seviyesi artar. Başlangıçtaki varsayılan seviye 1'dir. 1'e geri dönmek için seviyeler arasında geçiş yapın.
Atım düğmesi (#1)	Kısa süreli basma	Işık atımını tetikler.
Dokunma elektrotu (#9)	Kısa süreli basma	Atım düğmesi ile birlikte basıldığında bir ışık atımını tetikler (#1).
Enerji düzeyi gösterge ışıkları (yeşil) (#5)	Sürekli	Işıkların sayısı enerji seviyesini gösterir.
Hazır/ten rengi uyarı gösterge ışığı (yeşil) (#7)	Sürekli	Cihaz kullanıma hazırdır.
	Yavaş yanıp söner	Cilt ile yeterli temas mevcuttur.
	Hızlıca yanıp söner	Ten rengi güvenli kullanım için çok koyu. Işık atımı uygulanmaz.
Bluetooth gösterge ışığı (mavi) (#4)	Yanıp söner	Bluetooth etkindir.

5.2. Ten rengi sensörü

Koyu renkli cilde ışık bazlı tüy giderme uygulanması yanık, su toplaması ve ten renginde değişiklik (hiperpigmentasyon veya hipopigmentasyon) gibi yan etkiler neden olabilir. Silk'n Infinity cihazında ten renginizi otomatik olarak algılayan bir ten rengi sensörü bulunmaktadır. Ten rengi sensörü her uygulama başında ve bazen uygulama sırasında ten renginizi kontrol eder.


- ❗ Hiç ışık atımı görmezseniz ve hazır/ten rengi uyarı gösterge ışığı (#7) hızlıca yanıp sönüyorsa, ten rengi sensörü ile ölçülen ten renginiz güvenli kullanım için çok koyu demektir. Cihazı vücudunuzun farklı bir bölümü üzerinde kullanmayı deneyin.

5.3. Enerji seviyeleri

Enerji seviyesi cilde gönderilen ışık atımının yoğunluğunu belirler. Enerji seviyesi yükseldikçe tüy gidermede daha iyi sonuç alınır ancak yan etkilerin ve komplikasyonların görülme olasılığı da artar.

- Cihazda 5 enerji düzeyi gösterge ışığı (#5) ile gösterilen 1'den (en düşük) 5'e (en yüksek) kadar 5 ayrı enerji seviyesi bulunur.
- Cihaz çalıştırıldığında enerji seviyesi otomatik olarak 1 düzeyine ayarlıdır. Sadece bir adet enerji düzeyi gösterge ışığı (#5) yanar.
- Enerji seviyesini değiştirmek için kontrol düğmesine (#6) arka arkaya basarak enerji seviyesini 1'den 5'e arttırın. 5. seviyeye geldiğinde tekrar kontrol düğmesine (#6) basarak enerji seviyesini 5'ten 1'e düşürün.

5.4. Atış ve Kaydırma



Atış belirli noktalara veya küçük alanlara uygulama yapmak için en iyi yöntemdir.

- Uygulama yüzeyini (#2) cildinize değdirin. Atımları belli sıralar takip ederek uygulayın (çizimde gösterildiği gibi soldan sağa veya yukarıdan aşağıya). Her bir sıranın bir ucundan başlayıp diğer ucuna doğru ilerleyin.
- Uygulama yüzeyi (#2) uygulama yapılan bölgede geçici baskı işaretleri oluşturur. Böylece, hangi bölgeye uygulama yapmış olduğunuzu görebilirsiniz.

- Her atımdan sonra, uygulama yüzeyini (#2) sıradaki noktaya götürün. Tarif edilen atış işlemini uygulama yaptığınız bölgenin tamamı için tekrarlayın.
- Cihazı kullanırken boşluklardan veya çakışmalardan kaçının.

Gliding vücudun daha büyük bölümlerine uygulama yapmak için en iyi yöntemdir.

Uygulama yüzeyini (#2) sıkı bir şekilde cildinize bastırın ve cildiniz üzerinde yavaşça kaydırın (çizimde gösterildiği gibi soldan sağa veya aşağıya doğru). Uygulama yüzeyinin (#2) her zaman cildinize değdiğinden emin olun.

- Düşük enerji seviyelerinde cihazın atımlar arasında yeniden şarj olması sadece 1-1,5 saniye sürer. Böylece, kesintisiz sinyal gönderimi sağlanır.
- Kaydırma hızınızı boşluklar ve üst üste binme durumlarının oluşmasını önleyecek şekilde ayarlayın.

⚠ Bir tüy giderme seansında aynı cilt bölümüne bir defadan fazla uygulama yapmayın.

⚠ Ağrı hissederseniz kullanmayı hemen bırakın.

5.5. Güneşe Maruz Kalma

- Cihazın en düşük enerji seviyesi (1) güneşe maruz kaldıktan sonra bile güvenli kullanım için tasarlanmıştır.
- 2-5 arasındaki enerji seviyelerini kullanmanız halinde, **uygulamadan önce 4 hafta ve uygulamadan sonra 2 hafta** boyunca güneşe maruz kalmaktan kaçının. Bunun nedeni, büyük miktarlarda melaninin herhangi bir ışık bazlı tüy giderme yöntemi kullanılırken cildin daha yüksek riske maruz kalmasına neden olmasıdır. Bu kural, çabuk bronzlaşmıyor gibi görünenler de dahil olmak üzere tüm cilt tipleri için geçerlidir.
- Önermiyoruz, ancak bir uygulamadan sonra güneşe çıkmanız gerekirse, uygulama yapılan bölgeye SPF30 veya daha yüksek koruma derecesine sahip bir güneş kremi sürdüğünüzden emin olun. Buna uygulamadan **sonra 2 hafta** süreyle devam edin.

5.6. Gözlerin ışık atımına maruz kalması

- Cihaz yüzdeki tüylerin giderilmesi için kullanılabilir olmakla birlikte, gözlerle teması önlemek için özellikle dikkat edilmeli ve sadece elmacık kemiklerinin altında kullanılmalıdır.
- **i** Cihazın art arda atımlar gönderebilmesi için, cildinize sağlam biçimde temas etmesi ve cildiniz üzerinde hareket etmeye devam etmesi gerekir.

6. Silk'n Infinity ile beklenebilecekler

Bir Silk'n Infinity uygulama seansı sırasında aşağıdakiler normaldir:

- **Fan gürültüsü:** Soğutucu fan, saç kurutma makinesine benzer bir ses çıkartır.
 - **Her atımda bir pat sesi:** eHPL™ ışığının her atımı uygulandığında, ışığın yanıp sönmesiyle aynı anda hafif bir pat sesinin işitilmesi normaldir.
 - **Isı ve karıncalanma hissi:** Her galvanik atım işlemi sırasında, galvanik enerji ve ışık enerjisinden hafif bir ısı ve karıncalanma hissedilmesi normaldir.
 - **Bir miktar hafif kırmızı veya pembe renk:** Uygulama seansız sırasında ve hemen sonrasında, cildinizin çok hafif pembemsi bir renk alması olağan dışı bir durum değildir. Genellikle bu durumun en fazla fark edildiği yer kılların etrafıdır.
- ⚠ Ciltte aşırı kızarıklık, su toplaması veya yanıklar görürseniz cihazı kullanmayı hemen bırakın.

7. Olası yan etkiler

Talimatlar doğrultusunda kullanıldığında, Silk'n Infinity kullanımına bağlı yan etkiler ve komplikasyonlar sık görülmez. Ancak evde kullanılmak üzere tasarlananlar dahil olmak üzere, tüm kozmetik uygulamalarda belirli bir risk düzeyi söz konusudur. Dolayısıyla, evde kullanılmak üzere tasarlanan ışık atımlı tüy giderme sistemlerinin kullanımında ortaya çıkması muhtemel riskleri ve komplikasyonları anlamanız ve kabul etmeniz önem arz etmektedir.

Önemsiz Cilt Rahatsızlığı

Işık atımlı ev tipi tüy giderme işlemi (Home Pulsed Light) genellikle iyi tolere edilir.

Ancak, bazı kullanıcılar kullanım sırasında hafif rahatsızlık hissedebilir. Bunun en iyi tarifi, uygulama yapılan cilt bölgelerinde hafif bir batma hissidir. Batma hissi uygulama sırasında veya sonrasında devam edebilir.

Bunun anlamı, cihazı daha düşük bir enerji seviyesinde kullanmanız gerektiğidir ve bu da faydalı olmazsa cihazı kullanmayı bırakmanız gerekir.

Cilt Kızarıklığı

Cihazı kullandıktan hemen sonra veya 24 saat içinde cildiniz kızarabilir. Kızarıklık genellikle 24 saat içinde geçer.

Kızarıklık 2-3 gün içinde geçmezse doktorunuza görünün.

Kendinizi rahat hissettiğiniz ve ten renginize uygun olan enerji seviyesini kullandığınızdan emin olun.

Yüksek Cilt Hassasiyeti

Uygulama yapılan bölgedeki cilt daha hassas olur, bu nedenle ciltte kuruluk veya pul pul dökülme görülebilir.

Renk Değişiklikleri

Cihaz kıl gövdesini, özellikle kıl kökündeki renkli hücreleri ve kıl kökünün kendisini hedef alır. Yine de etrafındaki ciltte geçici hiperpigmentasyon (pigment artışı ya da kahverengiye dönme) veya hipopigmentasyon (beyazlaşma) görülme riski bulunmaktadır. Deri pigmentasyonunda değişiklik riski koyu renk cilde veya aşırı bronzlaşmış cilde sahip olan kişiler için daha yüksektir. Renk değişiklikleri veya deri pigmentasyonundaki değişiklikler genellikle geçici olup, kalıcı hiperpigmentasyon veya hipopigmentasyon nadir görülür.

Aşırı Kızarıklık ve Şişkinlik

Nadir durumlarda uygulama yapılan ciltte fazla kızarıklık ve şişme olabilir. Bu durum vücudun hassas bölgelerinde daha yaygın olarak görülebilir. Kızarıklık ve şişlik 2-7 gün arasında azalmalı ve etkilenen bölge sık sık buz uygulaması ile tedavi edilmelidir. Bölge nazikçe temizlenebilir ancak güneşe maruz kalınmamalıdır.

Su Toplaması veya Yanıklar

Etkilenen bölgeyi soğutun ve yanık kremi sürün. Bir sonraki uygulama yapılmadan önce bölgenin tamamen iyileşmesini bekleyin ve daha düşük bir enerji seviyesi kullanın. **Eğer cildiniz 3 gün içinde normal haline dönmezse, doktorunuza başvurun.**

- i** Bu etkilerden herhangi bir daha şiddetliyse cihazı kullanmayı hemen kesin.
- i** Etkiler 2-3 gün içinde geçmezse doktorunuza görünün.

8. Uygulama planı

Tipik ty byme dngs 18-24 ay srebilir. Kalıcı ty gidermenin saęlanabilmesi iin bu sre iinde birden fazla Silk'n Infinity uygulama seansı gereklidir.

Ty giderme ileminin verimlilięi kiiden kiiye, uygulama yapılan vcut blgesine, ty rengine ve cihazın kullanılı biimine gre deęiir.

Tam bir ty byme dngs sırasında tipik uygulama planı:

- **1-4. uygulama seansları:** İki hafta arayla planlayın.
- **5-7. uygulama seansları:** Drt hafta arayla planlayın.
- **8+. uygulama seansları:** İstenen sonular elde edilinceye kadar gerektięinde uygulayın.

Ty giderme iin beklenen uygulama sonucu

Fitzpatrick cilt tipi ¹	Ty reengi	Iık akısı [J/cm ²]	Vcudun blm ²	Ortalama uygulama sayısı ¹	%Ty azaltma
I-IV	Koyu sarı ile kahve-rengi arası	2,5-4	Alt veya st bacaklar	10-12 seans, yaklaık drt hafta arayla.	60%
			Kollar		%50
			Bikini blgesi		60%
			Koltuk altları		%55
I-IV	Kahve-rengiden siyaha	2,5-4	Alt veya st bacaklar	8-10 seans, yaklaık drt hafta arayla.	%70
			Kollar		60%
			Bikini blgesi		%70
			Koltuk altları		%65

1. Bireysel yanıt, ty tipine ve ty uzama Őekliini etkileyebilecek biyolojik faktrlere baęlıdır. Bazı kullanıcılar ortalama uygulama sayısından daha hızlı veya daha yava yanıt verebilirler.

2. Tek bir uygulama seansında veya hatta iift seansta kalıcı ty giderme beklenemez. Kıl kkleri iin dinlenme sresinin uzunluęu da vcut blgesine baęlıdır.

9. Başlayın!

9.1. Cihazı bağlama

1. Cihazı ve diğer parçaları kutudan çıkartın.
2. Adaptörü prize (#10) takın ve güç kaynağına bağlayın. Tüm enerji seviyesi gösterge ışıkları (#5) dairesel bir hareketle yanar ve söner.

9.2. Bir nokta testi yapın

Uygulama yapmak istediğiniz her vücut bölgesi üzerinde bir nokta testi yapmanız önemlidir. Nokta testinde ten renginin uygulama için uygun olup olmadığı kontrol edilir ve uygulama yaptığınız bölge için hangi enerji seviyesinin konforlu olduğunu bilmeniz sağlanır. Hem cilt rengi hem de enerji seviyesi, hedef uygulama bölgesine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

1. Bir nokta testi yapmak için, sonraki bölümde 1-5 ve 7-9 adımlarını uygulayın.
2. Konforlu hissettiğiniz en yüksek seviyeye ulaşına kadar yükek enerji seviyelerinde test yapmaya devam edin. Bir saat içinde hiçbir olumsuz etki yaşamazsanız, tam uygulamanızı bu enerji seviyesinde başlatabilirsiniz.
3. Uygulama yapmak istediğiniz her bölge için nokta testini tekrarlayın.

9.3. Uygulama adımları

1. Kullanımdan önce tüm takıları çıkarın.
2. Uygulamaya başlamadan önce uygulama yapılacak bölgedeki cilt tıraş edilmiş, temiz ve kuru olmalı ve üzerinde herhangi bir pudra, ter önleyici veya deodorant bulunmadığından emin olunmalıdır. **Tüyleri ağdayla almayın, yolmayın veya cımbızla almayın.**
3. Cildinizde uygulama yapılmaması gereken dövme, leke, siğil veya diğer izlerin üzerini örttüğünüzden emin olun. Beyaz bir bez veya beyaz bir tıbbi bant gibi ışığı emmeyen bir malzeme kullanın.
4. Kontrol düğmesine (#6) basın. Cihaz açılacak, 1. seviye enerji düzeyi gösterge ışığı (#5) yanacak ve fan çalışma sesi duyulmaya başlayacaktır.
5. Kontrol düğmesine basıldıktan yaklaşık 1 saniye sonra, hazır/ten rengi uyarı gösterge ışığı (#7) (yeşil) yanar. Cihaz artık en düşük enerji seviyesinde ilk atımı tetiklemeniz için hazırdır. Her zaman ilk uygulamanıza enerji seviyesi 1'de başlayın.
6. Size en konforlu gelen enerji seviyesini seçin.

7. Uygulama yüzeyini (#2) cildin üzerine yerleştirin ve atımı iletmek için atım düğmesine (#1) basın. Elinizin atım düğmesiyle (#1) birlikte taban elektrotuna dokunduğundan emin olun.

i Taban elektrotu (#8) ile el teması kurmazsanız, galvanik uygulama sirkülasyonu yayılmaz.

8. Atım düğmesine (#1) basın.

- Cihaz önce cilt rengini belirler. Cilt rengi güvenli uygulama için yeterince açık ise, cihaz galvanik sirkülasyonu devreye sokar. Hafif bir karıncalanma hissedebilirsiniz. Bu tamamen normaldir. Galvanik uygulama, uygulamanın daha iyi yapılabilmesi için gözeneklerinizi genişletmeye yarar.
- Bunun hemen sonrasında, cihaz cildinizin üzerine bir ışık atımı gönderir ve hazır/ten rengi uyarı gösterge ışığı (#7) söner. Parlak bir ışığın yanıp söndüğünü göreceksiniz ve aynı anda cihaz için normal bir ses olan bir patlama sesi işiteceksiniz. Hafif bir ısı ve karıncalanma hissedebilirsiniz. Cihaz bir sonraki atım için anında yeniden şarj olacaktır.
- Birkaç saniye sonra, cihaz yeniden yanıp sönmeye hazır olduğunda, hazır/ten rengi uyarı gösterge ışığı (#7) yeniden yanar. Gösterge ışığı cilde bastırıldığında yanıp sönmeye başlar.

9. Uygulama yüzeyini (#2) cildin uygulama yapılan bölgesinden uzaklaştırın.

10. Bölgede yapacağınız uygulama için **Kaydırma** veya **Atış** tekniklerinden hangisini kullanacağınıza karar verin (bkz. bölüm 5.4. **Atış ve Kaydırma**).

- **Atış** tekniğini kullanıyorsanız, uygulama yüzeyini (#2) cildinizin bitişik bir bölümü üzerine yerleştirin ve bir atım uygulayın.
- **Kaydırma** tekniğini kullanıyorsanız, atım düğmesini (#1) sürekli basılı tutun ve cihazı duraksamadan uygulama bölgesi üzerinde kaydırın.

11. Hedef bölgeyi tamamlayana kadar **Atış** veya **Kaydırma** tekniğini uygulamaya devam edin.

i Boşluklardan veya örtüşmelerden kaçınmaya çalışın.

! Eğer cildinizde su toplaması veya yanıklar oluşursa derhal cihazı kullanmayı bırakın.

12. Uygulamanızı tamamladığınızda, cihazı kapatmak için kontrol düğmesine (#6) uzun süreli basın. Kullandığınız son enerji ayarını unutmayın, çünkü cihaz her zaman enerji seviyesi 1'de başlar.

13. Adaptörü elektrik kaynağından çıkarın ve ardından cihazı temizleyin güvenli şekilde muhafaza edin (bkz. bölüm 10. Temizlik ve bakım).
14. Uygulama seansından sonra, cildinizin daha hızlı iyileşmesine yardımcı olmak üzere uygulama bölgesine bir vücut losyonu sürmenizi öneririz.

10. Temizlik ve bakım

- Cihazın fişini prizden çekin.
 - Uygulama yüzeyi (#2) dahil cihazı temizlemek için, temiz, kuru bir bezle silin. Cihazınıza zarar verecek olmalarından dolayı asla aseton veya diğer aşındırıcı sıvılar kullanmayın.
 - Temizlikten sonra, cihazı orijinal kutusunda saklamanız ve sudan uzak tutmanızı öneririz.
- ⚠ Cihazı veya hiçbir parçasını kesinlikle suya sokmayın.

11. Silk'n Infinity cihazınızı Bluetooth'a bağlama

Silk'n tüy giderme uygulamasını indirin ve bağlanın.

Ücretsiz Silk'n Tüy Giderme Uygulaması Silk'n tüy giderme cihazlarıyla her adımınızda sizi destekler, kişisel uygulama planınızı oluşturur, en güvenli ve en bilinçli tercihleri yapmanıza yardımcı olur ve en iyi sonuçlar için tüm uygulama kürünü takip etmenizi sağlar.

Bir Silk'n Infinity sahibi olarak Bluetooth bağlantısından da faydalanabilirsiniz. Sadece uygulamayı indirmeniz ve kayıt ve Bluetooth eşleştirme adımlarını gerçekleştirmeniz yeterlidir.

Silk'n tüy giderme uygulamasını ücretsiz indirmek için, şu karekodu tarayın:



 **Bluetooth**

12. Sorun giderme

Tamir işlemleri sadece yetkili personel tarafından gerçekleştirilebilir. Cihazın içini açmaya, değiştirmeye veya tamir etmeye çalışmayın. Kendinizi tehlikeli elektrikli parçalara maruz bırakabilir ve kendinize ciddi zararlar verebilirsiniz. Bu durumda garantiniz de geçersiz kalır.

Sorun	Kontroller
Cihazım çalışmıyor.	Şunları kontrol edin: <ul style="list-style-type: none">• adaptörün cihaza düzgün bir şekilde bağlı olduğunu ve elektrik kaynağına takılı olduğunu.
Atım düğmesine (#1) bastığımda galvanik atım gerçekleşmiyor.	Atım düğmesine (#1) bastığınızda elinizin taban elektrotuna dokunduğunu kontrol edin. Galvanik uygulama sirkülasyonu için, cildinize etkin bir uygulama yapılabilmesi bakımından tetiğe (#1) ve elektrotta (#9) aynı anda basılarak galvanik devrenin kapatılması gerekir.
Atım düğmesine (#1) bastığımda ışık atımı gerçekleşmiyor.	Şunları kontrol edin: <ul style="list-style-type: none">• yeşil hazır/ten rengi uyarı gösterge ışığı (#7) yavaşça yanıp sönüyor. Bu durum, cilt ile temasın yeterli olduğunu gösterir.• Uygulama yüzeyinin (#2) cildinize düzgün bir şekilde ve sıkıca temas ettiğini. Güvenliğiniz açısından, atım düğmesinin (#1) devreye girebilmesi için uygulama yüzeyinin (#2) cilde sağlamca bastırılması şarttır. Ten rengi uyarı gösterge ışığı (#7) hızlıca yanıp sönüyorsa, ten rengi sensörü ile ölçülen ten renginiz güvenli kullanım için çok koyu demektir. Cihazı vücudunuzun farklı bir bölümünde kullanmayı deneyin veya Silk'n müşteri destek birimiyle iletişim kurun.
Bir veya daha fazla ışık sürekli açık.	Cihaz arızalı. Cihazın fişini çekin ve yeniden başlatın. Sorun devam ederse, Müşteri Hizmetlerine başvurun.
Cihaz çalışmayı durdurdu ve bekleme moduna girdi.	Cihazı başlatmak için kontrol düğmesine (#6) tekrar basın.

13. Müşteri hizmetleri

Daha fazla bilgi için, www.silkn.eu web sitemize göz atın. Bu kılavuzu web siteden PDF olarak da indirebilirsiniz. Beklenmeyen çalışma durumları veya olaylar ya da cihazınızla ilgili tüm diğer sorunlar için Silk'n Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin. İletişim bilgilerimiz şunlardır:

Ülke	Servis numarası	E-posta
Belçika	0800-29316	serviceconsommateurbe@silkn.eu
Fransa	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Almanya	089 51 23 44 23	kundenservicede@silkn.eu
İtalya	+31(0)180-330550	servizioclientiit@silkn.eu
Hollanda	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
İspanya	900 823 302	servicioalcliente@silkn.eu
İngiltere	0906-2130009	customerareuk@silkn.eu
Diğer ülkeler	+31 (0)180-330 550	info@silkn.eu

14. Garanti

Silk'n garanti belgenize bakınız.

15. Bertaraf etme!



Ambalajı ayrıştırarak atın. Karton ve mukavvayı kağıt geri dönüştürme hizmetleriyle ve sargı malzemelerini uygun toplama hizmetleriyle bertaraf edin.



Avrupa Birliğinde ve geri dönüştürülebilir malzemeler için ayrı toplama sistemlerinin bulunduğu diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir. WEEE-Kayıt No. DE 31619958. **Eski cihazlar evsel atıklarla birlikte atılmaz! Zaman içinde bir noktada ürünün artık kullanılamaz hale gelmesi durumunda, şehrinizde veya ülkenizde yürürlükte olan düzenlemelere uygun şekilde bertaraf edin.** Bu şekilde, eski cihazların profesyonel şekilde geri dönüştürülmesi ve çevre açısından olumsuz sonuçların ortadan kaldırılması sağlanır. Bu nedenle, elektrikli ekipman burada gösterilen sembol ile işaretlidir.

*Cd = kadmiyum, Hg = cıva, Pb = kurşun şeklinde etiketli ürünler.

16. Teknik özellikler

Model	H3103
Galvanik	70-400 Mikroamper (μ A)
Nokta boyutu	0,9 cm x 3 cm [2,7 cm ²]
Teknoloji	Enhanced Home Pulsed Light™
Maks. Enerji Seviyesi	Maks. 4 J/cm ²
Dalga boyu	520-1200nm
Atım ışığı süresi	500-800 μ s
Çalışma modu	Sürekli
Çalışma ve güvenlik	Ten rengi sensörü, cihazın sadece uygun cilt tiplerinde kullanılmasını sağlar
Tekrarlama oranı	1,0 Hz maksimum
Sistem ağırlığı	225gr
Kullanımlar arasında taşıma ve saklama ve saklama koşulları	Sıcaklık: - 40 ° ila +70 °C Bağıl nem: %10 - %90 Atmosfer basıncı: 500 - 1060 hPa
Çalışma koşulu	Sıcaklık: 10 ° - 30 °C Bağıl nem: %30 - %75 Atmosfer basıncı: 700 - 1060 hPa
Kullanımlar arasındaki minimum saklama sıcaklığından 20°C ortam sıcaklığı ile minimum çalışma sıcaklığına gelene kadar gereken süre	30 dakika
Kullanımlar arasındaki maksimum saklama sıcaklığından 20°C ortam sıcaklığı ile maksimum çalışma sıcaklığına gelene kadar gereken süre	30 dakika
Elektrik çarpmasına karşı koruma	Sınıf II tıbbi ekipman tip BF uygulamalı parça
Adaptör	KSA-60B-200300D5
	Giriş: 100-240V; 50-60Hz; 1,8A Çıkış: 20Vdc; 3A

Atım parametreleri (saniye)	Enerji seviyesi 1: 0,5 Enerji seviyesi 2: 0,7 Enerji seviyesi 3: 0,9 Enerji seviyesi 4: 1,0 Enerji seviyesi 5: 1,3
Bluetooth LE Çalışma Frekansı Verici Gücü	2.402 MHz ~ 2.480 MHz 3 mW değerinin altında

17. Yasal uyarı

Telif Hakkı 2023 © Silk'n Beauty Ltd. Tüm hakları saklıdır.

Home Skinovations Ltd performansı, güvenilirliği ya da üretim kolaylığını artırmak için ürünlerde ve ürünlerin teknik özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Home Skinovations Ltd. tarafından verilen bilgilerin yayımlanma sırasında doğru ve güvenilir olduğuna inanılmaktadır. Ancak Home Skinovations Ltd bu bilgilerin kullanılması açısından hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Home Skinovations Ltd'ye ait herhangi bir patent ya da patent hakkına ilişkin dolaylı olarak veya başka şekillerde herhangi bir lisans verilmemektedir. Bu belgenin hiçbir bölümü, Home Skinovations Ltd'in açık yazılı izni olmadan herhangi bir amaç için, elektronik veya mekanik herhangi bir biçimde veya herhangi bir yöntemle çoğaltılamaz veya yayımlanamaz. Silk'n Beauty Ltd'nin bu belgenin konuları ile ilgili patentleri, inceleme süreci devam etmekte olan patent başvuruları, ticari markaları, telif hakları ve başka fikri mülkiyet hakları bulunmaktadır. Bu belgenin tarafınıza verilmiş olması, sizi söz konusu patentler, ticari markalar, telif hakları ya da diğer fikri mülkiyet hakları bakımından Silk'n Beauty Ltd. ile yapılan yazılı bir anlaşma kapsamında açıkça belirtilenler dışında herhangi bir lisans sahibi yapmaz. Teknik bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Silk'n ve Silk'n logosu, Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, Hollanda adresindeki Silk'n Beauty Ltd., Invention Works B.V. şirketinin tescilli ticari markalarıdır. www.silkn.eu, info@silkn.eu.

Indice

1. Avvertenze e controindicazioni.....	212
2. Segni e simboli	220
3. Sicurezza di Silk'n Infinity	220
4. Conoscere Silk'n Infinity.....	221
5. Controlli e impostazioni del dispositivo	223
6. Cosa aspettarsi dal trattamento con Silk'n Infinity	226
7. Potenziali effetti indesiderati	226
8. Piano di trattamento	228
9. Per iniziare!.....	229
10. Pulizia e manutenzione	231
11. Connettere il Silk'n Infinity a Bluetooth	232
12. Risoluzione dei problemi	232
13. Servizio di assistenza clienti	233
14. Garanzia.....	234
15. Smaltimento.....	234
16. Caratteristiche tecniche	234
17. Note legali	236

1. Avvertenze e controindicazioni



Una dichiarazione o un evento che indica un pericolo, un problema o un'altra situazione spiacevole, potenziali o imminenti, durante l'uso del dispositivo.



Avvertenze relative ai prodotti elettrici e alla sicurezza

Il manuale per l'utente è basato sugli standard e le regole in vigore nell'Unione Europea. Rispettare le linee guida e le normative locali nei paesi diversi dall'Italia. Leggere tutte le avvertenze e le controindicazioni prima dell'uso.

- ⦿ Assicurarsi sempre che le mani siano asciutte prima di collegare l'adattatore all'alimentazione elettrica.
- ⦿ Non utilizzare il dispositivo mentre si fa il bagno o sotto la doccia.
- ⦿ Tenere il dispositivo lontano dall'acqua! Non lasciare o conservare il dispositivo in posizioni dalle quali possa cadere, essere spinto o posto all'interno di una vasca, lavandino o qualsiasi altro contenitore contenente acqua.
- ⦿ Non immergere mai il dispositivo o i suoi componenti in acqua.

- Se il dispositivo è entrato in contatto con acqua, scollegarlo immediatamente dall'alimentazione elettrica prima di toccarlo.
- Non utilizzare mai l'adattatore se il cavo o la presa sono danneggiati, se non funziona correttamente o se è stato immerso nell'acqua. In tale circostanza, scollegare immediatamente l'adattatore prima di toccarlo. Il mancato scollegamento dell'adattatore può provocare scosse elettriche!
- Non utilizzare il dispositivo in ambienti con pericolo di esplosione. Tenere il dispositivo e tutte le sue parti lontano da fiamme libere e superfici calde.
- Non lasciare mai il dispositivo incustodito se collegato all'alimentazione elettrica. Assicurarsi che l'adattatore sia sempre accessibile, in modo che possa essere estratto facilmente dall'alimentazione elettrica in caso di emergenza.
- Spegnerne sempre il dispositivo e scollegarlo dall'alimentazione elettrica quando non lo si sta usando, quando si intende pulirlo o in caso di guasto.
- Non estrarre mai l'adattatore dalla presa tirando il cavo. Afferrare sempre l'adattatore per estrarlo.

- Posizionare il cavo dell'adattatore in modo che non costituisca un pericolo di inciampo.
- Non piegare il cavo adattatore e non appoggiarlo su spigoli vivi.
- Tenere il dispositivo lontano dagli occhi. Questo dispositivo emette radiazioni ottiche potenzialmente pericolose. Non guardare la lampada di funzionamento. Rischio di lesioni oculari.
- Cambiamenti o modifiche a questo dispositivo non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero annullare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.
- Non utilizzare se i ricambi o gli accessori non sono forniti dal produttore come indicato in questo manuale, oppure se il dispositivo è danneggiato in qualsiasi modo, o non sembra funzionare correttamente, oppure se si vede o sente fumo. In questi casi, interrompere l'uso del dispositivo e rivolgersi all'Assistenza Clienti.
- Le riparazioni sono consentite solo al personale autorizzato. Non tentare di modificare, aprire o riparare il dispositivo. Sussiste il rischio di esporsi a componenti elettrici pericolosi e di causare gravi danni fisici. Inoltre, così facendo si invaliderebbe la garanzia.

- Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni o lesioni causati da un uso improprio o scorretto.
- I bambini non devono giocare con il dispositivo o qualsiasi delle sue parti.
- I bambini non devono giocare con l'imballaggio, perché potrebbero ferirsi con il materiale o ingoiarne piccole parti e soffocare.
- Non smaltire tra i rifiuti domestici! La legge prevede che questo dispositivo elettronico (inclusi tutti gli accessori e i ricambi) sia smaltito presso un punto di raccolta per il riciclaggio dei dispositivi elettrici preposto. Per i dettagli vedere la sezione 15. Smaltimento.



Controindicazioni

- Silk'n Infinity non deve essere utilizzato da: bambini, adulti con capacità fisiche, sensoriali o psicologiche limitate, ovvero da manchi di esperienza o conoscenze sul suo utilizzo.
- Silk'n Infinity non è destinato a chiunque. La depilazione che sfrutta il laser o fonti di luce pulsata intensa, in alcuni individui può causare un aumento della crescita pilifera. Sulla base dei dati attualmente disponibili, i gruppi etnici a più alto rischio per questo tipo di risposta sono soggetti femmina di discendenza mediterranea, mediorientale e asiatica, per applicazioni su viso e collo.
- Silk'n Infinity non è adatto all'uso su bambini o animali.

IT

Non utilizzare in caso di:

- gravidanza o allattamento al seno.
- anamnesi di formazione di cicatrici cheloidi.
- epilessia presente o passata.
- malattie collegate a fotosensibilità, come porfiria, eruzione polimorfa alla luce, orticaria solare, lupus, ecc.

- ⊙ hanno anamnesi di cancro della pelle o aree cutanee con neoplasie potenzialmente maligne.
- ⊙ trattamenti di radioterapia o chemioterapia negli ultimi 3 mesi.
- ⊙ assunzione di farmaci prescritti dal medico per una patologia cutanea negli ultimi 6 mesi.
- ⊙ qualsiasi altra condizione che, a parere del medico, renderebbe non sicuro l'utilizzo del dispositivo.
- ⊙ impossibilità di percepire correttamente il calore a causa di una malattia o di altri problemi di salute.

Non usare sulle seguenti parti del corpo:

- ⊙ Su pelle abbronzata. Consultare la sezione 5.5. Esposizione al sole.
- ⊙ Intorno o vicino agli occhi. Utilizzare sotto gli zigomi.
- ⊙ su pelle tatuata o trucco permanente, macchie brune o nere (come lentiggini, nei, o verruche estesi), capezzoli, genitali, o labbra.
- ⊙ Aree trattate con filler o tossine.
- ⊙ Una parte del corpo che ha una tradizione di insorgenze di herpes.






- Pelle che abbia eczema attivo, psoriasi, lesioni, ferite aperte o infezioni (herpes labiale), pelle con caratteristiche anomale dovute a malattie sistemiche o metaboliche (p.es., diabete).
- Aree dove si può desiderare che i peli crescano in un secondo momento. I risultati sono permanenti.

Avvertenze aggiuntive

- Rimuovere tutti i gioielli prima dell'uso.
- Non usare mai liquidi infiammabili come alcol (inclusi profumi, disinfettanti o altri prodotti contenenti alcol) o acetone per pulire la pelle prima dell'uso.
- Selezionare attentamente l'impostazione dell'energia. Quando l'intensità di energia è aumentata, migliora la depilazione, ma aumenta il rischio di effetti collaterali e complicanze.
- Seguire la tabella dei colori dei capelli e della pelle quando si selezionano i livelli energetici per evitare il rischio di ustioni, vesciche o alterazioni del colore della pelle (vedere la tabella nella parte anteriore del manuale).
- Eseguire sempre uno spot test prima di trattare una parte specifica del corpo.

- ⦿ Non trattare più di una volta la stessa area nella medesima sessione di depilazione.
- ⦿ Evitare la sovrapposizione di impulsi o spazi vuoti quando si tratta un'area.
- ⦿ Se si avverte un leggero fastidio, diminuire il livello di energia.
- ⦿ Non esporre al sole le zone trattate e non utilizzare i livelli di energia da 2 a 5 su pelle abbronzata o dopo recente esposizione al sole (compresa l'esposizione a lampade solari). Consultare la sezione 5.5. Esposizione al sole.
- ⦿ Interrompere immediatamente l'uso in caso di forte arrossamento della parte, o in presenza di vesciche o scottature.
- ⦿ Interrompere immediatamente l'uso se si avverte dolore.
- ⦿ Interrompere immediatamente l'uso se la pelle o il dispositivo diventano troppo caldi.

2. Segni e simboli

	Dichiarazione di conformità: i prodotti etichettati con questo simbolo sono conformi a tutte le disposizioni applicabili dello Spazio Economico Europeo. Dichiarazione di conformità semplificata: In conformità all'articolo 10(9) della Dichiarazione di conformità UE, l'apparecchiatura radio di tipo Bluetooth Low Energy è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della Dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo: https://silkn.eu/media/downloads/EU-Declaration-of-Conformity-Infinity-Fast.pdf
	Classe II. L'adattatore è protetto contro le scosse elettriche per mezzo di un doppio isolamento.
IP30	Il dispositivo non consente l'ingresso di oggetti dal diametro maggiore di 2,5 mm, come le dita, come misura di protezione dalle scosse elettriche.
	Non utilizzare in ambienti umidi.
	Non smaltire tra i rifiuti domestici! La normativa RAEE prevede che questo dispositivo elettrico (compresi tutti gli accessori e i ricambi) sia smaltito presso un punto di raccolta preposto per il riciclaggio dei dispositivi elettrici.
	Conforme ai regolamenti tecnici richiesti dall'Unione doganale eurasiatica.

 Il dispositivo non è adatto all'uso in presenza di miscele anestetiche infiammabili contenenti aria o con ossigeno o protossido di azoto.

3. Sicurezza di Silk'n Infinity

Con Silk'n Infinity la sicurezza viene prima di tutto. La tecnologia Enhanced Home Pulsed Light™ (eHPL) offre una sicurezza superiore con livelli di energia inferiori.

La tecnologia eHPL™ consente risultati di rimozione a lungo termine con una frazione del livello di energia impiegato da altri dispositivi che sfruttano la luce. La tecnologia combina 2 fonti di energia: energia galvanica ed energia ottica. L'energia galvanica permette una migliore penetrazione dell'energia ottica nel fusto del pelo, dilatando temporaneamente i pori della pelle. Il fusto del pelo assorbe la luce e disattiva il follicolo pilifero, disabilitando la crescita dei peli.

La bassa energia utilizzata riduce il suo potenziale di causare danni o complicazioni e contribuisce alla vostra sicurezza generale.

Silk'n Infinity protegge la pelle

La depilazione a base di luce non è adatta alla pelle abbronzata. Silk'n Infinity viene fornito con un sensore di colore pelle integrato, progettato per misurare l'incarnato della superficie applicata e consentire livelli di energia a seconda dell'incarnato.

Inoltre, la superficie di trattamento, attraverso la quale vengono erogati impulsi di luce, è incassata all'interno del dispositivo. Ciò consente a Silk'n Infinity di proteggere la pelle evitando il contatto diretto tra la superficie di trattamento e la pelle stessa.

Silk'n Infinity protegge gli occhi

Silk'n Infinity ha una funzione di sicurezza integrata per la protezione degli occhi. È stato progettato in modo che non possa essere emesso un impulso luminoso quando la superficie di trattamento è esposta all'aria aperta. La funzione di sicurezza consente il trattamento solo quando la superficie di trattamento è a contatto con la pelle.

4. Conoscere Silk'n Infinity

Silk'n Infinity si tratta di un potente dispositivo elettrico da usare con particolare attenzione alla sicurezza. **Prima di utilizzare il dispositivo, è importante leggere e comprendere le istruzioni su come usare il dispositivo, incluse le procedure da seguire dopo averlo utilizzato, e seguirle scrupolosamente.** Si consiglia all'utente di familiarizzare con le istruzioni d'uso di questo manuale prima di ogni sessione di trattamento.

4.1. Contenuto della confezione

Il contenuto della confezione varia a seconda dell'opzione acquistata.

Componenti Infinity

- Dispositivo Silk'n Infinity
- Adattatore
- Manuale per l'utente
- Certificato di garanzia
- Beauty case

4.2. Descrizione del dispositivo

Silk'n Infinity è un dispositivo per uso casalingo che utilizza la tecnologia eHPL™ per la rimozione dei peli superflui. Il dispositivo dispone di una superficie di trattamento e un pulsante di pulsazione. Dispone inoltre di una coppia di elettrodi, base e touch, per creare e utilizzare una circolazione di trattamento galvanico. Per individuare la posizione di ogni funzione, fare riferimento allo schema sulla copertina del manuale.

1. Pulsante di pulsazione
2. Superficie di trattamento
3. Sensore del colore della pelle
4. Indicatore luminoso Bluetooth
5. Indicatori luminosi del livello di energia
6. Pulsante di comando
7. Indicatore luminoso pronto/attenzione tono pelle
8. Elettrodo di base
9. Elettrodo Touch
10. Presa adattatore

4.3. Uso previsto

Silk'n Infinity è destinato alla rimozione di peli indesiderati. Il dispositivo è anche destinato a ridurre i peli a lungo termine o permanentemente. Per riduzione dei peli permanente si intende una concreta riduzione a lungo termine del numero di peli in ricrescita dopo un regime di trattamento. È possibile utilizzare il dispositivo per rimuovere i peli indesiderati presenti sul corpo. Zone del corpo ideali sono ascelle, inguine, braccia, gambe, viso (al di sotto degli zigomi), schiena, spalle e petto.

Silk'n Infinity non è un dispositivo medico. È destinato esclusivamente a trattamenti cosmetici. Il dispositivo è destinato esclusivamente ad un uso privato e non è adatto a scopi commerciali o terapeutici.

Non usare per scopi diversi da quelli descritti in questo manuale.

5. Controlli e impostazioni del dispositivo

5.1. Comandi del dispositivo

Per individuare la posizione di ogni controllo, fare riferimento allo schema sulla copertina del manuale.

Comando	Azione	Funzione / Modalità
Pulsante di comando (#6)	Premere brevemente	Ogni pressione aumenta il livello di energia. Il valore predefinito all'avvio è il livello 1. Ciclare attraverso i livelli per tornare a 1.
Pulsante di pulsazione (#1)	Premere brevemente	Innesca un impulso luminoso.
Elettrodo di contatto (#9)	Premere brevemente	Quando viene premuto insieme al pulsante di pulsazione (#1) attiva un impulso luminoso.
Indicatori luminosi del livello di energia (verde) (#5)	Fissa	Il numero di luci indica il livello di energia.
Indicatore luminoso pronto/attenzione tono pelle (verde) (#7)	Fissa	Il dispositivo è pronto per l'uso.
	Lampeggia lentamente	Il contatto con la pelle è adeguato.
	Lampeggia rapidamente	Il tono della pelle è troppo scuro per un uso sicuro. Non sono emesse pulsazioni luminose.
Indicatore luminoso Bluetooth (blu) (#4)	Lampeggia	Bluetooth è attivo.

5.2. Sensore del colore della pelle

La depilazione basata sulla luce su pelli di tonalità più scura, può determinare effetti avversi, come scottature, vesciche, e cambiamenti di colore (iper- o ipopigmentazione). Silk'n Infinity dispone di un sensore colore pelle che rileva automaticamente il colore della pelle. Il sensore del colore della pelle verifica il colore della pelle all'inizio di, e occasionalmente durante, ogni trattamento.


i Se non si vedono impulsi luminosi e indicatore luminoso pronto/attenzione tono pelle (#7) lampeggia rapidamente, questo indica che il tono della pelle, misurato dal sensore del colore della pelle, è troppo scuro per un'applicazione sicura. Provare a utilizzare il dispositivo su una parte diversa del corpo.

5.3. Livelli di energia

Il livello di energia determina l'intensità dell'impulso luminoso sulla pelle. Aumentando il livello di energia, migliorano i risultati della depilazione, ma, di pari passo, aumenta anche il rischio di possibili effetti collaterali e complicanze.

- Il dispositivo ha 5 livelli di energia: da 1 (il più basso) a 5 (il più alto), visualizzati da 5 indicatori luminosi del livello di energia (#5).
- All'accensione del dispositivo, il livello di energia viene automaticamente impostato su 1. Si accenderà un solo indicatore luminoso del livello di energia (#5).
- Per modificare il livello di energia, premere ripetutamente il pulsante di comando (#6) per aumentare il livello di energia da 1 a 5. Una volta a livello 5, premere nuovamente pulsante di comando (#6) per ridurre il livello di energia da 5 a 1.

5.4. Tecnica a pulsazione e a scorrimento



La pulsazione è la tecnica migliore per trattare punti specifici o aree più piccole.

- Premere la superficie di trattamento (#2) contro la pelle. Procedere per linee (in orizzontale o in verticale, come mostrato nell'immagine). Partendo dall'estremo di ciascuna linea procedere fino all'estremità opposta.
- La superficie di trattamento (#2) crea "impronte" temporanee sull'area trattata, consentendo di identificare i punti su cui si è già passati.
- Dopo ciascun impulso, spostare la superficie di trattamento (#2) sul punto successivo. Continuare con l'azione pulsante su tutta l'area che si sta trattando.
- Evitare vuoti o sovrapposizioni durante l'uso del dispositivo.

Lo scorrimento è la tecnica migliore per trattare aree più ampie del corpo.

Premere saldamente la superficie di trattamento (#2) contro la pelle e farla scorrere lentamente sulla pelle (in senso orizzontale o verticale, come mostrato nell'immagine). Assicurarsi che la superficie di trattamento (#2) sia sempre a contatto con la pelle.

- A livelli di energia più bassi, il dispositivo impiega solo 1-1,5 secondi per ricaricarsi tra un impulso e l'altro. Ciò genera una sequenza ininterrotta di flash.
- Fare scorrere con una velocità che consenta di evitare spazi non trattati o sovrapposizioni.
- ⚠ Non trattare più di una volta la stessa area nella medesima sessione di depilazione.
- ⚠ Interrompere immediatamente l'uso se si avverte dolore.

5.5. Esposizione al sole

- Il livello di energia più basso (1) è progettato per l'uso sicuro, anche dopo l'esposizione al sole.
- Se si utilizzano livelli di energia da 2 a 5, evitare l'esposizione al sole nelle **4 settimane precedenti e nelle 2 settimane successive** al trattamento. Questo perché maggiori quantità di melanina espongono la pelle a maggiore rischio quando si utilizza un qualsiasi metodo di epilazione basato sulla luce. Ciò vale per qualsiasi tipo di pelle, anche per quelli che non sembrano abbronzarsi velocemente.
- Non è consigliato, ma qualora si debba uscire al sole dopo un trattamento, assicurarsi di applicare un filtro solare con fattore di protezione SPF30 o superiore sull'area trattata. Procedere in questo modo per **2 settimane dopo** un trattamento.

5.6. Esposizione degli occhi agli impulsi di luce

- Anche se è possibile utilizzare il dispositivo per il trattamento di peli sul viso, fare particolare attenzione a evitare il contatto con gli occhi e usare il dispositivo solo al di sotto degli zigomi.
- ⓘ Il dispositivo emette impulsi ripetuti solo quando si trova a stretto contatto con la pelle e viene fatto muovere su di essa.

6. Cosa aspettarsi dal trattamento con Silk'n Infinity

Durante un trattamento con Silk'n Infinity è normale avvertire e provare:

- **Un rumore di ventola:** la ventola di raffreddamento produce un rumore simile a quello di un asciugacapelli.
- **Uno schiocco a ogni impulso:** quando si attiva un impulso di luce eHPL™, è normale sentire un lieve schiocco contemporaneamente al lampo di luce.
- **Una sensazione di calore e formicolio:** durante ciascuna sequenza di impulsi galvanici è normale avvertire una lieve sensazione di calore e formicolio, che dipende dalle energie galvaniche e luminose.
- **Leggera colorazione rossa o rosa:** durante e subito dopo il trattamento non è raro vedere la pelle di colore simile al rosa, molto leggero. Generalmente, tale fenomeno si manifesta con maggiore evidenza intorno ai peli stessi.

⚠ Interrompere immediatamente l'uso in caso di forte arrossamento della parte, o in presenza di vesciche o scottature.

7. Potenziali effetti indesiderati

Se utilizzati secondo le istruzioni, gli effetti collaterali e le complicazioni associate all'uso di Silk'n Infinity sono rari. Tuttavia, qualsiasi procedura cosmetica, comprese quelle progettate per l'uso domestico, comporta sempre un certo grado di rischio. Perciò, è importante comprendere e accettare possibili rischi e complicità connesse all'utilizzo di sistemi di epilazione a luce pulsata progettati per uso domestico.

Lieve fastidio cutaneo

L'epilazione per mezzo di luce pulsata casalinga (Home Pulsed Light) è generalmente ben tollerata. Tuttavia, durante l'uso alcuni utenti avvertono un lieve fastidio sulla pelle. Più precisamente, sulle aree cutanee trattate si avverte una lieve sensazione pungente. Tale sensazione può manifestarsi durante il trattamento e perdurare anche successivamente.

Ciò significa che occorre usare il dispositivo a un livello di energia più basso e, qualora ciò non aiuti, occorre interrompere l'uso del dispositivo.

Rossore cutaneo

La pelle potrebbe arrossarsi subito dopo l'utilizzo del dispositivo o entro 24 ore. Generalmente il rossore sparisce entro 24 ore.

Se non sparisce entro 2-3 giorni, consultare il medico.

Assicurarsi che il livello di energia utilizzato sia confortevole e adatto al proprio colore di pelle.

Sensibilizzazione della pelle

La pelle dell'area trattata è più sensibile, pertanto è possibile che si verifichino secchezza o desquamazione.

Cambiamenti della pigmentazione cutanea

L'azione del dispositivo mira al fusto del pelo, in particolare alle cellule pigmentate del follicolo pilifero e al follicolo stesso. Tuttavia, vi è il rischio di una temporanea iperpigmentazione (aumento della pigmentazione o colorazione marrone) o ipopigmentazione (sbiancamento) della pelle circostante. Il rischio di cambiamenti nella pigmentazione della pelle è più elevato nei soggetti con pelle più scura o intensamente abbronzata. La decolorazione o le modifiche alla pigmentazione della pelle sono solitamente temporanee, e sono rari i fenomeni di iperpigmentazione o ipopigmentazione permanente.

Rossore e gonfiore eccessivi

In rari casi, la pelle trattata può diventare molto rossa e gonfia. Tale fenomeno è più comune nelle zone sensibili del corpo. Il rossore e il gonfiore dovrebbero sparire entro 2-7 giorni e vanno trattati con frequenti applicazioni di ghiaccio. È consentita una delicata pulizia dell'area ma occorre evitare l'esposizione al sole.

Vesciche o scottature

Raffreddare l'area interessata e applicare una crema contro le scottature. Prima di un altro trattamento, attendere fino a completa guarigione dell'area interessata e utilizzare un livello di energia più basso. **Se la pelle non torna alla normalità entro 3 giorni, consultare il medico.**



Smettere immediatamente di utilizzare il dispositivo se uno qualsiasi di questi sintomi è di gravità maggiore.



Consultare il medico se i sintomi non scompaiono entro 2-3 giorni.

8. Piano di trattamento

Un tipico ciclo di crescita completa de peli può richiedere 18-24 mesi. Durante questo periodo possono essere necessarie più sedute di trattamento Silk'n Infinity per ottenere una depilazione permanente.

L'efficienza della depilazione varia da persona a persona e in rapporto alla zona del corpo, al colore dei peli, e a come viene usato il dispositivo.

Piano di trattamento tipico durante un ciclo completo di crescita dei capelli:

- **Trattamenti 1-4:** pianificare a distanza di due settimane l'uno dall'altro.
- **Trattamenti 5-7:** pianificare a distanza di quattro settimane l'uno dall'altro.
- **Più di 8 trattamenti:** Trattare, secondo necessità fino al conseguimento dei risultati desiderati.

Risultati attesi del trattamento di depilazione

Fitzpatrick tipo di pelle ¹	Colore dei capelli	Fluenza della luce [J/cm ²]	Area di il corpo ²	Numero medio di trattamenti ¹	% Capelli riduzione
I-IV	Da biondo scuro a castano	2,5-4	Parte superiore o inferiore delle gambe	Sessione 10-12, a distanza di circa quattro settimane.	60%
			Braccia		50%
			Linea bikini		60%
			Ascelle		55%
I-IV	Da castano a nero	2,5-4	Parte superiore o inferiore delle gambe	Sessione 8-10, a distanza di circa quattro settimane.	70%
			Braccia		60%
			Linea bikini		70%
			Ascelle		65%

1. La risposta individuale dipende dal tipo di capelli e fattori biologici che possono influenzare il modello di crescita dei peli. Alcuni utenti possono rispondere più velocemente o più lentamente rispetto a numero medio di trattamenti.

2. Non ci si può aspettare la depilazione permanente in una singola o anche doppia sessione di trattamento. La durata del periodo di riposo per i follicoli piliferi dipende anche dalla zona del corpo.

9. Per iniziare!

9.1. Connettere il dispositivo

1. Estrarre il dispositivo e gli altri componenti dalla confezione.
2. Inserire l'adattatore nella presa (#10) e collegarlo all'alimentazione. Tutti gli indicatori luminosi del livello di energia (#5) si accendono e spengono ripetutamente con movimento circolare.


9.2. Eseguire uno spot test

È importante fare uno spot test su ogni parte del corpo che si desidera trattare. Uno spot test verifica che il colore della pelle sia adatto al trattamento e che sappiate quale livello energetico sia adatto alla zona da trattare. Sia il colore della pelle che il livello energetico possono variare a seconda dell'area di trattamento target.


1. Per eseguire uno spot test, seguire i punti 1-5 e 7-9 nella sezione successiva.
2. Continuare i test a livelli di energia più elevati fino a raggiungere il livello più alto con cui ci si sente a proprio agio. Se, trascorsa un'ora, non si manifesta alcun effetto spiacevole, avviare il trattamento completo con il livello di energia testato.
3. Ripetere lo spot test su ogni area che si desidera trattare.

9.3. Fasi di trattamento





1. Rimuovere tutti i gioielli prima dell'uso.
2. Prima del trattamento, la pelle deve essere rasata, pulita, asciutta e priva di talco, antitranspiranti o deodoranti. **Non fare la ceretta, tirare o strappare i peli.**
3. Assicursi di coprire tatuaggi, nei, verruche o altri segni sulla pelle da non trattare. Utilizzare un materiale che non assorba la luce, ad esempio un panno bianco o un nastro medico bianco.
4. Premere il pulsante di comando (#6). Il dispositivo si accende, si illumina l'indicatore luminoso del livello di energia 1 (#5) e parte la ventola di raffreddamento.

5. Circa 1 secondo dopo aver premuto il pulsante di comando, l'indicatore luminoso pronto/attenzione tono pelle (#7) (verde) si accende. Il dispositivo è ora pronto per attivare il primo impulso al livello di energia più basso. Iniziare sempre al livello energia 1 per il primo trattamento.
6. Selezionare il livello di energia con cui ci si sente più a proprio agio.
7. Posizionare la superficie di trattamento (#2) sulla pelle e premere il pulsante di pulsazione (#1) per erogare un impulso. Accertarsi che la mano tocchi l'elettrodo di base insieme al pulsante di pulsazione (#1).
 Se non si entra in contatto con l'elettrodo di base (#8), non viene emessa alcuna circolazione di trattamento galvanico.
8. Premere il pulsante di pulsazione (#1).
 - Il dispositivo determina prima il colore della pelle. Se il colore della pelle è sufficientemente chiaro per un'applicazione sicura, il dispositivo attiverà la circolazione galvanica. Si potrebbe sentire una leggera sensazione di formicolio. Questo è del tutto normale. Il trattamento galvanico amplia i pori per una migliore applicazione del trattamento.
 - Subito dopo, il dispositivo lampeggerà un impulso di luce sulla pelle e l'indicatore luminoso pronto/attenzione tono pelle (#7) si spegnerà. Si vedrà un intenso lampo luminoso e contemporaneamente udirà uno schiocco, un rumore normale per il dispositivo. L'utente avvertirà una lieve sensazione di calore e formicolio. Il dispositivo si ricaricherà immediatamente per l'impulso successivo.
 - Dopo alcuni secondi, quando il dispositivo è di nuovo pronto a lampeggiare, l'indicatore luminoso di avviso Pronto/Tono pelle (#7) si riaccende. L'indicatore luminoso inizia a lampeggiare lentamente quando il dispositivo viene premuto contro la pelle.
9. Rimuovere la superficie di trattamento (#2) dall'area della pelle trattata.
10. L'utente deve scegliere se desidera trattare l'area con tecnica a **Scorrimento** o **Pulsante** (vedere la sezione 5.4. Tecnica a pulsazione e a scorrimento).
 - In caso di **pulsazioni**, posizionare la superficie di trattamento (#2) su una parte adiacente della pelle e attivare un impulso.
 - Se si sta **scorrendo**, tenere premuto il pulsante di pulsazione (#1) e far scorrere il dispositivo senza problemi lungo l'area trattata.
11. Mantenere la **pulsazione** o lo **scorrimento** fino a quando non sarà stata coperta l'area di destinazione.

 Cercare di evitare spazi vuoti o sovrapposizioni.

-  Interrompere immediatamente il trattamento in caso di vesciche o scottature sulla pelle.
12. Al termine del trattamento, premere a lungo il pulsante di comando (#6) per spegnere il dispositivo. Ricordare l'ultima impostazione dell'energia utilizzata perché il dispositivo si avvia sempre al livello di energia 1.
 13. Scollegare l'adattatore dall'alimentazione elettrica, quindi pulire il dispositivo e conservarlo in modo sicuro (vedere la sezione 10. Pulizia e manutenzione).
 14. Al termine della seduta di trattamento consigliamo di applicare una lozione per il corpo sull'area trattata, per aiutare la pelle a riprendersi più rapidamente dal trattamento.

10. Pulizia e manutenzione

-  Scollegare il dispositivo.
 -  Per pulire il dispositivo, inclusa la superficie di trattamento (#2), utilizzare un panno asciutto e pulito. Non usare mai acetone o altri fluidi abrasivi, perché danneggerebbero il dispositivo.
 -  Dopo la pulizia, conservare il dispositivo nella sua confezione originale e tenerlo lontano dall'acqua.
-  Non immergere mai il dispositivo o i suoi componenti in acqua.

11. Connettere il Silk'n Infinity a Bluetooth

Scaricare e connettere alla app per la depilazione Silk'n.

L'applicazione gratuita Silk'n Hair Removal supporta ogni vostro passo con i dispositivi di rimozione pilifera Silk'n, create il vostro piano di trattamento personalizzato, vi aiuta a fare le scelte più sicure e informate, e si assicura che seguiate l'intero corso del trattamento per ottenere i migliori risultati.

In qualità di proprietario di Silk'n Infinity è inoltre possibile usufruire della connettività Bluetooth. Basta scaricare l'applicazione e seguire il processo di registrazione e le fasi di accoppiamento Bluetooth.

Per scaricare gratuitamente l'applicazione per la depilazione Silk'n, effettuare la scansione:



 **Bluetooth**

12. Risoluzione dei problemi

Le riparazioni sono consentite solo al personale autorizzato. Non tentare di modificare, aprire o riparare il dispositivo. Sussiste il rischio di esporsi a componenti elettrici pericolosi e di causare gravi danni fisici. Inoltre, così facendo si invaliderebbe la garanzia.

Problema	Verifica
Il dispositivo non si avvia.	Verificare che: <ul style="list-style-type: none">• l'adattatore è correttamente collegato al dispositivo e collegato all'alimentazione elettrica.
Non si verifica alcun impulso galvanico quando premo il pulsante di pulsazione (#1).	Controllare che la mano tocchi l'elettrodo di base quando si preme il pulsante di pulsazione (#1). La circolazione del trattamento galvanico richiede la chiusura del circuito galvanico premendo contemporaneamente il pulsante di pulsazione (#1) e l'elettrodo (#9) per trattare efficacemente la pelle.

Problema	Verifica
Quando premo il pulsante di pulsazione (#1) non si verifica alcun impulso luminoso.	<p>Verificare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'indicatore luminoso pronto/attenzione tono pelle (#7) di colore verde lampeggia lentamente. Ciò indica che il contatto con la pelle è adeguato. • la superficie di trattamento (#2) è uniformemente e saldamente a contatto con la pelle. Per la sicurezza dell'utente, il pulsante di pulsazione (#1) attiva un impulso solo se la superficie di trattamento (#2) è saldamente premuta contro la pelle. <p>Se l'indicatore luminoso pronto/attenzione tono pelle (#7) lampeggia rapidamente, questo indica che il tono della pelle, misurato dal sensore del colore della pelle, è troppo scuro per un uso sicuro. Provare a utilizzare il dispositivo su una parte diversa del corpo o rivolgersi all'assistenza clienti di Silk'n.</p>
Una o più luci sono accese costantemente.	Il dispositivo non funziona bene. Scollegare il dispositivo e riavviare. Se il problema persiste, contattare il Servizio di assistenza clienti.
Il dispositivo ha smesso di funzionare ed è in modalità standby.	Premere nuovamente il pulsante di comando (#6) per avviare il dispositivo.

13. Servizio di assistenza clienti

Per ulteriori informazioni visitare il sito web www.silkn.eu. È possibile anche scaricare questo manuale in formato PDF dal sito web. Contattare il servizio di assistenza clienti Silk'n per riferire operazioni o eventi non previsti, o qualunque altro problema con il dispositivo. I nostri contatti sono i seguenti:

Paese	Numero del servizio di assistenza	E-mail
Belgio	0800-29316	serviceconsommateurbe@silkn.eu
Francia	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Germania	089 51 23 44 23	kundenservicede@silkn.eu
Italia	+31(0)180-330550	servizioclientiit@silkn.eu
Paesi Bassi	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Spagna	900 823 302	servicioalcliente@silkn.eu

Paese	Numero del servizio di assistenza	E-mail
Regno Unito	0906-2130009	customercareuk@silkn.eu
Altri Paesi	+31 (0)180-330 550	info@silkn.eu

14. Garanzia

Fare riferimento al certificato di garanzia Silk'n.

15. Smaltimento



Separare gli imballaggi prima di smaltirli. Smaltire cartone e cartoncino con l'apposita raccolta e gli involucri con il servizio di raccolta appropriato.



(Si applica ai paesi dell'Unione Europea e ad altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata per i materiali riciclabili). N. Reg. RAEE DE 31619958.

Non smaltire i vecchi dispositivi assieme ai rifiuti domestici! Nel caso in cui in un determinato momento il prodotto non possa più essere utilizzato, smaltirlo secondo le norme vigenti nella propria città o regione. Ciò assicurerà il riciclaggio professionale dei vecchi dispositivi e inoltre escluderà conseguenze negative per l'ambiente. Per questo motivo, le apparecchiature elettriche sono contrassegnate dal simbolo qui raffigurato.

*Prodotti che riportano in etichetta Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo.

16. Caratteristiche tecniche

Modello	H3103
Galvanico	70-400 Microampere (μA)
Dimensione dello spot luminoso	0,9 cm x 3 cm [2,7 cm ²]
Tecnologia	Enhanced Home Pulsed Light™
Livello massimo di energia	Max. 4 J/cm ²
Lunghezza d'onda	520-1.200 nm

Durata dell'impulso luminoso	500-800 μ s
Modalità d'uso	Continuo
Funzionamento e sicurezza	Il sensore del tono della pelle consente di utilizzare il dispositivo solo sul tipo di pelle appropriato
Tasso di ripetizioni	1,0 Hz al massimo
Peso del sistema	225 gr
Trasporto e conservazione nel rispetto delle condizioni d'uso e conservazione	Temperatura: da - 40 °C a +70 °C Umidità relativa: da 10% a 90% rH Pressione atmosferica: 500-1060 hPa
Condizioni operative	Temperatura: da 10 °C a 30 °C Umidità relativa: da 30% a 75% rH Pressione atmosferica: 700-1060 hPa
Tempo dalla temperatura minima di stoccaggio tra gli usi alla temperatura operativa minima a una temperatura ambiente di 20 °C	30 minuti
Tempo dalla temperatura massima di stoccaggio tra gli usi alla temperatura operativa massima a una temperatura ambiente di 20 °C	30 minuti
Protezione dalle scosse elettriche	Dispositivo medico di Classe II Parte applicata di tipo BF
Adattatore	KSA-60B-200300D5
	Ingresso: 100-240 V, 50-60 Hz, 1,8 A Uscita: 20 V CC; 3 A
Parametri di pulsazione (secondi)	Livello di energia 1: 0,5 Livello di energia 2: 0,7 Livello di energia 3: 0,9 Livello di energia 4: 1,0 Livello di energia 5: 1,3
Bluetooth Low Energy Frequenza operativa Potenza del trasmettitore	2.402 MHz ~ 2.480 MHz Inferiore a 3 mW

17. Note legali

Copyright 2023 © Silk'n Beauty Ltd. Tutti i diritti riservati.

Home Skinovations Ltd si riserva il diritto di modificare i propri prodotti o le loro caratteristiche per migliorarne prestazioni, affidabilità o producibilità. Al momento della pubblicazione, le informazioni fornite da Home Skinovations Ltd. sono da ritenersi accurate e affidabili. Tuttavia, Home Skinovations Ltd non assume alcuna responsabilità riguardo al loro utilizzo. Non viene concesso alcun diritto di licenza implicito né altro diritto desumibile in base a brevetti o diritti di brevetto di Home Skinovations Ltd. Senza esplicito permesso scritto di Home Skinovations Ltd., non è possibile eseguire la riproduzione o la trasmissione in qualsiasi forma o con alcun mezzo, elettronico o meccanico, di parti di questo documento. I dati sono soggette a modifiche senza preavviso. Relativamente all'oggetto del presente documento, Silk'n Beauty Ltd. detiene brevetti approvati e in via d'approvazione, marchi, copyright e ogni altro diritto di proprietà intellettuale. Al di fuori di quanto espressamente previsto da specifici accordi scritti con Silk'n Beauty Ltd., la distribuzione del presente documento non implica la concessione di alcuna licenza su detti brevetti, marchi, copyright o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. Le caratteristiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Silk'n e il logo Silk'n sono marchi registrati di Silk'n Beauty Ltd., Invention Works B.V., Galileïstraat 17, 3029 AL Rotterdam, Paesi Bassi www.silkn.eu, info@silkn.eu.

Innholdsfortegnelse

1. Advarsler og kontraindikasjoner.....	238
2. Tegn og symboler	245
3. Sikkerhet med Silk'n Infinity	246
4. Bli kjent med din Silk'n Infinity.....	247
5. Enhetskontroller og -innstillinger	248
6. Hva kan du forvente av Silk'n Infinity	251
7. Mulige bivirkninger	251
8. Behandlingsplan	252
9. Komme i gang!	253
10. Rengjøring og vedlikehold	256
11. Koble Silk'n Infinity til Bluetooth	256
12. Feilsøking	257
13. Kundeservice.....	258
14. Garanti	258
15. Kassering	258
16. Spesifikasjoner.....	259
17. Juridiske merknader.....	260

1. Advarsler og kontraindikasjoner



En erklæring eller hendelse som angir en mulig eller forestående fare, et problem eller annen ubehagelig situasjon når du bruker enheten.



Elektrisitets- og sikkerhetsadvarsler

Bruksanvisningen er basert på standardene og reglene som gjelder i EU. Når du er i utlandet, må du i tillegg følge landsspesifikke retningslinjer og lover. Alle advarsler og kontraindikasjoner må leses før bruk.

- Pass alltid på at hendene dine er tørre før du kobler adapteren til strøm.
- Ikke bruk enheten når du bader eller dusjer.
- Hold enheten unna vann! Ikke plasser eller oppbevar apparatet der det kan falle, skyves eller plasseres i et badekar, servant eller annen beholder som inneholder vann.
- Aldri legg enheten eller noen av enkeltkomponentene i vann.
- Hvis enheten har kommet i kontakt med vann, dra øyeblikkelig ut strømkontakten før du tar på den.

- Adapteren må ikke brukes hvis den har en ledning eller et støpsel som er skadet, hvis den ikke fungerer som den skal eller har vært nedsenket i vann. Hvis det skjer, må du umiddelbart koble adapteren fra strømmen før du rører den. Hvis du ikke kobler fra adapteren, kan det føre til elektrisk støt!
- Ikke bruk enheten i miljøer der det er risiko for eksplosjon. Hold enheten og alle dens deler vekk fra åpne flammer og varme overflater.
- Etterlat aldri enheten uten tilsyn når den er koblet til strømtilførsel. Sørg for at adapteren er lett tilgjengelig til enhver tid, slik at den kan enkelt trekkes ut av veggkontakten i nødstilfeller.
- Slå alltid apparatet av og koble den fra vegguttaket når du ikke bruker enheten, når du vil rengjøre den eller i tilfelle feil.
- Trekk aldri adapteren ut av uttaket ved å holde i kablen. Fjern den alltid ved å holde i adapteren.
- Plasser adapterkabelen slik at den ikke utgjør en snublefare.
- Ikke bøy adapterkabelen og ikke legg den over skarpe kanter.

- Hold apparatet unna øynene. Dette apparatet kan avgi farlig optisk stråling. Ikke se på lampen. Dette kan føre til øyeskade.
- Endringer eller modifikasjoner på apparatet som ikke er uttrykkelig godkjent av parten som er ansvarlig for samsvar, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret.
- Ikke bruk apparatet hvis delene eller tilbehøret ikke er levert av produsenten som definert i denne bruksanvisningen, eller hvis enheten er skadet på noen måte eller ikke ser ut til å fungere som det skal eller hvis du ser eller lukter røyk. I slike tilfeller må du slutte å bruke apparatet og kontakte kundeservice.
- Kun autorisert personell kan utføre reparasjoner. Ikke forsøk å endre, åpne eller utføre reparasjoner på enheten. Du kan utsette deg selv for farlige elektriske komponenter og kan forårsake alvorlig skade på deg selv. Det vil også gjøre garantien ugyldig.
- Produsenten påtar seg ikke noe ansvar for skade eller ulykker som skyldes feil eller uriktig bruk.
- Barn må ikke leke med enheten eller noen av enhetens deler.

- ⦿ Barn må ikke leke med emballasjen. Emballasjematerialet kan medføre skade og små deler kan føre til kveling hvis de svelges.
- ⦿ Skal ikke kastes i husholdningsavfallet! Loven krever at dette elektriske enheten (inkludert alt tilbehør og alle deler) avhendes på et godkjent mottak for resirkulering av elektrisk utstyr. Se avsnitt 15. Kassering for mer informasjon.



Kontraindikasjoner

- ⦿ Silk'n Infinity må ikke brukes av følgende personer: barn, voksne med begrensede fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller de som mangler erfaring i eller kunnskap om hvordan de bruker apparatet.
- ⦿ Silk'n Infinity er ikke beregnet for alle. Hårfjerning med laser eller IPL-kilder kan føre til økt hårvekst hos noen personer. Basert på tilgjengelige data, er de høyeste risikogruppene for denne responsen kvinner rundt Middelhavet, Midtøsten og Sør-Asia når brukt på ansikt og hals.
- ⦿ Silk'n Infinity Ikke egnet for bruk på barn eller dyr.

Må ikke brukes hvis du

- er gravid eller ammende.
- tidligere har hatt klumpete arrdannelse (keloid).
- har hatt eller har epilepsi.
- har en sykdom knyttet til overfølsomhet for lys, så som porfyri, polyformisme, solallergi, lupus osv.
- hatt hudkreft eller hatt potensielle hudmaligniteter på områder av kroppen.
- tatt stråleterapi eller kjemoterapi i løpet av de siste 3 månedene.
- har fått medisin fra legen for en hudlidelse i løpet av de siste 6 månedene.
- har en annen sykdom som ifølge legen din ville gjøre det utrygt for deg å bruke enheten.
- kan ikke føle varme skikkelig på grunn av en sykdom eller annet helserelatert anliggende.

NO

Apparatet må ikke brukes på disse delene av kroppen:

- på solbrun hud. Se avsnittet 5.5. Eksponering for solen.
- rundt eller i nærheten av øynene. Bruk under kinnbena.

- ⦿ på tatoveringer eller permanent sminke, mørkebrune eller sorte flekker (slik som store fregner, føflekker eller vorter), brystvorter, kjønnsdelene eller leppene.
- ⦿ områder med injiserte fyll eller giftstoffer.
- ⦿ et område som har hatt herpes-utbrudd.
- ⦿ hud som har aktiv eksem, psoriasis, lesjoner, åpne sår eller infeksjoner (munnsår), abnorme hudtilstander forårsaket av systemiske eller stoffskiftesykdommer (for eksempel diabetes).
- ⦿ områder der du kanskje vil at hår skal vokse senere. Resultatene er permanente.


Ytterligere advarsler

- ⦿ Fjern alle smykker før bruk.
- ⦿ Brennbare væsker som alkohol (inkludert parfyme, desinfeksjonsmidler eller andre produkter som inneholder alkohol) eller aceton må aldri brukes til å rense huden før bruk.
- ⦿ Velg strøminnstilling med omhu. Når strømintensiteten økes, forbedres hårfjerningen, men risikoen for bivirkninger og komplikasjoner økes.

- ⦿ Følg hår- og hudfargekartet når du velger strømnivåer for å unngå risikoen for brannså, blemmer eller endringer i hudfarge (se kartet i begynnelsen av bruksanvisningen).
- ⦿ Utfør alltid en test før du behandler en spesifikk del av kroppen din.
- ⦿ Ikke behandle det samme hudområdet mer enn en gang per hårfjerningsøkt.
- ⦿ Unngå overlappende puls eller åpninger når du behandler et område.
- ⦿ Bruk et lavere energinivå hvis du opplever mildt ubehag.
- ⦿ Behandlede områder må ikke utsettes for sol. Energinivåene 2–5 må ikke brukes på solbrun hud eller rett etter at huden har vært utsatt for sol (gjelder også solarium). Se avsnittet 5.5. Eksponering for solen.
- ⦿ Stopp bruken umiddelbart hvis du ser at huden blir rød, får blemmer eller brannså.
- ⦿ Stopp bruken av apparatet umiddelbart ved smerte.
- ⦿ Stopp bruken umiddelbart hvis huden eller apparatet blir for varmt.

2. Tegn og symboler

	<p>Samsvarserklæring: Produkter merket med dette symbolet oppfyller alle gjeldende bestemmelser i det europeiske økonomiske samarbeidsområdet.</p> <p>Forenklet samsvarserklæring: I henhold til artikkel 10(9) i EUs samsvarserklæring, samsvarer radioutstyrstypen Bluetooth LE med direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten i EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende Internett-adresse: https://silkn.eu/media/downloads/EU-Declaration-of-Conformity-Infinity-Fast.pdf</p>
	<p>Klasse II. Adapteren er beskyttet mot elektrisk støt ved hjelp av en dobbel isolasjon.</p>
IP30	<p>Enheten er beskyttet mot inntrengning av gjenstander som er større enn 2,5 mm i diameter, slik som fingre, for å beskytte mot elektrisk støt.</p>
	<p>Skal ikke brukes i våte miljøer.</p>
	<p>Skal ikke kastes i husholdningsavfallet! Direktivet for elektronisk avfall (WEEE) krever at denne elektriske enheten (inkludert alt tilbehør og alle deler) avhendes på et godkjent mottak for resirkulering av elektrisk utstyr.</p>
	<p>Samsvarer med tekniske forskrifter som kreves i Den eurasiske tollunionen</p>

-  Denne enheten er ikke egnet for bruk i nærheten av antennbar anestesiblandinger med luft og oksygen eller lystgass.

3. Sikkerhet med Silk'n Infinity

Med Silk'n Infinity kommer sikkerheten først. Enhanced Home Pulsed Light™ (eHPL) -teknologien gir overlegen sikkerhet med lavere energinivåer.

eHPL™ oppnår langvarige hårfjerningsresultater til en brøkdel av energinivået som brukes i annet lysbasert hårfjerningsutstyr. Teknologien kombinerer 2 energikilder: galvanisk energi og optisk energi. Den galvaniske energien muliggjør bedre penetrering av den optiske energien til luftsjakten ved å midlertidig utvide hudporene. Luftsjakten absorberer lyset, deaktiverer hårssekken og deaktiverer hårveksten.

Den lave energien reduserer risikoen for skade eller komplikasjoner, og bidrar til den generelle sikkerheten.

Silk'n Infinity beskytter huden din

Lysbasert hårfjerning er ikke egnet på solbrun hud. Silk'n Infinity kommer med en innebygget hudfargesensor som er designet for å registrere hudfargen på den påførte overflaten og tilpasse energinivået i henhold til hudfargen.

I tillegg senkes behandlingsflaten, som lyspulsene sendes gjennom, inne i apparatet. Dette gjør det mulig Silk'n Infinity å beskytte huden din ved å unngå direkte kontakt mellom behandlingsoverflaten og huden.

Silk'n Infinity beskytter øynene dine

Silk'n Infinity har en innebygd sikkerhetsfunksjon for øyebeskyttelse. Den er designet slik at en lyspuls ikke kan avgis når behandlingsoverflaten vender mot åpen luft. Denne sikkerhetsfunksjonen muliggjør behandling kun når behandlingsoverflaten er i kontakt med huden.

4. Bli kjent med din Silk'n Infinity

Silk'n Infinity er et kraftig elektrisk apparat og bør brukes med spesiell fokus på sikkerhet. **Før bruk er det viktig at du leser og forstår instruksjonene for hvordan du bruker enheten, inkludert hva du skal gjøre etter bruk, og at du følger dem strengt.** Vi anbefaler at du gjør deg kjent med instruksjonene i denne bruksanvisningen før hver behandling.

4.1. Pakkeinnhold

Pakkeinnhold varierer avhengig av alternativet som er kjøpt.

Infinity-artikler

- Enhet Silk'n Infinity
- Adapter
- Bruksanvisning
- Garantikort
- Skjønnhetsboks

4.2. Enhetsbeskrivelse

Silk'n Infinity er en enhet for hjemmebruk som bruker eHPL™-teknologi for fjerning av uønsket hår. Enheten har en behandlingsflate og en pulsknapp. Den har også et par elektroder, base og berøring, for å skape og bruke galvanisk behandlingssirkulasjon. Se diagrammet på forsiden av denne håndboken for å se hvor de ulike funksjonene.

1. Pulsknapp
2. Behandlingsflate
3. Hudfargesensor
4. Bluetooth-indikatorlys
5. Energinivåindikatorlys
6. Kontrollknapp
7. Klar / advarselsindikatorlys for hudtone
8. Baseelektrode
9. Berøringselektrode
10. Adapterkontakt

4.3. Tiltenkt bruk

Silk'n Infinity er ment for fjerning av uønsket hår. Enheten er også ment å påvirke langsiktig eller permanent hårreduksjon. Permanent hårreduksjon er definert som en langvarig stabil reduksjon i antall hår som vokser ut etter et behandlingsregime. Du kan bruke enheten for å fjerne uønsket kroppshår. Ideelle kroppsområder omfatter armhulene, bikinilinjen, armer, ben, ansiktet (under kinnbena), ryggen, skuldrene og brystet.

Silk'n Infinity Dette er ikke et medisinsk apparat. Det er kun ment for kosmetiske behandlinger. Enheten er kun ment for privat bruk og er ikke egnet for kommersiell eller terapeutisk bruk.

Må ikke brukes til andre formål enn det som er beskrevet i denne håndboken.

5. Enhetskontroller og -innstillinger

5.1. Enhetskontroller

Se diagrammet på forsiden av denne bruksanvisningen for å se hvor de ulike kontrollene er.

Knapp	Handling	Funksjon / modus
Kontrollknapp (#6)	Kort trykk	Hvert trykk øker energinivået. Standard ved oppstart er nivå 1. Gå gjennom nivåene for å komme tilbake til 1.
Pulsknapp (#1)	Kort trykk	Utløser en lett puls.
Berøringselektrode (#9)	Kort trykk	Utløser en lett puls når den trykkes sammen med pulsknappen (#1).
Energiniivåindikatorlys (grønn) (#5)	Konstant	Antall lys indikerer energinivået.
Klar/advarselsindikatorlys for hudtone (grønn) (#7)	Konstant	Enheten er klar for bruk.
	Blinker sakte	Behandlingsenheten har god kontakt med huden.
	Blinker raskt	Hudtonen er for mørk for trygg bruk. Ingen lyspulser avgis.
Bluetoothindikatorlys (blå) (#4)	Blinker	Bluetooth er aktiv.

5.2. Hudfargesensor

Lysbasert hårfjerning på mørkere hudtoner kan resultere i uønskede effekter, slik som brannså, blemmer og endringer i hudfarge (hyper- eller hypopigmentering). Din Silk'n Infinity har en hudfargesensor som registrerer fargen på huden din automatisk. Hudfargesensoren kontrollerer hudfargen din ved oppstart, og en gang i blant under hver behandling.


- i** Hvis du ikke ser lypuls og klar / varsellysindikatorlyset for hudtone (#7) blinker raskt, er dette en indikasjon på at din hudtone, som målt av hudfargesensoren, er for mørk for trygg bruk. Prøv å bruke enheten på en annen del av kroppen din.

5.3. Energinivåer

Energinivået bestemmer intensiteten lett pulsen sender mot huden din. Ettersom energinivået øker, øker også resultatene av hårfjerningen i tillegg til mulige bivirkninger og komplikasjoner.

- Enheten bruker 5 energinivåer fra 1 (det laveste) til 5 (det høyeste), representert av de fem indikatorlysene for energinivå (#5).
- Når enheten er slått på, er energinivået satt til nivå 1 automatisk. Bare ett energinivåindikatorlys (#5) vil være slått på.
- For å endre energinivået trykker du kontrollknappen (#6) gjentatte ganger for å øke energinivået fra 1 til 5. Når på nivå 5, trykker du kontrollknappen (#6) igjen for å redusere energinivået fra 5 tilbake til 1.

5.4. Pulsring og gliding



Pulsring er den beste teknikken for behandling av bestemte punkter eller små områder.

- Trykk behandlingsflaten (#2) mot huden. Arbeid i rader (enten på tvers eller ned som vist i bildet). Start i den ene enden av hver rad, og videre til den andre enden.

- Behandlingsflaten (#2) skaper midlertidige trykkmerker på det behandlede området slik at du kan se områdene du har behandlet.
- Flytt behandlingsflaten (#2) til neste område etter hver puls. Fortsett med denne pulserende handlingen for området du behandler.
- Unngå mellomrom eller overlappinger når du bruker enheten.

Gliding er den beste teknikken for behandling av større deler av kroppen.

Trykk behandlingsflaten (#2) godt mot huden og sakte gli over huden din (enten over eller ned, som vist på bildet). Pass på at behandlingsflaten (#2) alltid er i kontakt med huden.

- På de lavere energinivåene bruker enheten kun 1–1,5 sekunder for å lade seg mellom pulsene. Dette genererer en kontinuerlig sekvens med blinking.
- Gli med en hastighet som unngår mellomrom og overlappinger.
- ⚠ Ikke behandle det samme hudområdet mer enn en gang per hårfjerningsøkt.
- ⚠ Stopp bruken av apparatet umiddelbart ved smerte.

5.5. Eksponering for solen

- Laveste energinivå (1) er designet for sikker bruk, selv etter å ha vært i kontakt med sol.
- Hvis du bruker energinivåene 2–5, bør du unngå soleksponering i **4 uker før og 2 uker etter** behandlingen. Dette er fordi høyere mengder av melanin utsetter huden for større risiko ved bruk av en hvilken som helst metode for lysbasert hårfjerning. Dette gjelder alle hudtyper, selv de som ikke blir raskt brune.
- Vi anbefaler det ikke, men hvis du må ut i solen etter en behandling må du bruke en solkrem med en solfaktor på minst 30. Gjør dette i **2 uker etter** en behandling.

5.6. Eksponering av pulslys for øynene

- Selv om du kan bruke apparatet til å behandle ansiktshår, må du være spesielt forsiktig slik at du unngår kontakt med øynene og kun behandle området under kinnbena.
- ⓘ Enheten vil kun avgi gjentatte pulser når det har kontakt med og beveges over huden.

6. Hva kan du forvente av Silk'n Infinity

Under en Silk'n Infinitybehandlingsøkt er det normalt å oppleve eller føle:

- **En viftelyd:** Kjøleviften lager støy som ligner en hårføner.
- **En poppe-lyd ved hver pulsering:** Når en puls med eHPL™-lys aktiveres er det vanlig å høre en diskret poppe-lyd samtidig med det blinkende lyset.
- **En varm følelse og prikking:** Under hver galvaniske pulssekvens er det normalt at man føler en mild og varm følelse, samt litt prikking fra de galvaniske og enkle energiene.
- **Litt mild rød eller rosa farge:** I løpet av og rett etter behandlingsøkten er det ikke uvanlig å se en mild rød, rosaaktig farge på huden. Dette er vanligvis mest merkbart rundt selve hårene.

⚠ Stopp bruken umiddelbart hvis du ser at huden blir rød, får blemmer eller brannsårr.

7. Mulige bivirkninger

Når den brukes i henhold til instruksjonene, er det uvanlig med bivirkninger og komplikasjoner tilknyttet bruken av Silk'n Infinity. Men hver kosmetisk prosedyre, inkludert de for hjemmebruk, innebærer en viss grad av risiko. Derfor er det viktig at du forstår og aksepterer risikoen og komplikasjonene som kan oppstå med lysbaserte hårfjerningssystemer designet for hjemmebruk.

Mindre ubehag i huden

Pulsert lyshårfjerning for hjemmebruk (Home Pulsed Light™) er generelt godt tolerert. Men noen brukere føler mildt ubehag under bruk. Dette kan best beskrives som en mild stikkende følelse på de behandlede hudområdene. Den stikkende følelsen kan vare under eller etter behandling.

Dette betyr at du bør bruke apparatet på et lavere energinivå; og hvis dette ikke fungerer, må du stoppe bruken av apparatet.

Rød hud

Huden kan bli rød umiddelbart etter bruk av enheten eller innen 24 timer. Rødhet forsvinner generelt innen 24 timer.

Kontakt legen din hvis rødheten ikke forsvinner i løpet av 2 til 3 dager.

Kontroller at du bruker energinivået som er behagelig for deg og passer for hudfargen din.

Økt sensitivitet av huden

Huden på det behandlede området blir mer følsomt og du kan oppleve tørrhet og/eller flassing.

Pigmentforandringer



Enheten retter seg mot hårskaftet, særlig de pigmenterte cellene i hårsekken og selve hårsekken. Ikke desto mindre er det en risiko for midlertidig hyperpigmentering (økt eller pigment brun misfarging) eller hypopigmentering (hvithet) av den omgivende huden. Risiko for endringer i hudpigmentering er høyere for folk med mørkere hudtoner eller tungt brun hud. Vanligvis er misfarging eller endringer av hudpigmentet midlertidig, og permanent hyperpigmentering eller hypopigmentering skjer sjeldent.

Overdreven rødhet og oppsvulming

I sjeldne tilfeller kan behandlet hud bli veldig rød og hoven. Dette er mer vanlig i følsomme områder av kroppen. Rødheten og hevelsen bør avta i løpet av 2 til 7 dager, og bør behandles med hyppige påføringer av is. Lett rensing er OK, men unngå soleksponering.

Blemmer eller forbrenninger

Avkjøl det berørte området og bruk brannsalve. Vent til området har grodd helt før en ny behandling, og bruk et lavere energinivå. **Hvis huden ikke går tilbake til normalen innen 3 dager, bør du kontakte lege.**




-  Stopp bruken med en gang hvis noen av disse bivirkningen er alvorlige.
-  Kontakt legen din hvis disse bivirkningene ikke forsvinner innen 2 til 3 dager.

8. Behandlingsplan

En typisk full hårvekstsyklus kan ta 18–24 måneder. I løpet av denne tiden kan det være nødvendig med Silk'n Infinity flere behandlinger for å oppnå permanent hårfjerning.

Hårfjerningens effektivitet varierer fra person til person i henhold til kroppsområdet, hårfarge, og hvordan Apparatet brukes.

Vanlig behandlingsplan i løpet av en full hårvekstsyklus:

-  **Behandlinger 1–4:** Planlegg to uker imellom.
-  **Behandlinger 5–7:** Planlegg fire uker imellom.
-  **Behandlinger 8 +:** Behandle etter behov, til ønskede resultater er oppnådd.

Forventet behandlingsresultat for hårfjerning

Fitzpatrick hudtype ¹	Hårfarge	Lysfluens [J/cm ²]	Område på kroppen ²	Gjennomsnittlig antall behandlinger ¹	%Hår Reduksjon
I-IV	Mørk blond til brun	2,5–4	Legger eller lår	Behandling 10–12, ca. 4 ukers mellomrom.	60 %
			Armer		50 %
			Bikininlinje		60 %
			Armhuler		55 %
I-IV	Brun til svart	2,5–4	Legger eller lår	Behandling 8–10, ca.4 ukers mellomrom.	70 %
			Armer		60 %
			Bikininlinje		70 %
			Armhuler		65 %

1. Individuell respons avhenger av hårtype samt biologiske faktorer som kan påvirke hårvekstmønstre. Noen brukere kan reagere raskere eller langsommere enn gjennomsnittlig antall behandlinger.

2. Man kan ikke forvente permanent hårfjerning i løpet av én eller til og med en dobbel behandlingsøkt. Varigheten av hvileperioden for hårsekker avhenger av kroppsområde.

9. Komme i gang!

9.1. Koble til enheten


1. Ta apparatet og andre komponenter ut av esken.
2. Sett adapteren inn i adapterkontakten (#10) og koble den til strømforsyningen Alle energinivåindikatorlysene (#5) vil gå av og på gjentatte ganger i en sirkulær bevegelse.

9.2. Ta en punkttest

Det er viktig å ta en punkttest for hver del av kroppen du ønsker å behandle. En punkttest sjekker at hudfargen er egnet for behandling, og at du kjenner hvilket energinivå som er komfortabelt for området du behandler. Både hudfarge og energinivå kan variere avhengig av målbehandlingsområdet.

1. For å ta en punkttest følger du trinn 1–5 og 7–9 i neste avsnitt.
2. Fortsett testingen ved økte energinivåer til du har nådd det høyeste nivået som du føler deg komfortabel med. Hvis du innen én time ikke opplever noen bivirkninger, kan du starte den fulle behandlingen på dette energinivået.
3. Gjenta punkttesten for hvert område du ønsker å behandle.

9.3. Behandlingstrinn

1. Fjern alle smykker før bruk.
2. Før behandling bør huden være barbert, tørr og fri for pudder, deodoranter og antiperspiranter. **Avstå fra å vokse eller plukke ut håret. Bruk heller ikke pinsett.**
3. Sørg for å dekke til tatoveringer, føflekker, vorter eller andre merker på huden som ikke skal behandles. Bruk et materiale som ikke absorberer lys, som f.eks. en hvit klut eller hvit medisinsk tape.
4. Trykk på kontrollknappen(#6). Apparatet vil slå seg på, indikatorlampen (#5) for energinivå 1 vil være på, og en viftelyd vil starte.
5. Ca. 1 sekund etter du har trykket på kontrollknappen, vil klar / varselindikatorlampen for hudtone (#7) (grønt) slå seg på. Enheten er nå klar for at du skal utløse den første pulsen på den laveste energinivået. Start alltid på energinivå 1 ved første behandling.
6. Velg energinivået som du er mest komfortabel med.
7. Plasser behandlingsflaten (#2) på huden og trykk på pulsknappen (#1) for å avgjøre én pulsering. Sørg for at hånden din berører baseelektroden sammen med pulsknappen (#1).
 Hvis du ikke får håndkontakt med baseelektroden (#8) vil ingen galvanisk behandlingssirkulasjon bli avgitt.
8. Trykk på pulsknappen (#1).
 - Enheten avgjør først hudfargen. Hvis hudfargen er lys nok for trygg bruk, vil enheten aktivere den galvaniske sirkulasjonen. Det kan hende du føler en lett prikking. Dette er helt normalt. Den galvaniske behandlingen forstørrer porene dine slik at behandlingen skal virke bedre.

- Rett etterpå vil enheten blinke med en lyspuls på huden din, og klar / varselindikatorlampen for hudtone (#7) vil slå seg av. Du kommer til å se en skarpt blinkende lys og samtidig høre en poppe-lyd, noe som er helt normalt for enheten. Du kommer til å kjenne varme og prikking. Enheten vil umiddelbart lades opp for neste puls.
 - Etter noen få sekunder vil klar / varselindikatorlyset for hudtone (#7) slå seg på igjen. Indikatorlampen begynner å blinke når den trykkes mot huden.
9. Fjern behandlingsflaten (#2) fra det behandlede hudområdet.
 10. Avgjør om du vil behandle området med **gliding** eller **pulsering** (se avsnitt 5.4. Pulsering og gliding).
 - Hvis du bruker **pulsering**, kan du plassere behandlingsflaten (#2) på en nærliggende del av huden din og utløs en puls.
 - Hvis du bruker **gliding**, må du holde pulsknappen (#1) ned kontinuerlig og la enheten gli jevnt langs det behandlede området.
 11. Fortsett å bruke **pulsering** eller **gliding** til du har dekket målområdet.



Prøv å unngå mellomrom og overlapping.



Hvis du får blemmer eller brannsåar på huden, må du avbryte bruken umiddelbart.

12. Når du har fullført behandlingen, må du holde kontrollknappen (#6) inne for å slå av enheten. Husk den siste energiinnstillingen du bruke fordi enheten alltid starter opp på energinivå 1.
13. Koble adapteren fra strømtilførselen, rengjør enheten og lagre den trygt (se avsnitt 10. Rengjøring og vedlikehold).
14. Etter behandlingsøkten anbefaler vi at du påfører en bodylotion på det behandlede området for å hjelpe huden din med å komme seg raskere etter behandlingen.

10. Rengjøring og vedlikehold

- Plugg fra apparatet.
 - Rengjør apparatet og behandlingsflaten (#2) ved å tørke dem av med en ren og tørr klut. Du må aldri bruke aceton eller andre slipende væsker, fordi de skader enheten.
 - Etter rengjøringen anbefaler vi at du lagrer enheten i originalesken og holder den unna vann.
- ⚠ Aldri legg enheten eller noen av enkeltkomponentene i vann.

11. Koble Silk'n Infinity til Bluetooth

Last ned og koble Silk'n hair removal-appen.

Den gratis Silk'n Hair Removal-appen støtter deg i alle trinn med Silk'n-hårfjerningsenheter, oppretter en personlig behandlingsplan for deg, hjelper deg å ta de tryggeste og mest informerte valgene og sørger for at du følger opp hele behandlingsplanen for å få de beste resultatene.

Som en Silk'n Infinity-eier kan du også bruke Bluetooth-tilkobling. Du bare laster ned appen og følger registreringsprosessen og Bluetooth-parringstrinnene.

For en gratis nedlasting av Silk'n hårfjerning-appen, kan du skanne:



 **Bluetooth**

12. Feilsøking

Kun autorisert personell kan utføre reparasjoner. Ikke forsøk å endre, åpne eller utføre reparasjoner på enheten. Du kan utsette deg selv for farlige elektriske komponenter og kan forårsake alvorlig skade på deg selv. Det vil også gjøre garantien ugyldig.

Problem	Kontroller
Enheten starter ikke.	Kontroller at: <ul style="list-style-type: none">• adapteren er riktig koblet til apparatet, og at det er koblet til en strømtilførsel.
Det er ingen galvanisk puls når jeg trykker på pulsknappen (#1).	Kontroller at hånden din berører baseelektroden når du trykker på pulsknappen (#1). Den galvaniske behandlingssirkulasjonen krever lukking av den galvaniske kretsen ved å trykke på utløseren (#1) og elektroden (#9) samtidig, for å effektivt behandle huden.
Det er ingen lypuls når jeg trykker på pulsknappen (#1).	Kontroller at: <ul style="list-style-type: none">• det grønne klar / varselindikatorlyset for hudtone (#7) blinker langsomt for å sikre at du har god hudkontakt. Dette indikerer at du har god kontakt med huden.• behandlingsflaten (#2) er jevnt og godt presset mot huden. For din egen sikkerhet, vil pulsknappen (#1) bare utløse en puls hvis behandlingsflaten (#2) trykkes fast mot huden. Hvis indikatorlampen for klar / varselindikatorlys (#7) for hudtone blinker raskt, er dette en indikasjon på at din hudtone, som målt av hudfargesensoren, er for mørk for trygg bruk. Prøv å bruke enheten på en annen kroppsdelt eller kontakt Silk'n kundestøtte.
Ett eller flere lys er hele tiden på.	Enheten virker ikke. Koble fra enheten og start den på nytt. Hvis problemet vedvarer, kan du kontakte kundeservice.
Enheten har sluttet å virke og er i standby-modus.	Trykk på kontrollknappen (#6) igjen for å starte enheten.

13. Kundeservice

Du finner mer informasjon på www.silkn.eu. Denne bruksanvisningen kan også lastes ned i PDF-format fra nettstedet vårt. Kontakt Silk'n-kundeservice for å rapportere uventede problemer eller hendelser ved bruk, eller andre problemer med apparatet. Vår kontaklinformasjon er:

Land	Servicenummer	E-post
Belgia	0800-29316	serviceconsommateurbe@silkn.eu
Frankrike	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Tyskland	089 51 23 44 23	kundenservicede@silkn.eu
Italia	+31(0)180-330550	servizioclientiit@silkn.eu
Nederland	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Spania	900 823 302	servicioalcliente@silkn.eu
Storbritannia	0906-2130009	customerareuk@silkn.eu
Andre land	+31 (0)180-330 550	info@silkn.eu

14. Garanti

Se ditt Silk'n-garantikort.

15. Kassering



Sorter emballasjen før du kaster den. Kast papp og papir sammen med resirkulert papir og innpakning med en egnet innsamlingstjeneste.



(Gjelder for EU og andre europeiske land med egne systemer for gjenvinning). WEEE-reg.nr. DE 31619958. **Gamle apparater må ikke kastes sammen med restavfallet! Hvis produktet ikke lenger kan brukes, må det kastes i henhold til regelverket som gjelder for byen eller landet ditt.** Dette sørger for at gamle apparater gjenvinnes på riktig måte og vil også redusere miljøpåvirkningen det har. Derfor er elektrisk utstyr merket med symbolet som vises her.

*Produkter merket med Cd = kadmium, Hg = kvikksølv, Pb = bly.

16. Spesifikasjoner

Modell	H3103
Galvanisk	70–400 Microampere (μA)
Spotstørrelse	0,9 cm x 3 cm [2,7 cm ²]
Teknologi	Enhanced Home Pulsed Light™
Maks energinivå	Max 4J/cm ²
Bølgelengde	520–1200nm
Enkel pulsvarighet	500-800 μs
Driftsmodus	Kontinuerlig
Drift og sikkerhet	Hudtonesensor sikrer bruk bare på egnede hudtyper
Gjentakelsehastighet	1.0 Hz maksimalt
Systemvekt	225 g
Transport og oppbevaring mellom bruk, samt oppbevaringsbetingelser	Temperatur: - 40 ° til +70 °C Relativ luftfuktighet: 10 % - 90 % rH Lufttrykk: 500-1060 hPa
Driftsforhold	Temperatur: 10 ° - 30 °C Relativ fuktighet: 30 % - 75 % rH Lufttrykk: 700-1060 hPa
Tid fra minimum oppbevaringstemperatur mellom bruk til minimum brukstemperatur ved en omgivelsestemperatur på 20 °C	30 minutter
Tid fra maksimal oppbevaringstemperatur mellom bruk til maksimal brukstemperatur ved en omgivelsestemperatur på 20 °C	30 minutter
Beskyttelse mot elektrisk støt	Klasse II medisinsk utstyrstype BF-anvendt del
Adapter	KSA-60B-200300D5 Inngang: 100-240V ~ 50/-60Hz; 1,8A Utgang: 20Vdc; 3A

Pulsparametere (sekunder)	Energivå 1: 0,5
	Energivå 2: 0,7
	Energivå 3: 0,9
	Energivå 4: 1,0
	Energivå 5: 1,3
Bluetooth LE Driftsfrekvens Sendereffekt:	2,402 MHz ~ 2,480 MHz Under 3 mW

17. Juridiske merknader

Copyright 2023 © Home Skinovations Ltd. Med enerett.

Home Skinovations Ltd forbeholder seg retten til å gjøre endringer på sine produkter eller spesifikasjoner for å forbedre ytelse, pålitelighet, eller produserbarhet. Informasjon levert av Home Skinovations Ltd antas å være nøyaktig og pålitelig på offentliggjøringstidspunktet. Men Home Skinovations Ltd påtar seg intet ansvar for bruken. Det gis ingen lisens, underforstått eller på annen måte, under en patent eller patentrettigheter som tilhører Home Skinovations Ltd. Kopiering eller overføring av deler av dette dokumentet er ikke tillatt i noen form eller på noen måte elektronisk eller mekanisk, uansett hensikt, uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra Home Skinovations Ltd. Data kan endres uten varsel. Silken Beauty Ltd. eier patenter og ventende patentsøknader, varemerker, kopirettigheter eller andre intellektuelle eiendomsrettigheter som dekker saksforholdet i dette dokumentet. Supplering av dette dokumentet gir ingen lisens til disse patentene, varemerkene, kopibeskyttelsene eller andre intellektuelle eiendomsrettigheter dersom dette ikke er uttrykkelig gitt i en skrevet avtale med Home Silkn Beauty Ltd. Spesifikasjoner kan endres uten varsel. Silk'n og Silk'n-logoen er registrerte varemerker som tilhører Silkn Beauty Ltd., Invention Works B.V. Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, Nederland www.silkn.eu, info@silkn.eu.

Innehållsförteckning

1. Varningar och kontraindikationer.....	262
2. Tecken och symboler	269
3. Säkerhet med Silk'n Infinity	270
4. Lär känna din Silk'n Infinity	271
5. Enhetskontroller och inställningar	272
6. Vad man kan förvänta sig av Silk'n Infinity	275
7. Eventuella biverkningar	275
8. Behandlingsplan.....	277
9. Kom igång!	278
10. Rengöring och underhåll	280
11. Anslut din Silk'n Infinity till Bluetooth	280
12. Felsökning	281
13. Kundservice.....	282
14. Garanti	282
15. Avfallshantering	282
16. Specifikationer	283
17. Rättsligt meddelande	284

1. Varningar och kontraindikationer



En uppgift eller händelse som indikerar möjlig förestående fara, problem eller annan obehaglig situation vid användning av enheten.



El & säkerhetsvarningar

Användarhandboken bygger på gällande normer och regler i Europeiska unionen. När du är utomlands måste du också följa landsspecifika riktlinjer och lagar. Läs alla varningar och kontraindikationer före användning.

- Kontrollera alltid att händerna är torra innan du ansluter adaptorn till elförsörjning.
- Använd inte enheten när du badar eller duschar.
- Håll enheten borta från vatten. Placera och förvara inte enheten där den kan ramla, puttats i eller placeras i ett badkar, handfat eller annat kärl innehållande vatten.
- Sänk aldrig ner enheten eller några av dess delar i vatten.

- Om enheten har kommit i kontakt med vatten, koppla omedelbart bort den från elnätet innan du vidrör den.
- Använd aldrig adaptern om den har en skadad kabel eller kontakt, om den inte fungerar ordentligt eller har sänkts ned i vatten. Sker det ska du omedelbart koppla ur adaptern innan du rör den. Underlåtenhet att koppla ur adaptern kan orsaka elektrisk chock!
- Använd inte enheten i en miljö där det föreligger risk för explosion. Håll enheten och alla dess delar bort från öppna flammor och heta ytor.
- Lämna aldrig enheten obevakad när den är ansluten till elförsörjning. Se till att adaptern är tillgänglig hela tiden, så den lätt kan tas bort från elförsörjning i ett nödläge.
- Stäng alltid av enheten och koppla bort den från elförsörjning när du inte använder enheten, när du tänker rengöra den, eller i händelse av ett fel.
- Dra aldrig ut adaptern ur uttaget via kabeln. Ta alltid bort den genom att hålla i adaptern.
- Placera adapters kabel på ett sådant sätt att det inte medför eventuell fallrisk.

- Snurra inte adaptorns kabel och lägg den inte över skarpa kanter.
- Håll enheten borta från ögonen. Farlig optisk strålning kan avges från denna enhet. Titta inte på arbetslampan. Det kan resultera i skada på ögonen.
- Ändringar eller modifieringar av denna enhet som inte uttryckligen godkänts av ansvarig för komplians kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda utrustningen.
- Använd inte enheten om delar eller tillbehör inte levereras av tillverkaren enligt definitionen i denna användarhandbok, om enheten är skadad eller inte verkar fungera som den ska, eller om du ser eller känner lukten av rök. I sådana fall ska du sluta använda enheten och kontakta kundservice.
- Endast behörig personal tillåts utföra reparationer. Försök inte ändra, öppna eller reparera enheten. Du kan exponera dig för farliga elektriska komponenter och kan orsaka allvarlig skada för dig själv. Det kommer också att göra garantin ogiltig.
- Tillverkaren tar inget ansvar för skada eller skador som orsakats av otillbörlig eller felaktig användning.

- Tillåt inte att barn leker med enheten eller någon av dess delar.
- Tillåt inte barn leka med förpackningen. De kan skada sig på förpackningsmaterialet, eller svälja smådelar och kvävas.
- Släng inte med hushållsavfall! Lagen kräver att du kasserar den här elektriska enheten (inklusive alla tillbehör och delar) vid en angiven återvinningsinsamling för elektriska enheter. För detaljer se avsnitt 15. Avfallshantering.



Kontraindikationer

- Silk'n Infinity får inte användas av följande personer: barn, vuxna med fysiska-, sensoriska-, eller psykologiska problem, eller av de som saknar erfarenhet eller kunskap om hur man använder enheten.
- Silk'n Infinity är inte utformad för alla. Hårborttagning med laser eller med intensivt pulserande ljuskällor kan öka hårväxten hos vissa individer. Baserat på aktuell tillkomlig data är de största riskgrupperna för denna typ av reaktion kvinnor från medelhavsländer och kvinnor med påbrå från Mellanöstern och Sydostasien om apparaten används i ansiktet eller på halsen.

- ⊙ Silk'n Infinity är inte lämplig för användning på barn eller djur.

Använd inte om du:

- ⊙ är gravid eller ammar.
- ⊙ har en sjukdomshistoria av keloidformation.
- ⊙ har lidit av eller lider av epilepsi.
- ⊙ har en sjukdom som har med fotokänslighet att göra, såsom porfiria, soleksem, nässelutslag från sol, lupus o.s.v.
- ⊙ sjukdomshistoria av cancer eller av ytor med eventuella maligna hudproblem.
- ⊙ fått strålningsbehandling eller cellgiftsbehandling inom de senaste 3 månaderna.
- ⊙ fått mediciner av din läkare för en hudåkomma inom de senaste sex månaderna.
- ⊙ har eventuella andra problem som, enligt din läkare, skulle göra det osäkert för dig att använda enheten.
- ⊙ inte kan känna värme ordentligt på grund av en sjukdom eller annat hälsoproblem.

Använd inte på dessa delar av kroppen:

- På solbränd hud. Se avsnitt 5.5. Exponering från solljus.
- Runt och nära ögonen. Använd under kindbenen.
- På tatueringar eller på permanent smink, på mörkbruna eller mörka fläckar (som på stora fräknar, leverfläckar eller vårtor), på bröstvårtor, på genitalia, eller på läppar.
- Ytor med injicerade fyllningar eller gifter.
- En del av kroppen där herpes förekommit.
- Hud med aktiva eksem, psoriasis, lesioner, öppna sår eller infekterade ytor (munsår), eller ytor med onormala hudsjukdomar orsakade av systematiska problem eller matsmältningsproblem (t.ex. diabetes).
- Områden där du kanske senare vill låta hår växa. Resultatet är permanent.

Ytterligare varningar

- Ta bort alla smycken innan användning.
- Använd aldrig lättantändliga vätskor såsom alkohol (inkluderar parfym, desinfektionsmedel eller andra applikationer som innehåller alkohol) eller aceton för att rengöra innan användning.

- Markera energinställning noggrant. När energiintensiteten ökas förbättras hårborttagningen, men risken för biverkningar och komplikationer ökar.
- Följ hår- och hudfärgschemat när du markerar energinivåer för att undvika risk för brännskador, blåsor eller förändringar i hudfärgen (se diagrammet längst upp i användarhandboken).
- Gör alltid ett fläcktest innan du behandlar en viss del av din kropp.
- Behandla inte samma hudyta mer än en gång per hårborttagningssession.
- Undvik överlappande pulser eller luckor när du behandlar ett område.
- Använd en lägre energinivå om du upplever milt obehag.
- Utsätt inte behandlade områden för sol och använd inte energinivå 2-5 på solbränd hud eller om du nyligen solat (inklusive artificiella solarier). Se avsnitt 5.5. Exponering från solljus.
- Avsluta omedelbart behandlingen om du ser att huden blir röd, du får blåsor på huden eller brännmärken.
- Sluta använda omedelbart om du har ont.

- ⦿ Sluta använda omedelbart om huden eller enheten blir för varm.

2. Tecken och symboler

	Försäkran om överensstämmelse: Produkter märkta med denna symbol uppfyller alla tillämpliga bestämmelser i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Förenklad försäkran om överensstämmelse: I enlighet med artikel 10(9) i EU:s försäkran om överensstämmelse, radioutrustningen typ Bluetooth LE överensstämmer med direktivet 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande internetadress: https://silkn.eu/media/downloads/EU-Declaration-of-Conformity-Infinity-Fast.pdf
	Klass II. Adaptern är skyddad mot elektrisk stöt genom en metod som använder dubbel isolering.
IP30	Enheten är skyddad mot inträngande av objekt som är större än 2,5mm i diameter, såsom fingrar, för att skydda mot elektrisk chock.
	Använd inte i våta miljöer.
	Släng inte med hushållsavfall! WEEE-direktivet kräver att du kasserar denna elektriska enhet (inklusive alla tillbehör och delar) vid en angiven återvinningsinsamling för elektriska enheter.
	Överensstämmer med tekniska föreskrifter som krävs av Eurasiatiska ekonomiska unionen.

-  Enheten är inte lämplig för användning i närvaro av brandfarligt anestet med luft eller med syre eller kväveoxid.

3. Säkerhet med Silk'n Infinity

Med Silk'n Infinity kommer säkerhet först. Enhanced Home Pulsed Light™ (eHPL) teknologin ger överlägsen säkerhet med lägre energinivåer.

eHPL™ uppnår långvariga resultat för hårborttagning med endast en bråkdel av den energinivå som används av andra ljusbaserade hårborttagningsprodukter. Tekniken kombinerar 2 energikällor: galvanisk energi och optisk energi. Den galvaniska energin möjliggör bättre penetrering av den optiska energin till hårsäcken genom att tillfälligt utvidga hudens porer. Hårsäcken absorberar ljuset, avaktiverar hårkollikeln och hårväxten inaktiveras.

Den låga energin som används minskar dess potential att orsaka skada eller komplikationer och bidrar till din säkerhet.

Silk'n Infinity skyddar din hud

Ljusbaserad hårborttagning är olämplig för solbränd hud. Silk'n Infinity levereras med en inbyggd hudfärgsensor utformad att mäta hudfärgen och möjliggör energinivåer i enlighet med hudfärg.

Dessutom är behandlingsytan, genom vilken ljuspulser levereras, försänkt inuti enheten. Detta gör det möjligt för Silk'n Infinity att skydda huden genom att undvika direktkontakt mellan behandlingsytan och huden.

Silk'n Infinity skyddar ögonen

Silk'n Infinity har en inbyggd säkerhetsfunktion för att skydda ögonen. Den har utformats så att en ljuspuls inte kan släppas ut när behandlingsytan är exponerad. Säkerhetsfunktionen möjliggör endast behandling när behandlingsytan har kontakt med huden.

4. Lär känna din Silk'n Infinity

Silk'n Infinity är en stark elektronisk enhet som skall användas på ett säkert vis. **Innan användning, det är viktigt att du läser och förstår instruktionerna hur du använder apparaten inklusive procedurer efter-användande, och att du följer de strikt.** Vi rekommenderar att läser igenom instruktionerna i denna användarhandbok före varje behandling.

4.1. Förpackningsinnehåll

Innehållet i förpackningen varierar i enlighet med införskaffat alternativ.

Infinity objekt

- Silk'n Infinity enhet
- Adapter
- Användarhandbok
- Garantikort
- Skönhetslåda

4.2. Enhetsbeskrivning

Silk'n Infinity är en enhet för hemmabruk som använder eHPL™-teknik för borttagning av oönskat hår. Enheten har en behandlingsyta och en pulsgivare. Den har också ett par elektroder, bas och beröring, för att skapa och använda en galvanisk behandlingscirkulation. Se diagrammet i början av denna manual för att se var alla delar sitter.

1. Pulsgivaren
2. Behandlingsyta
3. Hudfärgssensor
4. Bluetooth-indikatorlampa
5. Indikatorlampor för energinivå
6. Kontrollknapp
7. Klar/Varningslampa för hudtoner
8. Baselektrod
9. Beröringselektrod
10. Adapteruttag

4.3. Avsedd användning

Silk'n Infinity är avsedd för borttagning av oönskat hår. Enheten är också avsedd att påverka långvarig eller permanent hårreduktion. Permanent hårminskning definieras som en stabil minskning av återväxt av hår efter en behandling under en lång tid. Du kan använda enheten för att ta bort oönskade kroppshår. Ideala kroppsområden är underarmar, bikinilinjje, armar, ben, ansikte (under kindbenen), rygg, skuldror och bröst.

Silk'n Infinity är inte en medicinsk apparat. Den är uteslutande avsedd för kosmetiska behandlingar. Enheten är endast avsedd för privat bruk och är inte lämplig för kommersiell eller terapeutisk användning.

Använd inte något annat syfte än vad som beskrivs i denna manual.

5. Enhetskontroller och inställningar

5.1. Enhetskontroller

Se diagrammet i början av denna användarhandbok för att se var alla delar sitter.

Kontrollelement	Åtgärd	Funktion/Läge
Kontrollknapp (#6)	Kort tryck	Varje tryck ökar energinivån. Standard vid start är nivå 1. Går genom nivåerna för att komma tillbaka till 1.
Pulsgivaren (#1)	Kort tryck	Utlöser en ljuspuls.
Beröringselektrod (#9)	Kort tryck	Utlöser en ljuspuls när den pressas ihop med pulsgivaren (#1).
Indikatorljus för energinivå (grön) (#5)	Konstant	Antalet ljus indikerar energinivån.
Klar/varningslampa för hudtoner (grön) (#7)	Konstant	Enheten är redo för användning.
	Blinkar långsamt	Behandlingsenheten har bra kontakt med huden.
	Blinkar snabbt	Hudfärgen är för mörk för säker användning. Inga ljuspulser emitteras.
Bluetooth indikatorljus (blå) (#4)	Blinkar	Bluetooth är aktiv.

5.2. Hudfärgssensor

Ljusbaserad hårborttagning på mörkare hudtoner kan ha skadliga effekter, såsom brännmärken, blåsor och förändringar i hudtonen (hyper- eller hypopigmentering). Din Silk'n Infinity har en hudfärgssensor som kan avgöra din hudfärg automatiskt. Hudfärgssensorn kontrollerar din hud vid början av behandlingen och sporadiskt under varje behandling.


- i** Om du inte ser en ljuspuls och varningsindikatorlampan klar/hudton (**#7**) blinkar snabbt, är det en indikation att din hudton, som mätts av hudfärgssensorn, är för mörk för säker användning. Försök att använda enheten på en annan del av kroppen.

5.3. Energinivåer

Energinivån avgör intensiteten hos ljuspulseringen som sänds ut till din hud. Ju högre energinivå, ju bättre resultat för hårborttagningen, men även ju högre risk för eventuella biverkningar och komplikationer.

- Enheten har fem energinivåer från 1 (den lägsta) till 5 (den högsta), vilka representeras av fem energinivåindikatorlampor (**#5**).
- När enheten är på ställs energinivån automatiskt in som 1. Endast en indikatorlampa för energinivå (**#5**) kommer att vara på.
- För att ändra energinivå, tryck på kontrollknappen (**#6**) flera gånger för att öka energinivån från 1 till 5. När du nått nivå 5, tryck på kontrollknappen (**#6**) igen för att minska energinivån från 5 tillbaka till 1.

5.4. Pulsera och glida



Pulsering är den bästa tekniken för att behandla specifika fläckar eller små områden.

- Tryck ner behandlingsytan (**#2**) mot din hud. Arbeta i rader (antingen vågrätt eller lodrätt, som du kan se på bilden). Börja i ena änden av varje rad och fortsätt till den andra änden.

- Behandlingsytan (#2) skapar tillfälliga tryckmärken på den behandlade ytan så att du kan se de ytor du har behandlat.
- Efter varje puls, rör på behandlingsytan (#2) till nästa område. Fortsätt med denna pulserande rörelse på ytan du behandlar.
- Undvik mellanrum eller överlappningar när du använder enheten.

Att glida är den bästa tekniken för att behandla större delar av kroppen.

Tryck behandlingsytan (#2) hårt mot och glid sakta över huden (antingen vågrätt eller lodrätt som kan ses på bilden). Säkerställ att behandlingsytan (#2) är i kontakt med huden hela tiden.

- Vid de lägre energinivåerna tar det endast 1-1,5 sekund för enheten att laddas om mellan varje pulsering. Detta genererar en konstant sekvens av ljusblixtar.
- Glid med en sådan hastighet att du kan undvika mellanrum eller överlappningar.

⚠ Behandla inte samma hudyta mer än en gång per hårborttagningssession.

⚠ Sluta använda omedelbart om du har ont.

5.5. Exponering från solljus

- Den lägsta energinivån (1) är utformad för säker användning även efter exponering från solljus.
- m du använder energinivåer 2-5, undvik exponering från solljus **4 veckor innan- och 2 veckor efter** användning. Detta beror på att högre kvantiteter melanin exponerar huden för en större risk när du använder en ljusbaserad metod för hårborttagning. Detta gäller alla hudtyper, även de som inte blir solbrända fort.
- Vi avråder från det, men om du behöver gå ut i solen efter en behandling så säkerställ att använda solskydd SPF30 eller högre på det behandlade området. Gör detta under **2 veckor efter** en behandling.

5.6. Exponering för ögonen från pulserande ljus

- Även om du kan använda enheten för att behandla ansiktshår, var extra noggrann att undvika kontakt med ögon och använd endast under kindbenen.
- i Enheten sänder endast ut repeterande pulser när den är i stadig kontakt med huden och du rör den över huden.

6. Vad man kan förvänta sig av Silk'n Infinity

Under en Silk'n Infinity behandlingssession är det normalt att erfara eller känna av:

- **Nedkylningsfläkten:** Den medför ungefär samma ljud som en hårtork.
- **Ett klickljud med varje puls:** När en puls från eHPL™-lampan är aktiverad, är det normalt att höra ett lågt klickljud samtidigt med ljusblixten.
- **En känsla av värme och stickningar:** Under varje galvanisk pulssekvens är det normalt att känna en mild känsla av värme och stickningar från galvaniska och ljusenergi.
- **Milt röd eller rosa färg:** Under och strax efter din behandling är det inte ovanligt att se viss lätt, rosaliknande färg på huden. Detta syns oftast mest runt själva håren.

⚠ Avsluta omedelbart behandlingen om du ser att huden blir röd, du får blåsor på huden eller bränmärken.

7. Eventuella biverkningar

Vid användning enligt instruktionerna, är biverkningar och komplikationer i samband med användningen av Silk'n Infinity ovanliga. Dock innebär alla kosmetiska ingrepp, inklusive de utformade för hemmabruk, vissa risker. Därför är det viktigt att du förstår och tar in riskerna samt komplikationerna som kan uppstå med en apparat med pulserande ljus utformad för hemmabruk som används för permanent hårborttagning.

Lätt, obekvämlig känsla på huden

HPL-hårborttagning tolereras vanligen väl. Dock kan vissa användare känna av en mild, obekväm känsla under användning. Detta beskrivs bäst som en mild svidande känsla på de behandlade hudytorna. Den svidande känslan kan finnas kvar under och efter behandling.

Detta betyder att du bör använda enheten med en lägre energinivå och om det inte hjälper bör du sluta använda enheten.

Huden blir röd

Huden kan bli röd direkt efter användning av enheten eller under de påföljande 24 timmarna. Att huden är röd avtar oftast inom 24 timmar.

Sök läkarvård om huden fortfarande är röd efter 2-3 dagar.

Se till att du använder en energinivå som är bekväm för dig och som passar din hudfärg.

Ökad hudkänslighet

Den behandlade hudytan är mer känslig än andra ytor, så du kan erfa torr hud eller att huden flagnar.

Pigmentförändringar

Enheten riktar in sig på hårrötterna, speciellt på de pigmenterade cellerna i själva hårsäcken. Trots detta finns en risk för tillfällig hyperpigmentering (ökat pigment eller brun missfärgning) eller för hypo-pigmentering (blekning) av den närliggande huden. Risken för pigmentförändringar i huden är högre hos dem med mörkare hudtoner och på starkt solbränd hud. Vanligtvis är missfärgningar eller förändringar av hudpigmentet endast tillfälliga och permanent hyperpigmentering eller hypo-pigmentering är ovanligt.

Extrem rodnad eller svullnad

I sällsynta fall kan huden bli väldigt röd och svullen. Detta är vanligare på känsliga delar av kroppen. Rodnaden och svullnaden skall gå ner inom 2-7 dagar och skall behandlas frekvent med is på de påverkade ytorna. Mild rengöring är OK men undvik exponering i solen.

Blåsor eller Brännmärken

Kyl ner den påverkade ytan och smörj in med brännskadekräm. Vänta tills hudytan har läkt helt och hållet innan nästa behandling och använd då en lägre energinivå. **huden inte återgår till det normala inom 3 dagar, uppsök en läkare.**



Sluta omedelbart användning om någon av dessa effekter är allvarligare.



Sök upp din läkare om reaktionerna inte försvinner inom 2 till 3 dagar.

8. Behandlingsplan

En vanlig komplett cykel för hårväxt kan ta 18-24 månader. Under denna period behövs flera Silk'n Infinity behandlingssessioner för att uppnå permanent hårborttagning.

Effektiviteten av hårborttagning skiljer sig från person till person beroende på kroppsdel, hårfärg och hur enheten används.

Typisk behandlingsplan under en fullständig hårväxtcykel:

- **Behandlingar 1-4:** Planera för två veckors intervall.
- **Behandlingar 5-7:** Planera för fyra veckors intervall.
- **Behandlingar 8 +:** Behandla efter vad som krävs för att uppnå önskvärda resultat.

Förväntat behandlingsresultat för hårborttagning

Fitzpatrick hudtyp ¹	Hårfärg	Ljusfluens [J/cm ²]	Område av kroppen ²	Genomsnittligt antal behandlingar ¹	% hårminskning
HV	Mörk blond till brun	2,5-4	Nedre- eller övre delen av benen	Sessioner 10-12 med cirka 4 veckors mellanrum.	60%
			Armar		50%
			Bikinilinjén		60%
			Underarmarna		55%
HV	Brun till svart	2,5-4	Nedre- eller övre delen av benen	Sessioner 8-10 med cirka 4 veckors mellanrum.	70%
			Armar		60%
			Bikinilinjén		70%
			Underarmarna		65%

1. Individuella resultat beror på hårtyp likaså som på biologiska faktorer som kan påverka hårväxtmönstret. En del användare kan nå resultat snabbare eller långsammare än det genomsnittliga antalet behandlingar.

2. Man kan inte förvänta sig permanent hårborttagning efter en enda eller ett par behandlingssessioner. Hårsäckarnas viloperiod beror också på kroppsområdet.

9. Kom igång!

9.1. Anslut enheten

1. Ta ut enheten och alla andra delar från asken.
2. Sätt i adaptern i adapteruttaget (**#10**) och anslut den till strömförsörjningen. Alla indikatorlampor för energinivå (**#5**) kommer att aktiveras och inaktiveras flera gånger i en cirkelrörelse.




9.2. Gör ett fläcktest

Det är viktigt att göra ett fläcktest för den kroppsdel du önskar behandla. Ett fläcktest kontrollerar huruvida hudfärgen är lämplig för behandling och att du vet vilken energinivå som är bekväm för området du behandlar. Både hudfärg och energinivå kan variera beroende på målbehandlingsområdet.

1. För att göra ett fläcktest, följ steg 1-5 och 7-9 i nästa avsnitt.
2. Fortsätt testa på ökade energinivåer tills du har nått den högsta nivå som du känner dig bekväm med. Om du inte upplever några skadliga biverkningar inom en timme kan du påbörja en komplett behandling på den energinivån.
3. Upprepa fläcktestet för varje område du önskar behandla.

9.3. Behandlingssteg

1. Ta bort alla smycken innan användning.
2. Före behandlingen ska huden vara rakad, ren, torr och fri från eventuella puder, antiperspiranter eller deodoranter. **Vaxa inte, plocka inte och använd inte pincett för att ta bort hår.**
3. Säkerställ att täcka tatueringar, leverfläckar, vårtor eller märken i huden som inte ska behandlas. Använd ett material som inte absorberar ljuset, såsom en vit trasa eller vit medicinsk tejp.
4. Tryck på kontrollknappen (**#6**). Enheten kommer att sätta på indikatorlampan för energinivå 1 (**#5**), och ett fläktljud kommer att börja låta.
5. Ungefär 1 sekund efter att du tryckt på kontrollknappen, aktiveras varningsindikatorlampan klar/hudton (**#7**) (grön). Enheten är nu klar för att du ska utlösa den första pulsen på lägsta energinivå. Börja alltid på energinivå 1 för din första behandling.
6. Välj den energinivå som känns bekvämast för dig.

7. Placera behandlingsytan (#2) på huden och tryck på pulsgivaren (#1) för en puls. Se till att din hand rör baselektroden tillsammans med pulsgivaren (#1).
-  Har du inte handkontakt med baselektroden (#8) släpps ingen galvanisk behandlingscirkulation ut.
8. Tryck på pulsgivaren (#1).
- Först bestämmer enheten hudfärg. Är hudfärgen tillräckligt ljus för säker applicering aktiverar enheten den galvaniska cirkulation. Du kan uppleva en liten stickande känsla. Detta är helt normalt. Den galvaniska behandlingen arbetar för att förstora dina porer för en bättre tillämpning av behandlingen.
 - Direkt efteråt blinkar enheten en ljuspuls på din hud och klar/varningslampa för hudtoner (#7) inaktiveras. Du kommer att se en stark ljusblxt och samtidigt höra ett klickande ljud, vilket är ett normalt ljud för enheten. Du kan komma att känna en lätt förnimmelse av värme och stickningar. Enheten kommer omedelbart att börja ladda för nästa pulsering.
 - Efter några sekunder, när enheten är redo att blinka igen, aktiveras varningsindikatorlampan klar/hudton (#7). Varningsindikatorlampan börjar blinka igen när den är pressad mot kroppen.
9. Ta bort behandlingsytan (#2) från det behandlade området av huden.
10. Bestäm om du vill behandla området med **Glid** eller **Pulsering** (se avsnitt 5.4. Pulsera och glida).
- Om du **Pulserar**, placera behandlingsytan (#2) på en intilliggande del av din hud och utlös en puls.
 - Om du **Glider**, håll pulsgivaren (#1) ner kontinuerligt och för enheten smidigt längs det behandlade området.
11. Fortsätt **Pulsera** eller **Glida** tills du har täckt målområdet.
-  Försök att undvika mellanrum och överlappningar.
-  Avsluta omedelbart behandlingen om du får hudblåsor eller brännmärken.
12. När du har avslutat din behandling, tryck länge på kontrollknappen (#6), för att stänga av enheten. Kom ihåg den senaste energiinställningen du använde eftersom enheten alltid startar på energinivå 1.
13. Koppla ifrån adaptorn från elnätet, rengör därefter enheten och förvara den säkert (se avsnitt 10. Rengöring och underhåll).

14. Efter behandlingssessionen rekommenderar vi att du applicerar en hudkräm på det behandlade området för att hjälpa huden att snabbare återhämta sig från behandlingen.

10. Rengöring och underhåll

- Koppla ur enheten.
 - För att rengöra enheten inklusive behandlingsytan (#2), torka av med en ren, torr trasa. Använd aldrig aceton eller andra starka vätskor, eftersom de kan skada enheten.
 - Efter rengöring rekommenderar vi att du förvarar enheten i sin ursprungliga förpackning och håll den på avstånd från vatten.
- ⚠ Sänk aldrig ner enheten eller några av dess delar i vatten.

11. Anslut din Silk'n Infinity till Bluetooth

Ladda ner och anslut Silk'n hårborttagningsappen.

Den kostnadsfria Silk'n hårborttagningsapplikationen stöder varje steg med Silk'n-hårborttagningsenheterna, skapar en personlig behandlingsplan, hjälper dig att göra de säkraste och mest informerade valen och ser till att du följer hela behandlingsplanen för bästa resultat.

Som ägare av en Silk'n Infinity kan du också njuta av Bluetooth-anslutning. Ladda ner appen och följ registreringsprocessen och stegen för Bluetooth-parning.

För en gratis nedladdning av Silk'n hårborttagningsapp, skanna:



12. Felsökning

Endast behörig personal tillåts utföra reparationer. Försök inte ändra, öppna eller reparera enheten. Du kan exponera dig för farliga elektriska komponenter och kan orsaka allvarlig skada för dig själv. Det kommer också att göra garantin ogiltig.

Problem	Kontroller
Enheten startar inte.	Kontrollera att: <ul style="list-style-type: none">• adaptern är korrekt ansluten till enheten och att den är ansluten till elförsörjning.
Det finns ingen galvanisk puls när jag trycker på pulsgivaren (#1).	Kontrollera att din hand rör baselektroden när du trycker på pulsgivaren (#1). Den galvaniska behandlingscirkulationen kräver stängning av den galvaniska kretsen genom att samtidigt trycka på pulsgivaren (#1) och den elektroden (#9) för att effektivt behandla huden.
Det syns ingen ljuspuls när jag trycker på pulsgivaren (#1).	Kontrollera att: <ul style="list-style-type: none">• den gröna klar/varningslampan för hudtoner (#7) blinkar långsamt. Detta indikerar att du har bra kontakt med huden.• behandlingsytan (#2) är jämnt och fast pressad på huden. För din säkerhet, aktiverar pulsgivaren (#1) endast en puls om behandlingsytan (#2) är ordentligt pressad mot huden. Om varningsindikatorlampan klar/hudton (#7) blinkar snabbt, är det en indikation att din hudton, mätt med hudfärgssensorn, är för mörk för säker användning. Försök att använda enheten på en annan kroppsdel eller kontakta Silk'n kundtjänst.
En eller flera lampor lyser konstant.	Enheten krånglar. Koppla ifrån enheten och starta om. Om problemet kvarstår, kontakta kundtjänst.
Enheten har slutat att fungera och är i vänteläge.	Tryck på kontrollknappen (#6) igen för att starta enheten.

13. Kundservice

För mer information se vår webbplats www.silkn.eu. Denna användarhandbok finns även som en nedladdningsbar PDF-fil från webbplatsen. Kontakta Silk'n kundservice för att rapportera verksamhet eller händelser, eller eventuella andra problem med din apparat. Våra kontaktuppgifter är:

Land	Kundtjänstnummer	E-postadress
Belgien	0800-29316	serviceconsommateurbe@silkn.eu
Frankrike	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Tyskland	089 51 23 44 23	kundenservicede@silkn.eu
Italien	+31(0)180-330550	servizioclientiit@silkn.eu
Nederländerna	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Spanien	900 823 302	servicioalcliente@silkn.eu
Storbritannien	0906-2130009	customerareuk@silkn.eu
Andra länder	+31 (0)180-330 550	info@silkn.eu

14. Garanti

Se ditt Silk'n garantikort.

15. Avfallshantering



Sortera förpackningen innan du kasserar den. Kassera kartong med återvunnet papper och förpackningar med lämplig insamlingstjänst.



(Gäller i Europeiska unionen och andra europeiska länder med separata insamlingsystem för återvinningsbart material). WEEE-Reg.Nr. DE 31619958. **Gamla apparater får inte slängas med hushållsavfallet! Om produkten inte längre kan användas ska den avfallshandteras i enlighet med gällande lokala bestämmelser.** Det garanterar att gamla apparater återvinns på ett fackmannamässigt sätt och undviker negativa konsekvenser för miljön. Av denna anledning är elektrisk utrustning märkt med den symbol som visas här.

*Produkter märkta med Cd = kadmium, Hg = kvicksilver, Pb = bly.

16. Specifikationer

Modell	H3103
Galvanisk	70-400 mikroampere (μA)
Fläckstorlek	0,9 x 3 cm [2,7 cm ²]
Teknik	Enhanced Home Pulsed Light™
Max Energinivå	Maximalt 4 J/cm ²
Våglängd	520-1 200 nm
Pulslampans varaktighet	500-800 μs
Användningsätt	Kontinuerlig
Drift och säkerhet	Hudfärgssensorn ser till att användningen endast utförs på passande hudtyper
Upprepningsfrekvens	Maximalt 1,0 Hz
Systemets vikt	225 gr
Transport och förvaring mellan användning och lagringsförhållanden	Temperatur: - 40 ° till +70 °C Relativ fuktighet: 10 % - 90 %rH Atmosfärstryck: 500 - 1060 hPa
Driftförhållanden	Temperatur: 10 ° - 30 °C Relativ fuktighet: 30 % - 75 % Atmosfärstryck: 700 - 1060 hPa
Tid från minsta förvaringstemperatur mellan användningar till användningstemperatur då omgivande temperatur är 20 °C	30 min
Tid från högsta förvaringstemperatur mellan användningar till användningstemperatur då omgivande temperatur är 20 °C	30 min
Skydd mot elchock	Klass II medicinsk utrustning typ BF berörda delar
Adapter	KSA-60B-200300D5
	Ingång: 100-240 V; 50-60 Hz; 1,8 A Uteffekt: 20Vdc; 3A

Pulsparametrar (s)	Energivå 1: 0.5 Energivå 2: 0.7 Energivå 3: 0.9 Energivå 4: 1.0 Energivå 5: 1.3
Bluetooth LE Driftfrekvens Sändareffekt	2 402 MHz ~ 2 480 MHz Under 3 mW

17. Rättsligt meddelande

Upphovsrätt 2023 © Silkn Beauty Ltd. Med ensamrätt.

Home Skinovations Ltd innehar rättigheterna att ändra sina produkter och deras specifikationer för att kunna förbättra användningen, pålitligheten och tillverkningen av dem. Information som ges av Home Skinovations Ltd. Skall anses som sann och tillförlitlig vid tidpunkten för publicering. Dock tar inte Home Skinovations Ltd. något ansvar för användandet av produkten. Ingen licens beviljas genom dess implikation eller på annat sätt enligt eventuella patent- eller patenträttigheter från Home Skinovations Ltd. Inga delar av detta dokument får återskapas eller överföras till någon på något sätt, d.v.s. inte elektroniskt och inte mekaniskt för någon användning utan innehav av skriftligt godkännande från Skinovations Ltd. Data kan ändras när som helst utan att det meddelas i förväg. Silkn Beauty Ltd innehar patent och patentansökningar som väntar på godkännande, varumärken, upphovsrätter och annan egendom som är ämnesfokus i detta dokument. Skapandet av detta dokument ger dig inga som helst licenser till innehavda patent, varumärken, upphovsrätter eller annan egendom förutom vid innehav av skriftligt godkännande från Silkn Beauty Ltd. Specifikationerna kan ändras när som helst utan att det meddelas i förväg. Silk'n och Silk'n-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Silkn Beauty Ltd., Invention Works B.V. Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, Nederländerna www.silkn.eu, info@silkn.eu.



Indholdsfortegnelse

1. Advarsler og bivirkninger	286
2. Tegn og symboler	293
3. Sikkerhed med Silk'n Infinity	294
4. Lær din Silk'n Infinity at kende	295
5. Kontrolfunktioner og indstillinger	296
6. Hvad du kan forvente med Silk'n Infinity	299
7. Mulige bivirkninger	299
8. Behandlingsplan	301
9. Kom godt i gang!.....	302
10. Rengøring og vedligeholdelse.....	304
11. Tilslutning af Silk'n Infinity til Bluetooth	304
12. Problemløsning.....	305
13. Kundeservice.....	306
14. Garanti	306
15. Bortskaffelse	306
16. Specifikationer	307
17. Juridisk information	308

1. Advarsler og bivirkninger



Et udsagn eller en hændelse med tegn på mulig eller nærtstående fare, problem eller ubehagelig situation ved brug af apparatet.



Advarsler om elektricitet og sikkerhed

Brugermanualen er baseret på gældende standarder og regler i EU. Når du er i udlandet, skal du altid overholde det pågældende lands retningslinjer og love. Læs advarsler og bivirkninger inden brug.

- Sørg for hænderne er tørre, før du tilslutter adapteren til elnettet.
- Brug ikke enheden i badet eller bruseren.
- Opbevar ikke adapteren i nærheden af vand! Placer eller opbevar ikke apparatet et sted, hvor der er risiko for, at den kan falde ned, skubbes til eller placeres i nærheden af vand eller væske.
- Nedsæk ikke enheden eller delene i vand.
- Hvis enheden er i kontakt med vand, skal den straks afbrydes fra elforsyningen før berøring.

- Brug ikke adapteren med beskadiget ledning eller stik, hvis den ikke virker korrekt eller den er i vand. Sker det, skal adapteren straks afbrydes, før du rører den. Hvis adapteren ikke afbrydes, er der risiko for elektrisk stød!
- Betjen ikke apparatet et sted med eksplosionsfare. Opbevar apparatet og alle dele på afstand af åben ild og varme overflade.
- Efterlad ikke enheden uden opsyn, mens den er forbundet til elnettet. Veksel-/jævnstrømsadapteren skal altid være tilgængelig, så den let kan afbrydes fra strømmen i et nødstilfælde.
- Sluk altid apparatet og afbryd fra strømmen, når du ikke bruger apparatet, når du har tænkt dig at gøre den ren i tilfælde af fejl.
- Træk ikke adapteren ud af stikket ved at holde i ledningen. Tag den ud ved at holde i adapteren.
- Sæt adapterledningen i så der ikke er nogen snublefare.
- Bøj ikke adapterledningen og før den ikke over skarpe kanter.

- Opbevar ikke adapteren i nærheden af vand. Der er risiko for farlig optisk stråling fra apparatet. Kig ikke ind i driftslampen. Det kan skade dine øjne.
- Ændring af enheden, der ikke direkte godkendes af den kvalitetsansvarlige, kan medføre, at brugeren ikke må betjene udstyret.
- Må ikke anvendes, hvis der er dele eller tilbehør, som ikke leveres af producenten jf. manualen, eller hvis apparatet er beskadiget eller det ikke virker korrekt, eller hvis du ser eller lugter røg. I disse tilfælde skal du stoppe med at bruge apparatet og kontakte kundeservice.
- Kun godkendt personale må udføre reparation. Undlad at ændre, åbne og reparere enheden. Det kan udsætte dig for farlige elektriske komponenter og kan medføre, at du kommer alvorligt til skade. Det vil gøre garantien ugyldig.
- Producenten påtager sig ikke noget ansvar for skade eller personskade som følge af upassende eller forkert brug.
- Børn må ikke lege med emballagen apparatet (eller nogen af dens dele).

- ⦿ Børn må ikke lege med emballagen. De kan komme alvorligt til skade pga. emballagematerialet, eller sluge små dele og blive kvalt.
- ⦿ Du må ikke bortskaffe enheden sammen med almindeligt affald! Loven kræver, at denne elektronikenhed (herunder alt tilbehør og dele) skal bortskaffes på en genbrugsplads, hvor man tager imod elektronikenheder. Yderligere oplysninger fremgår af 15. Bortskaffelse.



Kontraindikationer

- ⦿ Apparat Silk'n Infinity må ikke bruges af følgende personer: børn, voksne med begrænsede fysiske, følelsesmæssige eller psykologiske evner eller personer med manglende kendskab til at betjene apparatet.
- ⦿ Silk'n Infinity kan ikke anvendes af alle. Hårfjernelse med laser eller intense pulserende lyskilder kan forårsage øget hårvækst på nogle individer. Baseret på aktuelle data er de mest udsatte risikogrupper for denne reaktion kvindelige efterkommere fra Middelhavsområdet, Mellemøsten og Sydasiens og i særdeleshed når apparatet anvendes i ansigtet og på halsen.

- ⊙ Silk'n Infinity er uegnet til brug på børn eller dyr.

Må ikke anvendes, hvis du:

- ⊙ er gravid eller ammende.
- ⊙ sygdomshistorie med dannelse af arkeloid.
- ⊙ har lidt eller lider af epilepsi.
- ⊙ en sygdom relateret til fotosensitivitet, som porfyri, polymorf lyseruption, Urticaria solaris, lupus etc.
- ⊙ en sygdomshistorie med hudkræft eller områder med potentielle maligniteter.
- ⊙ modtaget strålebehandling eller kemoterapi indenfor de sidste 3 måneder.
- ⊙ har modtaget lægemidler fra din læge for en hudsygdom i løbet af de sidste 6 måneder.
- ⊙ har andre sygdomme, som efter din læges mening udgør en risiko for dig ved brug af apparatet.
- ⊙ kan ikke føle varme på grund af sygdom eller lidelse.

Må ikke anvendes på følgende steder på kroppen:

- På solbrun hud. Se afsnit 5.5. Udsættelse for sollys.
- Omkring eller nær øjnene. Brug under kindbenene.
- Tatoveringer eller permanent makeup, mørkebrune eller sorte pletter, (som store fregner, skønhedspletter eller vorter), brystvorter, genitalier eller læber.
- Område med indsprøjet fyldstof eller toxiner.
- En del af kroppen, hvor der tidligere har været udbrud af herpes.
- Hud med eksem i udbrud, psoriasis, skadet hud, åbne sår eller infektioner (kolde sår), unormal hud forårsaget af systemiske eller stofskiftesygdomme (for eksempel diabetes).
- Områder, hvor du eventuelt senere ønsker hårvækst. Resultatet er permanent.

Yderligere advarsler

- Fjern alle smykker inden brug.
- Brug aldrig antændelig væske såsom alkohol (herunder parfume, desinfektionsmiddel eller andet stof indeholdende alkohol) eller acetone til at rengøre huden før brug.
- Vælg nøje energiindstilling. Når energistyrken øges, er hårfjernelsen mere effektiv, men med større risiko for bivirkninger og komplikationer.
- Følg hår- og hudfarvetabellen ved valg af energiniveau for at undgå risikoen for forbrænding, blister eller ændring af hudfarven (tabellen findes forrest i manualen).
- Lav altid en lille prøve før du behandler et sted på kroppen.
- Du må ikke behandle det samme område mere end én gang pr. hårfjerningsbehandling.
- Undgå overlappende pulsslæg eller huller ved behandling af et område.
- Brug et lavere energiniveau, hvis du oplever behandlingen er ubehagelig.

- ⦿ Du må ikke udsætte behandlingsområder for solen og du må ikke bruge energiniveau 2-5 på solbrun hud eller efternylig solbadning (gælder også kunstig solbruning). Se afsnit 5.5. Udsættelse for sollys.
- ⦿ Stop øjeblikkeligt brugen hvis du oplever rødmen eller hvis der opstår vabler eller sår på din hud.
- ⦿ Ophør straks med brugen, hvis du føler smerter.
- ⦿ Ophør straks med brugen, hvis huden eller apparatet bliver for varm.

2. Tegn og symboler

	Overensstemmelseserklæring: Produkter mærket med dette symbol opfylder alle relevante bestemmelser for EØS.
	Forenklet overensstemmelseserklæring: I overensstemmelse med artikel 10, stk. 9, i EU-overensstemmelseserklæringen er radioudstyrstypen Bluetooth LE i overensstemmelse med direktiv 2014/53 / EU. Den fulde ordlyd af EU-overensstemmelseserklæringen findes på følgende internetadresse: https://silkn.eu/media/downloads/EU-Declaration-of-Conformity-Infinity-Fast.pdf
	Klasse II. Adapteren er beskyttet mod elektrisk stød ved hjælp af dobbelt isolering.
IP30	Apparatet er beskyttet mod indtrængen af genstande der er større end 2,5 mm i diameter, såsom fingre, for at beskytte mod elektrisk stød.
	Du må ikke bruge apparatet i våde omgivelser.
	Du må ikke bortskaffe enheden sammen med almindeligt affald! WEEE-direktivet kræver, at denne elektronikenhed (herunder alt tilbehør og dele) skal bortskaffes på en genbrugsplads, hvor man tager imod elektronikenheder.



Er i overensstemmelse med de tekniske forskrifter, der kræves af Den Eurasiske Toldunion.



Enheden er ikke egnet til brug i nærheden af brandbar aneæstetisk blanding med luft eller ilt eller lattergas.

3. Sikkerhed med Silk'n Infinity

Med Silk'n Infinity kommer sikkerheden i første række. Enhanced Home Pulsed Light™ (eHPL) giver fremragende sikkerhed med et lavt energiforbrug.

Med eHPL™ opnås langvarige hårfjernelsesresultater med en brøkdelt af energiforbruget der anvendes i andet lysbaseret hårfjernelsesudstyr. Teknologien kombinerer 2 energikilder, nemlig galvanisk energi og optisk energi. Den galvaniske energi giver mulighed for bedre penetrering af optisk energi til hårsækken ved midlertidigt at udvide hudens porre. Hårsækken absorberer lyset, deaktiverer hårsækken og hårvæksten standses.

Det lave energiforbrug reducerer faren for skader eller problemer og bidrager til den generelle sikkerhed.

Silk'n Infinity beskytter din hud

Lysbaseret hårfjernelse er ikke egnet til solbrun hud. Silk'n Infinity Med indbygget hudfarvesensor, som er designet til at måle teinten af den behandlede overflade og anvender et energiniveau, der passer med teinten.

Endvidere bliver behandlingsoverfladen, som der sendes lys igennem, forsænket i apparatet. Dermed kan Silk'n Infinity beskytte din hud og du undgår, at behandlingsoverfladen kommer i direkte kontakt med huden.

Silk'n Infinity beskytter dine øjne

Silk'n Infinity har indbygget sikkerhedsfunktion med øjenbeskyttelse. Den er designet, så lyspulser ikke kan udsendes, når behandlingsoverfladen vender mod det åbne. Sikkerhedsfunktionen gør, at behandling kun kan ske, når behandlingsoverfladener i kontakt med huden.

4. Lær din Silk'n Infinity at kende

Silk'n Infinity er et kraftigt elektrisk apparat, som derfor bør anvendes med omtanke. **Inden brug, er det vigtigt, at du læser og forstår vejledningen i at bruge enheden samt vejledningen for efterfølgende brug og at du følger den nøje.** Vi anbefaler, at du gør dig bekendt med vejledningen i nærværende inden hver behandling.

4.1. Pakkens indhold

Pakkens indhold afhænger af, hvad du har købt.

Infinity indeholder

- Silk'n Infinity enhed
- Adapter
- Brugermanual
- Garantikort
- Beauty-etui

4.2. Beskrivelse af enheden

Silk'n Infinity er et apparat til hjemmebrug og eHPL™-teknologi til at fjerne uønsket hårvækst. Enheden har en behandlingsoverflade og pulsudløseren. Den har også et par elektroder, bund og touch, til at give og anvende galvanisk behandlingscirkulation. Tegningen forrest i brugermanualen viser placeringen af hver funktion.

1. Pulsudløseren
2. Behandlingsoverflade
3. Hudfarvesensor
4. Bluetooth-indikatorlys
5. Indikator for Energiniveau
6. Kontrolknap
7. Klar/hud-lydadvarsel og indikatorlys
8. Basiselektrode
9. Touch-elektrode
10. Adapterstik

4.3. Beregnet anvendelse

Silk'n Infinity beregnet til at fjerne uønsket hår. Enheden er beregnet til langvarig eller permanent hårreduktion. Permanent hårreduktion defineres som en langvarig stabil reduktion i antallet af hår der vokser ud igen efter en behandling. Du kan bruge apparatet til at fjerne uønsket kropsbehåring. Ideelle kropsområder er underarme, bikinikant, arme, ben, ansigt (under kindbenene), ryggen, skulderen og brystet.

Silk'n Infinity er ikke medicinsk udstyr. Den er kun beregnet til kosmetisk behandling. Enheden må kun bruges privat og er ikke egnet til kommercielt eller terapeutisk formål.

Den må ikke bruges til noget andet formål end det, som beskrives i vejledningen.

5. Kontrolfunktioner og indstillinger

5.1. Kontrolfunktioner

Tegningen forrest i manualen viser placeringen af hver funktion.

Kontrol	Handling	Funktion / Mode
Kontrolknap (#6)	Kortvarigt tryk	Hvert tryk øger energiniveauet. Ved start er niveau 1 valgt som standard. Skift mellem niveauerne for at gå tilbage til 1.
Pulsudløseren (#1)	Kortvarigt tryk	Udløser lysimpuls.
Touch-elektrode (#9)	Kortvarigt tryk	Udløser et lysimpuls ved tryk sammen med pulsudløseren (#1).
Indikator for energiniveau (grøn) (#5)	Konstant	Antal lys angiver energiniveauet.
Klar/hud-lydadvarsel og indikatorlys (grøn) (#7)	Konstant	Enheden er klar til brug.
	Blinker langsomt	Der er god kontakt med huden.
	Blinker hurtigt	Skintone er for mørk til sikker brug. Ingen lyspuls udsendes.
Bluetooth-indikatorlys (blå) (#4)	Blinker	Bluetooth er aktiv.

5.2. Hudfarvesensor

Lysbaseret hårfjerning på mørk hudfarve kan resultere i uønskede bivirkninger som f.eks. forbrændinger, vabler og ændringer i hudfarven (hyper- eller hypopigmentering). Din Silk'n Infinity har en hudsensor som registrerer din hudfarve automatisk. Hudfarvesensoren kontrollerer hudfarven i starten af og jævnlige i løbet af hver behandling.


- i** Ser du ingen lyspuls og blinker advarselset for klar/hudtone (#7), er det tegn på, at hudfarven, som måles af hudfarvesensoren, er for mørk til sikker anvendelse. Prøv at bruge apparatet på et andet sted på kroppen.

5.3. Energiniveauer

Energiniveauet bestemmer intensiteten af lyspulserne på din hud. Efterhånden som energiniveauet øges, gælder det samme for hårfjerningsresultaterne, såvel som risikoen for mulige bivirkninger og komplikationer.

- Apparatet har 5 energiniveauer, som starter på 1 (laveste) og går til 5 (højeste), og som er vist med 5 indikatorer for energiniveau (#5).
- Når apparatet er tændt, bliver energiniveauet indstillet på 1 automatisk. Der vil kun være en energiniveau indikatorlampe (#5) tændt.
- For at ændre energiniveauet, skal du trykke på kontrolknappen (#6) gentagne gange for at øge energiniveauet fra 1 til 5. Når det er på niveau 5, skal du trykke på kontrolknappen (#6) igen for at mindske energiniveauet fra 5 til 1.

5.4. Pulserende og glidende



Pulserende er den bedste teknik til at behandle bestemte punkter eller et mindre område.

- Pres behandlingsoverfladen (#2) mod din hud. Fungerer i rækker (enten på tværs af eller ned som vist på billedet). Start i den ene ende af hver række og fortsæt til den modsatte ende.

- Behandlingsoverfladen (#2) skaber midlertidige trykmærker på det behandlede område, så du kan se de områder du har behandlet.
- Efter hver puls flyttes behandlingsoverfladen (#2) til næste punkt. Fortsæt med at udføre denne pulserende handling på det område du er ved at behandle.
- Undgå at lave huller eller springe områder over ved brug af apparatet.

En glidende er den bedste teknik til at behandle et større område på kroppen.

Pres behandlingsoverfladen (#2) tæt ind mod huden og glid forsigtigt henover huden (enten på tværs eller ned som vist på billedet). Sørg for behandlingsoverfladen (#2) hele tiden er i kontakt med huden.

- I de lavere energiniveauer tager apparatet kun 1-1.5 sekunder at genoplade mellem impulser. Dette giver en uafbrudt sekvens af blink.
 - Bevæg apparatet ved en hastighed så du undgår mellemrum eller overlapninger.
- ⚠ Du må ikke behandle det samme område mere end én gang pr. hårfjerningsbehandling.
- ⚠ Ophør straks med brugen, hvis du føler smerter.

5.5. Udsættelse for sollys

- Det laveste energiniveau (1) er designet specielt til sikker brug selv efter du har opholdt dig i solen.
- Hvis du bruger energiniveauerne 2-5 skal du undgå yderligere ophold i solen i **4 uger før og 2 uger efter** din behandling. Dette skyldes at tilstedeværelsen af store mængder melanin udsætter huden for større risiko ved brug af enhver form for lysbaseret hårfjerningsmetode. Dette gælder for alle hudtyper også typer som tilsyneladende ikke bliver hurtigt solbrune.
- Vi anbefaler det ikke, men hvis du er nødt til gå udendørs i solen efter en behandling, så brug solfaktor SPF30 eller højere på behandlingsområdet. Gør det indtil **2 uger efter** behandlingen.

5.6. Udsættelse af øjnene for IPL

- Selvom du kan bruge enheden til at fjerne ansigtshår, så vær forsigtig ved kontakt med øjnene og brug den kun under kindbenene.
- i Apparatet udsender kun gentagne pulsslag ved stabil kontakt med huden og når du løbende bevæger den på huden.

6. Hvad du kan forvente med Silk'n Infinity

I løbet af en Silk'n Infinity behandling er det normalt at føle og opleve følgende:

- **Blæsestøj:** Ventilatoren laver en støj, der minder om en hårtørrer.
 - **Pop-up-lyd med hver pulsslag:** Når der aktiveres et pulsslag med eHPL™-lys, er det normalt at høre en svag lyd samtidig med lysblinket.
 - **En varm og prikkende fornemmelse:** I hver galvanisk pulssekvens er det normalt med en varme og prikkende følelse fra den galvaniske og lysenergi.
 - **Svag rød eller pink farve:** I løbet af og lige efter behandlingen er det ikke unormalt at se meget svag, pinkfarvet hud. Dette er mest udbredt rundt om hårene.
- ⚠ Stop øjeblikkeligt brugen hvis du oplever rødmen eller hvis der opstår vabler eller sår på din hud.

7. Mulige bivirkninger

Ved brug ifølge vejledningen er det usædvanligt at opleve bivirkninger og komplikationer med brugen af Silk'n Infinity. Men enhver kosmetisk procedure, herunder dem, der er beregnet til brug i hjemmet, indebærer en vis grad af risiko. Derfor er det vigtigt, at du forstår og accepterer de risici og komplikationer, der kan opstå med systemer til hårfjernelse beregnet til brug i hjemmet.

Ubetydelige hudgener

Hårfjernelse med pulserende lys til hjemmebrug (Home pulsed light) giver normalt ingen gener. Der er imidlertid nogle brugere som oplever behandlingen lidt ubehagelig. Dette kan bedst beskrives som en mild stikkende fornemmelse på de behandlede hudområder. Denne stikkende fornemmelse kan forekomme under og efter behandlingen.

Det vil sige, at du skal bruge apparatet på et lavere niveau og hvis det ikke hjælper, så skal du holde op med at bruge enheden.

Rødmen af huden

Din hud kan blive rød umiddelbart efter brugen af apparatet eller inden for de efterfølgende 24 timer. Rødmen aftager normalt inden for 24 timer.

Opsøg din læge hvis ikke rødmen forsvinder i løbet af 2-3 dage.

Sørg for at bruge et energiniveau som er behageligt for dig og passende for din hud.

Øget overfølsomhed af huden

Det behandlede hudområde er mere følsomt, så du kan opleve tørhed og hudafskalning.

Pigmentforandringer

Apparatet angriber hårstrået og især de pigmenterede celler i hårsækken og selve hårsækken. Ikke desto mindre er der risiko for midlertidig hyperpigmentation (øget pigmentering eller brun misfarvning) eller hypopigmentation (hvid hud) på den omgivende hud. Der er større risiko for hudpigmentation for personer med mørk hudfarve eller meget solbrune personer. Normalt er misfarvning eller ændringer af hudpigmenteringen midlertidig og permanent hyperpigmentation eller hypopigmentation er sjældne tilfælde.

Voldsom rødme og hævelse

I sjældne tilfælde kan behandlet hudområder blive meget røde og hævede. Dette er især almindeligt på kroppens følsomme områder. Rødmen og hævelse forsvinder inden for 2-7 dage og skal behandles med hyppige kolde omslag. Du må gerne rense huden forsigtigt men undgå at udsætte den for sollys.

Vabler eller forbrændinger

Afkøl det påvirkede område og påfør creme, der modvirker solskoldning. Vent indtil området er fuldstændigt helet inden du påbegynder en ny behandling og brug et lavere energiniveau. **Hvis ikke huden bliver normal igen inden 3 dage, skal du søge læge.**



Stop straks med at bruge udstyret i tilfælde af en mere alvorlig bivirkning.



Kontakt lægen, hvis bivirkningen ikke forsvinder i løbet af 2 - 3 dage.

8. Behandlingsplan

En typisk hel hårvækstcyklus kan tage 18-24 måneder. I løbet af dette tidsrum kræves der forskellige behandlinger for at opnå permanent hårfjernelse Silk'n Infinity.

Effektiviteten af hårfjerningen varierer fra person til person afhængig af legemsområde, hårfarve, og hvordan apparatet bruges.

Almindelig behandlingsplan i forbindelse med fuld hårvækst:

- **Behandlinger 1-4:** Planlæg med fire ugers mellemrum.
- **Behandlinger 5-7:** Planlæg med fire ugers mellemrum.
- **8+ behandlinger:** Behandl efter behov, indtil det ønskede resultat er opnået.

Forventet behandlingsresultat af hårfjernelse

Fitzpatrick hudtype ¹	Hårfarve	Lyspå-virkning [J/cm ²]	Område af kroppen ²	Gennemsnitligt antal behandlinger ¹	% hår reduktion
I-HV	Mørk blond til brug	2.5-4	Ben eller lår	Session 10-12, ca. 4 ugers interval.	60 %
			Arme		50 %
			Bikininlinje		60 %
			Underarme		55 %
I-HV	Brun-sort	2.5-4	Ben eller lår	Session 8-10, ca. 4 ugers interval.	70 %
			Arme		60 %
			Bikininlinje		70 %
			Underarme		65 %

1. Individuelle resultater afhænger af hårtype såvel som biologiske faktorer der kan påvirke hårvækstmønstrene. Visse brugere reagerer hurtigere eller langsommere end gennemsnittet på behandlinger.

2. Man kan ikke forvente permanent hårfjernelse i en enkelt eller dobbelt behandlingssession. Varigheden af hvileperioden for hårsækken afhænger af kropsområdet.

9. Kom godt i gang!

9.1. Tilslut apparatet

1. Tag apparatet og de andre dele ud af æsken.
2. Sæt adapteren i adapterstikket (#10) og tilslut den til strømforsyningen. Alle energiniveauindikatorlys (#5) tændes og slukkes skiftevis.

9.2. Lav en stikprøve

Det er vigtigt at lave en stikprøve af den del af kroppen, som du ønsker at behandle. En stikprøve af om hudfarven egner sig til behandling og så du ved, hvilket energiniveau der passer til det område, som du behandler. Både hudfarven og energiniveauet kan variere afhængigt af behandlingsområdet.

1. Lav en stikprøve ved at følge trin 1-5 og 7-9 i næste afsnit.
2. Fortsæt med at teste ved øget energiniveau til du når det højeste niveau, der føles behageligt. Hvis du inden en time ikke oplever bivirkninger, kan du starte hele behandlingen på det energiniveau.
3. Gentag spottesten for hvert område, som du ønsker at behandle.

9.3. Behandlingstrin

1. Fjern alle smykker inden brug.
2. Hudområdet der skal behandles bør være barberet, rent, tørt og fri for pudder, antiperspirant eller deodorant. **Fjern ikke hår med voks, udtrækning eller pincet.**
3. Sørg for at afdække tatoveringer, modermærker, vorter eller andre mærker på huden, som ikke skal behandles. Brug et materiale, der ikke absorberer lys fx en hvid klud eller hvid tape.
4. Tryk på kontrolknappen (#6). Enheden vil tænde, energiniveau 1 energiidikatorlampen (#5) tændes, og en blæser lyd starter.
5. Cirka 1 sekund efter tryk på kontrolknappen tændes advarselsindikatoren klar/hudfarve (#7) med grøn farve. Enheden er klar til at aktivere først pulsslæg ved laveste energiniveau. Start altid første behandling på energiniveau 1.
6. Vælg det energiniveau, som du har det bedst med.

7. Sæt behandlingsoverfladen (#2) på huden og tryk på pulsudløseren (#1) for at afgive en puls. Sørg for din hånd berører basiselektroden sammen med pulsudløseren (#1).

 Hvis du ikke rører ved bund elektroden med hånden (#8), udsendes der ingen galvanisk behandlingscirkulation.

8. Tryk på pulsudløseren (#1).

- Enheden fastlægger først hudfarven. Hvis hudfarven er lys nok til sikker anvendelse, vil apparatet aktivere galvanisk cirkulation. Du vil måske opleve en let prikkende følelse. Det er normalt. Den galvaniske behandling virker ved at udvide dine pore med henblik på bedre anvendelse af behandlingen.
- Direkte bagefter vil apparatet afgive pulslys på huden og Klar/hud-lydadvarsel og indikatorlys (#7) slukkes. Du vil se et skarpt lys og samtidig høre et knald, hvilket er en normal lyd fra apparatet. Du vil opleve en svag varme og prikkende følelse. Apparatet vil straks lade op til den næste pulsering.
- Efter et par sekunder, når enheden er klar til at blinke igen, vil advarselsindikatoren for klar/hudtone (#7) tændes. Indikatorlyset vil tænde igen, når det presses mod huden.


9. Fjern behandlingsoverfladen (#2) fra det behandlede hudområde.

10. Beslut om du ønsker at behandle området **glidende** eller **pulserende** (se afsnit 5.4. Pulserende og glidende).

- Hvis du anvender **pulserende**, skal du sætte behandlingsoverfladen (#2) på en tilstødende del af huden og udløse en puls.
- Hvis du anvender **glidende**, skal du holde pulsudløseren (#1) nede løbende og lade apparatet glide over det behandlede område.

11. Fasthold **pulserende** eller **glidende** til du har dækket hele målområdet.

 Prøv at undgå at springe steder over.

 Stop omgående brugen hvis der opstår vabler eller forbrændinger på huden.

12. Når du har afsluttet behandlingen, skal du trykke på kontrolknappen (#6) i længere tid for at slukke apparatet. Husk den sidste energiindstilling, som du har brugt sidst, idet apparatet starter med valg af energiniveau 1.

13. Afbryd adapteren fra strømmen, rengør apparatet og opbevar det sikkert (jf. afsnit 10. Rengøring og vedligeholdelse).

14. Efter behandlingen anbefaler vi, at du kommer bodylotion på det behandlede område for at hjælpe huden med at komme sig hurtigere efter behandlingen.

10. Rengøring og vedligeholdelse

- Tag stikket ud til apparatet.
 - Rengør enheden og behandlingsoverfladen (#2) med en ren og tør klud. Brug ikke acetone eller ridsende væske, som vil beskadige din apparat.
 - Efter rengøring anbefaler vi, at du opbevarer apparatet i den originale emballage og ikke i nærheden af vand.
- ⚠ Nedsænk ikke enheden eller delene i vand.

11. Tilslutning af Silk'n Infinity til Bluetooth

Download og tilslut Silk'n-hårfjernerapp.

Den gratis Silk'n-hårfjernerapp hjælper dig hele vejen med Silk'n-fårfjernere, du kan lave din egen behandlingsplan, sikre og velorienterede valg, og hjælper dig med at gennemføre hele behandlingen med henblik på det bedste resultat.

Som ejer af Silk'n Infinity har du også glæde af Bluetooth. Download vores app og følg registreringsprocessen og Bluetooth-parringen.

Du kan download Silk'n-hårfjernerappen ved at scanne:



 **Bluetooth**

12. Problemløsning

Kun godkendt personale må udføre reparation. Undlad at ændre, åbne og reparere enheden. Det kan udsætte dig for farlige elektriske komponenter og kan medføre, at du kommer alvorligt til skade. Det vil gøre garantien ugyldig.

Problem	Kontroller
Min apparat vil ikke starte.	Kontroller følgende: <ul style="list-style-type: none">• Adapteren er korrekt tilsluttet apparatet og det er forbundet til en stikkontakt.
Der er ingen galvanisk puls, når jeg trykker på pulsudløseren (#1).	Kontroller din hånd rører ved bundelektroden, når du trykker på pulsudløseren (#1). Den galvaniske behandlingscirkulation kræver lukning af det galvaniske kredsløb ved at trykke på pulsudløseren (#1) og elektroden (#9) på samme tid for at behandle huden effektivt.
Der er ingen lysimpuls, når jeg trykker på pulsudløseren (#1)	Kontroller følgende: <ul style="list-style-type: none">• den grønne advarselslampe for klar/hudtone (#7) blinker langsomt. Det betyder, at der er god hudkontakt.• behandlingsoverfladen (#2) er i jævn og fuld kontakt med huden Af hensyn til din sikkerhed aktiverer pulsudløseren (#1) kun en puls, hvis behandlingsoverfladen (#2) trykkes tæt mod huden. Hvis advarselslyset for klar/hudtone (#7) blinker hurtigt, er det tegn på, at hudfarven, som måles af hudfarvesensoren, er for mørk til sikker anvendelse. Prøv at bruge apparatet på et andet sted på kroppen eller kontakt Silk'ns kundesupport.
Et eller flere lys er tændt permanent.	Enheden er behæftet med fejl. Afbryd apparatet fra stikket og genstart. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte kundeservice.
Enheden virker ikke længere og er i standby-mode.	Tryk på kontrolknappen (#6) igen for at genstarte enheden.

13. Kundeservice

Få mere information på vores websted, www.silkn.eu. Denne manual fås også som pdf-fil, der kan downloades fra webstedet. Kontakt Silk'ns kundeservice for at rapportere en uventet funktion eller hændelse eller andet problem med enheden. Vores kontaktoplysninger er:

Land	Servicenummer	E-mail
Belgien	0800-29316	serviceconsommateurbe@silkn.eu
Frankrig	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Tyskland	089 51 23 44 23	kundenservicede@silkn.eu
Italien	+31(0)180-330550	servizioclientiit@silkn.eu
Holland	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Spanien	900 823 302	servicioalcliente@silkn.eu
Storbritannien	0906-2130009	customerareuk@silkn.eu
Andre lande	+31 (0)180-330 550	info@silkn.eu

14. Garanti

Se dit Silk'n garantikort.

15. Bortskaffelse



Sorter emballagen før den bortskaffes. Bortskaf pap og pap med den genbrugte papirservicé og emballage med den relevante indsamlingstjeneste.



(Nærværende afsnit gælder i EU og øvrige europæiske lande med særskilte renovationssystemer til genbrugsmateriale). WEEE-Reg.Nr. DE 31619958.

Gamle apparater må ikke bortskaffes i husholdningsaffald! Hvis produktet på et senere tidspunkt ikke længere kan bruges, så skal det bortskaffes ifølge de gældende lokale eller nationale bestemmelser. . Det betyder, at gammelt udstyr genbruges professionelt og man undgår negative miljøpåvirkninger. Derfor er elektrisk udstyr markeret med symbolet vist her.

*Produkter mærket Cd = cadmium, Hg = kviksølv, Pb = bly.

16. Specifikationer

Model	H3103
Galvanisk	70-400 mikroampere (μA)
Spot størrelse	0,9 cm x 3 cm [2,7cm ²]
Teknologi	Enhanced Home Pulsed Light™
Maks. energiniveau	Maks. 4J/cm ²
Bølgelængde	520-1200nm
Varighed af pulsslys	500-800 μs
Betjeningsfunktion	Løbende
Drift og sikkerhed	Hudfarvesensor sikrer problemfri anvendelse på passende hudtyper
Gentagelsesfrekvens	Maksimum 1,0 Hz
Systemvægt	225 gr
Transport & opbevaring mellem brug og opbevaringsbetingelser	Temperatur: - 40 ° til +70 °C Relativ fugtighed: 10% - 90% rH Atmosfærisk tryk: 500 - 1060 hPa
Opbevaringsbetingelser	Temperatur: 10 ° - 30°C Relativ fugtighed: 30% - 75% rH Atmosfærisk tryk: 700 - 1060 hPa
Tid fra mindste lagringstemperatur mellem brug til mindste driftstemperatur med en temperatur på 20°C i omgivelserne	30 minutter
Tid fra maksimal opbevaringstemperatur mellem brug til maksimal driftstemperatur med en temperatur på 20°C i omgivelserne	30 minutter
Beskyttelse mod elektrisk chok	Medicinsk udstyr i klasse II BF anvendt del
Adapter	KSA-60B-200300D5
	Indgang: 100-240V; 50-60Hz; 1,8A Udgang: 20Vdc; 3A

Pulsparametre (sekunder)	Energiveau 1: 0,5
	Energiveau 2: 0,7
	Energiveau 3: 0,9
	Energiveau 4: 1,0
	Energiveau 5: 1,3
Bluetooth LE Driftsfrekvens Effekt	2,402 MHz ~ 2,480MHz Under 3 mW/MHz

17. Juridisk information

Copyright 2023 © Silk'n Beauty Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.

Home Skinovations Ltd forbeholder sig ret til at foretage ændringer af deres produkter eller specifikationer med henblik på at forbedre ydeevnen, troværdigheden eller forarbejdningsevnen. Informationen, der tilvejebringes af Home Skinovations Ltd., anses for at være nøjagtig og troværdig på udgivelsestidspunktet. Home Skinovations Ltd påtager sig imidlertid intet ansvar for dets anvendelse. Der gives ingen licens hverken stiltiende eller andet i henhold til et patent eller patentrettigheder tilhørende Home Skinovations Ltd. Ingen del af dette dokument må gengives eller overføres i nogen form eller på nogen måde, elektronisk eller mekanisk, til noget formål uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Home Skinovations Ltd. Data kan ændres uden meddelelse. Silk'n Beauty Ltd. Har patenter og anmeldte patentansøgninger, varemærker, copyrights eller andre immaterielle rettigheder, der dækker emnet i dette dokument. Dette dokument giver dig ikke nogen form for licens til disse patenter, varemærker, copyrights eller andre immaterielle rettigheder, medmindre det er udtrykkeligt anført i en skriftlig aftale indgået med Silk'n Beauty Ltd. Specifikationer kan ændres uden varsel. Silk'n og Silk'n-logoet er registrerede varemærker tilhørende Silk'n Beauty Ltd., Invention Works B.V. Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, Nederlandene www.silkn.eu, info@silkn.eu.



PB119535A

Silk'n®

Beautiful Technology

Invention Works B.V.
Galileistraat 17, 3029 AL
Rotterdam
The Netherlands

www.silkn.eu • info@silkn.eu

2nd Floor, De Burgh House
Market Road
Wickford, Essex, SS12 0FD
United Kingdom

Issue date: 01/2023



© 2023 Silk'n Beauty Ltd. All rights reserved.

Silk'n and the Silk'n logo are registered trademarks of Silk'n Beauty Ltd.