NOTICE D'UTILISATION
MASQUE DE LUMINOTHERAPIE LED POUR LE VISAGE V2

INTRODUCTION
Veuillez lire attentivement le manuel et notamment les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil. Conservez ce manuel.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
Veillez à ne pas utiliser l'appareil :
- Si vous êtes une femme enceinte, un enfant ou une personne malade.
- Si vous souffrez d'épilepsie, de la glande thyroïde ou si vous ne supportez pas la lumière.
Si après utilisation du masque LED, vous ressentez un malaise, veuillez arrêter la séance et consulter un médecin avant de l'employer à nouveau.

PRÉCAUTIONS À PRENDRE PENDANT ET APRÈS L'UTILISATION DE VOTRE MASQUE LED
1) Ne regardez pas directement la source de lumière LED pendant votre séance.
2) Ce masque ne peut pas être utilisé en lisant ou en regardant la télévision.
3) Si vous utilisez un masque visage ou des produits cosmétiques en même temps que votre masque LED, choisissez des produits de haute qualité.
4) Le masque étant en silicone, vous pouvez constater une légère odeur à l'ouverture du paquet. Celle-ci disparaîtra rapidement.
5) Veillez à ne pas plier le masque ou poser une charge lourde dessus pour ne pas abîmer les LED.
6) Rangez le masque dans la boîte, une fois le traitement terminé.
7) N'utilisez pas d'eau ou de produit chimique pour nettoyer votre masque, ne le plongez pas dans l'eau. Utiliser plutôt un chiffon humide en cas de besoin.
8) N'exposer pas votre masque à la lumière du soleil.
9) Tenez-le masque à l'écart des enfants. Ne les laissez pas jouer avec le dispositif car il ne s'agit pas d'un jouet.
10) N'utilisez cet appareil que pour l'usage auquel il est destiné. Le fabricant n'est pas responsable des dommages résultant d'une utilisation ou d'une manipulation inappropriée. De plus, toute modification de l'appareil est interdite.

PRÉCAUTIONS POUR LES RISQUES ÉLECTRIQUES
Lorsque l'appareil est en service, il est interdit de l'utiliser proche d'une autre source de chaleur. Veillez à ce que de l'eau ne pénètre pas dans le dispositif. Le courant haute tension peut provoquer un incendie ou un choc électrique. N'utilisez pas l'appareil si la fiche d'alimentation est endommagée. Débranchez la fiche d'alimentation lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une longue période. Si le produit ou la fiche sont endommagés, le produit doit être vérifié et réparé par un réparateur agréé. Veuillez contacter le vendeur pour la réparation si le produit est encore sous garantie.

RÈGLES DE RÉCLAMATION
La garantie ne s'applique pas :
- Si ce qui précède n'est pas respecté.
- S'il y a eu une intervention non autorisée sur l'appareil.
- Si l'appareil a été malmené, soumis à un traitement brutal ou à toute autre forme de dommage. Si des défauts sont apparus en raison de défaillances du système d'alimentation.

A PROPOS DU MASQUE LUMINOTHÉRAPIE LED

Le masque de photothérapie LED pour le visage utilise le principe d'irradiation lumineuse pour pénétrer les tissus et stimuler les photorécepteurs des cellules de la peau. Grâce à la thérapie photodynamique, la peau du visage est réparée, embellie et rajeunie.

Ce masque LED utilise 7 couleurs de lumière froide pour traiter les différents problèmes de peau (acné, rougeurs, rides, teint terne…). Chaque lumière a un effet différent et permet un traitement plus ciblé.

Cette technique non invasive reconnue en dermatologie est efficace et peut être utilisée en toute sécurité.

LES DIFFÉRENTES COULEURS DE LUMIÈRE :

Grâce à ce masque luminothérapie LED, vous pouvez traiter différents problèmes de peau en fonction de la couleur utilisée. Appuyez sur le bouton de sélection pour allumer votre masque et choisir votre couleur.

- **La lumière IR (infrarouge à 850 nm)**
- **La lumière rouge (630 nm)**
- **La lumière bleue (460 nm)**
- **La lumière verte (532 nm)**
- **La lumière jaune (590 nm)**
- **La lumière orange (590 nm)**
- **La lumière violette (400 nm)**
- **La lumière bleu clair (500 nm)**

DURÉE DE TRAITEMENT

Le temps de traitement recommandé est de : 15 à 30 minutes par jour.

Le traitement est sans effets secondaires. Il convient à tous les types de peau.

DONNÉES TECHNIQUES

- LED : masque visage 118 LED / masque cou 62 LED
- Irradiance : 40mW/cm2
- Taille du produit : masque visage : 324x213x4.3 mm / masque cou : 338x220x4.7 mm
- Poids net : masque visage 230 g / masque cou 200 g
- Tension de fonctionnement : 3.7V
- Tension de charge : DC5V 1A
- Puissance : 25W
- Capacité batterie : 2600mAh
- Temps de charge 1h30
- Temps d'utilisation 1h30

ÉLIMINATION DU PRODUIT

Le produit usagé ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Conformément à la législation, le produit doit être éliminé de manière appropriée afin que les matériaux puissent être recyclés dans le respect de l'environnement. Pour plus d'informations, veuillez consulter les autorités locales compétentes ou l'entreprise d'élimination locale. Le produit est équipé du logo suivant :

